

Invacare® Action⁴ NG Heavy Duty

CE

Silla de ruedas especialmente diseñada para usuarios de peso elevado hasta 160 kg.

Chasis de aluminio plegable por doble cruceta.

Anchos de asiento: 50,5, 55,5 y 60,5 cm. Profundidad de asiento: 40,45 o 50 cm.

Respaldo reclinable 0/30° (opcional). Profundidad de asiento ajustable de 40 a 45 cm (opcional). Reposabrazos desmontables y regulables en altura en estándar.

Peso: a partir de 21 kg.

Peso máximo de usuario: 160 kg.

Action 4 HD SR-10C: Código provisional Prescripción (comunicado): S0008880 (Categoría SRM 010C) 

Action 4 HD SR-40C: Código provisional Prescripción (comunicado): S0008907 (Categoría SRM 040C) 

Ortopedia:

Nombre usuario:

Dirección usuario:

Teléfono contacto:

Dirección entrega:

Número pedido:

Cantidad pedido:

Fecha pedido:

☐ Por favor marque su elección con una cruz:  Característica estándar ☐ Sin cargo

Peso usuario = Kg

Código	Descripción			P.V.P €
MODELO				
CKG0004	◆	ACTION 4 NG HEAVY DUTY 160 KG		◆
ESPECIAL				
N	◆	No especial	(NC: 0821)	◆
CKGSPEC		Especial		
MODELO BASE				
CKG0026	◆	Modelo base Action 4 Heavy duty NG		762,66
ALBER				
CKG0070		Anclajes para TWION / E-MOTION M25 lincluye antivulecos Alber	plazo de entrega + 5 días adicionales (NC: 0110, 0175, 0176, 0950, 0980, 1005, 1040, 1130, 1200, 1240)	607,26
PROPULSIÓN				
CKG0100	◆	Autopropulsable	(NC : 1005)	◆
CKG0110		Kit transit (solo disponible con eje fijo y frenos accionados con el pie)	(NC :0946, 0948, 1020, 1030, 1050,1060, 1110, 1111, 1125, 1220)	○
ASIENTO				
ANCHURA ASIENTO				
CKG0170	◆	Anchura asiento 505 mm. (incluye tensor)	(NC 0964)	◆
CKG0175		Anchura asiento 530 mm. (incluye tensor)		
CKG0171		Anchura asiento 555 mm. (incluye tapizado reforzado, taloneras y tensor)	(NC: 0280, 0659, 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0964,	○
CKG0176		Anchura asiento 580 mm. (incluye tensor)		
CKG0172		Anchura asiento 605 mm. (incluye tapizado reforzado, taloneras y tensor)	(NC : 0180,0280, 0659, 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0964	
PROFUNDIDAD ASIENTO				
CKG0180		Profundidad asiento 400 mm.	(NC0702, 0703)	○
CKG0190	◆	Profundidad asiento 450 mm.	(NC 0701, 0703)	◆
CKG0195		Profundidad asiento 500 mm.	(NC :0280,0295, 0681, 0691)	○
CKG0200		Profundidad asiento ajustable de 400 a 450 mm.	Ajustado a 430 MM (NC : 0280, 0295)	66,28
CKG0201		Profundidad asiento ajustable de 450 a 500 mm.	(NC : 0280, 0295)	66,28
ALTURA ASIENTO				
CKG0210		Altura asiento 510 mm.	(NC 0946)	○
CKG0220	◆	Altura asiento 485 mm.		◆
CKG0230		Altura asiento 460 mm.		○
TAPIZADO ASIENTO				
CKG0280		Tapizado asiento sin cinchas de fijación, nylon		○
CKG0290		Tapizado de asiento ajustable en profundidad con cinchas de fijación (cierre de gancho y bucle), nylon		○
CKG0295	◆	Tapizado de asiento acolchado		◆
RESPALDO				
RESPALDO		Son necesarias ruedas antivuelco para respaldo reclinable (0333)		
CKG0333		Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30)º (incl. tensor y posic. amputado)	3 alturas 390/410/430 mm (se entrega a 430mm) puños fijos (NC : 0360,1060)	227,30
CKG0330	◆	Respaldo fijo 7º	altura ajustable 380 a 460 mm (entrega a 380 mm)	◆



0333

0304

Código	Descripción				P.V.P €
PUÑOS (solo para opción 0330)					
CKG0304		Puños fijos	No compatible con reposacabezas	NC 0716, 0717, 0718, 0780	○
TAPIZADO RESPALDO					
CKG0360	◆	Estándar acolchado (Jemima)			◆
CKG0365		Acolchado con soporte lumbar (+1cincha)			○
CKG0369		Contour, acolchado, ajustable(3+1 cinchas) en tensión parte superior con soporte lumbar-incluye tensor	incluye tensor	(NC: 0780)	60,65
CKG0370		Contour Ajustable (7 +1 cinchas) en tensión	incluye tensor	(NC: 0780)	101,59
PESCANTES / PALETAS					
PESCANTE DERECHO					
CKG0390	◆	Pescante derecho 80° abatible interior exterior			◆
CKG0400		Pescante ajustable ángulo (0° a 80°) derecho abatible interior exterior (incluye almohadilla pantorrillas) 🔄		(NC : 0491, 0760)	142,69
PESCANTE IZQUIERDO					
CKG0440	◆	Pescante izquierdo 80° abatible hacia interior exterior			◆
CKG0450		Pescante ajustable ángulo (0° a 80°) izquierdo abatible interior exterior (incluye almohadilla pantorrillas) 🔄		(NC : 0491, 0760)	142,69
TUBO + PALETA DERECHO					
CKG0480	◆	Paleta derecha abatible	Incluye taloneras ajustables		◆
CKG0490		Paleta derecha ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras ajustables		63,99
CKG0491		Paleta monobloc abatible ajustable en ángulo y profundidad		(NC: 0500, 0750, 0770)	155,34
TUBO + PALETA IZQUIERDO					
CKG0500	◆	Paleta izquierda abatible	Incluye taloneras ajustables		◆
CKG0510		Paleta izquierda ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras ajustables		63,99
REPOSABRAZOS					
REPOSABRAZOS DERECHO					
CKG0520	◆	Desmontable derecho "RIO" (Nº1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust. altura (200 a 280 mm) + protector ajustable en altura y profundidad	(NC : 0593, 0596) ◆
CKG0533		Desmontable derecho (Nº4) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust.altura (210-345 mm)+ protector ajust. en altura	(NC : 0580) 58,45
CKG0536		Desmontable derecho (Nº4)- Dispositivo cierre automático	largo	ajust. altura (210-345 mm) y profundidad + protector ajustable en altura	(NC : 0580) 64,92
REPOSABRAZOS IZQUIERDO					
CKG0580	◆	Desmontable izquierdo "RIO" (Nº1)- Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust. altura (200 a 280 mm) + protector ajustable en altura y profundidad	◆
CKG0593		Desmontable izquierdo (Nº4)- Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust.altura (210-345 mm)+ protector ajust. en altura	58,45
CKG0596		Desmontable izquierdo (Nº4)- Dispositivo cierre automático	largo	ajust. altura (210-345 mm) y profundidad + protector ajustable en altura	64,92
OPCIONES ASIENTO					
CKG0640		Sin opciones asiento	(NC 0659, 0661, 0681, 0691, 0693, 0701, 0702, 0703, 0716, 0717, 0718, 0750, 0760, 0770)		○
COJINES					
CKG0654		Cojín espuma BASIC 50 MM 🔄	(NC : 0659, 0661, 0681, 0691, 0693, 0703)		32,13
CKG0659		Cojín Flo-tech lite 🔄	(NC : 0661, 0681, 0691, 0693, 0703)		105,43
CKG0661		Cojín Flo-tech Image 🔄	(NC : 0681, 0691, 0693, 0703)		323,15
CKG0681		Cojín Flo-tech Contour Visco 🔄	(NC : 0691, 0693, 0703)		105,43
CKG0691		Cojín Flo-tech solution xtra 🔄	(NC: 0693, 0703)		616,15
CKG0693		Cojín Matrx LIBRA 🔄	Plazo de entrega + 5 días		323,15
PROFUNDIDAD COJINES MATRX					
CKG0701		Profundidad 400 mm			○
CKG0702		Profundidad 450 mm			○
CKG0703		Profundidad 500 mm			○
OTRAS OPCIONES ASIENTO					
CKG0716		Reposacabeza simple (incluye tensor)		(NC : 0717, 0718)	123,55
CKG0717		Reposacabeza envolvente (incluye tensor)	ajustable lateralmente	(NC : 0718)	147,36
CKG0718		Reposacabeza envolvente con ajuste mejilla (incluye tensor)		ajustable lateralmente	204,04
CKG0760		Cinchas ajustables			10,12
CKG0770		Tubo porta paleta largo (UL 450-530 mm.)			42,68



0360



0370



0365




0369



0390



0440



0490



0510

0400



0520



0533



0681



0659



0661



0691



0693



0716





0717



0718

Código	Descripción		P.V.P €
COLORES			
CKG0801	Gris pizarra (RAL7024 textura fina)		○
CKG0804	Blanco perla		○
CKG0806	Verde eléctrico		22,49
CKG0807	Negro mate		○
CKG0811	Rojo mate		○
CKG0815	Azul Acqua		○
CKG0816	◆	Azul marino	◆
CKG0817	Púrpura oscuro		○
CKG0820	Negro antracita		○
CKG0821	Color especial (solo sobre pedido)	Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente	□
RUEDAS DELANTERAS			
CKG0850	◆	200 X 30 MM (8" X 1,1/4") macizas negras	◆
CKG0870		200 X 45 MM (8" X 2") macizas negras	○
HORQUILLAS			
CKG0930	◆	Soporte de horquilla ajustable en ángulo & altura 3 posiciones	◆
RUEDAS TRASERAS			
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS			
CKG0942		12" / 305 MM (NC : 0962, 0974, 0978, 1020, 1030, 1050, 1060, 1110, 1111, 1210, 1220)	○
CKG0946		22" / 560 MM (NC : 1110)	○
CKG0948	◆	24" / 600 MM (NC: 1111)	◆
TIPO RUEDAS TRASERAS			
CKG0962	◆	Reforzada (bujе aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable) Aro con 6 puntos de fijación Distancia aro-llanta = 11 o 16 mm (entregado a 11 mm)	(NC :1130) ◆
CKG0963		Freno tambor (22/24" : buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable / 12" : Llanta & buje de plástico negro) Aro con 4 puntos de fijación Distancia aro-llanta = 11 o 16 mm (entregado a 11 mm)	(NC :1120, 1125) ○
CKG0964		Composite (llanta & buje de plástico)- solo para ruedas 12"	(NC : 0978,1110, 1111, 1130) 39,72
TIPO CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS			
CKG0972	◆	Cubierta maciza negra 35 mm (1"3/8)	◆
CKG0974		Cubierta neumática profile negra 35 mm (1"3/8)	○
CKG0978		Cubierta neumática perfil bajo negra (lisa) 25 mm (1")	○
AROS			
CKG1020	◆	Aros aluminio anodizado	◆
CKG1030		Aro antideslizante recubierto plástico negro	64,51
EJE RUEDAS TRASERAS			
CKG1040		Eje fijo (solo kit transit)	○
CKG1050	◆	Eje desmontaje rápido	◆
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS			
CKG1060	◆	Posición ruedas traseras estándar (2 posiciones) 35 mm. delante tubo respaldo	◆
CKG1070		Posición ruedas traseras amputado (2 posiciones) 35 mm. detrás tubo respaldo	○
CAÍDA RUEDAS TRASERAS			
CKG1077	◆	Caída 0º	◆
BOMBA DE HINCHADO			
CKG1080	◆	Sin bomba de hinchado	◆
CKG1090		Bomba de hinchado y soporte	12,60
OPCIONES CHASIS			
CKG1100	◆	Sin opciones chasis (NC : 1101, 1110, 1111)	◆
CKG1101		Extensión ruedas delanteras (+ 50 mm. hacia exterior)	94,46
CKG1110		Par protectores de radios negro 24" 600 mm	145,50
CKG1111		Par protectores de radios 22" 560 mm transparente	145,50
FRENOS			
CKG1120	◆	Frenos de empuje	◆
CKG1125		Frenos de tiro	○
CKG1130		Frenos tambor accionados acompañante (incluye frenos de empuje) con ruedas de 16": sin freno usuario	155,06
OPCIONES SEGURIDAD			
CKG1170	◆	Sin opciones seguridad (NC : 1190,1189,1192,1193,1194,1200, 1210, 1220)	◆



Código	Descripción			P.V.P €
CKG1175	Anclajes transporte			13,23
CKG1190	Cinturón postural 		NC: 1189, 1192, 1193, 1194	34,35
CKG1189	Cinturón pélvico - 2 puntos - Flat Mount 	Acolchado 460MM	NC: 1192,1193,1194	113,72
CKG1192	Cinturón pélvico - 2 puntos - Flat Mount 	Acolchado 620MM	NC:1193,1194	113,72
CKG1193	Cinturón pélvico - 4 puntos - Flat Mount	Acolchado 460MM	NC:1194	146,19
CKG1194	Cinturón pélvico - 4 puntos - Flat Mount	Acolchado 620MM		146,19
CKG1200	Ruedas antivuelco y pisa pié (par) 			90,22
CKG1210	Kit reflectores			11,29
CKG1220	Par prolongadores freno 			18,18
OTRAS OPCIONES				
CKG1230	◆	Sin opciones acompañante	(NC : 1240)	◆
CKG1240		Soporte para bastones		32,76
PRECIO TOTAL				

