

Invacare® Action⁴ NG Heavy Duty

CE

Silla de ruedas especialmente diseñada para usuarios de peso elevado hasta 160 kg.

Chasis de aluminio plegable por doble cruceta.

Anchos de asiento: 50,5, 55,5 y 60,5 cm. Profundidad de asiento : 40,45 o 50 cm.

Respaldo reclinable 0/30° (opcional). Profundidad de asiento ajustable de 40 a 45 cm (opcional). Reposabrazos desmontables y regulables en altura en estándar.

Peso : a partir de 21 kg.

Peso máximo de usuario: 160 kg.

Action 4 HD SR-10C : Código provisional Prescripción (comunicado) : S0008880 (Categoría SRM 010C)

Action 4 HD SR-40C : Código provisional Prescripción (comunicado) : S0008907 (Categoría SRM 040C)

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega :

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

☐ Por favor marque su elección con una cruz : ☒ Característica estándar ☐ Sin cargo

Peso usuario = Kg

Código	Descripción	P.V.P €
MODELO		
CKG0004	☒ ACTION 4 NG HEAVY DUTY 160 KG	☒
ESPECIAL		
N	☒ No especial (NC: 0821)	☒
CKGSPEC	☐ Especial	☐
MODELO BASE		
CKG0026	☒ Modelo base Action 4 Heavy duty NG	762,66
ALBER		
CKG0070	Anclajes para TWION / E-MOTION M25 incluye antivulecos Alber plazo de entrega + 5 días adicionales (NC: 0110, 0950, 0980, 1005, 1040, 1130, 1200, 1240)	607,26
PROPULSIÓN		
CKG0100	☒ Autopropulsable (NC : 1005)	☒
CKG0110	☐ Kit transit (solo disponible con eje fijo y frenos accionados con el pie) (NC : 0946, 0948, 1020, 1030, 1050, 1060, 1110, 1111, 1125, 1220)	☐
ASIENTO		
ANCHURA ASIENTO		
CKG0170	☒ Anchura asiento 505 mm. (incluye tensor) (NC 0964)	☒
CKG0171	☐ Anchura asiento 555 mm. (incluye tapizado reforzado, taloneras y tensor) (NC: 0280, 0659, 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0964,	☐
CKG0172	☐ Anchura asiento 605 mm. (incluye tapizado reforzado, taloneras y tensor) (NC : 0180, 0280, 0659, 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0964	☐
PROFUNDIDAD ASIENTO		
CKG0180	☐ Profundidad asiento 400 mm. (NC0702, 0703)	☐
CKG0190	☒ Profundidad asiento 450 mm. (NC 0701, 0703)	☒
CKG0195	☐ Profundidad asiento 500 mm. (NC : 0280, 0295, 0681, 0691)	☐
CKG0200	☐ Profundidad asiento ajustable de 400 a 450 mm. Ajustado a 430 MM (NC : 0280, 0295)	66,28
CKG0201	☐ Profundidad asiento ajustable de 450 a 500 mm. (NC : 0280, 0295)	66,28
ALTURA ASIENTO		
CKG0210	☐ Altura asiento 510 mm. (NC 0946)	☐
CKG0220	☒ Altura asiento 485 mm.	☒
CKG0230	☐ Altura asiento 460 mm.	☐
TAPIZADO ASIENTO		
CKG0280	☐ Tapizado asiento sin cinchas de fijación, nylon	☐
CKG0290	☐ Tapizado de asiento ajustable en profundidad con cinchas de fijación (cierres de gancho y bucle), nylon	☐
CKG0295	☒ Tapizado de asiento acolchado	☒
RESPALDO		
RESPALDO Son necesarias ruedas antivuelco para respaldo reclinable (0333)		
CKG0333	Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30° (incl. tensor y posic. amputado) 3 alturas 390/410/430 mm (se entrega a 430mm) puños fijos (NC : 0360, 1060)	227,30
CKG0330	Respaldo fijo 7° altura ajustable 380 a 460 mm (entrega a 380 mm)	56,23
PUÑOS (solo para opción 0330)		
CKG0304	Puños fijos No compatible con reposacabezas NC 0716, 0717, 0718, 0780	☐



0333

0304

Código		Descripción			P.V.P €
TAPIZADO RESPALDO					
CKG0360	◆	Estándar acolchado (Jemima)			◆
CKG0365		Acolchado con soporte lumbar (+1cincha)			○
CKG0369		Contour, acolchado, ajustable(3+1 cinchas) en tensión parte superior con soporte lumbar-incluye tensor	incluye tensor	(NC: 0780)	60,65
CKG0370		Contour Ajustable (7 +1 cinchas) en tensión	incluye tensor	(NC: 0780)	101,59
PESCANTES / PALETAS					
PESCANTE DERECHO					
CKG0390	◆	Pescante derecho 80° abatible interior exterior			◆
CKG0400		Pescante ajustable ángulo (0° a 80°) derecho abatible interior exterior (incluye almohadilla pantorrillas) ⑤		(NC : 0491, 0760)	142,69
PESCANTE IZQUIERDO					
CKG0440	◆	Pescante izquierdo 80° abatible hacia interior exterior			◆
CKG0450		Pescante ajustable ángulo (0° a 80°) izquierdo abatible interior exterior (incluye almohadilla pantorrillas) ⑤		(NC : 0491, 0760)	142,69
TUBO + PALETA DERECHO					
CKG0480	◆	Paleta derecha abatible	Incluye taloneras ajustables		◆
CKG0490		Paleta derecha ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras ajustables		63,99
CKG0491		Paleta monobloc abatible ajustable en ángulo y profundidad		(NC: 0500, 0750, 0770)	155,34
TUBO + PALETA IZQUIERDO					
CKG0500	◆	Paleta izquierda abatible	Incluye taloneras ajustables		◆
CKG0510		Paleta izquierda ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras ajustables		63,99
REPOSABRAZOS					
REPOSABRAZOS DERECHO					
CKG0520	◆	Desmontable derecho "RIO" (Nº1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust. altura (200 a 280 mm) + protector ajustable en altura y profundidad	(NC : 0593, 0596) ◆
CKG0533		Desmontable derecho (Nº4) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust.altura (210-345 mm)+ protector ajust. en altura	(NC : 0580) 58,45
CKG0536		Desmontable derecho (Nº4)- Dispositivo cierre automático	largo	ajust. altura (210-345 mm) y profundidad + protector ajustable en altura	(NC : 0580) 64,92
REPOSABRAZOS IZQUIERDO					
CKG0580	◆	Desmontable izquierdo "RIO" (Nº1)- Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust. altura (200 a 280 mm) + protector ajustable en altura y profundidad	◆
CKG0593		Desmontable izquierdo (Nº4)- Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust.altura (210-345 mm)+ protector ajust. en altura	58,45
CKG0596		Desmontable izquierdo (Nº4)- Dispositivo cierre automático	largo	ajust. altura (210-345 mm) y profundidad + protector ajustable en altura	64,92
OPCIONES ASIENTO					
CKG0640		Sin opciones asiento	(NC 0659, 0661, 0681, 0691, 0693, 0701, 0702, 0703, 0716, 0717, 0718, 0750, 0760, 0770)		○
COJINES MATRIX					
CKG0654		Cojín espuma BASIC 50 MM ⑤	(NC : 0659, 0661, 0681, 0691, 0693, 0703)		32,13
CKG0659		Cojín Matr x lite ⑤	(NC : 0661, 0681, 0691, 0693, 0703)		105,43
CKG0661		Cojín Matr x Image ⑤	(NC : 0681, 0691, 0693, 0703)		323,15
CKG0681		Cojín Matr x Contour Visco ⑤	(NC : 0691, 0693, 0703)		105,43
CKG0691		Cojín Matr x solution xtra ⑤	(NC: 0693, 0703)		616,15
CKG0693		Cojín Matr x LIBRA ⑤	Plazo de entrega + 5 días		323,15
PROFUNDIDAD COJINES MATRIX					
CKG0701		Profundidad 400 mm			○
CKG0702		Profundidad 450 mm			○
CKG0703		Profundidad 500 mm			○
OTRAS OPCIONES ASIENTO					
CKG0716		Reposacabeza simple (incluye tensor)		(NC : 0717, 0718)	123,55
CKG0717		Reposacabeza envolvente (incluye tensor)	ajustable lateralmente	(NC : 0718)	147,36
CKG0718		Reposacabeza envolvente con ajuste mejilla (incluye tensor)		ajustable lateralmente	204,04
CKG0760		Cinchas ajustables			10,12
CKG0770		Tubo porta paleta largo (UL 450-530 mm.)			42,68
COLORES					
CKG0801		Gris pizarra (RAL7024 textura fina)			○
CKG0804		Blanco perla			○



0360



0370



0365



0369

0390
04400490
0510

0400

0480
05000520
05300533
0536

0681



0659



0661



0691



0693



0716





0717




0718

Código	Descripción		P.V.P €
CKG0806	Verde eléctrico		22,49
CKG0807	Negro mate		○
CKG0811	Rojo mate		○
CKG0815	Azul Acqua		○
CKG0816	◆ Azul marino		◆
CKG0817	Púrpura oscuro		○
CKG0820	Negro antracita		○
CKG0821	Color especial (solo sobre pedido)	Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente	□
RUEDAS DELANTERAS			
CKG0850	◆ 200 X 30 MM (8" X 1.1/4")	macizas negras	◆
CKG0870	200 X 45 MM (8" X 2")	macizas negras	○
HORQUILLAS			
CKG0930	◆ Soporte de horquilla ajustable en ángulo & altura	3 posiciones	◆
RUEDAS TRASERAS			
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS			
CKG0942	12" / 305 MM	(NC : 0962, 0974, 0978, 1020, 1030, 1050, 1060, 1110, 1111, 1210, 1220)	○
CKG0946	22" / 560 MM	(NC : 0964, 1110)	○
CKG0948	◆ 24" / 600 MM	(NC : 1111)	◆
TIPO RUEDAS TRASERAS			
CKG0962	◆ Reforzada (bujie aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable)	(NC :1130)	◆
CKG0963	Freno tambor (22/24" : bujie aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable / 12" : Llanta & bujie de plástico negro)	(NC :1120, 1125)	○
CKG0964	Composite (llanta & bujie de plástico negro)	(NC : 0978,1110, 1111, 1130)	39,72
TIPO CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS			
CKG0972	◆ Cubierta maciza negra 35 mm (1"3/8)		◆
CKG0974	Cubierta neumática profile negra 35 mm (1"3/8)		○
CKG0978	Cubierta neumática perfil bajo negra (lisa) 25 mm (1")		○
AROS			
CKG1020	◆ Aros aluminio anodizado		◆
CKG1030	Aro antideslizante recubierto plástico negro		64,51
EJE RUEDAS TRASERAS			
CKG1040	Eje fijo (solo kit transit)		○
CKG1050	◆ Eje desmontaje rápido		◆
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS			
CKG1060	◆ Posición ruedas traseras estándar (2 posiciones)	35 mm. delante tubo respaldo	◆
CKG1070	Posición ruedas traseras amputado (2 posiciones)	35 mm. detrás tubo respaldo	○
CAÍDA RUEDAS TRASERAS			
CKG1077	◆ Caída 0°		◆
BOMBA DE HINCHADO			
CKG1080	◆ Sin bomba de hinchado		◆
CKG1090	Bomba de hinchado y soporte		12,60
OPCIONES CHASIS			
CKG1100	◆ Sin opciones chasis	(NC : 1101, 1110, 1111)	◆
CKG1101	Extensión ruedas delanteras (+ 50 mm. hacia exterior)		94,46
CKG1110	Par protectores de radios negro 24" 600 mm		145,50
CKG1111	Par protectores de radios 22" 560 mm transparente		145,50
FRENOS			
CKG1120	◆ Frenos de empuje		◆
CKG1125	Frenos de tiro		○
CKG1130	Frenos tambor accionados acompañante (incluye frenos de empuje)	con ruedas de 16": sin freno usuario	155,06
OPCIONES SEGURIDAD			
CKG1170	◆ Sin opciones seguridad	(NC : 1190,1189,1192,1193,1194,1200, 1210, 1220)	◆
CKG1175	Anclajes transporte		13,23
CKG1190	Cinturón postural	NC: 1189, 1192, 1193, 1194	34,35
CKG1189	Cinturón pélvico - 2 puntos	Acolchado 460MM NC: 1192,1193,1194	113,72
CKG1192	Cinturón pélvico - 2 puntos	Acolchado 620MM NC:1193,1194	113,72
CKG1193	Cinturón pélvico - 4 puntos	Acolchado 460MM NC:1194	146,19



Código	Descripción		P.V.P €
CKG1194	Cinturón pélvico - 4 puntos	Acolchado 620MM	146,19
CKG1200	Ruedas antivuelco y pisa pié (par) 		90,22
CKG1210	Kit reflectores		11,29
CKG1220	Par prolongadores freno 		18,18
OTRAS OPCIONES			
CKG1230	◆ Sin opciones acompañante	(NC : 1240)	◆
CKG1240	Soporte para bastones		32,76
PRECIO TOTAL			



1220



I361 - I362



I363 - I364



1240