

Orion[®] Metro

Sienta la Libertad



Calidad, confort y seguridad

para su independencia



Yes, you can.[®]

Sienta la diferencia

Nuestros scooters han sido diseñados por expertos de la salud para garantizar unos niveles inigualables de calidad, seguridad y confort.

Gracias a la investigación exclusiva y la amplia experiencia en el diseño de productos para la movilidad, en Invacare nos enorgullecemos especialmente de los scooters porque mejoran la calidad de vida de los usuarios. Poder recuperar la seguridad, la confianza y la independencia es muy importante.

Cada detalle de nuestros scooters se ha tenido en cuenta y se ha refinado para que moverse sea más cómodo y sencillo, desde el manillar ergonómico hasta los asientos acolchados adaptables y los asientos ajustables en altura.



Calidad



Líder en el mercado en el montaje de calidad con especial atención en los detalles.

Seguridad



Cumple con los últimos Estándares Europeos de Dispositivos Médicos.

Confort



Diseño que se ajusta y adapta para ofrecer mayor confort

Sienta el control con el Orion® Metro

Le presentamos el scooter Orion® Metro , un scooter diseñado pensando en la seguridad el confort y el mejor rendimiento durante la conducción. El Orion® Metro le ofrece todo lo que necesita de un scooter.

Compacto y fácil de conducir, el scooter se adapta a diferentes superficies. Diseñado con un potente motor, el Orion® Metro se desplaza sin problemas por terrenos

irregulares y supera obstáculos sin comprometer la seguridad y la comodidad. Muy fácil de conducir, el Orion® Metro le brinda todo el control.





Mayor control durante la conducción

- Manillar ergonómico para más control
- Diseñado para todo tipo de terrenos
- Protectores antisalpicaduras



Seguridad sobre todo

- Limitador de velocidad automático: Reduce la velocidad en las curvas para mayor control y seguridad.
- Palanca de desembrague en 2 tiempos que impide que el motor quede desembragado de forma involuntaria.
- Luces de freno e intermitentes
- Kit de luces para mayor visibilidad



Diseñado para **adaptarse a todo tipo de terrenos** sin comprometer la seguridad





Diseñado pensando en el confort

- Acolchado del asiento de alta calidad
- Asiento ajustable en altura
- Columna de conducción ajustable en altura
- Los reposabrazos abatibles y el asiento giratorio facilitan subir y bajar del scooter



Manillar ajustable para mayor confort



Asiento giratorio para transferencias más fáciles



Iluminación de alta calidad



Palanca de desembrague en 2 tiempos que impide que el motor quede desembragado de forma involuntaria



Personalice su scooter

Adapte el Invacare Orion® Metro a sus gustos y necesidades. Explore las opciones disponibles.

Personalice su scooter

Tenemos una amplia gama de opciones disponibles para que pueda personalizar su scooter Invacare Orion® Metro. Pregunte a su distribuidor y descubra todas las opciones.



Cesta trasera



Retrovisores



Parachoques delanteros y traseros



Soporte para móvil



Soporte bastones/muletas



Cinturón de seguridad



Portavasos plegable

Datos técnicos

Para más información sobre el producto, incluido manuales de usuario, por favor visite nuestra web www.invacare.es

Ancho de respaldo ▼	Profundidad de asiento ▼	Altura asiento - suelo ▼	Altura de respaldo ▼	Ancho total ▼	Largo total ▼	
4 ruedas	510 mm	470 mm	Min. 440 mm Max. 510 mm	Confort: 500 mm Deluxe: 490 mm	660 mm	1270 mm
Peso ▼	La parte más pesada ▼	Peso máximo de usuario ▼	Capacidad de las baterías ▼	Radio de giro ▼	Capacidad para superar obstáculos ▼	
4 ruedas	110 kg	57 kg	136 kg	2 x 12 V/50 Ah (C20) AGM	2600 mm	80 mm
Distancia al suelo ▼	Pendiente máxima ▼	Potencia motor ▼	Distancia máxima de conducción ▼	Velocidad máxima ▼		
4 ruedas	80 mm	10 °	6 km/h: 240 W / 500 W ¹ 10 km/h: 240 W / 600 W ¹ 12 km/h: 550 W / 1500 W ¹	54 km	6 / 10 / 12 km/h	

¹ Máximo rendimiento

Colores*



Azul Alium



Plata



Rojo

Tapicería



Negro

* Los colores de los scooters pueden variar ligeramente. Por favor, verifique con su distribuidor

Tel. (34) 972 493 214
E-Mail: contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare S.A.
Avenida del Oeste nº50, 11ª
Valencia - CP: 46001
España



Yes, you can.®