

# Orion<sup>®</sup> Metro

Upplev friheten



**Kvalitet, komfort och säkerhet**  
för en självständig och stilfull vardag



**Yes, you can.®**

# Känn skillnaden

Våra scootrar har utvecklats tillsammans med extern kompetens inom området för medicintekniska produkter, för att på bästa sätt kunna erbjuda en hög standard gällande kvalitet, säkerhet och komfort

På Invacare lägger vi stor vikt vid utveckling och har lång erfarenhet av att skapa flexibla hjälpmedel. Vi är stolta över våra scootrar, som gör vardagen enklare. Att känna trygghet, självständighet och förtroende för din scooter är viktigt.

Därför har vi noggrant utformat varje detalj – från ergonomiska styrreglage till bekväma och justerbara säten – för att göra din resa så smidig och bekväm som möjligt.



## Kvalitet



Hög kvalitet med stor omtanke om varje detalj.

## Säkerhet



Uppfyller de senaste europeiska standarderna för medicintekniska produkter.

## Komfort



Flexibel och justerbar design för varaktig komfort.

# Ta kontroll med Orion® Metro

Orion® Metro är en genomtänkt scooter som kombinerar säkerhet, komfort och goda köregenskaper. Den är utformad för att ge en stabil och bekväm körupplevelse och har de viktigaste funktionerna du behöver i en elscooter.

Kompakt och lättkörd – den här scootern klarar de flesta typer av miljöer och underlag. Med en kraftfull motor tar sig Orion® Metro fram även i ojämn terräng och

över hinder utan att kompromissa med säkerhet eller komfort. Enkel att styra och manövrera, vilket ger dig full kontroll.

Hastighet  
upp till  
12 km/h

Körsträcka  
upp till  
54 km  
på en laddning

Brukarvikt  
upp till  
136 kg



## Ökad prestanda

- Ergonomisk styrning som ger ökad kontroll
- Utvecklad för att ta sig fram på alla typer av underlag
- Stänkskydd



## Säkerhet i fokus

- Automatisk hastighetsreducering då man svänger
- 2-stegs frikoppling, för att förhindra frirullning
- Bromsljus och blinkers
- Effektiv belysning för att både se och synas



## Byggd med fokus på komfort

- Komfortabel och vadderad sits av hög kvalitet
- Justerbar styrpelare
- Ställbar sitshöjd
- Uppfällbara armstöd och 360° vridbar sits för enkel på- och avstigning



Designad **med funktioner och alternativ** för att ta dig dit du vill, med komfort, säkerhet och stil. Den är utformad för att ge bra körprestanda och full kontroll



## Justerbar styrpelare

För att ge bättre kontroll och ökad komfort



360° vridbar sits för enkel på- och avstigning



Effektiv belysning för att både se och synas



2-stegs frikoppling, för att förhindra frirullning



## Anpassa din scooter

Skräddarsy Orion® Metro efter dina önskemål och behov. Vänd på sidan för att se ett urval av de tillbehör som finns tillgängliga.

## Tillbehör

Man kan skraddarsy sin Comet® Pro scooter tack vare vårt breda tillbehörsprogram. Besök vår hemsida på [www.invacare.se](http://www.invacare.se) för mer information.



Korg bak



Backspegel  
Hö/Vå



Extra Stötfångare  
fram & bak



Telefonhållare



Kryck/käpphållare



Höftbälte



Dryckeshållare



Utbytbara  
färgpaneler

## Tekniska data

För mer information om denna produkt exempelvis manualer och tillbehör, finner du på vår hemsida, [www.invacare.se](http://www.invacare.se)

	Sittbredd ▼	Sittdjup ▼	Sitthöjd ▼	Ryggstödhöjd ▼	Hjulbas ▼	Totallängd ▼
3-hjulig	510 mm	470 mm	Min. 440 mm Max. 510 mm	500 mm	660 mm	1240 mm
4-hjulig	510 mm	470 mm	Min. 440 mm Max. 510 mm	500 mm	660 mm	1270 mm

  

	Vikt ▼	Tyngsta del ▼	Max brukarvikt ▼	Batterikapacitet ▼	Svängdiameter ▼	Max hindertagning ▼
3-hjulig	103 kg	52 kg	136 kg	2 x 12 V/50 Ah (C20) AGM 2x12V 40Ah (C20) GEL	2250 mm	80 mm
4-hjulig	110 kg	57 kg	136 kg	2 x 12 V/50 Ah (C20) AGM 2x12V 40Ah (C20) GEL	2600 mm	80 mm

  

	Markfrigång ▼	Max säker lutning ▼	Motoreffekt ▼	Körsträcka ▼	Hastighet ▼
3-hjulig	80 mm	10°	12 km/h: 550 W / 1500 W <sup>1</sup>	54 km	12 km/h
4-hjulig	80 mm	10°	10 km/h: 240 W / 600 W <sup>1</sup> 12 km/h: 550 W / 1500 W <sup>1</sup>	54 km	10 / 12 km/h

<sup>1</sup> Max effekt

## Färg\*



Marmorvit



Alium blå



Diamantsilver



Granatröd



Svart vinyl

\*Scooterfärgerna kan variera något.

## Klädsel

**Kundservice: 08-761 70 90**  
Fax 08-761 81 08  
[sweden@invacare.com](mailto:sweden@invacare.com)  
[www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Invacare AB  
Box 66 – 163 91 Spånga  
Sweden



Yes, you can.®