

Invacare Leo®

Sinta a liberdade



Compacto, segura e com uma condução excepcional

Trazer independência para os momentos que importam



Yes, you can.

Sinta a diferença

As nossas scooters foram concebidas em conjunto com especialistas em cuidados de saúde, para proporcionar padrões de qualidade, segurança e conforto inigualáveis.

Através de uma investigação contínua e dedicada e de uma experiência inigualável na conceção de mobilidade, na Invacare orgulhamo-nos das scooters que melhoram a qualidade de vida dos nossos utilizadores. É importante poder recuperar a sua confiança, segurança e independência com a scooter.

Com designs transportáveis, assentos almofadados e ajustáveis em profundidade, todos os pormenores das nossas scooters são pensados e aperfeiçoados para que se sintam bem ao deslocar-se.



Qualidade



Qualidade de fabrico líder de mercado com uma atenção especial aos detalhes.

Segurança



Em conformidade com as mais recentes normas europeias para dispositivos médicos.

Conforto



Design adaptável e ajustável para proporcionar um conforto duradouro.

Sinta-se no controlo com Invacare Leo®

A Invacare Leo® é uma scooter compacta que proporciona uma condução suave e segura. Desmonte-a facilmente para a transportar e leve-a consigo para dias emocionantes e para os momentos mais importantes.

A Leo® está equipada com muitas características de segurança e desempenho. O seu conjunto de iluminação inteligente inclui indicadores que se desligam automaticamente e uma luz de travagem traseira para uma condução segura.

Uma indicação visual no ecrã do nível da bateria, alerta com um aviso sonoro (bip) quando a bateria precisa de ser recarregada. Incrivelmente fácil de utilizar, a Leo® coloca-o no controlo com confiança.

até
8km/h
de velocidade
máxima

até
38km
distância máxima
com uma única
carga

136 kg
peso
máximo do
utilizador



Fácil de utilizar e transportar

- Desmonta-se em cinco partes para facilitar o transporte
- Direção ergonómica para maior controlo
- Simples de conduzir



Segurança em mente

- Alavanca de desengate de dois passos para evitar que a Scooter ande sozinha
- Luzes de travão, faróis e indicadores
- Outros extras opcionais disponíveis



Concebida para o conforto

- Assento almofadado de alta qualidade
- Altura do assento ajustável
- Apoios de braços rebatíveis e assento giratório facilita a subida e descida do utilizador



Direção ajustável Para o máximo conforto



Fácil carregamento da bateria

com kit de carregador externo



Protecções anti-salpicos

protege a scooter e o utilizador da sujidade e da água



Assento giratório para facilitar a transferência



Fácil de transportar no carro



Alavanca de desengate de dois passos para evitar que a Scooter ande sozinha



Adicione à sua Scooter

Adapte o Invacare Leo® ao seu gosto e às suas necessidades. Consulte os extras opcionais disponíveis.

Adicione à sua Scooter

Temos uma vasta gama de extras opcionais disponíveis, para que possa personalizar a sua scooter Invacare Leo®.



Espelho grande



Suporte para canadianas ou bengalas



Cinto de segurança



Suspensão de assento



Cesto frontal com bloqueio por chave



Pára-brisas

Technical data

Para obter mais informações sobre este produto, incluindo o manual do utilizador, visite o nosso website: www.invacare.pt



Largura do encosto ▼

470 mm



Profundidade de assento ▼

410 mm



Altura assento.-chão ▼

460 - 560 mm



Altura do encosto ▼

475 mm



Largura total ▼

590 mm



Comprimento total ▼

1220 mm



Peso ▼

59 kg (Excl. batteries)
83 kg (Excl. batteries)



Peso max. utilizador ▼

136 kg



Capacidade da bateria ▼

2 x 36 Ah



Diâmetro de viragem ▼

2620 mm



Altura max. ultrapassar obstáculos ▼

60 mm



Max. inclinação ▼

10°



Capacidade do motor ▼

240 W



Autonomia ▼

38 km



Velocidade máxima ▼

8 km/h

Colours*



Azul



Vermelho

Upholstery



Preto Vinil

* Scooter colours may vary slightly.
Please check with your retailer.

Tel : +351 22 5193360
portugal@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal II
Rua da Estrada Velha n° 949
4465-784 Leça do Balio
Portugal



Yes, you can.®

© 2025 Invacare International GmbH. Todos os direitos reservados. Todas as informações citadas são consideradas corretas no momento da impressão. A Invacare reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem consulta prévia. Leo - PT - 01/25