

Invacare Leo®

Uppliv friheten



Kompakt och säker med enastående prestanda.

Som ger oberoende till de stunder som betyder mest



Yes, you can.

Känn skillnaden

Våra scootrar har utvecklats tillsammans med extern kompetens inom området för medicintekniska produkter, för att på bästa sätt kunna erbjuda en hög standard gällande kvalitet, säkerhet och komfort.

På Invacare lägger vi stor vikt vid utveckling och har lång erfarenhet av att skapa flexibla hjälpmedel. Vi är stolta över våra scootrar som gör vardagen lättare. Det är viktigt att du känner dig trygg, självständig och säker när du använder vår scooter.

Därför har vi tänkt på varje detalj – från smidiga transportlösningar till bekväma säten och justerbara sitsar – för att göra din resa så bekväm och enkel som möjligt



Kvalitet



Hög kvalitet med stor omtanke om varje detalj.

Säkerhet



Uppfyller de senaste europeiska standarderna för medicintekniska produkter.

Komfort



Flexibel och justerbar design för varaktig komfort.

Kör tryggt och säkert med **Invacare Leo**®

Invacare Leo® är en kompakt scooter som erbjuder en mjuk och säker åktur. Du kan enkelt ta isär den för smidig transport och ta med den på alla spännande utflykter och de där stunderna som betyder mest.

Leo® är utrustad med många säkerhets- och prestandafunktioner. Dess smarta belysningspaket inkluderar blinkers som stänger av sig automatiskt och bromsljus. En visuell varning på displayen samt

ett ljudligt varningspip när batteriet behöver laddas om som några exempel.

Leo® är användarvänlig och ger dig en trygg och säker upplevelse.

Hastighet
upp till
8km/h

Körsträcka
upp till
38km
på en
laddning

Brukarvikt
upp till
136 kg





Lätt att använda och transportera

- Isärtagbar i sex delar för enkel transport
- Ergonomiskt styre för bättre kontroll
- Lätt att manövrera och köra



Med säkerheten i fokus

- 2-stegs frikoppling, för att förhindra frirullning.
- Bromsljus, belysning och blinkers
- Tillval och extrautrustning finns tillgängligt.



Stänkskydd

Skyddar scootern från smuts och vattenstänk



Utvecklad med fokus på komfort

- Komfortabel och vadderad sits av hög kvalitet
- Ställbar sitshöjd
- Uppfällbara armstöd och 360° vridbar sits för enkel på- och avstigning



Ergonomisk styre

med justerbar styrpelare
för bättre komfort



Svängbar sits som förenklar vid förflyttning



Enkel att ta isär vid transport i bil



2-steps frikoppling, för att förhindra frirullning.



Anpassa din scooter

Skräddarsy Invacare Leo® efter dina önskemål och behov. Vänd på sidan för att se ett urval av de tillbehör som finns tillgängliga.

Tillbehör

Man kan skraddarsy sin Invacare Leo®-scooter tack vare vårt breda tillbehörsprogram. Besök vår hemsida på www.invacare.se för mer information.



Backspegel



Kryck/käpphållare



Höftbälte



Fjädermodul



Packbox fram med låsbart lock



Vindskärm

Tekniska data

För mer information om denna produkt exempelvis manualer och tillbehör, finner du på vår hemsida, www.invacare.se



Sittbredd ▾

470 mm



Sittdjup ▾

410 mm



Sitthöjd ▾

460 - 560 mm



Ryggstödshöjd ▾

475 mm



Hjulbas ▾

590 mm



Totallängd ▾

1220 mm



Vikt ▾

59 kg (Exkl. batterier)
83 kg (Inkl. batterier)



Max brukarvikt ▾

136 kg



Batterikapacitet ▾

2 x 36 Ah



Svängdiameter ▾

2620 mm



Max hindertagning ▾

60 mm



Max säker lutning ▾

10°



Motoreffekt ▾

240 W



Körsträcka ▾

38 km



Hastighet ▾

8 km/h

Färg*



Månstenssilver



Onyxblå



Rubinröd

Klädsel



Svart vinyl

*Scooterfärgerna kan variera något.

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden



Yes, you can.®