

# Invacare Colibri®

Upplev friheten



Stilig, lätt och portabel

Designad med Invacare Litelock™-teknologi



Yes, you can.®

# Känn skillnaden

Våra scootrar har utvecklats tillsammans med extern kompetens inom området för medicintekniska produkter, för att på bästa sätt kunna erbjuda en hög standard gällande kvalitet, säkerhet och komfort.

På Invacare lägger vi stor vikt vid utveckling och har lång erfarenhet av att skapa flexibla hjälpmedel. Vi är stolta över våra scootrar som gör vardagen lättare. Det är viktigt att du känner dig trygg, självständig och

säker när du använder vår scooter. Därför har vi tänkt på varje detalj – från smidiga transportlösningar till bekväma säten och justerbara sitsar – för att göra din resa så bekväm och enkel som möjligt

## Kvalitet



Hög kvalitet med stor omtanke om varje detalj.

## Säkerhet



Uppfyller de senaste europeiska standarderna för medicintekniska produkter.

## Komfort



Flexibel och justerbar design för varaktig komfort.



# Ta kontroll med Invacare Colibri®

Låt oss presentera Invacare Colibri® - vår lättaste och mest portabla scooter. Designad för att passa din stil med ett brett urval av färger, samtidigt som den erbjuder ökad självständighet.

Kompakt och lättkörd, denna scooter är designad med det patenterade Litelock™-systemet, vilket gör det enkelt att ta med den i bilen vid behov. Den svängbara sitsen gör det smidigt att sätta sig i och kliva

ur scootern. Colibri® är designad för att ge en bekväm och säker åktur, samtidigt som den enkelt manövreras i trånga utrymmen.

Hastighet  
upp till  
8km/h

Körsträcka  
upp till  
16km  
på en  
laddning

Brukarvikt  
upp till  
136 kg



Smidig och portabel med Invacare Litelock™-systemet



## Enkel att använda och ta med

- Åk bekvämt och stiligt
- Ergonomiskt styre för ökad kontroll
- Enkel att manövrera och köra



## Med säkerheten i fokus

- Frikoppling lättillgängligt placerad
- Reflexer fram och bak
- Tillval och extrautrustning finns tillgängligt.



## Utvecklad med fokus på komfort

- Komfortabel och vadderad sits av hög kvalitet
- Ställbar sitshöjd
- Uppfällbara armstöd och 360° vridbar sits för enkel på- och avstigning
- Flip up armrests and swivel seat makes getting on and off easy



## Justerbar styrpelare för bättre komfort

Vår **lättaste** och mest **portabla** scooter.



## Enkel batteriladdning


Ladda batteriet direkt i scootern eller ta med batteriet och ladda separat.



Svängbar sits som förenklar vid förflyttning



Komfortabel och vadderad sits av hög kvalitet



Justerbar styrpelare för bästa sittställning



## Anpassa din scooter

Skräddarsy Invacare Colibri® efter dina önskemål och behov. Vänd på sidan för att se ett urval av de tillbehör som finns tillgängliga.

## Tillbehör

Man kan skräddarsy sin Invacare Colibri®-scooter tack vare vårt breda tillbehörsprogram. Besök vår hemsida på [www.invacare.se](http://www.invacare.se) för mer information.



Extra batteripack



Backspegel



Kryck/käpphållare



Hjul i olika storlek



Fjädermodul



Utbytbara färgpaneler

## Tekniska data

För mer information om denna produkt exempelvis manualer och tillbehör, finner du på vår hemsida, [www.invacare.se](http://www.invacare.se)



Sittbredd ▾

465 mm



Sittdjup ▾

400 mm



Sitthöjd ▾

370 - 420 mm



Ryggstödhöjd ▾

385 mm



Hjulbas ▾

505 mm



Totallängd ▾

1010 mm



Vikt ▾

44 kg (12 Ah)  
49 kg (18 Ah)



Max brukarvikt ▾

136 kg



Batterikapacitet ▾

2x12V 12Ah (C20) AGM  
2x12V 18Ah (C20) AGM



Svängdiameter ▾

2200 mm



Max hindertagning ▾

45 mm



Max säker lutning ▾

6° / 10.5%



Motoreffekt ▾

200 W



Körsträcka ▾

Upp till  
16 km



Hastighet ▾

8 km/h

## Färg\*



Safirblå



Jasper-röd



Jade-grön

## Klädsel



Svart vinyl

\*Scooterfärgerna kan variera något.

Kundservice: 08-761 70 90  
Fax 08-761 81 08  
[sweden@invacare.com](mailto:sweden@invacare.com)  
[www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Invacare AB  
Box 66 - 163 91 Spånga  
Sweden



Yes, you can.®