

Invacare® Action⁵



Silla de ruedas manual con chasis de aluminio con sistema de plegado horizontal patentado para incrementar la rigidez y la compactabilidad de la silla. Modelo altamente configurable:

- Chasis con pescantes fijos o abatibles.
- Respaldo fijo, regulable en ángulo o abatible y regulable en ángulo.
- Anchos de asiento desde 305 hasta 530 mm
- Ruedas traseras ligeras con neumático negro/gris alta presión como estándar
- 10 colores de chasis disponibles y 2 colores Accent para personalizar la silla
- Gran número de ajustes (centro de gravedad, posición respaldo, altura delantera y trasera, etc.)

Peso de la silla : a partir de 12,3 kg (peso de transporte: 8,3 kg)

Peso máximo usuario: 100 kg (anchura 305/330 mm) /130 kg (355-530 mm)

Action5 SR-40F: Código provisional Prescripción : S0025034 (Categoría SRM 040F)

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = Kg

Código	Descripción	P.V.P €
MODELO		
SJC0004	<input checked="" type="checkbox"/> ACTION 5	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPECIAL		
N	<input checked="" type="checkbox"/> NO (NC: 6099)	<input checked="" type="checkbox"/>
SJCSPEC	ESPECIAL	
MODELO BASE		
SJC0100	<input checked="" type="checkbox"/> MODELO BASE	1.300,95
ALBER		
SJC0180	Anclajes para TWION / E-MOTION M25 - incluye antivulecos Alber (NC: 1360, 4050, 4150, 7200, 7210, 7244, 7250, 7260, 7302, 7410, 7420, 7600, 7610, 7710, 7720, 7730, 7740, 8160, 8500, 8550, 9000, 9100, 9200)	607,26
TIPO DE CHASIS		
SJC0200	<input checked="" type="checkbox"/> ACTION 5 pescantes abatibles (NC:3230, 3320, 3440,3450)	<input checked="" type="checkbox"/>
SJC0210	ACTION 5 pescantes fijos 80° (NC: 3000, 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3400, 3410, 3420, 3430)	<input type="checkbox"/>
PROPULSIÓN		
SJC0300	<input checked="" type="checkbox"/> Auto propulsable	<input checked="" type="checkbox"/>
ASIENTO		
ANCHURA DE ASIENTO		
SJC1000	Anchura de asiento 305 mm (peso máx.usuario: 100 kg) (NC: 1150, 1160, 1190, 2460, 2465, 2470, 2475, 2840, 2850, 3040, 3140, 3400, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 5600)	<input type="checkbox"/>
SJC1010	Anchura de asiento 330 mm (peso máx.usuario: 100 kg) (NC: 1150, 1160, 1190, 2482, 2484, 2486, 2488, 2490, 2492, 2840, 2850, 3040, 3140, 3400, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 5600)	<input type="checkbox"/>
SJC1020	Anchura de asiento 355 mm (peso máx.usuario: 130 kg) (NC: 2484, 2486, 2488, 2490, 2492, 2840, 2850, 3040, 3140, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 5600)	<input type="checkbox"/>
SJC1030	Anchura de asiento 380 mm (peso máx.usuario: 130 kg) (NC: 2486, 2488, 2490, 2492, 2850, 5005, 5008)	<input type="checkbox"/>
SJC1040	Anchura de asiento 405 mm (peso máx.usuario: 130 kg) (NC: 2481, 2488, 2490, 2492, 2850)	<input type="checkbox"/>
SJC1050	<input checked="" type="checkbox"/> Anchura de asiento 430 mm (peso máx.usuario: 130 kg) (NC : 2481, 2482, 2490, 2492)	<input checked="" type="checkbox"/>
SJC1060	Anchura de asiento 455 mm (peso máx.usuario: 130 kg) (NC : 2481, 2482, 2484, 2492)	<input type="checkbox"/>
SJC1070	Anchura de asiento 480 mm (peso máx.usuario: 130 kg) (NC: 2481, 2482, 2484, 2486, 5005, 5006, 5007)	<input type="checkbox"/>



0210



0200



Código	Descripción	P.V.P €																																																																																																						
SJC1075	Anchura de asiento 505 mm (peso máx.usuario: 130 kg) (NC: 1100, 1110, 1170, 2481, 2482, 2484, 2486, 2488, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009)	○																																																																																																						
SJC1078	Anchura de asiento 530 mm (peso máx.usuario: 130 kg) (NC: 1100, 1110, 1170, 2481, 2482, 2484, 2486, 2488, 2490, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090)	○																																																																																																						
PROFUNDIDAD DE ASIENTO																																																																																																								
SJC1100	Profundidad asiento 350 mm (NC: 2840, 3040, 3140, 4050, 4150, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 7080, 7100, 7110, 7600, 7610)	○																																																																																																						
SJC1110	Profundidad asiento 375 mm (NC: 1270, 4050, 4150, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 7600)	○																																																																																																						
SJC1120	Profundidad asiento 400 mm (NC: 1270, 5052, 5054)	◆																																																																																																						
SJC1130	Profundidad asiento 425 mm (NC: 5052, 5054)	○																																																																																																						
SJC1140	Profundidad asiento 450 mm (NC: 5054)	○																																																																																																						
SJC1150	Profundidad asiento 475 mm (NC: 5054)	○																																																																																																						
SJC1160	Profundidad asiento 500 mm (NC: 5010, 5020, 5030, 5040)	○																																																																																																						
SJC1170	Profundidad asiento 350 - 400 mm -ajustable (NC: 1510, 1530, 4050, 4150, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 7600)	○																																																																																																						
SJC1180	Profundidad asiento 400 - 450 mm - ajustable (NC: 1510, 5054)	○																																																																																																						
SJC1190	Profundidad asiento 450 - 500 mm - ajustable (NC: 1510, 1530)	○																																																																																																						
ALTURA DELANTERA DE ASIENTO (FSTF), MEDIDA DESDE EL SUELO																																																																																																								
SJC1200	Altura de asiento delantera 360 mm (NC: 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 3040, 3140, 3420, 3430, 3450, 7040, 7050, 7055, 7060, 7070, 7080, 7100, 7110)	○																																																																																																						
SJC1210	Altura de asiento delantera 385 mm (NC: 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 3040, 3140, 7000, 7020, 7030, 7040, 7070, 7080, 7100, 7110)	○																																																																																																						
SJC1220	Altura de asiento delantera 410 mm (NC: 1330, 1340, 1350, 1360, 7080, 7100, 7110)	○																																																																																																						
SJC1230	Altura de asiento delantera 435 mm (NC: 1300, 1340, 1350, 1360, 7110)	○																																																																																																						
SJC1240	Altura de asiento delantera 460 mm (NC: 1300, 1310, 1350, 1360)	○																																																																																																						
SJC1250	Altura de asiento delantera 485 mm (NC: 1300, 1310, 1320, 1360)	◆																																																																																																						
SJC1260	Altura de asiento delantera 510 mm (NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 7000, 7020, 7030, 7040)	○																																																																																																						
SJC1270	Altura de asiento delantera 535 mm (NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 2830, 3030, 3130, 7000, 7020, 7030, 7040, 7050, 7055, 7060, 7070, 7080, 7100)	○																																																																																																						
ALTURA TRASERA DE ASIENTO (RSTF), MEDIDA DESDE EL SUELO																																																																																																								
SJC1300	Altura de asiento 360 mm (NC: 7250, 7260, 8900)	○																																																																																																						
SJC1310	Altura de asiento 385 mm	○																																																																																																						
SJC1320	Altura de asiento 410 mm	○																																																																																																						
SJC1330	Altura de asiento 435 mm	○																																																																																																						
SJC1340	Altura de asiento 460 mm	◆																																																																																																						
SJC1350	Altura de asiento 485 mm (NC: 7200, 7210)	○																																																																																																						
SJC1360	Altura de asiento 510 mm (NC: 7200, 7210, 7230, 7240, 7244, 8900)	○																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="8">Front seat height (FSTF)</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>(MM)</th> <th>360</th> <th>385</th> <th>410</th> <th>435</th> <th>460</th> <th>485</th> <th>510</th> <th>535</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="8">Rear seat height (RSTF)</th> <th>360</th> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>385</th> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>410</th> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>435</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>460</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>485</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <th>510</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <th>535</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>					Front seat height (FSTF)										(MM)	360	385	410	435	460	485	510	535	Rear seat height (RSTF)	360	○	○	○							385		○	○	○						410			○	○	○					435				○	○	○				460					○	○	○			485						○	○	○	○	510							○	○	○	535									○
		Front seat height (FSTF)																																																																																																						
		(MM)	360	385	410	435	460	485	510	535																																																																																														
Rear seat height (RSTF)	360	○	○	○																																																																																																				
	385		○	○	○																																																																																																			
	410			○	○	○																																																																																																		
	435				○	○	○																																																																																																	
	460					○	○	○																																																																																																
	485						○	○	○	○																																																																																														
	510							○	○	○																																																																																														
	535									○																																																																																														
TAPIZADO DE ASIENTO																																																																																																								
SJC1490	Sin tapizado de asiento	○																																																																																																						
SJC1500	Tapizado de asiento de nylon ajustable en profundidad (-50 mm) con bolsillo	○																																																																																																						
SJC1510	Tapizado de asiento de nylon fijo, básico	◆																																																																																																						
SJC1520	Tapizado de asiento ajustable en tensión y profundidad	78,72																																																																																																						
RESPALDO																																																																																																								
FIJACIÓN DE RESPALDO																																																																																																								
SJC2000	Ángulo fijo 90°, respecto a rail de asiento	◆																																																																																																						
SJC2010	Ángulo ajustable -15°/+15° a 90°, respecto a rail de asiento	78,72																																																																																																						
SJC2020	Ángulo ajustable y abatible (-15°/+15°)	213,37																																																																																																						



1170-1190



1500



1500




1510



1520



2000



2010



2020

Código	Descripción		P.V.P €
ALTURA RESPALDO (tapizado se desliza)			
SJC2143	Fijo 7°, altura 350mm con puños fijos cortos - Altura 325-350 mm	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160, 8200)	○
SJC2150	◆ Fijo 7°, altura 375mm con puños fijos largos - Altura 375-400 mm	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200)	◆
SJC2153	Fijo 7° altura 400mm con puños fijos largos - Altura 375-400 mm	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○
SJC2160	Fijo 7°, altura 425mm con puños fijos largos - Altura 425-450 mm	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○
SJC2163	Fijo 7°, altura 450 mm con puños fijos largos - Altura 425-450 mm	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○
SJC2170	Fijo 7°, altura 475 mm con puños fijos largos - Altura 475-500 mm	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○
SJC2173	Fijo 7°, altura 500 mm con puños fijos largos - Altura 475-500 mm	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○
RESPALDO AJUSTABLE EN ALTURA (tubos respaldo ajustables)			
SJC2300	Ajustable en altura de 360-400mm / 14,5"-16"	(NC: 2460, 2465, 2470, 2475, 2480)	67,47
SJC2310	Ajustable en altura de 410-490mm / 16"-19,5"	(NC: 2460, 2465, 2470, 2475, 2480)	67,47
PUÑOS (solo para respaldo ajustable en altura)			
SJC2400	Sin puños (inclinado 7°)	(NC: 8160, 9100, 9200)	○
SJC2410	Montaje trasero (tipo REA) (inclinado 7°) - altura ajustable + 150 mm	(NC: 2505)	149,72
SJC2420	Puños integrados (altura ajustable + 135 mm) - 0°	No compatible con todos los respaldos Matrix	67,47
RESPALDO MATRIX			
SJC2430	MATRX ELITE E2 con fijaciones altura 160 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒 (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJC2432	MATRX ELITE E2 con fijaciones altura 210 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒 (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJC2434	MATRX ELITE E2 con fijaciones altura 260 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒 (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJC2436	MATRX ELITE E2 con fijaciones altura 310 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒 (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJC2438	MATRX ELITE E2 con fijaciones altura 360 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒 (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJC2460	MATRX ELITE E2 con fijaciones altura 410 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒 (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJC2465	MATRX ELITE E2 con fijaciones altura 460 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒 (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJC2440	MATRX ELITE E2 con fijaciones altura 510 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒 (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJC2442	MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 160 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒 (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJC2444	MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 210 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒 (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJC2446	MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 260 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒 (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJC2448	MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 310 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒 (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJC2452	MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 360 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒 (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJC2470	MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 405 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒 (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJC2475	MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 455 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒 (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJC2478	MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 510 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒 (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
ANCHURA RESPALDO MATRIX			
SJC2481	360 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 265 MM	○
SJC2482	380 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 290 MM	○
SJC2484	410 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 315 MM	○
SJC2486	430 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 340 MM	○
SJC2488	460 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 370 MM	○
SJC2490	480 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 390 MM	○
SJC2492	510 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 420 MM	○
TAPIZADO			
SJC2500	Sin tapizado respaldo		○
SJC2505	Tapizado fijo, nylon & Mesh acolchado		(NC: 5500) ○



2143-2173



2300-2310



2400



2410

2420



2420



2430-2478

Código	Descripción		P.V.P €
SJC2510	◆	Tapizado contour (ajustable en tensión) cinchas, nylon & funda Mesh	◆
PESCANTES/PALETAS			
PESCANTE DERECHO			
SJC3000		Sin pescante (NC: 3200, 3210, 3230, 5400, 9400)	○
SJC3010		Pescante derecho 70° (siempre color negro) (NC: 3440, 3450)	○
SJC3020	◆	Pescante derecho 80° (NC:3185, 3440, 3450)	◆
SJC3030		Pescante derecho 90° (NC: 3200, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110)	○
SJC3040		Reposapiernas elevable derecho (0° a 75°) - incluye apoyapantorrilla	142,69
SJC3050		Acolchado amputado derecho (NC: 3200, 3210,3230, 5400, 9400, 8100, 8120)	159,01
PESCANTE IZQUIERDO			
SJC3100		Sin pescante (NC: 3170, 3175, 3180, 3185, 3300, 3310, 3320, 5400, 9400)	○
SJC3110		Pescante izquierdo 70° (siempre color negro) (NC: 3170, 3175, 3180, 3185, 3440, 3450)	○
SJC3120	◆	Pescante izquierdo 80° (NC: 3170, 3175, 3180, 3185, 3440, 3450)	◆
SJC3130		Pescante izquierdo 90° (NC: 3170, 3175, 3180, 3185, 3300, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110)	○
SJC3140		Reposapiernas elevable izquierdo (0° a 75°)	142,69
SJC3150		Acolchado amputado izquierdo (NC: 3170, 3175, 3180, 3185, 3300, 3310, 3320, 5400, 9400, 8100, 8120)	159,01
PALETA DERECHA			
SJC3200	◆	Paleta derecha abatible (Incluye taloneras) (NC: 3410)	◆
SJC3210		Paleta derecha abatible y ajustable en ángulo y profundidad (Incluye taloneras)	63,99
SJC3230		Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad (NC: 3400, 3410, 3420, 3430, 5300)	163,11
PALETA IZQUIERDA			
SJC3300	◆	Paleta izquierda abatible (Incluye taloneras) (NC: 3410)	◆
SJC3310		Paleta izquierda abatible y ajustable en ángulo y profundidad (Incluye taloneras)	63,99
TUBOS REPOSAPIES (UL proporcionada solo para paleta ajustable. Añade +15mm con paleta fija)			
SJC3400		Para pescantes abatibles, montaje superior, para UL de 160 a 375 mm (NC: 9400)	101,21
SJC3410		Para pescantes abatibles, tubo corto , para UL de 285 a 375 mm	○
SJC3420	◆	Para pescantes abatibles, tubo estándar, para UL de 295 a 420 mm	◆
SJC3430		Para pescantes abatibles, tubo largo, para UL de 400 a 525 mm	○
SJC3440		Para pescantes fijos , tubo estándar, para UL de 320 a 460 mm	○
SJC3450		Para pescantes fijos , tubo largo, para UL de 360 a 500 mm	○
REPOSABRAZOS			
PROTECTORES DE ROPA / ANTISALPICADURAS (PAR)			
SJC3700		Sin protectores de ropa	○
SJC3750		Protectores de ropa (NC 4010, 4030, 4060, 4110, 4120, 4130, 4140, 4160)	○
SJC3800	◆	Protectores de ropa antisalpicaduras desmontables (NC:4010,4030,4060, 4110, 4120, 4130, 4140, 4160, 8160)	◆
REPOSABRAZOS DERECHO			
SJC4000		Sin reposabrazos	○
SJC4010		Reposabrazos derecho, desmontable, ajustable altura (Nº.1) forma de T Goma corta (280 MM), ajustable (guías laterales 150 MM)	7600, 7610
SJC4020		Reposabrazos derecho, desmontable, ajustable altura (Nº.1) forma de T Goma larga (380 MM), ajustable (guías laterales 50 MM)	○
SJC4030		Reposabrazos derecho abatible, desmontable ajustable altura (N°3) Goma corta (280 MM)	89,96
SJC4040		Reposabrazos derecho abatible, desmontable ajustable altura (N°3) Goma larga (380 MM)	89,96
SJA4050		Reposabrazos tubulares, abatibles y acolchados Ajustable en altura 40 MM en intervalos de 10 MM, acolchado 230 MM	89,96
REPOSABRAZOS IZQUIERDO			
SJC4100		Sin reposabrazos	○
SJC4110		Reposabrazos izquierdo, desmontable, ajustable altura (Nº.1) forma de T Goma corta (280 MM), ajustable (guías laterales 150 MM)	7600, 7610
SJC4120		Reposabrazos izquierdo, desmontable, ajustable altura (Nº.1) forma de T Goma larga (380 MM), ajustable (guías laterales 50 MM)	○



Código	Descripción		P.V.P €																																																										
SJC4130	Reposabrazos izquierdo abatible, desmontable ajustable altura (N°3)	Goma corta (280 MM)	89,96																																																										
SJC4140	Reposabrazos izquierdo abatible, desmontable ajustable altura (N°3)	Goma larga (380 MM)	89,96																																																										
SJA4150	Reposabrazos tubulares, abatibles y acolchados	Ajustable en altura 40 MM en intervalos de 10 MM, acolchado 230 MM	89,96																																																										
OPCIONES ASIENTO																																																													
COJÍN																																																													
SJC5000	Cojín de espuma 50 MM - funda antideslizante	(NC: 5050, 5052, 5054)	32,13																																																										
SJC5010	Cojín MATRX FLO-TECH CONTOUR VISCO NG	(NC: 5054)	323,15																																																										
SJC5020	Cojín MATRX FLO-TECH IMAGE	(NC: 5054)	105,43																																																										
SJC5030	Cojín MATRX FLO-TECH LITE	(NC: 5054)	105,43																																																										
SJC5040	Cojín MATRX FLO-TECH SOLUTION XTRA	(NC: 5054)	616,15																																																										
SJC5044	Cojín MATRX LIBRA - Plazo de entrega + 5 días	(NC: 5050)	323,15																																																										
PROFUNDIDAD COJÍN MATRX																																																													
SJC5050	Para profundidad asiento 400MM		○																																																										
SJC5052	Para profundidad asiento 450MM		○																																																										
SJC5054	Para profundidad asiento 500MM - Solo Matrx Vi & Libra		○																																																										
OTRAS OPCIONES DE ASIENTO																																																													
SJC5090	Base rígida Solo cuando se ha seleccionado un cojín		46,81																																																										
SJC5100	Clip para mantener silla plegada		33,74																																																										
SJC5400	Cincha reposapiés ajustable		○																																																										
SJC5500	Tensor plegable		78,72																																																										
COLORES																																																													
CHASIS																																																													
SJC6000	Blanco perla		○																																																										
SJC6010	Negro antracita		○																																																										
SJE6015	Azul marino		○																																																										
SJC6040	Verde eléctrico		○																																																										
SJC6045	Púrpura oscuro		○																																																										
SJC6060	Gris perla		○																																																										
SJC6070	Negro mate		○																																																										
SJC6099	Color especial	Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente																																																											
COLORES ACCENT (placa ruedas traseras, horquillas, embellecedor horquillas, tapón eje desmontaje rápido)																																																													
SJC6100	◆ Sin ACCENT		◆																																																										
SJC6110	Azul		56,23																																																										
SJC6200	Púrpura		56,23																																																										
RUEDAS DELANTERAS																																																													
SJC7000	4" X 1.1/4" (100 X 30 mm) blanda		○																																																										
SJC7055	◆ 5" X 1" (125 X 25 mm) maciza		◆																																																										
SJC7070	5" X 1.3/8" (125 X 35 mm) alu blanda		101,26																																																										
SJC7080	6" X 1" (150 X 25 mm) maciza		○																																																										
SJC7100	6" X 1.3/8" (150 X 35 mm) alu blanda		101,26																																																										
SJC7110	7" X 1.1/4" (180 X 30 mm) maciza		○																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Castor size</th> <th colspan="8">Front wheel in function of FRONT seat height (FSTF)</th> </tr> <tr> <th>(MM)</th> <th>360</th> <th>385</th> <th>410</th> <th>435</th> <th>460</th> <th>485</th> <th>510</th> <th>535</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4" (100mm)</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>5" (125mm)</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>6" (150mm)</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>7" (180mm)</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>				Castor size	Front wheel in function of FRONT seat height (FSTF)								(MM)	360	385	410	435	460	485	510	535	4" (100mm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5" (125mm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6" (150mm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7" (180mm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Castor size	Front wheel in function of FRONT seat height (FSTF)																																																												
	(MM)	360	385	410	435	460	485	510	535																																																				
4" (100mm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																				
5" (125mm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																				
6" (150mm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																				
7" (180mm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																				
RUEDAS TRASERAS																																																													
LLANTAS (12mm QR)																																																													
SJC7200	22" (560 mm) estándar reforzadas, radios cruzados	(NC: 7310, 7315, 7320, 7410)	○																																																										
SJC7230	24" (610 mm) estándar reforzadas, radios cruzados	(NC: 7320)	○																																																										
SJC7240	◆ 24" (610 mm) ligeras, llanta radial, llanta y buje negro - aro 6 puntos fijación	(NC: 7410, 8000, 8160)	◆																																																										
SJC7250	25" (635 mm) ligera, llanta radial, llanta y buje negra - aro 6 puntos fijación	(NC: 7304, 7302, 7310, 7315, 7410, 8000, 8160)	○																																																										
SJC7260	25" (635 mm) Spinergy- negra	(NC: 7304, 7302, 7310, 7315, 7410, 7420, 8000, 8160)	619,91																																																										
CUBIERTAS																																																													
SJC7302	Macizas negra 1.3/8" (35 mm)	(NC: 0180 , 7244, 7250, 7260)	○																																																										
SJC7304	Neumáticas negras Profile 1.3/8" (35 MM)		○																																																										
SJC7315	◆ Neumática perfil bajo negra (lisa) 25 mm (1")		◆																																																										
SJC7320	Cubierta neumática MAXXIS ALPHA PROTECT 1" (25 MM) - (protección antipinchazo)		59,04																																																										
AROS																																																													
SJC7400	◆ Aros aluminio		◆																																																										
SJC7410	Aros acero		92,26																																																										
SJC7420	Aros antideslizantes negros		64,51																																																										



Código	Descripción	P.V.P €
EJE RUEDAS TRASERAS		
SJC7500	◆ Eje desmontaje rápido	◆
SJC7520	Eje desmontaje rápido para tetra	Consultar precio y disponibilidad (NC: 8160)
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS		
SJC7600	Posición muy activa (4)	(NC: 8900) ○
SJC7610	Posición activa (3)	○
SJC7620	Posición media (2)	(NC: 8900) ○
SJC7630	◆ Posición estándar (1)	◆
CAIDA RUEDAS		
SJC7710	◆ Caída 1°	◆
SJC7720	Caída 2°	○
SJC7730	Caída 3°	○
SJC7740	Caída 4°	○
OPCIONES CHASIS		
SJC8000	Protector radios par	Transparentes (negro con rueda estándar 24" radios cruzados SJA7230) 145,50
SJC8030	Bomba - alta presión	51,45
FRENOS		
SJC8100	◆ Frenos de empuje	◆
SJC8110	Frenos de tiro	○
SJC8120	Frenos de empuje con prolongador	18,18
SJC8130	Frenos de tiro con prolongador	18,18
SJC8160	Frenos tambor acompañante (incluye frenos de empuje para el usuario, o frenos de tiro no si única opción posible)	Solo con ruedas 22" & 24" estándar 155,06
OPCIONES SEGURIDAD		
SJC8200	Kit transporte (sin anclajes adicionales, 4 pegatinas)	13,23
SJC8300	Cinturón postural	36,07
SJC8500	Antivuelco activo derecho	(NC: 9200) 90,22
SJC8550	Antivuelco activo izquierdo	(NC: 9100) 90,22
SJC8600	Kit reflectores (ruedas)	11,29
OPCIONES ACOMPAÑANTE		
SJC9000	Soporte para bastones	32,76
SJC9100	Pisapié izquierdo	28,12
SJC9200	Pisapié derecho	28,12
OTRAS OPCIONES		
SJC9300	kit de herramientas	16,54
PRECIO TOTAL		

