

Invacare® **Action⁵ Sport**



Silla de ruedas manual ligera con chasis de aluminio y sistema de plegado horizontal patentado para incrementar la rigidez y la compactabilidad de la silla.

Modelo altamente configurable que **incluye ruedas 24" (610 mm) Spinergy SPOX**, 18 radios negros, buje negro, Eje QR de color Púrpura o Azul si opción Accent seleccionada (solo como fabricación especial, por favor, contactar con el Departamento de Atención al Cliente). Diferentes opciones de cubiertas de ruedas traseras.

Opción de pescantes fijos o abatibles.

Peso de la silla.: a partir de 12 kg (peso de transporte: 8,3 kg)

Peso máximo usuario: 100 kg (anchura 305/330 mm) /130 kg (355-530 mm)

Action5 Sport SR-40F: Código provisional Prescripción : S0008963

(Categoría SRM 040F) 

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

☐ Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código	Descripción			P.V.P €
SJD0014		ACTION 5 Sport 	(NC: 5600)	
ESPECIAL				
N		NO	(NC: 6099)	
SJDSPEC		ESPECIAL (obligatorio para pedir color especial)		
MODELO BASE				
SJD0100		MODELO BASE		1.818,95
ALBER				
SJD0180		Anclajes para TWION / E-MOTION M25 - incluye antivulecos Alber	(NC: 0250, 1360, 3950, 4050, 4060, 4150, 4160, 7200, 7210, 7244, 7250, 7260, 7302, 7304, 7600, 7610, 7710, 7720, 7730, 7740, 8160, 8500, 8550, 9000, 9100, 9150, 9200, 9250)	607,26
TIPO DE CHASIS				
SJD0200		ACTION 5 pescantes abatibles	(NC: 3185, 3230, 3440, 3450)	
SJD0210		ACTION 5 pescantes fijos 80º	(NC: 2800, 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 3000, 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3400, 3410, 3420, 3430)	
PROPULSIÓN				
SJD0300		Auto propulsable		
ASIENTO				
ANCHURA DE ASIENTO				
SJD1000		305 MM / 12"	Peso máx. usuario: 100kg (NC: 1150, 1160, 1190, 2430, 2432, 2434, 2436, 2438, 2440, 2442, 2444, 2446, 2448, 2452, 2460, 2465, 2470, 2475, 2478, 2840, 2850, 3040, 3140, 3400, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 5600)	
SJD1010		330 MM / 13"	Peso máx. usuario: 100kg (NC: 1150, 1160, 1190, 2482, 2484, 2486, 2488, 2490, 2492, 2840, 2850, 3040, 3140, 3400, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 5600)	
SJD1020		355 MM / 14"	Peso máx. usuario: 130kg (NC: 2484, 2486, 2488, 2490, 2492, 2840, 2850, 3040, 3140, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 5600)	
SJD1030		380 MM / 15"	Peso máx. usuario: 130kg (NC: 2486, 2488, 2490, 2492, 2850, 5005, 5008)	
SJD1040		405 MM / 16"	Peso máx. usuario: 130kg (NC: 2481, 2488, 2490, 2492, 2850)	



0210



0200



Código		Descripción		P.V.P €
SJD1050	◆	430 MM / 17"	Peso máx. usuario: 130kg	(NC : 2481, 2482, 2490, 2492)
SJD1060		455 MM / 18"	Peso máx. usuario: 130kg	(NC : 2481, 2482, 2484, 2492)
SJD1070		480 MM / 19"	Peso máx. usuario: 130kg	(NC: 2481, 2482, 2484, 2486, 5005, 5006, 5007)
SJD1075		505 MM / 20"	Peso máx. usuario: 130kg (NO Heavy Duty)	(NC: 1100, 1110, 1170, 2481, 2482, 2484, 2486, 2488, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009)
SJD1078		530 MM / 21"	Peso máx. usuario: 130kg (NO Heavy Duty)	(NC: 1100, 1110, 1170, 2481, 2482, 2484, 2486, 2488, 2490, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090)

		Anchura asiento (mm)										
		(MM)	305	330	355	380	405	430	455	480	505	530
Profundidad asiento (mm)	350	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q		
	375	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q		
	400	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
	425	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
	450	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
	475				Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
	500				Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q



Peso máx. usuario 100 kg



Peso máx. usuario 130 kg

PROFUNDIDAD DE ASIENTO

SJD1100		350 MM / 14"		(NC: 1270, 2840, 3040, 3140, 3950, 4050, 4150, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 7080, 7100, 7110, 7600, 7610)	○
SJD1110		375 MM / 15"		(NC: 1270, 3950, 4050, 4150, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 7600)	○
SJD1120	◆	400 MM / 16"		(NC: 1270, 5008, 5052, 5054)	◆
SJD1130		425 MM / 17"		(NC: 5052, 5054)	○
SJD1140		450 MM / 18"		(NC: 5054)	○
SJD1150		475 MM / 19"		(NC: 5005, 5006, 5007, 5054)	○
SJD1160		500 MM / 20"		(NC: 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040)	○
SJD1170		350-400 MM / 14"-16"-ajustable	(Entregado a 375 mm / 15")	(NC: 1510, 3950, 4050, 4150, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 7600)	○
SJD1180		400-450 MM / 16"-18"-ajustable	(Entregado a 425 mm / 17")	(NC: 1510, 5054)	○
SJD1190		450-500 MM / 18"-20"-ajustable	(Entregado a 475 mm / 19")	(NC: 1510, 5006, 5007)	○

ALTURA DELANTERA DE ASIENTO (FSTF), MEDIDA DESDE EL SUELO**FSTF nunca puede ser inferior a RSTF**

SJD1200		360 MM / 14"		(NC: 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 2840, 3420, 3430, 3450, 7040, 7055, 7060, 7070, 7080, 7100, 7110)	○
SJD1210		385 MM / 15"		(NC: 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 2840, 3430, 7000, 7020, 7030, 7040, 7070, 7080, 7100, 7110)	○
SJD1220		410 MM / 16"		(NC: 1330, 1340, 1350, 1360, 7080, 7100, 7110)	○
SJD1230		435 MM / 17"		(NC: 1300, 1340, 1350, 1360, 7110)	○
SJD1240		460 MM / 18"		(NC: 1300, 1310, 1350, 1360)	○
SJD1250	◆	485 MM / 19"		(NC: 1300, 1310, 1320, 1360)	◆
SJD1260		510 MM / 20"		(NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 7000, 7020, 7030, 7040)	○
SJD1270		535 MM / 21"		(NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 2830, 3030, 3130, 7000, 7020, 7030, 7040, 7055, 7060, 7070, 7080, 7100)	○



1170-1190



1500



1500



1510



1520

Código	Descripción		P.V.P €
Altura asiento trasera (RSTF)	Altura asiento delantera (FSTF)		
	(MM)	360 385 410 435 460 485 510 535	
	360	0 0 0	
	385	0 0 0	
	410	0 0 0	
	435	0 0 0	
	460	0 0 0	
	485	0 0 0	
	510	0 0	
	535	0	
ALTURA TRASERA DE ASIENTO (RSTF), MEDIDA DESDE EL SUELO			
RSTF nunca puede ser superior a FSTF - Diferencia entre FSTF y RSTF = - 80 mm como máximo			
SJD1300	360 MM / 14"		(NC: 7250, 7260, 8900) 0
SJD1310	385 MM / 15"		0
SJD1320	410 MM / 16"		0
SJD1330	435 MM / 17"		0
SJD1340	460 MM / 18"		0
SJD1350	485 MM / 19"		(NC: 7200, 7210) 0
SJD1360	510 MM / 20"		(NC: 7200, 7210, 7230, 7240, 7244, 8900) 0
TAPIZADO DE ASIENTO			
SJD1490	Sin tapizado de asiento		0
SJD1500	Tapizado de asiento de nylon ajustable en profundidad (-50 mm)	Con bolsillo debajo del asiento	0
SJD1510	Tapizado de asiento de nylon fijo, básico		0
SJD1520	Tapizado de asiento ajustable en tensión y profundidad - 50 mm		78,72
RESPALDO			
FIJACIÓN DE RESPALDO			
SJD2000	Ángulo fijo 90°, respecto a rail de asiento		0
SJD2010	Ángulo ajustable -15°/+15° a 90°, respecto a rail de asiento		78,72
SJD2020	Ángulo ajustable y abatible (-15°/+15°)	Abatible sobre el asiento y con sistema de bloqueo	213,37
RESPALDO ALTURA FIJA (tapizado se desplaza)			
MEDIDO DESDE EL BORDE DEL TAPIZADO DE ASIENTO HASTA EL BORDE SUPERIOR DEL TAPIZADO DE RESPALDO			
SJD2143	Fijo 7°, altura 350mm con puños fijos cortos - Altura 325-350 mm		(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160, 8200) 0
SJD2150	Fijo 7°, altura 375mm con puños fijos largos - Altura 375-400 mm		(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200) 0
SJD2153	Fijo 7° altura 400mm con puños fijos largos - Altura 375-400 mm		(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420) 0
SJD2160	Fijo 7°, altura 425mm con puños fijos largos - Altura 425-450 mm		(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420) 0
SJD2163	Fijo 7°, altura 450 mm con puños fijos largos - Altura 425-450 mm		(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420) 0
SJD2170	Fijo 7°, altura 475 mm con puños fijos largos - Altura 475-500 mm		(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420) 0
SJD2173	Fijo 7°, altura 500 mm con puños fijos largos - Altura 475-500 mm		(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420) 0
RESPALDO AJUSTABLE EN ALTURA (tubos respaldo ajustables)			
MEDIDO DESDE EL BORDE DEL TAPIZADO DE ASIENTO HASTA EL BORDE SUPERIOR DEL TAPIZADO DE RESPALDO			
SJD2300	Ajustable en altura de 360-400mm / 14,5"-16"	Entrega a 400MM	(NC: 2505) 67,47
SJD2310	Ajustable en altura de 410-490mm / 16"-19,5"	Entrega a 450MM	67,47
PUÑOS (solo para respaldo ajustable en altura)			
SJD2400	Sin puños (inclinado 7°)		(NC: 8160, 9100, 9150, 9200, 9250) 0
SJD2410	Montaje trasero (tipo REA) (inclinado 7°) - altura ajustable + 150 mm		(NC: 2505) 149,72
SJD2420	Puños integrados (altura ajustable + 135 mm) - 0°		No compatible con todos los respaldos Matrx 67,47



2000



2010



2020



2143-2173



2300-2310



2400 2410 2420

Código	Descripción			P.V.P €	
RESPALDO MATRIX					
SJD2430		MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 160 mm 	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJD2432		MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 210 mm 	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJD2434		MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 260 mm 	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJD2436		MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 310 mm 	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJD2438		MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 360 mm 	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJD2460		MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 405 mm 	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJD2465		MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 455 mm 	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJD2440		MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 510 mm 	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJD2442		MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 160 mm 	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJD2444		MATRIX ELITE DEEP E2con fijaciones altura 210 mm 	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJD2446		MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 260 mm 	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJD2448		MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 310 mm 	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJD2452		MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 360 mm 	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJD2470		MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 405 mm 	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJD2475		MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 455 mm 	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJD2478		MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 510 mm 	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00

ANCHURA RESPALDO MATRIX

SJD2481	360 MM	Anchora de tronco (indicativa) : 265 MM	○
SJD2482	380 MM	Anchora de tronco (indicativa) : 290 MM	○
SJD2484	410 MM	Anchora de tronco (indicativa) : 315 MM	○
SJD2486	430 MM	Anchora de tronco (indicativa) : 340 MM	○
SJD2488	460 MM	Anchora de tronco (indicativa) : 370 MM	○
SJD2490	480 MM	Anchora de tronco (indicativa) : 390 MM	○
SJD2492	510 MM	Anchora de tronco (indicativa) : 420 MM	○

		Anchora asiento en mm									
(mm)		305	330	355	380	405	430	455	480	505	530
Anchora respaldo (mm)	360		○	○	○						
	380			○	○	○					
	410				○	○	○				
	430					○	○	○			
	460						○	○	○		
	480							○	○	○	
	510								○	○	○

TAPIZADO DE RESPALDO

SJD2500		Sin tapizado respaldo		○
SJD2505		Tapizado fijo, nylon & Mesh acolchado	Con bandas reflectante & bolsillo trasero	(NC: 5500, 5600) ○
SJD2510	◆	Tapizado contour (ajustable en tensión) cinchas, nylon & funda Mesh	Con bandas reflectante & bolsillo trasero	◆

PESCANTES/PALETAS**PESCANTE DERECHO**

SJD3000		Sin pescante		(NC: 3170, 3175, 3185, 3200, 3210, 3230, 5200, 5300, 5350, 5400, 9400) ○
SJD3010		Pescante derecho 70° (siempre color negro)		(NC: 3170, 3175, 3185, 3440, 3450, 5200, 5300, 5350) ○
SJD3020	◆	Pescante derecho 80°		(NC: 3170, 3175, 3185, 3440, 3450, 5200, 5300, 5350) ◆
SJD3030		Pescante derecho 90°		(NC: 3170, 3175, 3185, 3200, 3440, 3450, 5200, 5300, 5350, 7080, 7100, 7110) ○



2100-2126



2420



ELITE E2



ELITE DEEP E2



80°



90°

INFORMACIÓN REPOSAPIÉS ELEVABLES
CON ALTURA DE ASIENTO 360 & 385 MM, EL REPOSAPIÉS PUEDE TOCAR EL SUELO SI UL > 400 MM

Código	Descripción			P.V.P €
SJD3040	Reposapiernas elevable derecho (0° a 75°) - incluye apoyapantorrilla		(NC: 3170, 3175, 3185, 3230, 3400, 3440, 3450, 5400)	142,69
SJD3050	Acolchado amputado derecho		(NC: 3170, 3175, 3185, 3200, 3210, 3230, 5200, 5300, 5350, 5400, 8100, 8120, 9400)	159,01
PESCANTE IZQUIERDO				
SJD3100	Sin pescante		(NC: 3170, 3175, 3185, 3300, 3310, 5200, 5250, 5350, 5400, 9400)	○
SJD3110	Pescante derecho 70° (siempre color negro)		(NC: 3170, 3175, 3185, 3440, 3450, 5200, 5250, 5350)	○
SJD3120	◆ Pescante izquierdo 80°		(NC: 3170, 3175, 3185, 3440, 3450, 5200, 5250, 5350)	◆
SJD3130	Pescante izquierdo 90°		(NC: 3170, 3175, 3185, 3300, 3440, 3450, 5200, 5250, 5350, 7080, 7100, 7110)	○
SJD3140	Reposapiernas elevable izquierdo (0° a 75°)		(NC: 3170, 3175, 3185, 3400, 3440, 3450, 5400)	142,69
SJD3150	Acolchado amputado izquierdo		(NC: 3170, 3175, 3185, 3300, 3310, 5200, 5250, 5350, 5400, 8100, 8120, 9400)	159,01
PALETA DERECHA				
SJD3200	◆ Paleta derecha abatible (incluye taloneras)		(NC: 3410, 5200, 5250, 5300, 5350)	◆
SJD3210	Paleta derecha abatible y ajustable en ángulo y profundidad - (incluye taloneras)		(NC : 5250)	63,99
SJD3230	Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad		(NC: 3400, 3410, 3420, 3430, 5200, 5250, 5300, 5350)	163,11
PALETA IZQUIERDA				
SJD3300	◆ Paleta izquierda abatible (incluye taloneras)		(NC: 3410, 5200, 5250, 5300, 5350)	◆
SJD3310	Paleta izquierda abatible y ajustable en ángulo y profundidad - (incluye taloneras)		(NC : 5300)	63,99
TUBOS REPOSAPIES (UL proporcionada solo para paleta ajustable. Añade +15mm con paleta fija)				
SJD3400	Para pescantes abatibles, montaje superior, para UL de 160 a 375 mm		(NC: 9400)	101,21
SJD3410	Para pescantes abatibles, tubo corto , para UL de 285 a 375 mm			○
SJD3420	◆ Para pescantes abatibles, tubo estándar, para UL de 295 a 420 mm			◆
SJD3430	Para pescantes abatibles, tubo largo, para UL de 400 a 525 mm			○
SJD3440	Para pescantes fijos , tubo estándar, para UL de 320 a 460 mm			○
SJD3450	Para pescantes fijos , tubo largo, para UL de 360 a 500 mm			○
REPOSABRAZOS				
PROTECTORES DE ROPA / ANTISALPICADURAS (PAR)				
SJD3700	Sin protectores de ropa			○
SJD3750	Protectores de ropa		(NC: 3910, 3920, 3930, 3940, 3960, 4010, 4020, 4030, 4040, 4060, 4110, 4120, 4130, 4140, 4160)	○
SJD3800	◆ Protectores de ropa antisalpicaduras desmontables		(NC: 3910, 3920, 3930, 3940, 3960, 4010, 4020, 4030, 4040, 4060, 4110, 4120, 4130, 4140, 4160, 8160)	◆
REPOSABRAZOS DERECHO				
SJD4000	◆ Sin reposabrazos			◆
SJD4010	Reposabrazos derecho, desmontable, ajustable altura (Nº.1) forma de T	Goma corta (280 MM), ajustable (guías laterales 150 MM)	(NC : 7600, 7610)	○
SJD4020	Reposabrazos derecho, desmontable, ajustable altura (Nº.1) forma de T	Goma larga (380 MM), ajustable (guías laterales 50 MM)		○

3040/
3140

3050/3150



3200

3210



3230



3750



4010

Código	Descripción			P.V.P €
SJD4030	Reposabrazos derecho abatible, desmontable ajustable altura (N°3)	Goma corta (280 MM)	(NC : 5700)	89,96
SJD4040	Reposabrazos derecho abatible, desmontable ajustable altura (N°3)	Goma larga (380 MM)	(NC : 5700)	89,96
SJD4050	Reposabrazos tubulares, abatibles y acolchados	Ajustable en altura 40 MM en intervalos de 10 MM, acolchado 230 MM	(NC : 5700)	89,96
ARMRESTS LH FORM				
SJD4100	◆ Sin reposabrazos			◆
SJD4110	Reposabrazos izquierdo, desmontable, ajustable altura (N°1) forma de T	Goma corta (280 MM), ajustable (guías laterales 150 MM)	(NC : 7600, 7610)	○
SJD4120	Reposabrazos izquierdo, desmontable, ajustable altura (N°1) forma de T	Goma larga (380 MM), ajustable (guías laterales 50 MM)		○
SJD4130	Reposabrazos izquierdo abatible, desmontable ajustable altura (N°3)	Goma corta (280 MM)	(NC : 5700)	89,96
SJD4140	Reposabrazos izquierdo abatible, desmontable ajustable altura (N°3)	Goma larga (380 MM)	(NC : 5700)	89,96
SJD4150	Reposabrazos tubulares, abatibles y acolchados	Ajustable en altura 40 MM en intervalos de 10 MM, acolchado 230 MM	(NC : 5700)	89,96
OPCIONES ASIENTO				
COJÍN				
SJD5000	Cojín de espuma 50 MM - funda antideslizante		(NC: 5050, 5052, 5054)	32,13
SJD5010	Cojín MATRX FLO-TECH CONTOUR VISCO NG		(NC: 5054)	323,15
SJD5020	Cojín MATRX FLO-TECH IMAGE		(NC: 5054)	105,43
SJD5030	Cojín MATRX FLO-TECH LITE		(NC: 5054)	105,43
SJD5040	Cojín MATRX FLO-TECH SOLUTION XTRA		(NC: 5054)	616,15
SJD5044	Cojín MATRX LIBRA - Plazo de entrega + 5 días	PLAZO DE ENTREGA ADICIONAL + 5 DAYS		323,15
PROFUNDIDAD COJÍN MATRX (obligatorio cuando se pide un cojín excepto para cojín de espuma SJD 5000)				
SJD5050	Para profundidad asiento 400MM			○
SJD5052	Para profundidad asiento 450MM			○
SJD5054	Para profundidad asiento 500MM - Solo Matrx Vi & Libra	SOLO CON MATRX VI & MATRX LIBRA		○
OTRAS OPCIONES DE ASIENTO				
SJD5090	Asiento rígido	SOLO SI COJÍN SELECCIONADO		46,81
SJD5100	Clip para mantener silla plegada			33,74
SJD5400	Cincha reposapiés ajustable			○
SJD5500	Tensor plegable		(NC : 5650)	78,72
COLORES				
CHASIS				
SJD6000	Blanco perla			○
SJD6010	Negro antracita			○
SJD6020	Azul Pop			○
SJD6040	Verde eléctrico			○
SJD6050	Púrpura hipnótico			○
SJD6060	Gris perla			○
SJD6070	Negro mate			○
SJD6099	Color especial	Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente		□
COLORES ACCENT (placa ruedas traseras, horquillas, embellecedor horquillas, tapón eje desmontaje rápido)				
SJD6100	◆ Sin ACCENT	Horquilla & soporte horquilla de color plata		◆
SJD6110	Azul			56,23
SJD6200	Púrpura			56,23
RUEDAS DELANTERAS				
SJD7000	4" X 1 1/4" (100 X 30 mm) blanda			○



4030



4050/4150



5010



5030



5020



5040



5044



5100



5090

5500



Azul marino



Negro antracita



Blanco perla



Verde eléctrico



Púrpura oscuro



Gris perla



Negro mate



Código	Descripción				P.V.P €																																																													
SJD7055	◆	5" X 1" (125 X 25 mm) maciza			◆																																																													
SJD7070		5" X 1.3/8" (125 X 35 mm) alu blanda			101,26																																																													
SJD7080		6" X 1" (150 X 25 mm) maciza			○																																																													
SJD7100		6" X 1.3/8" (150 X 35 mm) alu blanda			101,26																																																													
SJD7110		7" X 1.1/4" (180 X 30 mm) maciza			○																																																													
<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="7">Rueda delantera según altura asiento delantera (ESTF)</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>(MM)</td><td>360</td><td>385</td><td>410</td><td>435</td><td>460</td><td>485</td><td>510</td><td>535</td></tr><tr><td rowspan="4">Dim. rueda delantera</td><td>4" (100mm)</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5" (125mm)</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>6" (150mm)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>7" (180mm)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr></table>								Rueda delantera según altura asiento delantera (ESTF)									(MM)	360	385	410	435	460	485	510	535	Dim. rueda delantera	4" (100mm)	○			○	○	○	○			5" (125mm)			○	○	○	○	○	○		6" (150mm)					○	○	○	○		7" (180mm)						○	○	○	○
		Rueda delantera según altura asiento delantera (ESTF)																																																																
		(MM)	360	385	410	435	460	485	510	535																																																								
Dim. rueda delantera	4" (100mm)	○			○	○	○	○																																																										
	5" (125mm)			○	○	○	○	○	○																																																									
	6" (150mm)					○	○	○	○																																																									
	7" (180mm)						○	○	○	○																																																								
RUEDAS TRASERAS																																																																		
LLANTAS (12mm QR)																																																																		
SJD7200		22" (560 mm) estándar reforzadas, radios cruzados Aro con 6 puntos de fijación		(NC: 7320, 7410)	○																																																													
SJD7230		24" (610 mm) estándar reforzadas, radios cruzados Aro con 6 puntos de fijación		(NC: 7320)	○																																																													
SJD7240		24" (610 mm) ligeras, llanta radial, llanta y buje negro - aro 6 puntos fijación		(NC: 7410, 8000, 8160)	○																																																													
DE_____	◆	24" (610 mm) Spinergy SPOX, 18 radios negros, buje negro, Eje QR de color Púrpura o Azul si opción Accent seleccionada (solo como fabricación especial) - Plazo de entrega adicional: 3 semanas		(NC: 7302, 7304, 7410, 8000, 8160)	◆																																																													
SJD7250		25" (635 mm) ligera, llanta radial, llanta y buje negro - aro 6 puntos fijación		(NC: 7302, 7304, 7315, 7410, 8000, 8160)	○																																																													
SJD7260		25" (635 mm) Spinergy SPOX, 18 radios negros Aro con 6 puntos de fijación		NC: 7302, 7304, 7315, 7410, 7420, 8000, 8160)	○																																																													
<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="7">Rueda trasera según altura asiento trasera (ESTF)</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>(MM)</td><td>360</td><td>385</td><td>410</td><td>435</td><td>460</td><td>485</td><td>510</td></tr><tr><td rowspan="3">Dim. rueda trasera</td><td>22" (560mm)</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24" (610mm)</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>25" (635mm)</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr></table>								Rueda trasera según altura asiento trasera (ESTF)									(MM)	360	385	410	435	460	485	510	Dim. rueda trasera	22" (560mm)	○	○	○	○	○				24" (610mm)	○	○	○	○	○	○			25" (635mm)		○	○	○	○	○	○															
		Rueda trasera según altura asiento trasera (ESTF)																																																																
		(MM)	360	385	410	435	460	485	510																																																									
Dim. rueda trasera	22" (560mm)	○	○	○	○	○																																																												
	24" (610mm)	○	○	○	○	○	○																																																											
	25" (635mm)		○	○	○	○	○	○																																																										
CUBIERTAS																																																																		
SJD7304		Neumáticas negras Profile 1.3/8" (35 MM)			○																																																													
SJD7315	◆	Neumática perfil bajo negra (lisa) 25 mm (1")			◆																																																													
SJD7320		24" MAXXIS ALPHA PROTECT (protección antipinchazo)			○																																																													
DE_____		24", MAXXIS LITE GUARD, Protección antipinchazo SilverShield polifibra (0,45 mm)			○																																																													
DE_____		24" MBL SPEEDLITE - Neumático SUPERLIGERO, muy alta resistencia a los pinchazos			72,18																																																													
AROS																																																																		
SJD7400	◆	Aros aluminio			◆																																																													
SJD7410		Aros acero	Only with Standard cross spoked wheel 24"		94,11																																																													
SJD7420		Aros antideslizantes negros			64,51																																																													
EJE RUEDAS TRASERAS																																																																		
SJD7500	◆	Eje desmontaje rápido			◆																																																													
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS																																																																		
SJD7600		Posición muy activa (4)	Desde parte delantera del respaldo hasta eje de rueda trasera + 4" (100 mm)	(NC: 8900)	○																																																													
SJD7610		Posición activa (3)	Desde parte delantera del respaldo hasta eje de rueda trasera + 3" (75 mm)		○																																																													



DE261254 / 7260



7315 7304



7320



7310



Speedlite



LiteGuard

Código	Descripción			P.V.P €
SJD7620		Posición media (2)	Desde parte delantera del respaldo hasta eje de rueda trasera + 2" (50 mm) (NC: 8900)	○
SJD7630	◆	Posición estándar (1)	Desde parte delantera del respaldo hasta eje de rueda trasera+ 1" (25 mm)	◆
CAIDA RUEDAS				
SJD7700	◆	Caída 0°		◆
SJD7710		Caída 1°		○
SJD7720		Caída 2°		○
SJD7730		Caída 3°		○
SJD7740		Caída 4°		○
OPCIONES CHASIS				
SJD8000		Protector radios par	Transparentes (negro con rueda estándar 24" radios cruzados SJA7230)	145,50
SJD8030		Bomba - alta presión		51,45
FRENOS				
SJD8100	◆	Frenos de empuje		◆
SJD8110		Frenos de tiro		○
SJD8120		Frenos de empuje con prolongador		18,18
SJD8130		Frenos de tiro con prolongador		18,18
SJD8160		Frenos tambor acompañante (incluye frenos de empuje para el usuario, o frenos de tiro no si única opción posible)	Sólo con ruedas estándar 22" & 24"	155,06
OPCIONES SEGURIDAD				
SJD8200		Kit transporte (sin anclajes adicionales, 4 pegatinas)		13,23
SJD8300		Cinturón postural		36,07
SJD8500		Antivuelco activo derecho	(NC: 9200)	90,22
SJD8550		Antivuelco activo izquierdo	(NC: 9100)	90,22
SJD8600		Kit reflectores (ruedas)		11,29
OPCIONES ACOMPAÑANTE				
SJD9000		Soporte para bastones		32,76
SJD9100		Pisapié izquierdo		28,12
SJD9200		Pisapié derecho		28,12
OTRAS OPCIONES				
SJD9300		Kit herramientas		16,54



7700-7740




8030



8100



8160



8500



8200



9000



8120



8600



8300



9100



9400