

Invacare® Action⁵ Sport



Silla de ruedas manual ligera con chasis de aluminio y sistema de plegado horizontal patentado para incrementar la rigidez y la compactabilidad de la silla.

Modelo altamente configurable que **incluye ruedas 24" (610 mm) Spinergy SPOX**, 18 radios negros, buje negro, Eje QR de color Púrpura o Azul si opción Accent seleccionada (solo como fabricación especial, por favor, contactar con el Departamento de Atención al Cliente). Diferentes opciones de cubiertas de ruedas traseras.

Opción de pescantes fijos o abatibles.

Peso de la silla.: a partir de 12 kg (peso de transporte: 8,3 kg)

Peso máximo usuario: 100 kg (anchura 305/330 mm) /130 kg (355-530 mm)

Action5 Sport SR-40F: Código provisional Prescripción : S0008963

(Categoría SRM 040F)

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código	Descripción	P.V.P €
SJD0014	<input checked="" type="checkbox"/> ACTION 5 Sport (NC: 5600)	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPECIAL		
N	NO (NC: 6099)	
SJDSPEC	ESPECIAL (obligatorio para pedir color especial)	
MODELO BASE		
SJD0100	<input checked="" type="checkbox"/> MODELO BASE	1.818,95
ALBER		
SJD0180	Anclajes para TWION / E-MOTION M25 - incluye antivulecos Alber (NC: 0250, 1360, 3950, 4050, 4060, 4150, 4160, 7200, 7210, 7244, 7250, 7260, 7302, 7304, 7600, 7610, 7710, 7720, 7730, 7740, 8160, 8500, 8550, 9000, 9100, 9150, 9200, 9250)	607,26
TIPO DE CHASIS		
SJD0200	<input checked="" type="checkbox"/> ACTION 5 pescantes abatibles (NC: 3185, 3230, 3440,3450)	<input checked="" type="checkbox"/>
SJD0210	ACTION 5 pescantes fijos 80º (NC: 2800, 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 3000, 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3400, 3410, 3420, 3430)	<input type="checkbox"/>
PROPULSIÓN		
SJD0300	<input checked="" type="checkbox"/> Auto propulsable	<input checked="" type="checkbox"/>
ASIENTO		
ANCHURA DE ASIENTO		
SJD1000	305 MM / 12" (Peso máx. usuario: 100kg) (NC: 1150, 1160, 1190, 2430, 2432, 2434, 2436, 2438, 2440, 2442, 2444, 2446, 2448, 2452, 2460, 2465, 2470, 2475, 2478, 2840, 2850, 3040, 3140, 3400, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 5600)	<input type="checkbox"/>
SJD1010	330 MM / 13" (Peso máx. usuario: 100kg) (NC: 1150, 1160, 1190, 2482, 2484, 2486, 2488, 2490, 2492, 2840, 2850, 3040, 3140, 3400, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 5600)	<input type="checkbox"/>
SJD1020	355 MM / 14" (Peso máx. usuario: 130kg) (NC: 2484, 2486, 2488, 2490, 2492, 2840, 2850, 3040, 3140, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 5600)	<input type="checkbox"/>
SJD1030	380 MM / 15" (Peso máx. usuario: 130kg) (NC: 2486, 2488, 2490, 2492, 2850, 5005, 5008)	<input type="checkbox"/>
SJD1040	405 MM / 16" (Peso máx. usuario: 130kg) (NC: 2481, 2488, 2490, 2492, 2850)	<input type="checkbox"/>



0210



0200



Código	Descripción			P.V.P €	
SJD1050	◆	430 MM / 17"	Peso máx. usuario: 130kg	(NC : 2481, 2482, 2490, 2492)	◆
SJD1060		455 MM / 18"	Peso máx. usuario: 130kg	(NC : 2481, 2482, 2484, 2492)	○
SJD1070		480 MM / 19"	Peso máx. usuario: 130kg	(NC: 2481, 2482, 2484, 2486, 5005, 5006, 5007)	○
SJD1075		505 MM / 20"	Peso máx. usuario: 130kg (NO Heavy Duty)	(NC: 1100, 1110, 1170, 2481, 2482, 2484, 2486, 2488, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009)	○
SJD1078		530 MM / 21"	Peso máx. usuario: 130kg (NO Heavy Duty)	(NC: 1100, 1110, 1170, 2481, 2482, 2484, 2486, 2488, 2490, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090)	○

		Anchura asiento (mm)										
		(MM)	305	330	355	380	405	430	455	480	505	530
Profundidad asiento (mm)	350	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	375	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	425	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	450	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	475			○	○	○	○	○	○	○	○	○
	500			○	○	○	○	○	○	○	○	○

Peso máx. usuario 100 kg

 Peso máx. usuario 130 kg

PROFUNDIDAD DE ASIENTO

SJD1100		350 MM / 14"		(NC: 1270, 2840, 3040, 3140, 3950, 4050, 4150, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 7080, 7100, 7110, 7600, 7610)	○
SJD1110		375 MM / 15"		(NC: 1270, 3950, 4050, 4150, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 7600)	○
SJD1120	◆	400 MM / 16"		(NC: 1270, 5008, 5052, 5054)	◆
SJD1130		425 MM / 17"		(NC: 5052, 5054)	○
SJD1140		450 MM / 18"		(NC: 5054)	○
SJD1150		475 MM / 19"		(NC: 5005, 5006, 5007, 5054)	○
SJD1160		500 MM / 20"		(NC: 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040)	○
SJD1170		350-400 MM / 14"-16"-ajustable	(Entregado a 375 mm / 15")	(NC: 1510, 3950, 4050, 4150, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 7600)	○
SJD1180		400-450 MM / 16"-18"-ajustable	(Entregado a 425 mm / 17")	(NC: 1510, 5054)	○
SJD1190		450-500 MM / 18"-20"-ajustable	(Entregado a 475 mm / 19")	(NC: 1510, 5006, 5007)	○

ALTURA DELANTERA DE ASIENTO (FSTF), MEDIDA DESDE EL SUELO
FSTF nunca puede ser inferior a RSTF

SJD1200		360 MM / 14"		(NC: 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 2840, 3420, 3430, 3450, 7040, 7055, 7060, 7070, 7080, 7100, 7110)	○
SJD1210		385 MM / 15"		(NC: 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 2840, 3430, 7000, 7020, 7030, 7040, 7070, 7080, 7100, 7110)	○
SJD1220		410 MM / 16"		(NC: 1330, 1340, 1350, 1360, 7080, 7100, 7110)	○
SJD1230		435 MM / 17"		(NC: 1300, 1340, 1350, 1360, 7110)	○
SJD1240		460 MM / 18"		(NC: 1300, 1310, 1350, 1360)	○
SJD1250	◆	485 MM / 19"		(NC: 1300, 1310, 1320, 1360)	◆
SJD1260		510 MM / 20"		(NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 7000, 7020, 7030, 7040)	○
SJD1270		535 MM / 21"		(NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 2830, 3030, 3130, 7000, 7020, 7030, 7040, 7055, 7060, 7070, 7080, 7100)	○



Código	Descripción		P.V.P €
	Altura asiento delantera (FSTF)		
	(MM)	360 385 410 435 460 485 510 535	
Altura asiento trasera (RSTF)	360	0 0 0	
	385	0 0 0	
	410	0 0 0	
	435	0 0 0	
	460	0 0 0	
	485	0 0 0	
	510	0 0	
ALTURA TRASERA DE ASIENTO (RSTF), MEDIDA DESDE EL SUELO			
RSTF nunca puede ser superior a FSTF - Diferencia entre FSTF y RSTF = - 80 mm como máximo			
SJD1300	360 MM / 14"		(NC: 7250, 7260, 8900) 0
SJD1310	385 MM / 15"		0
SJD1320	410 MM / 16"		0
SJD1330	435 MM / 17"		0
SJD1340	◆ 460 MM / 18"		◆
SJD1350	485 MM / 19"		(NC: 7200, 7210) 0
SJD1360	510 MM / 20"		(NC: 7200, 7210, 7230, 7240, 7244, 8900) 0
TAPIZADO DE ASIENTO			
SJD1490	Sin tapizado de asiento		0
SJD1500	Tapizado de asiento de nylon ajustable en profundidad (-50 mm)	Con bolsillo debajo del asiento	0
SJD1510	◆ Tapizado de asiento de nylon fijo, básico		◆
SJD1520	Tapizado de asiento ajustable en tensión y profundidad - 50 mm		78,72
RESPALDO			
FIJACIÓN DE RESPALDO			
SJD2000	◆ Ángulo fijo 90°, respecto a rail de asiento		◆
SJD2010	Ángulo ajustable -15°/+15° a 90°, respecto a rail de asiento		78,72
SJD2020	Ángulo ajustable y abatible (-15°/+15°)	Abatible sobre el asiento y con sistema de bloqueo	213,37
RESPALDO ALTURA FIJA (tapizado se desplaza)			
MEDIDO DESDE EL BORDE DEL TAPIZADO DE ASIENTO HASTA EL BORDE SUPERIOR DEL TAPIZADO DE RESPALDO			
SJD2143	Fijo 7°, altura 350mm con puños fijos cortos - Altura 325-350 mm		(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160, 8200) 0
SJD2150	Fijo 7°, altura 375mm con puños fijos largos - Altura 375-400 mm		(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200) 0
SJD2153	Fijo 7° altura 400mm con puños fijos largos - Altura 375-400 mm		(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420) 0
SJD2160	Fijo 7°, altura 425mm con puños fijos largos - Altura 425-450 mm		(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420) 0
SJD2163	Fijo 7°, altura 450 mm con puños fijos largos - Altura 425-450 mm		(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420) 0
SJD2170	Fijo 7°, altura 475 mm con puños fijos largos - Altura 475-500 mm		(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420) 0
SJD2173	Fijo 7°, altura 500 mm con puños fijos largos - Altura 475-500 mm		(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420) 0
RESPALDO AJUSTABLE EN ALTURA (tubos respaldo ajustables)			
MEDIDO DESDE EL BORDE DEL TAPIZADO DE ASIENTO HASTA EL BORDE SUPERIOR DEL TAPIZADO DE RESPALDO			
SJD2300	Ajustable en altura de 360-400mm / 14,5"-16"	Entrega a 400MM	(NC: 2505) 67,47
SJD2310	Ajustable en altura de 410-490mm / 16"-19,5"	Entrega a 450MM	67,47
PUÑOS (solo para respaldo ajustable en altura)			
SJD2400	Sin puños (inclinado 7°)		(NC: 8160, 9100, 9150, 9200, 9250) 0
SJD2410	Montaje trasero (tipo REA) (inclinado 7°) - altura ajustable + 150 mm		(NC: 2505) 149,72
SJD2420	Puños integrados (altura ajustable + 135 mm) - 0°		No compatible con todos los respaldos Matrix 67,47



2000



2010



2020



2143-2173



2300-2310



2400 2410 2420

Código	Descripción	P.V.P €
RESPALDO MATRIX		
SJD2430	MATRX ELITE E2 con fijaciones altura 160 mm	Plazo de entrega + 5 días (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600) 770,00
SJD2432	MATRX ELITE E2 con fijaciones altura 210 mm	Plazo de entrega + 5 días (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600) 770,00
SJD2434	MATRX ELITE E2 con fijaciones altura 260 mm	Plazo de entrega + 5 días (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600) 770,00
SJD2436	MATRX ELITE E2 con fijaciones altura 310 mm	Plazo de entrega + 5 días (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600) 770,00
SJD2438	MATRX ELITE E2 con fijaciones altura 360 mm	Plazo de entrega + 5 días (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600) 770,00
SJD2460	MATRX ELITE E2 con fijaciones altura 405 mm	Plazo de entrega + 5 días (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600) 770,00
SJD2465	MATRX ELITE E2 con fijaciones altura 455 mm	Plazo de entrega + 5 días (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600) 770,00
SJD2440	MATRX ELITE E2 con fijaciones altura 510 mm	Plazo de entrega + 5 días (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600) 770,00
SJD2442	MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 160 mm	Plazo de entrega + 5 días (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600) 770,00
SJD2444	MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 310 mm	Plazo de entrega + 5 días (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600) 770,00
SJD2446	MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 260 mm	Plazo de entrega + 5 días (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600) 770,00
SJD2448	MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 310 mm	Plazo de entrega + 5 días (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600) 770,00
SJD2452	MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 360 mm	Plazo de entrega + 5 días (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600) 770,00
SJD2470	MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 405 mm	Plazo de entrega + 5 días (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600) 770,00
SJD2475	MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 455 mm	Plazo de entrega + 5 días (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600) 770,00
SJD2478	MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 510 mm	Plazo de entrega + 5 días (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600) 770,00



2100-2126



2420



ELITE E2



ELITE DEEP E2

ANCHURA RESPALDO MATRIX				
SJD2481	360 MM	Anchora de tronco (indicativa) : 265 MM		○
SJD2482	380 MM	Anchora de tronco (indicativa) : 290 MM		○
SJD2484	410 MM	Anchora de tronco (indicativa) : 315 MM		○
SJD2486	430 MM	Anchora de tronco (indicativa) : 340 MM		○
SJD2488	460 MM	Anchora de tronco (indicativa) : 370 MM		○
SJD2490	480 MM	Anchora de tronco (indicativa) : 390 MM		○
SJD2492	510 MM	Anchora de tronco (indicativa) : 420 MM		○

Anchura respaldo (mm)	Anchura asiento en mm										
	(mm)	305	330	355	380	405	430	455	480	505	530
360		○	○	○							
380			○	○	○						
410				○	○	○					
430					○	○	○				
460						○	○	○			
480							○	○	○		
510								○	○	○	

TAPIZADO DE RESPALDO				
SJD2500		Sin tapizado respaldo		○
SJD2505		Tapizado fijo, nylon & Mesh acolchado	Con bandas reflectante & bolsillo trasero (NC: 5500, 5600)	○
SJD2510	◆	Tapizado contour (ajustable en tensión) cinchas, nylon & funda Mesh	Con bandas reflectante & bolsillo trasero	◆



80°



90°

PESCANTES/PALETAS				
PESCANTE DERECHO				
SJD3000		Sin pescante	(NC: 3170, 3175, 3185, 3200, 3210, 3230, 5200, 5300, 5350, 5400, 9400)	○
SJD3010		Pescante derecho 70° (siempre color negro)	(NC: 3170, 3175, 3185, 3440, 3450, 5200, 5300, 5350)	○
SJD3020	◆	Pescante derecho 80°	(NC: 3170, 3175, 3185, 3440, 3450, 5200, 5300, 5350)	◆
SJD3030		Pescante derecho 90°	(NC: 3170, 3175, 3185, 3200, 3440, 3450, 5200, 5300, 5350, 7080, 7100, 7110)	○

INFORMACIÓN REPOSAPIÉS ELEVABLES
 CON ALTURA DE ASIENTO 360 & 385 MM, EL REPOSAPIÉS PUEDE TOCAR EL SUELO SI UL > 400 MM

Código	Descripción		P.V.P €
SJD3040	Reposapiernas elevable derecho (0° a 75°) - incluye apoyapantorrilla	(NC: 3170, 3175, 3185, 3230, 3400, 3440, 3450, 5400)	142,69
SJD3050	Acolchado amputado derecho	(NC: 3170, 3175, 3185, 3200, 3210, 3230, 5200, 5300, 5350, 5400, 8100, 8120, 9400)	159,01
PESCANTE IZQUIERDO			
SJD3100	Sin pescante	(NC: 3170, 3175, 3185, 3300, 3310, 5200, 5250, 5350, 5400, 9400)	○
SJD3110	Pescante derecho 70° (siempre color negro)	(NC: 3170, 3175, 3185, 3440, 3450, 5200, 5250, 5350)	○
SJD3120	◆ Pescante izquierdo 80°	(NC: 3170, 3175, 3185, 3440, 3450, 5200, 5250, 5350)	◆
SJD3130	Pescante izquierdo 90°	(NC: 3170, 3175, 3185, 3300, 3440, 3450, 5200, 5250, 5350, 7080, 7100, 7110)	○
SJD3140	Reposapiernas elevable izquierdo (0° a 75°)	(NC: 3170, 3175, 3185, 3400, 3440, 3450, 5400)	142,69
SJD3150	Acolchado amputado izquierdo	(NC: 3170, 3175, 3185, 3300, 3310, 5200, 5250, 5350, 5400, 8100, 8120, 9400)	159,01
PALETA DERECHA			
SJD3200	◆ Paleta derecha abatible (incluye taloneras)	(NC: 3410, 5200, 5250, 5300, 5350)	◆
SJD3210	Paleta derecha abatible y ajustable en ángulo y profundidad - (incluye taloneras)	(NC : 5250)	63,99
SJD3230	Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad	(NC: 3400, 3410, 3420, 3430, 5200, 5250, 5300, 5350)	163,11
PALETA IZQUIERDA			
SJD3300	◆ Paleta izquierda abatible (incluye taloneras)	(NC: 3410, 5200, 5250, 5300, 5350)	◆
SJD3310	Paleta izquierda abatible y ajustable en ángulo y profundidad - (incluye taloneras)	(NC : 5300)	63,99
TUBOS REPOSAPIES (UL proporcionada solo para paleta ajustable. Añade +15mm con paleta fija)			
SJD3400	Para pescantes abatibles, montaje superior, para UL de 160 a 375 mm	(NC: 9400)	101,21
SJD3410	Para pescantes abatibles, tubo corto , para UL de 285 a 375 mm		○
SJD3420	◆ Para pescantes abatibles, tubo estándar, para UL de 295 a 420 mm		◆
SJD3430	Para pescantes abatibles, tubo largo, para UL de 400 a 525 mm		○
SJD3440	Para pescantes fijos , tubo estándar, para UL de 320 a 460 mm		○
SJD3450	Para pescantes fijos , tubo largo, para UL de 360 a 500 mm		○
REPOSABRAZOS			
PROTECTORES DE ROPA / ANTISALPICADURAS (PAR)			
SJD3700	Sin protectores de ropa		○
SJD3750	Protectores de ropa	(NC: 3910, 3920, 3930, 3940, 3960, 4010, 4020, 4030, 4040, 4060, 4110, 4120, 4130, 4140, 4160)	○
SJD3800	◆ Protectores de ropa antisalpicaduras desmontables	(NC: 3910, 3920, 3930, 3940, 3960, 4010, 4020, 4030, 4040, 4060, 4110, 4120, 4130, 4140, 4160, 8160)	◆
REPOSABRAZOS DERECHO			
SJD4000	◆ Sin reposabrazos		◆
SJD4010	Reposabrazos derecho, desmontable, ajustable altura (Nº.1) forma de T	Goma corta (280 MM), ajustable (guías laterales 150 MM)	(NC : 7600, 7610)
SJD4020	Reposabrazos derecho, desmontable, ajustable altura (Nº.1) forma de T	Goma larga (380 MM), ajustable (guías laterales 50 MM)	○


3040/
3140

3050/3150



3200

3210



3230



3750



4010

Código	Descripción			P.V.P €
SJD4030	Reposabrazos derecho abatible, desmontable ajustable altura (N°3)	Goma corta (280 MM)	(NC : 5700)	89,96
SJD4040	Reposabrazos derecho abatible, desmontable ajustable altura (N°3)	Goma larga (380 MM)	(NC : 5700)	89,96
SJD4050	Reposabrazos tubulares, abatibles y acolchados	Ajustable en altura 40 MM en intervalos de 10 MM, acolchado 230 MM	(NC : 5700)	89,96
ARMRESTS LH FORM				
SJD4100	◆ Sin reposabrazos			◆
SJD4110	Reposabrazos izquierdo, desmontable, ajustable altura (N°1) forma de T	Goma corta (280 MM), ajustable (guías laterales 150 MM)	(NC : 7600, 7610)	○
SJD4120	Reposabrazos izquierdo, desmontable, ajustable altura (N°1) forma de T	Goma larga (380 MM), ajustable (guías laterales 50 MM)		○
SJD4130	Reposabrazos izquierdo abatible, desmontable ajustable altura (N°3)	Goma corta (280 MM)	(NC : 5700)	89,96
SJD4140	Reposabrazos izquierdo abatible, desmontable ajustable altura (N°3)	Goma larga (380 MM)	(NC : 5700)	89,96
SJD4150	Reposabrazos tubulares, abatibles y acolchados	Ajustable en altura 40 MM en intervalos de 10 MM, acolchado 230 MM	(NC : 5700)	89,96
OPCIONES ASIENTO				
COJÍN				
SJD5000	Cojín de espuma 50 MM - funda antideslizante		(NC: 5050, 5052, 5054)	32,13
SJD5010	Cojín MATRX FLO-TECH CONTOUR VISCO NG		(NC: 5054)	323,15
SJD5020	Cojín MATRX FLO-TECH IMAGE		(NC: 5054)	105,43
SJD5030	Cojín MATRX FLO-TECH LITE		(NC: 5054)	105,43
SJD5040	Cojín MATRX FLO-TECH SOLUTION XTRA		(NC: 5054)	616,15
SJD5044	Cojín MATRX LIBRA - Plazo de entrega + 5 días	PLAZO DE ENTREGA ADICIONAL + 5 DAYS		323,15
PROFUNDIDAD COJÍN MATRX (obligatorio cuando se pide un cojín excepto para cojín de espuma SJD 5000)				
SJD5050	Para profundidad asiento 400MM			○
SJD5052	Para profundidad asiento 450MM			○
SJD5054	Para profundidad asiento 500MM - Solo Matrx Vi & Libra	SOLO CON MATRX VI & MATRX LIBRA		○
OTRAS OPCIONES DE ASIENTO				
SJD5090	Asiento rígido	SOLO SI COJÍN SELECCIONADO		46,81
SJD5100	Clip para mantener silla plegada			33,74
SJD5400	Cincha reposapiés ajustable			○
SJD5500	Tensor plegable		(NC : 5650)	78,72
COLORES				
CHASIS				
SJD6000	Blanco perla			○
SJD6010	Negro antracita			○
SJD6020	Azul Pop			○
SJD6040	Verde eléctrico			○
SJD6050	Púrpura hipnótico			○
SJD6060	Gris perla			○
SJD6070	Negro mate			○
SJD6099	Color especial	Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente		□
COLORES ACCENT (placa ruedas traseras, horquillas, embellecedor horquillas, tapón eje desmontaje rápido)				
SJD6100	◆ Sin ACCENT	Horquilla & soporte horquilla de color plata		◆
SJD6110	Azul			56,23
SJD6200	Púrpura			56,23
RUEDAS DELANTERAS				
SJD7000	4" X 1.1/4" (100 X 30 mm) blanda			○



Código	Descripción		P.V.P €						
SJD7055	◆	5" X 1" (125 X 25 mm) maciza	◆						
SJD7070		5" X 1.3/8" (125 X 35 mm) alu blanda	101,26						
SJD7080		6" X 1" (150 X 25 mm) maciza	○						
SJD7100		6" X 1.3/8" (150 X 35 mm) alu blanda	101,26						
SJD7110		7" X 1.1/4" (180 X 30 mm) maciza	○						
Rueda delantera según altura asiento delantera (FSTF)									
	(MM)	360	385	410	435	460	485	510	535
Diám. rueda delantera	4" (100mm)	○		○	○	○	○		
	5" (125mm)		○	○	○	○	○	○	
	6" (150mm)				○	○	○	○	
	7" (180mm)					○	○	○	○
RUEDAS TRASERAS									
LLANTAS (12mm QR)									
SJD7200		22" (560 mm) estándar reforzadas, radios cruzados	(NC: 7320, 7410)	○					
SJD7230		24" (610 mm) estándar reforzadas, radios cruzados	(NC: 7320)	○					
SJD7240		24" (610 mm) ligeras, llanta radial, llanta y buje negro - aro 6 puntos fijación	(NC: 7410, 8000, 8160)	○					
DE_____	◆	24" (610 mm) Spinergy SPOX, 18 radios negros, buje negro. Eje QR de color Púrpura o Azul si opción Accent seleccionada (solo como fabricación especial) - Plazo de entrega adicional: 3 semanas	(NC: 7302, 7304, 7410, 8000, 8160)	◆					
SJD7250		25" (635 mm) ligera, llanta radial, llanta y buje negra - aro 6 puntos fijación	(NC: 7302, 7304, 7315, 7410, 8000, 8160)	○					
SJD7260		25" (635 mm) Spinergy SPOX, 18 radios negros	NC: 7302, 7304, 7315, 7410, 7420, 8000, 8160)	○					
Rueda trasera según altura asiento trasera (RSTF)									
	(MM)	360	385	410	435	460	485	510	
Diám. rueda TRASERA	22" (560mm)	○	○	○	○	○			
	24" (610mm)	○	○	○	○	○	○		
	25" (635mm)		○	○	○	○	○	○	
CUBIERTAS									
SJD7304		Neumáticas negras Profile 1.3/8" (35 MM)		○					
SJD7315	◆	Neumática perfil bajo negra (lisa) 25 mm (1")		◆					
SJD7320		24" MAXXIS ALPHA PROTECT (protección antipinchazo)		○					
DE_____		24", MAXXIS LITE GUARD, Protección antipinchazo SilverShield polifibra (0,45 mm)		○					
DE_____		24" MBL SPEEDLITE - Neumático SUPERLIGERO, muy alta resistencia a los pinchazos		72,18					
AROS									
SJD7400	◆	Aros aluminio		◆					
SJD7410		Aros acero	Only with Standard cross spoked wheel 24"	94,11					
SJD7420		Aros antideslizantes negros		64,51					
EJE RUEDAS TRASERAS									
SJD7500	◆	Eje desmontaje rápido		◆					
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS									
SJD7600		Posición muy activa (4)	Desde parte delantera del respaldo hasta eje de rueda trasera + 4" (100 mm)	(NC: 8900)	○				
SJD7610		Posición activa (3)	Desde parte delantera del respaldo hasta eje de rueda trasera + 3" (75 mm)		○				
SJD7620		Posición media (2)	Desde parte delantera del respaldo hasta eje de rueda trasera + 2" (50 mm)	(NC: 8900)	○				



DE261254 / 7260




1" 7315 1.3/8" 7304



7320



7310




Speedlite



LiteGuard

Código	Descripción		P.V.P €
SJD7630	◆	Posición estándar (1) Desde parte delantera del respaldo hasta eje de rueda trasera+ 1" (25 mm)	◆
CAIDA RUEDAS			
SJD7700	◆	Caída 0°	◆
SJD7710		Caída 1°	○
SJD7720		Caída 2°	○
SJD7730		Caída 3°	○
SJD7740		Caída 4°	○
OPCIONES CHASIS			
SJD8000		Protector radios par Transparentes (negro con rueda estándar 24" radios cruzados SJA7230)	145,50
SJD8030		Bomba - alta presión	51,45
FRENOS			
SJD8100	◆	Frenos de empuje	◆
SJD8110		Frenos de tiro	○
SJD8120		Frenos de empuje con prolongador	18,18
SJD8130		Frenos de tiro con prolongador	18,18
SJD8160		Frenos tambor acompañante (incluye frenos de empuje para el usuario, o frenos de tiro no si única opción posible) Sólo con ruedas estándar 22" & 24"	155,06
OPCIONES SEGURIDAD			
SJD8200		Kit transporte (sin anclajes adicionales, 4 pegatinas)	13,23
SJD8300		Cinturón postural	36,07
SJD8500		Antivuelco activo derecho (NC: 9200)	90,22
SJD8550		Antivuelco activo izquierdo (NC: 9100)	90,22
SJD8600		Kit reflectores (ruedas)	11,29
OPCIONES ACOMPAÑANTE			
SJD9000		Soporte para bastones	32,76
SJD9100		Pisapié izquierdo	28,12
SJD9200		Pisapié derecho	28,12
OTRAS OPCIONES			
SJD9300		Kit herramientas	16,54



7700-7740




8030



8100



8160



8500



8200




9000



8120



8600



8300



9100



9400