

Invacare® Action⁵ Rígida



Silla de ruedas manual con **chasis rígido**, de aluminio.

Modelo altamente configurable:

- Chasis con pescantes fijos o abatibles.
- Respaldo fijo, regulable en ángulo o abatible y regulable en ángulo.
- Anchos de asiento desde 305 hasta 530 mm
- Ruedas traseras ligeras con neumático negro/gris alta presión como estándar
- 10 colores de chasis disponibles y 2 colores Accent para personalizar la silla
- Gran número de ajustes (centro de gravedad, posición respaldo, altura delantera y trasera, etc.)

Peso de la silla. : a partir de 10,8 kg. (peso de transporte: 6,8 kg)

Peso máximo usuario: 100 kg (anchura 305/330 mm) /130 kg (355-530 mm)

ACTION5 SR-30D : Código provisional Prescripción S0025040 (Categoría SRM 030D)

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = Kg

Código	Descripción		P.V.P €
SJE0016	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTION 5 CHASIS FIJO	PLAZO DE ENTREGA + 12 DÍAS
ESPECIAL			
N	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	(NC: 6099)
SJESPEC	<input type="checkbox"/>	ESPECIAL	(IMPRESINDIBLE PARA COLOR ESPECIAL)
MODELO BASE			
SJE0100	<input checked="" type="checkbox"/>	MODELO BASE	1.300,95
ALBER			
SJE0180	<input type="checkbox"/>	Anclajes para TWION / E-MOTION M25 - incluye antivulecos Alber	(NC: 1360, 4050, 4150, 7200, 7210, 7244, 7250, 7260, 7302, 7410, 7420, 7600, 7610, 7710, 7720, 7730, 7740, 8160, 8500, 8550, 9000, 9100, 9200)
TIPO DE CHASIS			
SJE0200	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTION 5 pescantes abatibles	(NC: 3185, 3230, 3440,3450)
SJE0210	<input type="checkbox"/>	ACTION 5 pescantes fijos 80º	(NC: 3000, 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3400, 3410, 3420, 3430)
PROPULSIÓN			
SJE0300	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto propulsable	
ASIENTO			
ANCHURA DE ASIENTO			
SJE1000	<input type="checkbox"/>	305 MM / 12"	Peso máximo usuario: 100kg (NC: 1150, 1160, 1190, 2460, 2465, 2470, 2475, 2840, 2850, 3040, 3140, 3400, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 5600)
SJE1010	<input type="checkbox"/>	330 MM / 13"	Peso máximo usuario: 100kg (NC: 1150, 1160, 1190, 2482, 2484, 2486, 2488, 2490, 2492, 2840, 2850, 3040, 3140, 3400, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 5600)
SJE1020	<input type="checkbox"/>	355 MM / 14"	Peso máximo usuario: 130kg (NC: 2484, 2486, 2488, 2490, 2492, 2840, 2850, 3040, 3140, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 5600)
SJE1030	<input type="checkbox"/>	380 MM / 15"	Peso máximo usuario: 130kg (NC: 2486, 2488, 2490, 2492, 2850, 5005, 5008)
SJE1040	<input type="checkbox"/>	405 MM / 16"	Peso máximo usuario: 130kg (NC: 2481, 2488, 2490, 2492, 2850)
SJE1050	<input checked="" type="checkbox"/>	430 MM / 17"	Peso máximo usuario: 130kg (NC : 2481, 2482, 2490, 2492)
SJE1060	<input type="checkbox"/>	455 MM / 18"	Peso máximo usuario: 130kg (NC : 2481, 2482, 2484, 2492)
SJE1070	<input type="checkbox"/>	480 MM / 19"	Peso máximo usuario: 130kg (NC: 2481, 2482, 2484, 2486, 5005, 5006, 5007)
SJE1075	<input type="checkbox"/>	505 MM / 20"	Peso máximo usuario: 130kg/ No HEAVY DUTY (NC: 1100, 1110, 1170, 2481, 2482, 2484, 2486, 2488, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009)
SJE1078	<input type="checkbox"/>	530 MM / 21"	Peso máximo usuario: 130kg/ No HEAVY DUTY (NC: 1100, 1110, 1170, 2481, 2482, 2484, 2486, 2488, 2490, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090)



Código		Descripción										P.V.P €
		Anchura asiento en mm										
		305	330	355	380	405	430	455	480	505	530	
Profundidad asiento en mm	350	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	375	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	425	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	450	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	475	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	Peso máx. usuario 100 kg				○	Peso máx. usuario 130 kg				
PROFUNDIDAD DE ASIENTO												
SJE1100	350 MM / 14"	(NC: 1270,, 3040, 3140, 4050, 4150, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 7080, 7100, 7110, 7600, 7610)									○	
SJE1110	375 MM / 15"	(NC: 1270, 4050, 4150, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 7600)									○	
SJE1120	◆ 400 MM / 16"	(NC: 1270, 5052, 5054)									◆	
SJE1130	425 MM / 17"	(NC: 5052, 5054)									○	
SJE1140	450 MM / 18"	(NC: 5054)									○	
SJE1150	475 MM / 19"										○	
SJE1160	500 MM / 20"	(NC: 5010, 5020, 5030, 5040)									○	
SJE1170	350-400 MM / 14"-16" (ajustable)	(Entrega a 375 mm / 15")			(NC: 4050, 4150, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 7600)						○	
SJE1180	400-450 MM / 16"-18" (ajustable)	(Entrega a 425 mm / 17")			(NC: 5054)						○	
SJE1190	450-500 MM / 18"-20" (ajustable)	(Entrega a 475 mm / 19")										
ALTURA DELANTERA DE ASIENTO (FSTF), MEDIDA DESDE EL SUELO		FSTF nunca puede ser inferior a RSTF										
SJE1200	360 MM / 14"	(NC: 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 3040, 3140, 3420, 3430, 3450, 7040, 7055, 7060, 7070, 7080, 7100, 7110)									○	
SJE1210	385 MM / 15"	(NC: 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 3040, 3140, 3430, 7000, 7020, 7030, 7040, 7070, 7080, 7100, 7110)									○	
SJE1220	410 MM / 16"	(NC: 1330, 1340, 1350, 1360, 7080, 7100, 7110)									○	
SJE1230	435 MM / 17"	(NC: 1300, 1340, 1350, 1360, 7110)									○	
SJE1240	460 MM / 18"	(NC: 1300, 1310, 1350, 1360)									○	
SJE1250	◆ 485 MM / 19"	(NC: 1300, 1310, 1320, 1360)									◆	
SJE1260	510 MM / 20"	(NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 7000, 7020, 7030, 7040)									○	
SJE1270	535 MM / 21"	(NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 3030, 3130, 7000, 7020, 7030, 7040, 7055, 7060, 7070, 7080, 7100)									○	
		Altura de asiento delantera en mm (FTSF)										
		360	385	410	435	460	485	510	535			
Altura de asiento trasera en mm (RSTF)	360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	385	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	410	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	435	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	460	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	485	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	510	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ALTURA TRASERA DE ASIENTO (RSTF), MEDIDA DESDE EL SUELO		RSTF nunca puede ser superior a FSTF - Diferencia entre FSTF y RSTF = - 80 mm como máximo										
SJE1300	360 MM / 14"	(NC: 7250, 7260)									○	
SJE1310	385 MM / 15"										○	
SJE1320	410 MM / 16"										○	
SJE1330	435 MM / 17"										○	
SJE1340	◆ 460 MM / 18"										◆	
SJE1350	485 MM / 19"	(NC: 7200, 7210)									○	
SJE1360	510 MM / 20"	(NC: 7200, 7210, 7230, 7240, 7244)									○	
TAPIZADO DE ASIENTO												
SJE1490	Sin tapizado de asiento										○	



1170-1190

Código	Descripción		P.V.P €
SJE1520	◆	Tapizado de asiento ajustable en tensión y profundidad (-50 MM)	◆
RESPALDO			
FIJACIÓN DE RESPALDO			
SJE2000	◆	Ángulo fijo 90°, respecto a rail de asiento	◆
SJE2010		Ángulo ajustable -15°/+15° a 90°, respecto a rail de asiento	78,72
SJE2020		Ángulo ajustable y abatible (-15°/+15°)	Abatible sobre el asiento y con sistema de bloqueo 213,37
RESPALDO ALTURA FIJA (tapizado se desplaza) MEDIDO DESDE EL BORDE DEL TAPIZADO DE ASIENTO HASTA EL BORDE SUPERIOR DEL TAPIZADO DE RESPALDO			
SJE2130		Fijo 7°, altura 300mm con puños fijos cortos	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160) ○
SJE2140		Fijo 7°, altura 325mm con puños fijos cortos - Altura 325-350 mm	Altura 325-350 mm / ajustado a 325mm / (2 posiciones, intervalos 25mm) (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160) ○
SJE2143		Fijo 7°, altura 350mm con puños fijos cortos - Altura 325-350 mm	Altura 325-350 mm / ajustado a 350mm / (2 posiciones, intervalos 25mm) (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160) ○
SJE2150	◆	Fijo 7°, altura 375mm con puños fijos largos - Altura 375-400 mm	Altura 375-400 mm / ajustado a 375mm / (2 posiciones, intervalos 25mm) (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420) ◆
SJE2153		Fijo 7° altura 400mm con puños fijos largos - Altura 375-400 mm	Altura 375-400 mm / ajustado a 400mm / (2 posiciones, intervalos 25mm) (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420) ○
SJE2160		Fijo 7°, altura 425mm con puños fijos largos - Altura 425-450 mm	Altura 425-450 mm / ajustado a 425mm / (2 posiciones, intervalos 25mm) (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420) ○
SJE2163		Fijo 7°, altura 450 mm con puños fijos largos - Altura 425-450 mm	Altura 425-450 mm / ajustado a 450mm / (2 posiciones, intervalos 25mm) (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420) ○
SJE2170		Fijo 7°, altura 475 mm con puños fijos largos - Altura 475-500 mm	Altura 475-500 mm / ajustado a 475mm / (2 posiciones, intervalos 25mm) (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420) ○
SJE2173		Fijo 7°, altura 500 mm con puños fijos largos - Altura 475-500 mm	Altura 475-500 mm / ajustado a 500mm / (2 posiciones, intervalos 25mm) (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420) ○
RESPALDO AJUSTABLE EN ALTURA (tubos respaldo ajustables) MEDIDO DESDE EL BORDE DEL TAPIZADO DE ASIENTO HASTA EL BORDE SUPERIOR DEL TAPIZADO DE RESPALDO			
SJE2300		Ajustable en altura de 360-400mm / 14,5"-16"	Entrega a 400MM / 16" (NC: 2460, 2465, 2470, 2475, 2480, 2505) 67,47
SJE2310		Ajustable en altura de 410-490mm / 16"-19,5"	Entrega a 450MM / 18" (NC: 2460, 2465, 2470, 2475, 2480) 67,47
PUÑOS (solo para respaldo ajustable en altura)			
SJE2400		Sin puños (inclinado 7°)	(NC: 8160, 9100, 9200) ○
SJE2410		Montaje trasero (tipo REA) (inclinado 7°) - altura ajustable + 150 mm	(NC: 2505) 149,72
SJE2420		Puños integrados (altura ajustable + 135 mm) - 0°	No compatible con todos los respaldos Matrix 67,47
RESPALDO MATRIX			
SJE2430		MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 160 MM	Plazo de entrega + 5 días (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600) 770,00
SJE2432		MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 210 MM	Plazo de entrega + 5 días (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600) 770,00
SJE2434		MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 260 MM	Plazo de entrega + 5 días (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600) 770,00
SJE2436		MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 310 MM	Plazo de entrega + 5 días (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600) 770,00
SJE2438		MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 360 MM	Plazo de entrega + 5 días (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600) 770,00
SJE2460		MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 405 MM	Plazo de entrega + 5 días (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600) 770,00
SJE2465		MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 455 MM	Plazo de entrega + 5 días (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600) 770,00
SJE2440		MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 510 MM	Plazo de entrega + 5 días (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600) 770,00
SJE2442		MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 160 MM	Plazo de entrega + 5 días (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600) 770,00
SJE2444		MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 210 MM	Plazo de entrega + 5 días (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600) 770,00
SJE2446		MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 260 MM	Plazo de entrega + 5 días (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600) 770,00
SJE2448		MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 310 MM	Plazo de entrega + 5 días (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600) 770,00



1520



1520




2000



2020



2010



2300-2310



2400 2410 2420



2153-2173




2130-2143



2430-2478

Código	Descripción		P.V.P €
SJE2452	MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 360 MM	Plazo de entrega + 5 días Ⓢ	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600) 770,00
SJE2470	MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 405 MM	Plazo de entrega + 5 días Ⓢ	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600) 770,00
SJE2475	MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 455 MM	Plazo de entrega + 5 días Ⓢ	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600) 770,00
SJE2478	MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 510 MM	Plazo de entrega + 5 días Ⓢ	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600) 770,00
ANCHURA RESPALDO MATRIX			
SJE2481	360 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 265 MM	○
SJE2482	380 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 290 MM	○
SJE2484	410 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 315 MM	○
SJE2486	430 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 340 MM	○
SJE2488	460 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 370 MM	○
SJE2490	480 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 390 MM	○
SJE2492	510 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 420 MM	○
TAPIZADO			
SJE2500	Sin tapizado respaldo		○
SJE2505	Tapizado fijo, nylon & Mesh acolchado	Con bandas reflectante & bolsillo trasero (NC: 5500, 5600)	○
SJE2510	◆ Tapizado contour (ajustable en tensión) cinchas, nylon & funda Mesh	Con bandas reflectante & bolsillo trasero	◆
PESCANTES/PALETAS			
HANGERS PAIR			
PESCANTE DERECHO			
SJE3000	Sin pescante		(NC: 3200, 3210, 3230, 5400, 9400) ○
SJE3010	Pescante derecho 70°		(NC: 3440, 3450) ○
SJE3020	◆ Pescante derecho 80°		(NC: 3440, 3450) ◆
SJE3030	Pescante derecho 90°		(NC: 3200, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110) ○
SJE3040	Reposapiernas elevable derecho (0° a 75°) - incluye apoyapantorrilla Ⓢ	Con apoyo pantorrilla	(NC: 3230, 3400, 3440, 3450, 5400) 142,69
SJE3050	Acolchado amputado derecho		(NC: 3200, 3210, 3230, 5400, 8100, 8120, 9400) 159,01
PESCANTE IZQUIERDO			
SJE3100	Sin pescante		(NC: 3170, 3175, 3185, 3300, 3310, 5400, 9400) ○
SJE3110	Pescante izquierdo 70°		(NC: 3170, 3175, 3185, 3440, 3450) ○
SJE3120	◆ Pescante izquierdo 80°		(NC: 3170, 3175, 3185, 3440, 3450) ◆
SJE3130	Pescante izquierdo 90°		(NC: 3170, 3175, 3185, 3300, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110) ○
SJE3140	Reposapiernas elevable izquierdo (0° a 75°) Ⓢ	Con apoyo pantorrilla	(NC: 3170, 3175, 3185, 3400, 3440, 3450, 5400) 142,69
SJE3150	Acolchado amputado izquierdo		(NC: 3170, 3175, 3185, 3300, 3310, 5400, 8100, 8120, 9400) 159,01
PALETA DERECHA			
SJE3200	◆ Paleta derecha abatible (incluye taloneras ajustables)	(NC: 3410)	◆
SJE3210	Paleta derecha abatible y ajustable en ángulo y profundidad - (incluye taloneras ajustables)		63,99
SJE3230	Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad		(NC: 3400, 3410, 3420, 3430) 163,11
PALETA IZQUIERDA			
SJE3300	◆ Paleta izquierda abatible (incluye taloneras ajustables)	(NC: 3410)	◆
SJE3310	Paleta izquierda abatible y ajustable en ángulo y profundidad - (incluye taloneras ajustables)		63,99
TUBOS REPOSAPIES (UL proporcionada solo para paleta ajustable. Añade +15mm con paleta fija)			
SJE3400	Para pescantes abatibles, montaje superior, para UL de 160 a 375 mm		(NC: 9400) 101,21



2505



70°



80°



90°



3040/
3140



3050/3150




3200

3210



3230

Código	Descripción		P.V.P €
SJE3410	Para pescantes abatibles, tubo corto , para UL de 285 a 375 mm		○
SJE3420	◆	Para pescantes abatibles, tubo estándar, para UL de 295 a 420 mm	◆
SJE3430	Para pescantes abatibles, tubo largo, para UL de 400 a 525 mm		○
SJE3440	Para pescantes fijos , tubo estándar, para UL de 320 a 460 mm		○
SJE3450	Para pescantes fijos , tubo largo, para UL de 360 a 500 mm		○
REPOSABRAZOS			
PROTECTORES DE ROPA / ANTISALPICADURAS (PAR)			
SJE3700	Sin protectores de ropa		○
SJE3750	Protectores de ropa	(NC: 4010, 4020, 4030, 4040, 4060, 4110, 4120, 4130, 4140, 4160)	○
SJE3800	◆	Protectores de ropa antisalpicaduras desmontables	◆
REPOSABRAZOS DERECHO			
SJE4000	Sin reposabrazos		○
SJE4010	Reposabrazos derecho, desmontable, ajustable altura (Nº.1) forma de T	Goma corta (280 MM), ajustable (guías laterales 150 MM)	7600, 7610
SJE4020	Reposabrazos derecho, desmontable, ajustable altura (Nº.1) forma de T	Goma larga (380 MM), ajustable (guías laterales 50 MM)	○
SJE4030	Reposabrazos derecho abatible, desmontable ajustable altura (N°3)	Goma corta (280 MM)	89,96
SJE4040	Reposabrazos derecho abatible, desmontable ajustable altura (N°3)	Goma larga (380 MM)	89,96
SJE4050	Reposabrazos tubulares, abatibles y acolchados	Ajustable en altura 40 MM en intervalos de 10 MM, acolchado 230 MM	89,96
REPOSABRAZOS IZQUIERDO			
SJE4100	Sin reposabrazos		○
SJE4110	Reposabrazos izquierdo, desmontable, ajustable altura (Nº.1) forma de T	Goma corta (280 MM), ajustable (guías laterales 150 MM)	7600, 7610
SJE4120	Reposabrazos izquierdo, desmontable, ajustable altura (Nº.1) forma de T	Goma larga (380 MM), ajustable (guías laterales 50 MM)	○
SJE4130	Reposabrazos izquierdo abatible, desmontable ajustable altura (N°3)	Goma corta (280 MM)	89,96
SJE4140	Reposabrazos izquierdo abatible, desmontable ajustable altura (N°3)	Goma larga (380 MM)	89,96
SJE4150	Reposabrazos tubulares, abatibles y acolchados	Ajustable en altura 40 MM en intervalos de 10 MM, acolchado 230 MM	89,96
OPCIONES ASIENTO			
COJÍN			
SJE5000	Cojín de espuma 50 MM - funda antideslizante	(NC: 5050, 5052, 5054)	32,13
SJE5010	Cojín MATRX FLO-TECH CONTOUR VISCO NG	(NC: 5054)	323,15
SJE5020	Cojín MATRX FLO-TECH IMAGE	(NC: 5054)	105,43
SJE5030	Cojín MATRX FLO-TECH LITE	(NC: 5054)	105,43
SJE5040	Cojín MATRX FLO-TECH SOLUTION XTRA	(NC: 5054)	616,15
SJE5044	Cojín MATRX LIBRA - Plazo de entrega + 5 días	- Plazo de entrega + 5 días	323,15
PROFUNDIDAD COJÍN MATRX			
SJE5050	Para profundidad asiento 400MM		○
SJE5052	Para profundidad asiento 450MM		○
SJE5054	Para profundidad asiento 500MM - Solo Matrix Vi & Libra		○
OTRAS OPCIONES DE ASIENTO			
SJE5090	Base rígida	Solo cuando se ha seleccionado un cojín	46,81
SJE5400	Cincha reposapiés ajustable		○
SJE5500	Tensor de respaldo plegable (para anchuras 305,330,355 mm)		78,72
SJE5600	Tensor de respaldo fijo	Consultar disponibilidad con Departamento Atención al Cliente	67,47
COLORES			
CHASIS			
SJE6000	Blanco perla		○
SJE6010	Negro antracita		○
SJE6015	Azul marino		○
SJE6040	Verde eléctrico		○
SJC6045	Púrpura oscuro		○
SJE6060	Gris perla		○
SJE6070	Negro mate		○
SJE6080	Amarillo intenso		○



3750




4010



4060



4030




4050/4150



5010

5030



5020

5040



5044



5090



5500



Púrpura oscuro Azul marino

Código	Descripción		P.V.P €																																																									
SJE6090	Naranja vibrante		○																																																									
SJE6099	Color especial	Solo como especial Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente																																																										
COLORES ACCENT (placa ruedas traseras, horquillas, embellecedor horquillas, tapón eje desmontaje rápido)																																																												
SJE6100	◆ Sin ACCENT	Horquilla & soporte horquilla de color plata	◆																																																									
SJE6110	Azul		56,23																																																									
SJE6200	Púrpura		56,23																																																									
RUEDAS DELANTERAS																																																												
SJE7000	4" X 1.1/4" (100 X 30 mm) blanda SOFTROLL		○																																																									
SJE7040	4" X 1.3/8" (100 X 35 mm) alu blanda SOFTROLL		101,26																																																									
SJE7055	◆ 5" X 1" (125 X 25 mm) maciza		◆																																																									
SJE7070	5" X 1.3/8" (125 X 35 mm) alu blanda SOFTROLL		101,26																																																									
SJE7080	6" X 1" (150 X 25 mm) maciza		○																																																									
SJE7100	6" X 1.3/8" (150 X 35 mm) alu blanda SOFTROLL		101,26																																																									
SJE7110	7" X 1.1/4" (180 X 30 mm) maciza		○																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="8">Rueda delantera según altura asiento delantera (FSTF)</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>360</th> <th>385</th> <th>410</th> <th>435</th> <th>460</th> <th>485</th> <th>510</th> <th>535</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Diámetro rueda delantera</td> <td>4" (100 mm)</td> <td>○</td> <td>■</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>5" (125 mm)</td> <td>■</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>6" (150 mm)</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>7" (180 mm)</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>						Rueda delantera según altura asiento delantera (FSTF)										360	385	410	435	460	485	510	535	Diámetro rueda delantera	4" (100 mm)	○	■	○	○	○	○	■	■	5" (125 mm)	■	○	○	○	○	○	○	■	6" (150 mm)	■	■	○	○	○	○	○	○	7" (180 mm)	■	■	■	○	○	○	○	○
		Rueda delantera según altura asiento delantera (FSTF)																																																										
		360	385	410	435	460	485	510	535																																																			
Diámetro rueda delantera	4" (100 mm)	○	■	○	○	○	○	■	■																																																			
	5" (125 mm)	■	○	○	○	○	○	○	■																																																			
	6" (150 mm)	■	■	○	○	○	○	○	○																																																			
	7" (180 mm)	■	■	■	○	○	○	○	○																																																			
RUEDAS TRASERAS																																																												
LLANTAS (12mm QR)																																																												
SJE7200	22" (560 mm) estándar reforzadas, radios cruzados		(NC: 7310, 7315, 7320, 7410)	○																																																								
SJE7230	24" (610 mm) estándar reforzadas, radios cruzados		(NC: 7320)	○																																																								
SJE7240	◆ 24" (610 mm) ligeras, llanta radial, llanta y buje negro - aro 6 puntos fijación		(NC: 7410, 8000, 8160)	◆																																																								
SJE7250	25" (635 mm) ligera, llanta radial, llanta y buje negra - aro 6 puntos fijación		(NC: 7310, 7304, 7302, 7315, 7410, 8000, 8160)	○																																																								
SJE7260	25" (635 mm) Spinergy- negra		(NC: 7304, 7302, 7310, 7315, 7410, 7420, 8000, 8160)	619,91																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="8">Rueda trasera según altura asiento trasera (RSTF)</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>360</th> <th>385</th> <th>410</th> <th>435</th> <th>460</th> <th>485</th> <th>510</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Diámetro rueda trasera</td> <td>22" (560 mm)</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>24" (610 mm)</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>25" (635 mm)</td> <td>■</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>						Rueda trasera según altura asiento trasera (RSTF)										360	385	410	435	460	485	510		Diámetro rueda trasera	22" (560 mm)	○	○	○	○	○	○	■	■	24" (610 mm)	○	○	○	○	○	○	○	■	25" (635 mm)	■	○	○	○	○	○	○	○									
		Rueda trasera según altura asiento trasera (RSTF)																																																										
		360	385	410	435	460	485	510																																																				
Diámetro rueda trasera	22" (560 mm)	○	○	○	○	○	○	■	■																																																			
	24" (610 mm)	○	○	○	○	○	○	○	■																																																			
	25" (635 mm)	■	○	○	○	○	○	○	○																																																			
CUBIERTAS																																																												
SJE7302	Macizas negra 1.3/8" (35 mm)		(NC: 0180 , 7244, 7250, 7260)	○																																																								
SJE7304	Neumáticas negras Profile 1.3/8" (35 MM)			○																																																								
SJE7305	Neumáticas gris 1.3/8" (35 mm) perfil			○																																																								
SJE7315	◆ Neumática perfil bajo negra (lisa) 25 mm (1")			◆																																																								
SJE7320	Cubierta neumática MAXXIS ALPHA PROTECT 1" (25 MM) - (protección antipinchazo) NUEVO			59,04																																																								
AROS																																																												
SJE7400	◆ Aros aluminio			◆																																																								
SJE7410	Aros acero	Solo con rueda estándar		94,11																																																								
SJE7420	Aros antideslizantes negros			64,51																																																								
EJE RUEDAS TRASERAS																																																												
SJE7500	◆ Eje desmontaje rápido			◆																																																								
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS																																																												
SJE7600	Posición muy activa (4)	Desde parte delantera del respaldo hasta eje de rueda trasera + 4" (100 mm)		○																																																								
SJE7610	Posición activa (3)	Desde parte delantera del respaldo hasta eje de rueda trasera + 3" (75 mm)		○																																																								
SJE7620	Posición media (2)	Desde parte delantera del respaldo hasta eje de rueda trasera + 2" (50 mm)		○																																																								
SJE7630	◆ Posición estándar (1)	Desde parte delantera del respaldo hasta eje de rueda trasera+ 1" (25 mm)		◆																																																								
CAIDA RUEDAS																																																												
SJE7700	◆ Caída 0°			◆																																																								
SJE7710	Caída 1°			○																																																								
SJE7720	Caída 2°			○																																																								
SJE7730	Caída 3°			○																																																								
SJE7740	Caída 4°			○																																																								
OPCIONES CHASIS																																																												
SJE8000	Protector radios par	Transparentes (negro con rueda estándar 24" radios cruzados SJE7230)		145,50																																																								
SJE8030	Bomba - alta presión			51,45																																																								
FRENOS																																																												



7020/7055/
7080/7110



7000 7040/7070/
7100



7240



7230



7260



7320



1"



1.3/8"



1.3/8"

7315

7304

7302



7310



7320



7700-7740



Código	Descripción	P.V.P €	
SJE8100	◆ Frenos de empuje	◆	
SJE8110	Frenos de tiro	○	
SJE8120	Frenos de empuje con prolongador ⓘ	19,09	
SJE8130	Frenos de tiro con prolongador ⓘ	19,09	
SJE8160	Frenos tambor acompañante (incluye frenos de empuje para el usuario, o frenos de tiro no si única opción posible)	Sólo con ruedas estándar 22" & 24"	155,06
OPCIONES SEGURIDAD			
SJE8200	Kit transporte (sin anclajes adicionales, 4 pegatinas)		13,23
SJE8300	Cinturón hebilla		36,07
SJE8500	Antivuelco activo derecho ⓘ	(NC: 9200)	90,22
SJE8550	Antivuelco activo izquierdo ⓘ	(NC: 9100)	90,22
SJE8600	Kit reflectores (ruedas)		11,29
OPCIONES ACOMPAÑANTE			
SJE9000	Soporte para bastones		32,76
SJE9100	Pisapié izquierdo		28,12
SJE9200	Pisapié derecho		28,12
OTRAS OPCIONES			
SJE9300	Kit herramientas		16,54
PRECIO TOTAL			

