

Imbracature Invacare

Comfort in situ

- ▶ Progettate per supportare l'utente anche dopo il trasferimento
- ▶ Offrono un supporto completo
- ▶ Materiale certificato ritardante di fiamma. Conforme alla normativa EN 1021 parte 1 e 2 
- ▶ Questo modello è disponibile in tre diversi tessuti e sei taglie diverse (XS - XXL) con un peso massimo utente fino a 300 Kg.

Tessuti

- ▶ **Poliestere - Compatto**
Materiale forte e resistente all'usura del tempo, facile da applicare e disporre. Si asciuga in fretta dopo il lavaggio.
- ▶ **Poliestere - Rete**
Conosciuto anche come tessuto a Rete. Perfetto per il bagno e la doccia. L'acqua scorre sul tessuto, consentendogli di asciugare molto rapidamente.
- ▶ **Spacer**
Tessuto traspirante e bielastico, si adatta alla forma del corpo dell'utilizzatore. assicurandogli il massimo comfort e sostegno.



Tel: +39 0445 380059
e-mail: italia@invacare.com
www.invacare.it

Invacare Mecc san s.r.l.
Via dei Pini, 62
36016 THIENE (VI)
Italy

