



**Yes, you can.®**

Invacare NV  
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - [www.invacare.be](http://www.invacare.be)

**Invacare® Action<sup>®3</sup> Junior Evolutive**

Manuele Instelbare Standaard kinderrolstoel met vouwbaar frame



- Manuele Instelbare Standaard kinderrolstoel met vouwbaar frame
- Maximaal gebruikersgewicht: 80 kg.
- Algemene garantie: 1 jaar; garantie op het frame: 3 jaar

Datum:

Referentie:

Verdeler:


Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje       Standaard optie       Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
CNC0025	<input checked="" type="checkbox"/>	Invacare® Action <sup>®3</sup> Junior Evolutive		<b>1.447,27</b>
CNCSPEC	<input type="checkbox"/>	Special		
<b>AANDRIJVING</b>				
CNC0100	<input checked="" type="checkbox"/>	Hoepelaandrijving	(NC : 1100, 1110, 1170)	
CNC0110	<input type="checkbox"/>	Transitversie (zithoek 1,5°)	(NC : 0280, 1060, 1070, 1075, 1080, 1090, 1180, 1190, 1195, 1275, 1375, 1390, 1391, 1392, 1430, 1440)	
<b>ZITTING</b>				
<b>ZITBREEDTE</b>				
CNC0140	<input type="checkbox"/>	205mm, incl. stabilisator kit (0881)	(NC: 0170, 0171, 0480, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 0900, 1375, 1470)	
CNC0141	<input type="checkbox"/>	230mm, incl. stabilisator kit (0881)	(NC: 0170, 0171, 0480, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 0900, 1375, 1470)	
CNC0142	<input type="checkbox"/>	255mm, incl. stabilisator kit (0881)	(NC: 0170, 0171, 0480, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 0900, 1375, 1470)	
CNC0143	<input type="checkbox"/>	280mm, incl. stabilisator kit (0881)	(NC: 0170, 0171, 0480, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 0900, 1375, 1470)	
CNC0150	<input checked="" type="checkbox"/>	305mm	(NC: 0160, 0161, 0162, 0520, 0570, 0890)	
CNC0151	<input type="checkbox"/>	330mm	(NC: 0160, 0161, 0162, 0530, 0580, 0900)	
CNC0152	<input type="checkbox"/>	355mm	(NC: 0160, 0161, 0162, 0530, 0580, 0900)	
CNC0153	<input type="checkbox"/>	380mm	(NC: 0160, 0161, 0162, 0530, 0580, 0900)	
<b>ZITDIEPTE</b>				
CNC0160	<input type="checkbox"/>	Instelbaar, 200 tot 250mm, afgeleverd op 230mm	(NC: 1030,1364)	
CNC0161	<input type="checkbox"/>	Instelbaar, 250 tot 300mm, afgeleverd op 280mm	(NC: 1364)	
CNC0162	<input type="checkbox"/>	Instelbaar, 300 tot 350mm, afgeleverd op 330mm		
CNC0170	<input checked="" type="checkbox"/>	Instelbaar, 275 tot 325mm, afgeleverd op 300mm		
CNC0171	<input type="checkbox"/>	Instelbaar, 325 tot 375mm, afgeleverd op 350mm		
<b>ZITHOOGTE</b>				
CNC0260	<input checked="" type="checkbox"/>	460mm		
CNC0270	<input type="checkbox"/>	435mm		
CNC0280	<input type="checkbox"/>	410mm	(NC: 1375, 1430, 1440)	
<b>ZITBEKLEDING</b>				
CNC0320	<input type="checkbox"/>	Zonder		
CNC0335	<input checked="" type="checkbox"/>	Nylon met klittenbandstrips		
<b>ZITKUSSEN</b>				
CNC0362	<input type="checkbox"/>	Essential kussen jr		150,00

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
<b>RUGLEUNING</b>				
CNC0370	<input type="checkbox"/>	Vast, 0°, 3 hoogtes: 370/400/430mm, geleverd op 370mm (ZB 205 tot 280mm) en op 400mm (ZB 305 tot 380mm)		
CNC0380	<input type="checkbox"/>	Vast, 7°, 3 hoogtes: 370/400/430mm, geleverd op 370mm (ZB 205 tot 280mm) en op 400mm (ZB 305 tot 380mm)		
CNC0390	<input type="checkbox"/>	Hoekverstelb. (tanden), 0/30°, 5 hoogtes: 350/370/390/410/430mm, geleverd op 370mm (ZB 205 tot 280mm), op 390mm (ZB 305 tot 380mm), zonder rugfixatiestang	(NC: 1190, 1195, 1280)	333,54
CNC0425	◆	Vast, 7°, hoogte: 400mm (met 0475) of 430mm (met 0480); hogteverstelbare duwhandvatten (150mm)	(NC : 0490, 0492, 0495, 0855)	
<b>RUGBEKLEDING</b>				
CNC0465	<input type="checkbox"/>	Zonder	(NC: 0855)	
CNC0475	◆	Nylon sling type, breedte en hoogte in stelbaar		
CNC0480	<input type="checkbox"/>	Contour (naspasbaar), nylon	(NC: 0855)	
CNC0490	<input type="checkbox"/>	MATRX MINI rug 260 mm (kid'ab'ra hoes)		700,00
CNC0492	<input type="checkbox"/>	MATRX MINI rug 310 mm (kid'ab'ra hoes)	Max gewicht: 68 kg (NC: 1345)	700,00
CNC0495	<input type="checkbox"/>	MATRX MINI rug 360mm (kid'ab'ra hoes)		700,00
<b>VOETSTEUNEN / VOETPLATEN</b>				
<b>BEENSTEUNHANGERS RECHTS (hoogteverstelbaar in stappen van 10mm)</b>				
CNC0500	<input type="checkbox"/>	Zonder	(NC : 0600, 0605, 0610, 0611, 0880, 0875)	
CNC0505	<input type="checkbox"/>	Voetsteun, 90°, afneembaar, onderbeenlengte van 125 tot 260mm	(NC: 0565, 0600, 0610, 1005)	
CNC0510	◆	Voetsteun, 80°, kort, swing in/out, standaard positie 0°; onderbeenlengte 220 tot 320mm, enkel zwart	(NC: 0561, 0562, 0563, 0565, 0610)	
CNC0511	<input type="checkbox"/>	Voetsteun, 80°, kort, swing in/out, 30° abductiepositie; onderbeenlengte 220 tot 320mm, enkel in zwart	(NC: 0560, 0562, 0563, 0565, 0610, 0611, 0881)	
CNC0512	<input type="checkbox"/>	Voetsteun 80°, lang, swing in/uit, std positie 0°; onderbeenlengte 300 tot 450mm	(NC: 0560, 0561, 0563, 0565, 0610)	
CNC0513	<input type="checkbox"/>	Voetsteun 80°, lang, swing in/out, 30° abductiepositie; onderbeenlengte 300 tot 450mm	(NC: 0560, 0561, 0562, 0565, 0610, 0611, 0881)	
CNC0520	<input type="checkbox"/>	Beensteun (0° tot 80°), swing in/out (incl. kuitpad); onderbeenlengte 275 tot 375mm	(NC: 0565, 0600, 0611, 0880, 0886)	166,44
CNC0530	<input type="checkbox"/>	Beensteun (0° tot 80°), swing in/out (zonder kuitpad, met kuitband); onderbeenlengte 235 tot 295mm	(NC : 0565, 0600, 0611, 0880, 0886)	166,44
<b>BEENSTEUNHANGERS LINKS (hoogteverstelbaar in stappen van 10mm)</b>				
CNC0550	<input type="checkbox"/>	Zonder	(NC : 0611, 0620, 0625, 0630, 0880, 0875)	
CNC0555	<input type="checkbox"/>	Voetsteun, 90°, afneembaar, onderbeenlengte van 125 tot 260mm	(NC: 0620, 0630, 1005)	
CNC0560	◆	Voetsteun, 80°, kort, swing in/out, standaard positie 0°; onderbeenlengte 220 tot 320mm, enkel zwart	(NC: 0630)	
CNC0561	<input type="checkbox"/>	Voetsteun, 80°, kort, swing in/out, 30° abductiepositie; onderbeenlengte 220 tot 320mm, enkel in zwart	(NC: 0611, 0630, 0881)	
CNC0562	<input type="checkbox"/>	Voetsteun 80°, lang, swing in/uit, std positie 0°; onderbeenlengte 300 tot 450mm	(NC: 0630)	
CNC0563	<input type="checkbox"/>	Voetsteun 80°, lang, swing in/out, 30° abductiepositie; onderbeenlengte 300 tot 450mm	(NC: 0611, 0630, 0881)	
CNC0570	<input type="checkbox"/>	Beensteun (0° tot 80°), swing in/out (incl. kuitpad); onderbeenlengte 275 tot 375mm	(NC : 0611, 0620, 0880, 0886)	166,44
CNC0580	<input type="checkbox"/>	Beensteun (0° tot 80°), swing in/out (zonder kuitpad, met kuitband); onderbeenlengte 235 tot 295mm	(NC : 0611, 0620, 0880, 0886)	166,44
<b>VOETPLATEN RECHTS</b>				
CNC0600	◆	Opklapbaar	(NC: 0875, 0886)	
CNC0605	<input type="checkbox"/>	Opklapbaar, hoek- en diepte instelbaar		
CNC0610	<input type="checkbox"/>	Opklapbaar, hoek instelbaar	(NC: 0875, 0886)	
CNC0611	<input type="checkbox"/>	Eendelige voetplaat	(NC : 0620, 0625, 0630, 0875)	
<b>VOETPLATEN LINKS</b>				
CNC0620	◆	Opklapbaar	(NC: 0875, 0886)	
CNC0625	<input type="checkbox"/>	Opklapbaar, hoek- en diepte instelbaar		



CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
CNC0630	<input type="checkbox"/>	Opklapbaar, hoek instelbaar	(NC: 0875, 0886)	
<b>ARMSTEUNEN</b>				
<b>RECHTS</b>				
CNC0640	<input checked="" type="checkbox"/>	Afneembaar (N°1), tafelfunctie, std armpad (60mm), regelb. 180 tot 250mm	(NC : 0750, 0745, 0746, 0755)	
CNC0645	<input type="checkbox"/>	Afneembaar (N°1), standaard armpad Junior (50mm), instelbaar 150 tot 250mm	(NC : 0740, 0746, 0750, 0755)	
CNC0646	<input type="checkbox"/>	Afneembaar (N°1), smalle armpad Junior (50mm), instelbaar 150 tot 250mm	(NC : 0740, 0745, 0750, 0755, 1470)	
CNC0650	<input type="checkbox"/>	Spatbord, hoogteverstelbaar (155 tot 220mm)	(NC: 0740, 0745, 0746, 0755, 1201, 1470, 1471, 1472)	25,00
CNC0655	<input type="checkbox"/>	Kledingbeschermern Junior	(NC: 0740, 0745, 0746, 0750, 1470, 1471, 1472)	
<b>LINKS</b>				
CNC0740	<input checked="" type="checkbox"/>	Afneembaar (N°1), tafelfunctie, std armpad (60mm), regelb. 180 tot 250mm		
CNC0745	<input type="checkbox"/>	Afneembaar (N°1), standaard armpad Junior (50mm), instelbaar 150 tot 250mm		
CNC0746	<input type="checkbox"/>	Afneembaar (N°1), smalle armpad Junior (50mm), instelbaar 150 tot 250mm	(NC: 1470)	
CNC0750	<input type="checkbox"/>	Spatbord, hoogteverstelbaar (155 tot 220mm)	(NC: 1201, 1470, 1471, 1472)	25,00
CNC0755	<input type="checkbox"/>	Kledingbeschermern Junior	(NC: 1470, 1471, 1472)	
<b>ZITOPTIES</b>				
CNC0820	<input type="checkbox"/>	Zonder	(NC : 0825, 0851, 0855, 0860, 0865, 0870, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0890, 0900, 0902)	
CNC0855	<input type="checkbox"/>	Rugverlenging (230mm) (niet met standaard rug)	(NC 0425, 0860, 0865)	45,00
CNC0860	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteun, standaard, multi-instelbaar, aanpasbare rugfixatiestang inbegrepen	(NC: 0865, 0902)	<b>217,08</b>
CNC0865	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteun, rond, multi-instelbaar, aanpasbare rugfixatiestang inbegrepen	(NC: 0902)	<b>217,08</b>
CNC0866	<input type="checkbox"/>	MATRX Mini Elan hoofdsteun	Enkel beschikbaar met MATRX rug - max gebruikersgewicht 68 kg	<b>800,00</b>
CNC0868	<input type="checkbox"/>	MATRX laterale steun (vast) per paar	Enkel beschikbaar met MATRX rug - max gebruikersgewicht 68 kg	<b>440,00</b>
CNC0880	<input type="checkbox"/>	Instelbare kuitbanden		
CNC0881	<input type="checkbox"/>	Front stabilisator kit, 100mm naar buiten geplaatste voorwielen (voor zitbreedte vanaf 305 mm)		40,00
CNB0875	<input type="checkbox"/>	Anklehuggers BodyPoint, paar (Smal)	(NC: 0900)	205,00
CNC0890	<input type="checkbox"/>	Kit: 2 hoekverstelbare voetsteunen (0° tot 80°), swing in/out (incl. hoekverstelbare voetplaten); OL van 275 tot 375mm	(NC: 0900)	305,56
CNC0900	<input type="checkbox"/>	Kit: 2 hoekverstelbare voetsteunen (0° tot 80°), swing in/out (incl. hoekverstelbare voetplaten, zonder kuitsteun, met kuitbanden); onderbeenlengte van 235 tot 295mm		305,56
CNC0902	<input type="checkbox"/>	Rugfixatiestang instelbaar in de breedte		50,00
<b>KLEUREN</b>				
CNC0952	<input type="checkbox"/>	PEARL WHITE		
CNC0953	<input type="checkbox"/>	MATT BLACK		
CNC0954	<input type="checkbox"/>	MATT RED		
CNC0955	<input type="checkbox"/>	INTENSE YELLOW		
CNC0956	<input checked="" type="checkbox"/>	POLAR BLUE		
CNC0957	<input type="checkbox"/>	CANDY PINK		
CNC0959	<input type="checkbox"/>	NAVY BLUE		
CNC0991	<input type="checkbox"/>	SPECIALE KLEUR		Op aanvraag
<b>VOORWIELEN</b>				
CNC0999	<input checked="" type="checkbox"/>	5" x 1", volle band; zwart		
CNC1001	<input type="checkbox"/>	5"x 1" FLASHING LIGHTS, volle band		70,00
CNC1007	<input type="checkbox"/>	5"x 1" 3/4, volle band; zwart		40,00
<b>ACHTERWIELEN</b>				
<b>MAAT</b>				
CNC1010	<input type="checkbox"/>	12"/305mm	NC : 1040, 1045, 1130, 1140, 1141, 1180, 1253, 1254, 1255, 1256, 1380, 1390	
CNC1020	<input type="checkbox"/>	20" / 515mm	NC: 1040, 1055, 1050, 1170	
CNC1030	<input checked="" type="checkbox"/>	22" / 560mm	NC: 1045, 1055, 1170	
<b>TYPE WIELEN</b>				
CNC1040	<input checked="" type="checkbox"/>	Standaard wiel (zwarte hub en zilver spaken)	NC : 1092, 1181, 1182, 1280, 1331, 1332	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
CNC1045	<input type="checkbox"/>	Verstevigd wiel voor HD	NC : 1092, 1181, 1182, 1280, 1331, 1332		
CNC1050	<input type="checkbox"/>	Drum brake	NC : 1092, 1181, 1182, 1270,1272, 1275, 1320, 1330		
CNC1055	<input type="checkbox"/>	Composite wiel	NC : 1088, 1092, 1151, 1181, 1182, 1260, 1261, 1280, 1331, 1332		
<b>TYPE BANDEN</b>					
CNC1120	<input checked="" type="checkbox"/>	Volle zwarte band 35mm			
CNC1130	<input type="checkbox"/>	Geprofileerde luchtband zwart 35mm			
<b>HOEPELS</b>					
CNC1140	<input checked="" type="checkbox"/>	Aluminium, geanodiseerd			
CNC1141	<input type="checkbox"/>	Gecoat met zwart plastic anti-slip		<b>112,16</b>	
<b>ACHTERASSEN</b>					
CNC1170	<input type="checkbox"/>	Vast			
CNC1180	<input checked="" type="checkbox"/>	QR			
<b>ACHTERWIELPOSITIE</b>					
CNC1190	<input checked="" type="checkbox"/>	Standaard			
CNC1195	<input type="checkbox"/>	Medium Actief			
CNC1200	<input type="checkbox"/>	Passief			
CNC1201	<input type="checkbox"/>	Dubbel geamputeerd			
<b>FRAMEOPTIES</b>					
CNC1240	<input checked="" type="checkbox"/>	Zonder Frameopties	(NC : 1250, 1251, 1252, 1253)		
CNC1253	<input type="checkbox"/>	Spaakbeschermers transparant, paar		145,00	
CNC1254	<input type="checkbox"/>	Spaakbeschermers Pixel, paar		145,00	
CNC1255	<input type="checkbox"/>	Spaakbeschermers Snowflakes, paar		145,00	
CNC1256	<input type="checkbox"/>	Spaakbeschermers Color Me, paar		145,00	
<b>REMMEN</b>					
CNC1270	<input checked="" type="checkbox"/>	Duwremmen			
CNC1275	<input type="checkbox"/>	Trekremmen			
CNC1280	<input type="checkbox"/>	Trommelremmen voor de begeleider (incl. duwremmen)	(NC : 1426)	200,00	
<b>VEILIGHEIDSOPTIES</b>					
CNC1340	<input checked="" type="checkbox"/>	Zonder	(NC : 1345, 1360, 1361, 1370, 1375, 1380, 1390)		
CNC1345	<input type="checkbox"/>	Transporthakken		25,00	
CNC1362	<input type="checkbox"/>	Bodypoint 2-punts veiligheidsgordel, smal 110mm		<b>43,32</b>	
CNC1364	<input type="checkbox"/>	Bodypoint 2-punts veiligheidsgordel, medium 140mm		<b>43,32</b>	
CNC1370	<input type="checkbox"/>	Anti tippers, paar, met trapdop	(NC : 1430, 1440)	<b>72,37</b>	
CNC1375	<input type="checkbox"/>	Transferwielen (4" wielen)		60,00	
CNC1380	<input type="checkbox"/>	Reflectorkit (enkel voor spaakwielen)			
CNC1390	<input type="checkbox"/>	Remverlengers		<b>21,68</b>	
<b>BEGELEIDERSOPTIES</b>					
CNC1420	<input type="checkbox"/>	Zonder	(NC : 1426, 1430, 1440)		
CNC1426	<input type="checkbox"/>	Duwhandvatten, paar, multi instelbaar	Gelieve te selecteren, indien u een andere dan de standaard rug kiest		
CNC1430	<input checked="" type="checkbox"/>	Trapdop, Rechts			
CNC1440	<input type="checkbox"/>	Trapdop, Links			
<b>ACCESSOIRES</b>					
CNC1460	<input checked="" type="checkbox"/>	Zonder	(NC : 1470, 1471, 1472)		
CNC1471	<input type="checkbox"/>	Tafel, acryl, naar rechts wegzwenkbaar		<b>231,56</b>	
CNC1472	<input type="checkbox"/>	Tafel, acryl, naar links wegzwenkbaar		<b>231,56</b>	