



DHCare NV
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.dhcare.be

DHCare® Action³ Junior Evolutive
Manuele Instelbare Standaard kinderrolstoel met vouwbaar frame



- Manuele Instelbare Standaard kinderrolstoel met vouwbaar frame
- Maximaal gebruikersgewicht: 80 kg.
- Algemene garantie: 1 jaar; garantie op het frame: 3 jaar

Datum:

Referentie:


Verdeler:

☐ Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje ☒ Standaard optie ☐ Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
CNC0025	☒	DHCare® Action ³ Junior Evolutive		1.520,08	
CNCSPEC	☐	Special			
AANDRIJVING					
CNC0100	☒	Hoepelaandrijving	(NC : 1100, 1110, 1170)		
CNC0110	☐	Transitversie (zithoek 1,5°)	(NC : 0280, 1060, 1070, 1075, 1080, 1090, 1180, 1190, 1195, 1275, 1375, 1390, 1391, 1392, 1430, 1440)		
ZITTING					
ZITBREEDTE					
CNC0140	☐	205mm, incl. stabilisator kit (0881)	(NC: 0170, 0171, 0480, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 0900, 1375, 1470)		
CNC0141	☐	230mm, incl. stabilisator kit (0881)	(NC: 0170, 0171, 0480, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 0900, 1375, 1470)		
CNC0142	☐	255mm, incl. stabilisator kit (0881)	(NC: 0170, 0171, 0480, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 0900, 1375, 1470)		
CNC0143	☐	280mm, incl. stabilisator kit (0881)	(NC: 0170, 0171, 0480, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 0900, 1375, 1470)		
CNC0150	☒	305mm	(NC: 0160, 0161, 0162, 0520, 0570, 0890)		
CNC0151	☐	330mm	(NC: 0160, 0161, 0162, 0530, 0580, 0900)		
CNC0152	☐	355mm	(NC: 0160, 0161, 0162, 0530, 0580, 0900)		
CNC0153	☐	380mm	(NC: 0160, 0161, 0162, 0530, 0580, 0900)		
ZITDIEPTE					
CNC0160	☐	Instelbaar, 200 tot 250mm, afgeleverd op 230mm	(NC: 1030)		
CNC0161	☐	Instelbaar, 250 tot 300mm, afgeleverd op 280mm			
CNC0162	☐	Instelbaar, 300 tot 350mm, afgeleverd op 330mm			
CNC0170	☒	Instelbaar, 275 tot 325mm, afgeleverd op 300mm			
CNC0171	☐	Instelbaar, 325 tot 375mm, afgeleverd op 350mm			
ZITHOOGTE					
CNC0260	☒	460mm			
CNC0270	☐	435mm			
CNC0280	☐	410mm	(NC: 1375, 1430, 1440)		
ZITBEKLEDING					
CNC0320	☐	Zonder			
CNC0335	☒	Nylon met klittenbandstrips			
CNC0356	☐	Naspanbare zitbekleding, diepteverstelbaar 50mm	-	150,00	
ZITKUSSEN					
CNC0362	☐	Essential kussen jr		150,00	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
RUGLEUNING					
CNC0370	☐	Vast, 0°, 3 hoogtes: 370/400/430mm, geleverd op 370mm (ZB 205 tot 280mm) en op 400mm (ZB 305 tot 380mm)			
CNC0380	☐	Vast, 7°, 3 hoogtes: 370/400/430mm, geleverd op 370mm (ZB 205 tot 280mm) en op 400mm (ZB 305 tot 380mm)			
CNC0390	☐	Hoekverstelb. (tanden), 0/30°, 5 hoogtes: 350/370/390/410/430mm, geleverd op 370mm (ZB 205 tot 280mm), op 390mm (ZB 305 tot 380mm), zonder rugfixatiestang	(NC: 1190, 1195,1280)	333,54	
CNC0425	☒	Vast, 7°, hoogte: 400mm (met 0475) of 430mm (met 0480); hogteverstelbare duwhandvatten (150mm)	(NC : 0490, 0492, 0495, 0855)		
RUGBEKLEDING					
CNC0465	☐	Zonder	(NC: 0855)		
CNC0475	☒	Nylon sling type, breedte en hoogte in stelbaar			
CNC0480	☐	Contour (naspsanbaar), nylon	(NC: 0855)		
CNC0490	☐	MATRX MINI rug 260 mm (kid'ab'ra hoes)	Max gewicht: 68 kg (NC: 1345)	700,00	
CNC0492	☐	MATRX MINI rug 310 mm (kid'ab'ra hoes)		700,00	
CNC0495	☐	MATRX MINI rug 360mm (kid'ab'ra hoes)		700,00	
VOETSTEUNEN / VOETPLATEN					
BEENSTEUNHANGERS RECHTS (hoogteverstelbaar in stappen van 10mm)					
CNC0500	☐	Zonder	(NC : 0600, 0605, 0610, 0611, 0880, 0875)		
CNC0505	☐	Voetsteun, 90°, afneembaar, onderbeenlengte van 125 tot 260mm	(NC: 0565, 0600, 0610, 1005)		
CNC0510	☒	Voetsteun, 80°, kort, swing in/out, standaard positie 0°; onderbeenlengte 220 tot 320mm, enkel zwart	(NC: 0561, 0562, 0563, 0565, 0610)		
CNC0511	☐	Voetsteun, 80°, kort, swing in/out, 30° abductiepositie; onderbeenlengte 220 tot 320mm, enkel in zwart	(NC: 0560, 0562, 0563, 0565, 0610, 0611, 0881)		
CNC0512	☐	Voetsteun 80°, lang, swing in/uit, std positie 0°; onderbeenlengte 300 tot 450mm	(NC: 0560, 0561, 0563, 0565, 0610)		
CNC0513	☐	Voetsteun 80°, lang, swing in/out, 30° abductiepositie; onderbeenlengte 300 tot 450mm	(NC: 0560, 0561, 0562, 0565, 0610, 0611, 0881)		
CNC0520	☐	Beensteun (0° tot 80°), swing in/out (incl. kuitpad); onderbeenlengte 275 tot 375mm	(NC: 0565, 0600, 0611, 0880, 0886)	174,81	
CNC0530	☐	Beensteun (0° tot 80°), swing in/out (zonder kuitpad, met kuitband); onderbeenlengte 235 tot 295mm	(NC : 0565, 0600, 0611, 0880, 0886)	174,81	
BEENSTEUNHANGERS LINKS (hoogteverstelbaar in stappen van 10mm)					
CNC0550	☐	Zonder	(NC : 0611, 0620, 0625, 0630, 0880, 0875)		
CNC0555	☐	Voetsteun, 90°, afneembaar, onderbeenlengte van 125 tot 260mm	(NC: 0620, 0630, 1005)		
CNC0560	☒	Voetsteun, 80°, kort, swing in/out, standaard positie 0°; onderbeenlengte 220 tot 320mm, enkel zwart	(NC: 0630)		
CNC0561	☐	Voetsteun, 80°, kort, swing in/out, 30° abductiepositie; onderbeenlengte 220 tot 320mm, enkel in zwart	(NC: 0611, 0630, 0881)		
CNC0562	☐	Voetsteun 80°, lang, swing in/uit, std positie 0°; onderbeenlengte 300 tot 450mm	(NC: 0630)		
CNC0563	☐	Voetsteun 80°, lang, swing in/out, 30° abductiepositie; onderbeenlengte 300 tot 450mm	(NC: 0611, 0630, 0881)		
CNC0570	☐	Beensteun (0° tot 80°), swing in/out (incl. kuitpad); onderbeenlengte 275 tot 375mm	(NC : 0611, 0620, 0880, 0886)	174,81	
CNC0580	☐	Beensteun (0° tot 80°), swing in/out (zonder kuitpad, met kuitband); onderbeenlengte 235 tot 295mm	(NC : 0611, 0620, 0880, 0886)	174,81	
VOETPLATEN RECHTS					
CNC0600	☒	Opklapbaar (incl. hielband)	(NC: 0875, 0886)		
CNC0605	☐	Opklapbaar, hoek- en diepte instelbaar (incl. hielband of kuitband voor zb 255 & 280)			
CNC0610	☐	Opklapbaar, hoek instelbaar (incl. hielband)	(NC: 0875, 0886)		
CNC0611	☐	Eendelige voetplaat (incl. kuitband)	(NC : 0620, 0625, 0630, 0875)		
VOETPLATEN LINKS					
CNC0620	☒	Opklapbaar (incl. hielband)	(NC: 0875, 0886)		
CNC0625	☐	Opklapbaar, hoek- en diepte instelbaar (incl. hielband of kuitband voor zb 255 & 280)			
CNC0630	☐	Opklapbaar, hoek instelbaar (incl. hielband)	(NC: 0875, 0886)		

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen		
ARMSTEUNEN						
RECHTS						
CNC0640	◆	Afneembaar (N°1), tafelfunctie, std armpad (60mm), regelb. 180 tot 250mm	(NC : 0750, 0745, 0746, 0755)			
CNC0645	☐	Afneembaar (N°1), standaard armpad Junior (50mm), instelbaar 150 tot 250mm	(NC : 0740, 0746, 0750, 0755)			
CNC0646	☐	Afneembaar (N°1), smalle armpad Junior (50mm), instelbaar 150 tot 250mm	(NC : 0740, 0745, 0750, 0755, 1470)			
CNC0650	☐	Spatbord, hoogteverstelbaar (155 tot 220mm)	(NC: 0740, 0745, 0746, 0755, 1201, 1470, 1471, 1472)	25,00		
CNC0655	☐	Kledingbeschermern Junior	(NC: 0740, 0745, 0746, 0750, 1470, 1471, 1472)			
LINKS						
CNC0740	◆	Afneembaar (N°1), tafelfunctie, std armpad (60mm), regelb. 180 tot 250mm				
CNC0745	☐	Afneembaar (N°1), standaard armpad Junior (50mm), instelbaar 150 tot 250mm				
CNC0746	☐	Afneembaar (N°1), smalle armpad Junior (50mm), instelbaar 150 tot 250mm	(NC: 1470)			
CNC0750	☐	Spatbord, hoogteverstelbaar (155 tot 220mm)	(NC: 1201, 1470, 1471, 1472)	25,00		
CNC0755	☐	Kledingbeschermern Junior	(NC: 1470, 1471, 1472)			
ZITOPTIES						
CNC0820	☐	Zonder	(NC : 0825, 0851, 0855, 0860, 0865, 0870, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0890, 0900, 0902)			
CNC0855	☐	Rugverlenging (230mm) (niet met standaard rug)	(NC 0425, 0860, 0865)	45,00		
CNC0860	☐	Hoofdsteun, standaard, multi-instelbaar, aanpasbare rugfixatiestang inbegrepen	(NC: 0865, 0902)	228,00		
CNC0865	☐	Hoofdsteun, rond, multi-instelbaar, aanpasbare rugfixatiestang inbegrepen	(NC: 0902)	228,00		
CNC0866	☐	MATRX Mini Elan hoofdsteun	Enkel beschikbaar met MATRX rug - max gebruikersgewicht 68 kg	800,00		
CNC0868	☐	MATRX laterale steun (vast) per paar	Enkel beschikbaar met MATRX rug - max gebruikersgewicht 68 kg	440,00		
CNC0880	☐	Instelbare kuitbanden				
CNC0881	☐	Front stabilisator kit, 100mm naar buiten geplaatste voorwielen (voor zitbreedte vanaf 305 mm)		40,00		
CNB0875	☐	Anklehuggers BodyPoint, paar (Smal)	(NC: 0900)	205,00		
CNC0890	☐	Kit: 2 hoekverstelbare voetsteunen (0° tot 80°), swing in/out (incl. hoekverstelbare voetplaten); OL van 275 tot 375mm	(NC: 0900)	305,56		
CNC0900	☐	Kit: 2 hoekverstelbare voetsteunen (0° tot 80°), swing in/out (incl. hoekverstelbare voetplaten, zonder kuitsteun, met kuitbanden); onderbeenlengte van 235 tot 295mm		305,56		
CNC0902	☐	Rugfixatiestang instelbaar in de breedte		50,00		
KLEUREN						
CNC0952	☐	PEARL WHITE				
CNC0953	☐	MATT BLACK				
CNC0954	☐	MATT RED				
CNC0955	☐	INTENSE YELLOW				
CNC0956	◆	POLAR BLUE				
CNC0957	☐	CANDY PINK				
CNC0959	☐	NAVY BLUE				
CNC0991	☐	SPECIALE KLEUR		Op aanvraag		
VOORWIELEN						
CNC0999	◆	5" x 1", volle band; zwart				
CNC1001	☐	5"x 1" FLASHING LIGHTS, volle band		70,00		
CNC1007	☐	5"x 1" 3/4, volle band; zwart		40,00		
ACHTERWIELEN						
MAAT						
CNC1010	☐	12"/305mm	NC : 1040, 1045, 1130, 1140, 1141, 1180, 1210, 1211, 1212, 1253, 1254, 1255, 1256, 1380, 1390			
CNC1020	☐	20" / 515mm	NC: 1040, 1055, 1050, 1170, 1205			
CNC1030	◆	22" / 560mm	NC: 1045, 1055, 1170, 1205			
TYPE WIELEN						
CNC1040	◆	Standaard wiel (zwarte hub en zilver spaken)	NC : 1092, 1181, 1182, 1280, 1331, 1332			
CNC1045	☐	Verstevigd wiel voor HD	NC : 1092, 1181, 1182, 1280, 1331, 1332			

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
CNC1050	☐	Drum brake	NC : 1092, 1181, 1182, 1270,1272, 1275, 1320, 1330		
CNC1055	☐	Composite wiel	NC : 1088, 1092, 1151, 1181, 1182, 1260, 1261, 1280, 1331, 1332		
TYPE BANDEN					
CNC1120	☒	Volle zwarte band 35mm			
CNC1130	☐	Geprofileerde luchtband zwart 35mm			
HOEPELS					
CNC1140	☒	Aluminium, geanodiseerd			
CNC1141	☐	Gecoat met zwart plastic anti-slip		114,00	
ACHTERASSEN					
CNC1170	☐	Vast			
CNC1180	☒	QR			
ACHTERWIELPOSITIE					
CNC1190	☒	Standaard			
CNC1195	☐	Medium Actief			
CNC1200	☐	Passief			
CNC1201	☐	Dubbel geamputeerd			
CAMBER					
CNC1205	☐	0° Camber	Enkel bij transit en drumbrake (NC: 1280)		
CNC1211	☐	3° Camber			
FRAMEOPTIES					
CNC1240	☒	Zonder Frameopties	(NC : 1250, 1251, 1252, 1253)		
CNC1253	☐	Spaakbeschermers transparant, paar		145,00	
CNC1254	☐	Spaakbeschermers Pixel, paar		145,00	
CNC1255	☐	Spaakbeschermers Snowflakes, paar		145,00	
CNC1256	☐	Spaakbeschermers Color Me, paar		145,00	
REMMEN					
CNC1270	☒	Duwremmen			
CNC1275	☐	Trekremmen			
CNC1280	☐	Trommelremmen voor de begeleider (incl. duwremmen)	(NC : 1426)	200,00	
VEILIGHEIDSOPTIES					
CNC1340	☒	Zonder	(NC : 1345, 1360, 1361, 1370, 1375, 1380, 1390)		
CNC1345	☐	Transporthakken		25,00	
CNC1362	☐	Bodypoint 2-punts veiligheidsgordel, smal 110mm		45,61	
CNC1364	☐	Bodypoint 2-punts veiligheidsgordel, medium 140mm		45,61	
CNC1370	☐	Anti tippers, paar, met trapdop	(NC : 1430, 1440)	76,01	
CNC1375	☐	Transferwielen (4" wielen)		60,00	
CNC1380	☐	Reflectorkit (enkel voor spaakwielen)			
CNC1390	☐	Remverlengers		22,78	
BEGELEIDERSOPTIES					
CNC1420	☐	Zonder	(NC : 1426, 1430, 1440)		
CNC1426	☐	Duwhandvatten, paar, multi instelbaar	Gelieve te selecteren, indien u een andere dan de standaard rug kiest		
CNC1430	☒	Trapdop, Rechts			
CNC1440	☐	Trapdop, Links			
ACCESSOIRES					
CNC1460	☒	Zonder	(NC : 1470, 1471, 1472)		
CNC1471	☐	Tafel, acryl, naar rechts wegzwenkbaar		243,21	
CNC1472	☐	Tafel, acryl, naar links wegzwenkbaar		243,21	