

Yes, you can.®

Invacare NV

Invacare® Action⁴ NG Heavy Duty

Manuele Standaard Rolstoel met vouwbaar frame



Maximaal gebruikersgewicht: 160 kg.
Algemene garantie: 1 jaar; garantie op het frame: 3 jaar

Datum:

Referentie:

Verdeler:

☐ Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje

☒ Standaard optie

☐ Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
CKG0026	☒	Invacare® Action ⁴ NG Heavy Duty		975,00
CKGSPEC	☐	Speciale uitvoering		Op aanvraag
AANDRIJVING				
CKG0100	☒	Hoepelaandrijving	Niet met 12" achterwielen	
CKG0110	☐	Transit versie	Enkel met 12" achterwielen, niet met trekrem & remverlenger	
ZITTING				
ZITBREEDTE				
CKG0170	☒	505 mm (incl. rugfixatiestang)		281,21
CKG0171	☐	555 mm (incl. verstevigde zitbekleding (optie CKG0292), hielsteun (CKG0750) en rugfixatie	Niet met werkblad en zitkussen diepte 400 mm	608,03
CKG0172	☐	605 mm (incl. verstevigde zitbekleding (optie CKG0292), hielsteun (CKG0750) en rugfixatie		608,03
ZITDIEPTE				
CKG0180	☐	400 mm	Niet met HD zitbekleding	
CKG0190	☒	450 mm		
CKG0195	☐	500 mm	Enkel met HD zitbekl. of zitbekl. met velcrostroken	
CKG0200	☐	Instelbaar 400 - 450 mm	Enkel met zitbekleding met nylon velcrostroken	
CKG0201	☐	Instelbaar 450 - 500 mm	Enkel met HD zitbekl. of zitbekl. met velcrostroken	
ZITHOOGTE				
CKG0210	☒	510 mm	Niet met 22" achterwielen	
CKG0220	☐	485 mm		
CKG0230	☐	460 mm		
ZITBEKLEDING				
CKG0270	☐	Zonder zitbekleding		
CKG0280	☐	Nylon zonder klittenband		
CKG0290	☒	Nylon met klittenband		
CKG0292	☐	Speciale HD zitbekleding (naspanb. en diepte verstelb.)	Niet met zitkussen	
CKG0295	☐	Met geïntegreerde schuimlaag		
RUGLEUNING				
CKG0330	☒	Vast, instelb. 380/460mm	0346, 0348, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0351, 0352, 0326, 0327, 0328, 0329, 0336, 0337, 0353, 0354, 0338, 0364, 0365, 0367, 0368, 0369, 0372, 0374, 0780, 1176	
CKG0333	☐	Hoekverstelbaar 0°/30°; (instelbaar 390/410/430 mm, geleverd 430 mm; gasveer; vaste duwhandvatten)	Enkel met passieve achterwielpos.; niet met rugbekl met geïntegr. schuimlaag	489,53
DUWHANDVATTEN				
CKG0304	☒	Vast	Niet met neksteun, rugfixatiestang	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
RUGBEKLEDING					
CKG0350	☐	Zonder rugbekleding	Zit op ZB 505 mm		
CKG0360	☒	Met geïntegreerde schuimlaag			
CKG0365	☐	Naspanbaar (1 strap) gepolsterd			
CKG0369	☐	Naspanbaar (3+1 straps) gevormd, geïntegreerde schuimlaag (incl. rugfixatiestang)		182,40	
CKG0370	☐	Naspanbaar (7+1 straps) gevormd, geïntegreerde schuimlaag (incl. rugfixatiestang)		182,40	
VOETSTEUNEN / BEENSTEUNEN					
CKG0380 CKG0430	☐	Zonder beensteunen	Zonder voetplaten		
CKG0390 CKG0440	☒	Voetsteunen 80°			
CKG0400	☐	Beensteun (0-75°) met kuitsteun, rechts	Niet met eendelige voetplaat, kortere	174,81	
CKG0450	☐	Beensteun (0-75°) met kuitsteun, links	insteekbuis	174,81	
CKG0420	☐	Amputatiesteun rechts	Zonder voetplaten	119,00	
CKG0470	☐	Amputatiesteun links		119,00	
VOETPLATEN PER PAAR					
CKG0480 CKG0500	☒	Standaard, opklapbaar met hielband			
CKG0490 CKG0510	☐	Opklapbaar, hoek en diepte verstelbaar met hielband		136,82	
CKG0491	☐	Eendelig, hoek en diepte verstelbaar	Niet met hielbanden, kortere & langere insteekbuis	273,64	
ARMSTEUNEN ALTIJD IN ZWART (PER PAAR)					
CKG0520 CKG0580	☒	Afneembaar, kort, hoogteverstelbaar 200 tot 280mm + kledijbeschermer in hoogte en diepte verstelbaar met autolock	Niet met werkblad		
CKG0533 CKG0593	☐	Afneembaar, kort, hoogteverstelbaar 210-345mm + kledijbeschermer hoogteverstelbaar met autolock	Niet met werkblad		
CKG0536 CKG0596	☐	Afneembaar, lang, hoogteverstelbaar 210-345mm + kledijbeschermer hoogteverstelbaar met autolock		350,00	
ZITOPTIES					
CKG0640	☐	Geen zitopties			
ZITKUSSEN					
CKG0654	☒	Zitkussen: dikte 50 mm, nylon anti-slip hoes			
ZITDIEPTE KUSSEN					
CKG0701	☐	400 mm			
CKG0702	☒	450 mm			
CKG0703	☐	500 mm			
ANDERE ZITOPTIES					
CKG0656	☐	Seat rigidizer		105,00	
CKG0716	☐	Neksteun		228,00	
CKG0721	☐	Laterale positioneringskussens (paar)		220,00	
CKG0760	☐	Kuitband, verstelbaar			
CKG0770	☐	Langere voetbuis (UL 450-530 mm)			
CKG0771	☐	Kortere voetbuis (UL 230-430 mm)	Enkel op ZB 505 mmm		
FRAMEKLEUREN					
CKG0801	☐	LEIGRIJS			 0801 / 0804 / 0806 / 0807
CKG0804	☐	PARELWIT			
CKG0806	☐	ELEKTRISCH GROEN			
CKG0807	☐	MAT ZWART			
CKG0811	☐	MAT ROOD			 0816 / 0817 / 0811 / 0820
CKG0815	☐	APPELBLAUWZEEGROEN			
CKG0816	☐	MARINE BLAUW			 0815
CKG0817	☐	DONKERPAARS			
CKG0820	☒	ANTHRACIET ZWART			
CKG0821	☐	SPECIALE KLEUR		Op aanvraag	
VOORWIELEN					
CKG0845	☐	200 X 32 MM (8" X 1.1/4") - Lucht, zwart			
CKG0850	☒	200 X 32 MM (8" X 1.1/4") - Vol, zwart			
CKG0870	☐	200 X 45 MM (8" X 2") - Vol, zwart			
VOORVORKEN					
CKG0930	☐	Hoogte & hoek verstelbare behuizing	3 posities (std)		

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen		
ACHTERWIELEN						
MAAT						
CKG0942	☐	12" / 305 MM	NC: 0961, 0962, 0965, 0966, 0974, 0978, 0982, 1010, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1150, 1160, 1161, 1162, 1210, 1220		 Composite  1"  1.3/8"  1.3/8"	
CKG0946	☐	22" / 560 MM	(NC : 0964, 0982, 1110)			
CKG0948	☒	24" / 600 MM				
TYPE WIELEN						
CKG0962	☒	Verstevigd wiel voor HD	(NC : 0982, 1130, 1161,1162)			
CKG0963	☐	Drum brake	(NC : 0982, 1120, 1125, 1150, 1160)			
CKG0964	☐	Composite wiel	(NC : 0978, 0982, 1110, 1111, 1130, 1161,1162, 1210)			
TYPE BANDEN						
CKG0972	☒	Volle zwarte band 35 MM (1"3/8)				
CKG0974	☐	Geprofileerde zwarte luchtband 35 MM (1"3/8)				
CKG0978	☐	Luchtband laag profiel, zwart 25 MM (1")				
HOEPELS						
CKG1020	☒	Aluminium hoepels, geanodiseerd				
CKG1030	☐	Plastic gecoate hoepels, anti-slip	Niet met trommelrem	117,80		
ACHTERWIELASSEN						
CKG1040	☐	Vaste achterwielassen				
CKG1050	☒	QR achterwielassen				
ACHTERWIELPOSITIE						
CKG1060	☒	Standaard				
CKG1070	☐	Passief				
CAMBER						
CKG1077	☐	0°				
FRAME OPTIES						
CKG1100	☒	Geen opties			 1101	
CKG1101	☐	Voorwiel verbreding (+ 50 mm naar buiten)				
CKG1110	☐	Spaakbeschermers voor 24" wielen - zwart (paar)		154,00		
CKG1111	☐	Spaakbeschermers voor 20" / 22" / 24" wielen - doorzichtig (paar)		154,00		
REMMEN						
CKG1120	☒	Duwremmen			 1120	
CKG1125	☐	Trekremmen				
CKG1130	☐	Trommelrem voor begeleider		192,50		
VEILIGHEIDSOPTIES						
CKG1170	☒	Geen veiligheidsopties			 1175  1196  1200  1193 / 1194	
CKG1090	☐	Met pomp		22,00		
CKG1175	☐	Transportkit (bevestigingspunten)		44,00		
CKG1176	☐	Comfort transportkit (bevestigingspunten + veiligheidsgordel & rugfixatiestang)		88,00		
CKG1190	☐	Veiligheidsgordel		45,61		
CKG1189	☐	BodyPoint 2-puntsgordel Medium		242,00		
CKG1192	☐	BodyPoint 2-puntsgordel Large		242,00		
CKG1193	☐	BodyPoint 4-puntsgordel Medium		264,00		
CKG1194	☐	BodyPoint 4-puntsgordel Large		264,00		
CKG1195	☐	Anti-tip rechts		76,01		
CKG1196	☐	Anti-tip zonder trapdop per paar		76,01		
CKG1200	☐	Anti-tip met trapdop per paar (type Rea)		76,01		
CKG1210	☐	Reflectorskit (wielen + frame achteraan)		33,00		
CKG1220	☐	Remverlengers per paar		22,78		
ACCESSOIRES						
CKG1240	☐	Stokhouder		49,50	 1245	
CKG1245	☒	Trapdop rechts				
CKG1246	☐	Trapdop links				
CKG1241	☐	Infuushouder met bevestigingsset (enkel met rugfixatiestang)		137,50		
OVERIGE OPTIES						
CKG1270	☐	Werkblad		243,21	 1270	