

**Yes, you can.®**

 Invacare NV  
 Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

**Invacare® Action®<sup>4</sup> NG Standaard & Modulair**
**Manuele Standaard & Modulaire Rolstoel met vouwbaar frame**

 Maximaal gebruikersgewicht: 125 kg.  
 Algemene garantie: 1 jaar; garantie op het frame: 3 jaar

Datum:

Referentie:

Verdelers:

 Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje

 Standaard optie





 Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
CKB0026	<input checked="" type="checkbox"/>	Invacare® Action® <sup>4</sup> NG		<b>898,26</b>
CEBSPEC	<input type="checkbox"/>	Speciale uitvoering		Op aanvraag
<b>AANDRIJVING</b>				
CKB0100	<input checked="" type="checkbox"/>	Hoepelaandrijving (QR as)	NC : 0942, 0965	
CKB0110	<input type="checkbox"/>	Transitversie (12" achterwielen - vaste as - passieve achterwielpositie)	NC : 0240, 0250, 0260, 0265, 0556, 0616, 0905, 0925, 0944, 0946, 0948, 0965, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1125, 1150, 1160, 1161, 1162, 1220	
CKB0113	<input type="checkbox"/>	Dubbele Hoepel rechts; QR as; 0° zithoek, incl. remverlenger rechts	NC :0250, 0260, 0265, 0293, 0294, 0555, 0556, 0616, 1005, 0942, 0944, 0946, 0961, 0962, 0963, 0964, 0966, 1020, 1030, 1040, 1110, 1111, 1130, 1160, 1161, 1162, 1240	<b>1.013,11</b>
CKB0114	<input type="checkbox"/>	Dubbele Hoepel links; QR as; 0° zithoek, incl. remverlenger links	NC :0250, 0260, 0265, 0293, 0294, 0556, 0615, 0616, 0942, 0944, 0946, 0961, 0962, 0963, 0964, 0966, 1020, 1030, 1040, 1110, 1111, 1130, 1150, 1161, 1162, 1240	<b>1.013,11</b>
CKB0115	<input type="checkbox"/>	Hefboomsysteem rechts; vaste as; passieve achterwielpositie; remverlenger rechts	NC :0195, 0201, 0240, 0250, 0260, 0265, 0293, 0294, 0300, 0310, 0520, 0530, 0533, 0536, 0555, 0556, 0616, 0905, 0942, 0944, 0946, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0978, 0982, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1130, 1150, 1160, 1161, 1162, 1176, 1220, 1271	<b>1.447,27</b>
CKB0116	<input type="checkbox"/>	Hefboomsysteem links; vaste as; passieve achterwielpositie; remverlenger links	NC :0195, 0201, 0240, 0250, 0260, 0265, 0293, 0294, 0300, 0310, 0520, 0530, 0533, 0536, 0556, 0580, 0590, 0593, 0596, 0615, 0616, 0905, 0942, 0944, 0946, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0978, 0982, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1130, 1150, 1160, 1161, 1162, 1176, 1220, 1272	<b>1.447,27</b>
<b>ZITTING</b>				
<b>ZITBREEDTE</b>				
CKB0120	<input type="checkbox"/>	380 mm	Niet met ZD 450-500 mm instelbaar, Laguna rug, Image zitkussen	
CKB0130	<input type="checkbox"/>	405 mm	Niet met ZD 450-500 mm instelbaar, Laguna rug zwart	
CKB0140	<input type="checkbox"/>	430 mm		
CKB0150	<input checked="" type="checkbox"/>	455 mm		
CKB0160	<input type="checkbox"/>	480 mm	Niet met Laguna rug	
CKB0162	<input type="checkbox"/>	505 mm (incl. rugfixatiestang)		<b>267,74</b>










CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
CKB0164	<input type="checkbox"/>	555 mm (incl. verstevigde zitbekleding (optie CKG0292), hielsteun (CKG0750) en rugfixatie	Niet met werkblad en zitkussen diepte 400 mm	<b>578,91</b>
<b>ZITDIEPTE</b>				
CKB0180	<input checked="" type="checkbox"/>	400 mm		
CKB0190	<input type="checkbox"/>	450 mm		
CKB0195	<input type="checkbox"/>	500 mm	Niet met ZH 385 mm en 360 mm, enkel met zitbekleding Nylon sling, niet met Laguna rug	
CKB0200	<input type="checkbox"/>	Instelbaar 400 - 450 mm	Enkel met zitbekleding Nylon sling	
CKB0201	<input type="checkbox"/>	Instelbaar 450 - 500 mm	Niet met ZH 385 mm en 360 mm, enkel met zitbekleding Nylon sling, niet met Laguna rug	
<b>ZITHOOGTE</b>				
CKB0210	<input checked="" type="checkbox"/>	510 mm	NC : 0556, 0616, 0890, 0895, 0905, 0925, 0944, 0946	
CKB0220	<input type="checkbox"/>	485 mm	NC : 0920, 0925, 0944	
CKB0230	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 0944	
CKB0240	<input type="checkbox"/>	435 mm	NC : 0840, 0845, 0850, 0870, 0942, 0944	
CKB0250	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 0556, 0616, 0770, 0840, 0845, 0850, 0870, 0905, 0942, 0944, 1130, 1161, 1162, 1195, 1196, 1245, 1246	
CKB0260	<input type="checkbox"/>	385 mm (enkel met lage vork en voorwiel 5" vol)	NC : 0556, 0616, 0770, 0840, 0845, 0850, 0860, 0870, 0890, 0895, 0905, 0942, 0944, 0948, 1130, 1161, 1162, 1195, 1196, 1245, 1246	
CKB0265	<input type="checkbox"/>	360 mm (enkel met lage vork, voorwiel 5" vol en 20" x 1 3/8"; volle; gespaakte achterwielen	NC : 0480, 0491, 0500, 0556, 0616, 0770, 0840, 0845, 0850, 0870, 0890, 0895, 0905, 0942, 0946, 0948, 1130, 1161, 1162, 1200, 1245, 1246	
<b>ZITBEKLEDING</b>				
CKB0270	<input type="checkbox"/>	Zonder zitbekleding	Niet met zitkussen	
CKB0280	<input type="checkbox"/>	Nylon zonder klittenband		
CKB0290	<input checked="" type="checkbox"/>	Nylon met klittenband		
CKB0294	<input type="checkbox"/>	Basisplaat met Flo-tech lite kussen	NC : rugleuning 0300 en 0310, afneembare spatborden, transportkit	<b>253,28</b>
CKB0293	<input type="checkbox"/>	Basisplaat	NC : rugleuning 0300 en 0310, afneembare spatborden, transportkit	<b>125,92</b>
CKB0295	<input type="checkbox"/>	Nylon zit met geïntegreerde schuimlaag	Niet met zitkussen	
<b>RUGLEUNING</b>				
<b>Anti-tip wordt aangeraden bij hoekverstelbare rugleuning (320, 330, 333, 334, 343 en 344)</b>				
CKB0300	<input type="checkbox"/>	Vast, 7°; hoogteverstelbaar 380/460 mm (geleverd 380 mm) ; vaste duwhandvatten	Enkel met rugbekl. nylon sling of naspanaar 7+1 (0370); niet armsteun opklapbaar afneembaar; nek- en hoofdsteun, comfort transport kit en infuushouder	<b>154,00</b>
CKB0310	<input type="checkbox"/>	Vast, 7°; hoogteverstelbaar 380/460 mm (geleverd 380 mm); hoogteverstelbare duwhandvatten		<b>154,00</b>
CKB0311	<input type="checkbox"/>	Vast, 7°; hoogte 400/430 mm (geleverd 430 mm); vaste duwhandvatten	Niet met rugbekl. nylon sling, voorgevormde rug, comfort transportkit	
CKB0312	<input type="checkbox"/>	Vast 7°; hoogte 510 mm, vaste duwhandvaten		
CKB0313	<input type="checkbox"/>	Vast, 7°; hoogte 510 mm tbv Laguna rugschelp	Enkel met voorgevormde rug, niet met armsteun met spatbord, rugfixatiestang, actieve en std achterwielpositie, transport kit, laterale positioneringskussens en infuushouder	
CKB0314	<input checked="" type="checkbox"/>	Vast, 7°; hoogte 430 mm, hoogteverstelbare duwhandvatten	Niet met voorgevormde rug en comfort transport kit	
CKB0320	<input type="checkbox"/>	Hoekverstelbaar 0° tot 30°; hoogte instelbaar 390/410/430 mm incl. rugfixatiestang & passieve achterwielpositie	Niet met rugbekl. nylon sling, voorgevormde rug, armsteun met spatbord, comfort transport kit	<b>361,81</b>
CKB0333	<input type="checkbox"/>	Hoekverstelbaar 0° tot 30°, hoogte instelbaar 390/410/430 mm (gasveer) incl rugfixatiestang & passieve achterwielpositie	Niet met rugbekl. nylon sling, voorgevormde rug, armsteun met spatbord, comfort transport kit	<b>466,08</b>
CKB0334	<input type="checkbox"/>	Hoekverstelbaar 0° tot 30°; hoogte instelbaar 470/490/510 mm (gasveer) incl rugfixatiestang & passieve achterwielpositie	Niet met rugbekl. nylon sling, voorgevormde rug, armsteun met vspatbord, comfort transport kit	<b>466,08</b>



CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
CKB0344	<input type="checkbox"/>	Hoekverstelbaar 0° tot 30°; hoogte 510 mm incl. rugfixatiestang tbv Laguna rugschaal (gasveer)	Enkel met voorgevormde rug, niet met armsteun met spatbord, rugfixatiestang, actieve en std achterwielpositie, transport kit, laterale positioneringskussens en infuushouder	<b>466,08</b>
CKB0341	<input type="checkbox"/>	Neerklapbaar hoogte 430 mm, vaste duwhandvatten	Niet met rugbekl. nylon sling, voorgevormde rug	55,00
CKB0342	<input type="checkbox"/>	Neerklapbaar hoogte 510 mm, vaste duwhandvatten	Niet met rugbekl. nylon sling, naspanbaar 7+1, voorgevormde rug	55,00
<b>RUGBEKLEDING</b>				
CKB0350	<input type="checkbox"/>	Zonder rugbekleding	Niet met laterale positioneringskussens	
CKB0360	<input type="checkbox"/>	Standaard nylon rugbekleding, gepolsterd (Jemina)	Niet met laterale positioneringskussens	
CKB0364	<input type="checkbox"/>	Met lumbale steun (1 strap), gepolsterd, 2 materialen, met zakje		
CKB0365	◆	Met lumbale steun (1 strap), gepolsterd		
CKB0368	<input type="checkbox"/>	Naspanbaar (3+1 straps), gepolsterd, 2 materialen, met zakje (incl rugfixatiestang)		<b>173,67</b>
CKB0369	<input type="checkbox"/>	Naspanbaar (3+1 straps), gepolsterd (incl. rugfixatiestang)		<b>173,67</b>
CKB0370	<input type="checkbox"/>	Naspanbaar (7+1 straps) gepolsterd (incl. rugfixatiestang)		<b>173,67</b>
CKB0375	<input type="checkbox"/>	Naspanbaar (7+1 straps) gepolsterd, 2 materialen, met zakje (incl. rugfixatiestang)		<b>173,67</b>
CKB0372	<input type="checkbox"/>	Voorgevormde rug Laguna, zwart vinyl (rughoogte: 510 mm)		<b>267,74</b>
<b>Kan ook met MatrX rug: vraag ernaar bij uw aanspreekpunt</b>				
<b>VOETSTEUNEN / BEENSTEUNEN</b>				
CKB0380 CKB0430	<input type="checkbox"/>	Zonder beensteunen	Zonder voetplaten	
CKB0390 CKB0440	◆	Voetsteunen 80°		
CKB0400	<input type="checkbox"/>	Beensteun (0-75°) met kuitsteun, rechts	Niet met eendelige voetplaat, korte of lange voetenbuis	<b>166,44</b>
CKB0450	<input type="checkbox"/>	Beensteun (0-75°) met kuitsteun, links		<b>166,44</b>
CKB0420	<input type="checkbox"/>	Amputatiesteun, rechts		137,50
CKB0470	<input type="checkbox"/>	Amputatiesteun, links	Niet met voetplaat	137,50
<b>VOETPLATEN PER PAAR</b>				
CKB0480 CKB0500	◆	Standaard, opklapbaar met hielband		
CKB0490 CKB0510	<input type="checkbox"/>	Opklapbaar, hoek en diepte verstelbaar met hielband		<b>130,26</b>
CKB0491	<input type="checkbox"/>	Eendelig, hoek en diepte verstelbaar	Niet met hielbanden, kortere & langere insteekbuis	<b>271,20</b>
<b>ARMSTEUNEN ALTIJD IN ZWART (PER PAAR)</b>				
CKB0520 CKB0580	◆	Afneembaar, kort, hoogteverstelbaar 200 tot 280 mm + kledijbeschermer in hoogte en diepte verstelbaar met autolock	Niet met werkblad	
CKB0530 CKB0590	<input type="checkbox"/>	Afneembaar, lang, hoogteverstelbaar 200 tot 280 mm + kledijbeschermer in hoogte en diepte verstelbaar met autolock		350,00
CKB0533 CKB0593	<input type="checkbox"/>	Afneembaar, kort, hoogteverstelbaar 210-345 mm + kledijbeschermer hoogteverstelbaar met autolock	Niet met werkblad	
CKB0536 CKB0596	<input type="checkbox"/>	Afneembaar, lang, hoogteverstelbaar 210-345 mm + kledijbeschermer hoogteverstelbaar met autolock		350,00
CKB0537 CKB0597	<input type="checkbox"/>	Opklapbaar, afneembaar, kort	Niet met autolock armsteun, actieve achterwielpositie, comfort transport kit en werkblad	
CKB0538 CKB0598	<input type="checkbox"/>	Opklapbaar, afneembaar, lang	Niet met autolock armsteun, actieve achterwielpositie, comfort transport kit	
CKB0539 CKB0599	<input type="checkbox"/>	Opklapbaar, afneembaar kort, hoogte (170-295 mm) & diepte verstelbaar	Niet met autolock armsteun, actieve achterwielpositie, comfort transport kit en werkblad	350,00
CKB0540 CKB0600	<input type="checkbox"/>	Opklapbaar, afneembaar lang, hoogte (170-295 mm) & diepte verstelbaar	Niet met autolock armsteun, actieve achterwielpositie, comfort transport kit	350,00

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen		
CKB0555	<input type="checkbox"/>	Hemiplegie armlegger rechts met autolock (altijd samen met hoogte instelbare armsteun)	Niet met werkblad	258,50		
CKB0615	<input type="checkbox"/>	Hemiplegie armlegger links met autolock (altijd samen met hoogte instelbare armsteun)		258,50		
CKB0556 CKB0616	<input type="checkbox"/>	Afneembaar, hoogte verstelbaar, spatbord	NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0615, 0785, 0944, 0946, 1055, 1075, 1270, 1271	275,00		
<b>ZITOPTIES</b>						
CKB0640	<input checked="" type="checkbox"/>	Geen zitopties				
<b>ZITKUSSEN</b>						
CKB0654	<input type="checkbox"/>	Standaard				
CKB0659	<input type="checkbox"/>	Matrx Flo-tech Lite		137,50		
CKB0681	<input type="checkbox"/>	Matrx Flo-tech Contour Visco		144,72		
CKB0661	<input type="checkbox"/>	Matrx Flo-tech Image		506,55		
CKB0691	<input type="checkbox"/>	Matrx Flo-tech Solution Xtra		578,91		
CKB0693	<input type="checkbox"/>	Matrx Flo-tech Libra		506,55		
<b>ZITDIEPTE</b>						
CKB0701	<input type="checkbox"/>	400 mm				
CKB0702	<input type="checkbox"/>	450 mm				
CKB0703	<input type="checkbox"/>	500 mm				
<b>ANDERE ZITOPTIES</b>						
CKJ0656	<input type="checkbox"/>	Seat rigidizer		105,00		
CKB0716	<input type="checkbox"/>	Neksteun (incl. rugfixatiestang behalve voor Laguna rug)		217,08		
CKB0717	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteun zijwaarts instelb. (incl. rugfixatiestang behalve voor Laguna rug)		217,08		
CKB0718	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteun met wangondersteuning zijwaarts instelb. (incl. Rugfixatiestang behalve voor Laguna rug)		217,08		
CKB0721	<input type="checkbox"/>	Laterale positioneringskussens (paar)		220,00		
CKB0760	<input type="checkbox"/>	Kuitband, verstelbaar				
CKB0770	<input type="checkbox"/>	Langere voetbuis (UL 450 -530 mm)				
CKB0771	<input type="checkbox"/>	Kortere voetbuis (UL 230 -430 mm)				
CKB0780	<input type="checkbox"/>	Rugfixatiestang		66,00		
CKB0782	<input type="checkbox"/>	Vouwbare rugstabilisatiestang		99,00		
<b>FRAMEKLEUREN</b>						
CKB0801	<input type="checkbox"/>	LEIGRIJS				
CKB0804	<input type="checkbox"/>	PARELWIT				
CKB0806	<input type="checkbox"/>	ELEKTRISCH GROEN				
CKB0807	<input type="checkbox"/>	MAT ZWART				
CKB0811	<input type="checkbox"/>	MAT ROOD				
CKB0815	<input type="checkbox"/>	APPELBLAUWZEEGROEN				
CKB0816	<input type="checkbox"/>	MARINE BLAUW				
CKB0817	<input type="checkbox"/>	DONKERPAARS				
CKB0820	<input checked="" type="checkbox"/>	ANTHRACIET ZWART				
CKB0821	<input type="checkbox"/>	SPECIALE KLEUR		Op aanvraag		
<b>VOORWIELEN</b>						
CKB0845	<input type="checkbox"/>	200 X 32 MM (8" X 1.1/4") - Lucht, zwart				
CKB0850	<input checked="" type="checkbox"/>	200 X 32 MM (8" X 1.1/4") - Vol, zwart				
CKB0870	<input type="checkbox"/>	200 X 45 MM (8" X 2") - Vol, zwart				
CKB0890	<input type="checkbox"/>	150 X 30 MM (6" X 1.1/4") - Vol, zwart				
CKB0895	<input type="checkbox"/>	150 X 30 MM (6" X 1.1/4") - Vol, medium hard, zwart				
CKB0905	<input type="checkbox"/>	140 X 45 MM (5" X 1") - Vol, medium hard, zwart	Niet met 12" achterwielen			
CKB0925	<input type="checkbox"/>	125 X 30 MM (5"X1") - Vol, zwart	Niet met 12" achterwielen			
<b>ACHTERWIELEN</b>						
<b>MAAT</b>						
CKB0942	<input type="checkbox"/>	12" / 305 MM	(NC : 0961, 0962, 0965, 0966, 0974, 0978, 0982, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1150, 1160, 1161, 1162, 1210, 1220 )			
CKB0944	<input type="checkbox"/>	20" / 515 MM	(NC : 0961, 0963, 0964, 0965, 0966, 0978, 0982, 1040, 1110, 1130, 1161,1162)			
CKB0946	<input type="checkbox"/>	22" / 560 MM	(NC : 0964, 0982, 1110)			
CKB0948	<input checked="" type="checkbox"/>	24" / 600 MM	(NC: 1111)			
<b>TYPE WIELEN</b>						
CKB0961	<input checked="" type="checkbox"/>	Standaard (zwarte hub en zilver spaken)	(NC : 0982, 1130, 1161,1162)			
CKB0962	<input type="checkbox"/>	Verstevigd wiel voor HD	(NC : 0982, 1130, 1161,1162)			
CKB0963	<input type="checkbox"/>	Drum brake	(NC : 0982, 1120, 1125, 1150, 1160)			



CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
CKB0964	<input type="checkbox"/>	Composite wiel	(NC : 0978, 0982, 1110, 1111, 1130, 1161,1162, 1210 )		 Composite
CKB0965	<input type="checkbox"/>	OAD (zwarte hub en zilver spaken)	(NC : 0978, 0982, 1020, 1030, 1040, 1110, 1111, 1130, 1161,1162, 1240)		
CKB0966	<input type="checkbox"/>	Light (zwarte naaf en hub; radiaal gespaakt)	(NC : 1040, 1075, 1090, 1110, 1111, 1130, 1161,1162)	110,00	
<b>TYPE BANDEN</b>					
CKB0972	<input checked="" type="checkbox"/>	Volle zwarte band 35 MM (1"3/8)			 1" 1.3/8" 1.3/8"
CKB0974	<input type="checkbox"/>	Geprofileerde zwarte luchtband 35 MM (1"3/8)			
CKB0978	<input type="checkbox"/>	Luchtband laag profiel, zwart 25 MM (1")			
CKB0982	<input type="checkbox"/>	Maxxis Alpha Protect luchtband 25 MM		100,00	
<b>HOEPELS</b>					
CKB1020	<input checked="" type="checkbox"/>	Aluminium hoepels, geanodiseerd			
CKB1030	<input type="checkbox"/>	Plastic gecoate hoepels, anti-slip	Niet met trommelrem	<b>112,16</b>	
<b>ACHTERWIELASSEN</b>					
CKB1040	<input type="checkbox"/>	Vaste achterwielassen	Niet met dual amputee achterwielpositie en transferwielen		
CKB1050	<input checked="" type="checkbox"/>	QR achterwielassen			
<b>ACHTERWIELPOSITIE</b>					
CKB1055	<input type="checkbox"/>	Actieve achterwielpositie			
CKB1060	<input checked="" type="checkbox"/>	Standaard achterwielpositie			
CKB1070	<input type="checkbox"/>	Passieve achterwielpositie			
CKB1075	<input type="checkbox"/>	Amputatie achterwielaanpassing	Niet met trek-, trommel- en draadrem en transferwielen	<b>125,92</b>	
<b>FRAME OPTIES</b>					
CKB1080	<input checked="" type="checkbox"/>	Geen pomp			 1101
CKB1090	<input type="checkbox"/>	Pomp met bevestigingsklemmen		22,00	
CKB1101	<input type="checkbox"/>	Voorwielverlenging (+ 50 mm naar buiten)			
CKB1110	<input type="checkbox"/>	Spaakbeschermers voor 24" wielen - zwart (paar)		154,00	
CKB1111	<input type="checkbox"/>	Spaakbeschermers voor 20" & 22" wielen - doorzichtig (paar)		154,00	
<b>REMMEN</b>					
CKB1120	<input checked="" type="checkbox"/>	Duwremmen			 1120
CKB1125	<input type="checkbox"/>	Trekremmen			
CKB1130	<input type="checkbox"/>	Trommelrem voor begeleider		192,50	
CKB1150	<input type="checkbox"/>	Rem voor dubbele hoepel (draadrem), rechts	Niet met remverlengers	165,00	
CKB1160	<input type="checkbox"/>	Rem voor dubbele hoepel (draadrem), links	Niet met remverlengers	165,00	
<b>VEILIGHEIDSOPTIES</b>					
CKB1175	<input type="checkbox"/>	Transportkit (bevestigingspunten)		44,00	 1175
CKB1176	<input type="checkbox"/>	Comfort transportkit (bevestigingspunten + veiligheidsgordel & rugfixatiestang)		88,00	
CKB1190	<input type="checkbox"/>	Veiligheidsgordel		<b>43,42</b>	 1196 1200
CKB1189	<input type="checkbox"/>	BodyPoint 2-puntsgordel Medium		242,00	
CKB1192	<input type="checkbox"/>	BodyPoint 2-puntsgordel Large		242,00	
CKB1193	<input type="checkbox"/>	BodyPoint 4-puntsgordel Medium		264,00	
CKB1194	<input type="checkbox"/>	BodyPoint 4-puntsgordel Large		264,00	
CKB1195	<input type="checkbox"/>	Anti-tip rechts		<b>72,37</b>	 1193 / 1194
CKB1196	<input type="checkbox"/>	Anti-tip per paar	Niet met trapdop	<b>72,37</b>	
CKB1200	<input type="checkbox"/>	Anti-tip met trapdop per paar (type Rea)		<b>72,37</b>	
CKB1210	<input type="checkbox"/>	Set reflectoren		33,00	
CKB1220	<input type="checkbox"/>	Remverlengers per paar		<b>21,68</b>	
<b>ACCESSOIRES</b>					
CKB1240	<input type="checkbox"/>	Stokhouder		49,50	 1245
CKB1245	<input checked="" type="checkbox"/>	Trapdop rechts			
CKB1246	<input type="checkbox"/>	Trapdop links			
CKB1241	<input type="checkbox"/>	Infuushouder met bevestigingsset (enkel met rugfixatiestang)		137,50	
<b>ANDERE OPTIES</b>					
CKB1270	<input type="checkbox"/>	Werkblad		<b>231,56</b>	 1270
CKB1271	<input type="checkbox"/>	Half werkblad, flip-up, rechts		<b>231,56</b>	
CKB1272	<input type="checkbox"/>	Half werkblad, flip-up, links		<b>231,56</b>	