

**Yes, you can.®**

 Invacare NV  
 Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - [www.invacare.be](http://www.invacare.be)
**Invacare® Aviva RX40**
**Elektronische achterwiel aangedreven rolstoel voor gebruik binnen en buiten**

 Garantie: algemeen: 2 jaar; batterijen: 1 jaar  
 Maximaal gebruikersgewicht: 136 kg of 160 kg (HD versie) Prijzen  
 excl. recuperatie 0,4 Euro BTW in

Datum:

Referentie:

Verdelers:

 Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje

 Standaard optie

 Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
JBA0001	<input checked="" type="checkbox"/>	Invacare® AVIVA RX40 Basismodel	NC: 1916	<b>8.021,62</b>
JBA0002	<input type="checkbox"/>	Invacare® AVIVA RX40 Heavy Duty	NC: 1910, 1911, 1912, 1915, 2052, 2053, 2193, 2810, 2105, 2183	<b>8.021,62</b>
JBX1300	<input type="checkbox"/>	Invacare® AVIVA RX40 Speciaal Basismodel	10 dagen extra levertijd	<b>8.021,62</b>
<b>FRAME</b>				
JBA2810	<input type="checkbox"/>	Smalle Basis (560 mm)	NC: 0002, (0589 + 0835/0836/0838)	
JBA2830	<input checked="" type="checkbox"/>	Wijde Basis (635 mm)	NC: (1091/1092 + 1244)	
<b>STANDAARD ZITEENHEID</b>				
JBA2105	<input checked="" type="checkbox"/>	Standaard vaste ziteenheid met slappe rug en standaard plat kussen	NC: 0002, 2052, 2053, 2128, 2113, 0556, 0589, 2229, 2253, 1401	
<b>ZITPLAAT/ZITZEIL</b>				
JBA2110	<input checked="" type="checkbox"/>	Vaste zitplaat, breedte 430 mm	NC: 0002, 2128, 2113, 0556, 0589, 2229, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2253, 1401	
<b>ZITBREEDTE (ENKEL VOOR VERSTELBAAR ZITFRAME MET ZITPLAAT)</b>				
JBA2122	<input checked="" type="checkbox"/>	430 mm		
<b>ZITDIEPTE</b>				
JBA2134	<input checked="" type="checkbox"/>	460 mm		
<b>ZITKUSSEN</b>				
JBA2141	<input checked="" type="checkbox"/>	Standaard zitkussen, 50 mm dikte	NC: 2121, 2155	
<b>RUGFRAME</b>				
JBA2161	<input checked="" type="checkbox"/>	Rugframe afneembaar, hoogte 480 mm (enkel manuele verstellingen)	Enkel standaard nylon bekleding	
<b>RUGBEKLEDING</b>				
JBA2171	<input checked="" type="checkbox"/>	Standaard slappe rug	NC: 2155, 2230, 2247	
JBA2151	<input checked="" type="checkbox"/>	Nylon zwart		
<b>ARMSTEUN</b>				
JBA2191	<input checked="" type="checkbox"/>	Afneembare T-armsteun, in hoogte instelbaar 245-315 mm		
<b>ARMPAD</b>				
JBA2195	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte armpad (325 mm)	NC: 2198, (2132+1404/1405)	
<b>ZITVERSTELLINGEN VOOR STANDAARD ZIT</b>				
JBA1091	<input checked="" type="checkbox"/>	Manueel instelbare zitkanteling (0°-15°)		
JBA0975	<input checked="" type="checkbox"/>	Manueel instelbare rughoek (90°-120°)		
<b>ZITHOOGTE ENKEL VOOR OPTIES 1091 EN 1092</b>				
JBA2857	<input checked="" type="checkbox"/>	440 mm (zitzeil +30 mm)	NC: 1092, 2111, 2112, 2109	
JBA2858	<input type="checkbox"/>	460 mm (zitzeil +30 mm)		
JBA2859	<input type="checkbox"/>	480 mm (zitzeil +30 mm)		
<b>MODULITE VOORGEVORMDE ZITEENHEID</b>				
JBA2100	<input type="checkbox"/>	3 Modulite Ziteenheid voor voorgevormde rug en zit		
<b>ZITPLAAT/ZITZEIL</b>				
JBA2111	<input type="checkbox"/>	Verstelbaar zitframe met zitplaat en zijrails, breedte 380 tot 530 mm		
JBA2112	<input type="checkbox"/>	Verstelbaar zitframe met zitzeil naspanbaar en zijrails, breedte 380 tot 530 mm (+30mm zithoogte)		<b>178,58</b>

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
<b>ZITBREEDTE (ENKEL VOOR VERSTELBAAR ZITFRAME MET ZITPLAAT)</b>				
JBA2121	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC: (0977+1287); 2701, 2703, 2705, (0977+2285/2283/2287)	
JBA2122	<input checked="" type="checkbox"/>	430 mm	NC: 2701, 2703, 2705,	
JBA2123	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC: 2702, 2704, 2706	
JBA2124	<input type="checkbox"/>	530 mm	NC: 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, 2702, 2704, 2706, (2192/2194+2172/2173), (2132+2147/2144), 2106	<b>275,32</b>
<b>ZITDIEPTE</b>				
JBA2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC 2196, 2197, 2198, (2191/2181/2183+2113), (2124+2147/2144), (2195+1404/1405),(2184/2185/2186/2187/2 188/2189+0556), (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/21 87/2188/2189+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
JBA2134	<input checked="" type="checkbox"/>	460 mm	NC: (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186 /2187/2188/2189+0556); (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/21 87/2188/2189+2253)	
JBA2136	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC: 2143, (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/21 87/2188/2189+0556)	
<b>ZITKUSSEN</b>				
JBA2142	<input type="checkbox"/>	Flotech Lite, 75 mm dikte (tot 127kg)/ Contour, 100 mm dikte (tot 152kg)	NC: 2109	<b>260,45</b>
JBA2143	<input type="checkbox"/>	Flotech Contour Visco 430x430 mm (tot 125kg)	NC: 2109, 2136, 2124	<b>260,45</b>
JBA2147	<input type="checkbox"/>	MatrX Libra kussen, hoogte 90mm	NC: 2109, (2124+2132)	<b>520,89</b>
JBA2140	<input type="checkbox"/>	Regelbare basisplaat voor Adkussen (zonder kussen)		<b>129,48</b>
<b>RUGFRAME</b>				
JBA2162	<input type="checkbox"/>	Met lange rugbuizen en instelbare beugel		
JBA2163	<input type="checkbox"/>	Met korte rugbuizen en instelbare beugel	NC: 2172, 2173	
<b>DUWHANDVATEN VOOR RUGBUIZEN</b>				
JBA2108	<input type="checkbox"/>	Rugbuizen zonder duwhandvaten	NC: 1307,1378, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292, 0066, 0047, 0077, 0041, 0042, 0048, 0088, 0089, 0038, 0084	
<b>RUGBEKLEDING</b>				
JBA2179	<input type="checkbox"/>	Flex3 Naspanbare rug (lang: 540 mm/kort: 480 mm)	NC: 2151, 2192, 2193, 2194, 2199, 1446, 2229, 2155, 2230, 2247	<b>178,58</b>
JBA2172	<input type="checkbox"/>	Flex3 instelbare rugplaat (zonder kussen)	NC: 2163, 2128, (2124+2192/2194)	130,00
JBA2173	<input type="checkbox"/>	Flex3 instelbare rugplaat met Laguna kussen	NC: 2163, 2128, (2124+2192/2194)	<b>275,32</b>
JBA2174	<input type="checkbox"/>	MatrX Posture Back, hoogte 400 mm (Mesh)	NC: 1445, 1446, 1496, 2124	<b>275,32</b>
JBA2175	<input type="checkbox"/>	MatrX Posture Back, hoogte 500 mm (Mesh)	NC: 1445, 1446, 1496, 2124	<b>275,32</b>
JBA2176	<input type="checkbox"/>	MatrX Elite Back, hoogte 500 mm (Mesh)	NC: 1445, 1446, 1496, 2124	<b>275,32</b>
JBA2177	<input type="checkbox"/>	MatrX Elite TR, hoogte 500 mm (Mesh)	NC: 1445, 1446, 1496, 2124	<b>750,00</b>
JBA2178	<input type="checkbox"/>	MatrX Elite Deep Back, hoogte 500 mm (Mesh)	NC: 1445, 1446, 1496, 2124	<b>850,00</b>
JBA2170	<input type="checkbox"/>	Enkel rugframe, zonder rug	NC: 1445, 1446,1496, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2230, 2247	
<b>KLEUR VAN DE BEDKLEDING (NIET TE BEPALEN BIJ MESH)</b>				
JBA2151	<input type="checkbox"/>	Zwart nylon	NC: MatrX ruggen	
JBA2152	<input type="checkbox"/>	Zwart Dartex	NC: MatrX ruggen	
JBA2155	<input type="checkbox"/>	Zwarte spacer	NC: Flex3 rug	
<b>ARMSTEUN</b>				
JBA2191	<input checked="" type="checkbox"/>	Afneembare T-armsteun, in hoogte instelbaar 290-360 mm	NC: (2132+2113); (2134/2136+hip support+0556);(2132/2134+2184/2185/2186 /2187/2188/2189+ 2253)	
JBA2181	<input type="checkbox"/>	Afneembare T-armsteun, in hoogte instelbaar (50mm hoger)	NC: (2132+2113); (2134/2136+hip support+0556);(2132/2134+2184/2185/2186 /2187/2188/2189+2253)	20,00
JBA2198	<input type="checkbox"/>	Gepolsterde armpad met geïntegreerde kledijbeschermer	NC: 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199	185,00
JBA2183	<input type="checkbox"/>	Inwaartse armsteun (-25 mm van breedte van het zitframe per kant)	NC: 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113)	150,00
JBA2193	<input type="checkbox"/>	Flip-up armsteun	NC: 0002, 0013, 1445, 1446, 2179	150,00
JBA2192	<input type="checkbox"/>	Volgende armsteunen (hoogte instelbaar 230-300 mm)	NC: 1445, 1446, 2179, (2134/2136+hip support+0556), (2124+2172/2173);	250,00

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
JBA2194	<input type="checkbox"/>	Volgende armsteunen (hoogte instelbaar 300-360 mm)	(2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	250,00
JBA2190	<input type="checkbox"/>	Zonder armsteun		
<b>ARMPAD</b>				
JBA2195	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte armpad (325 mm)	NC: 2198, (2132 + 1404/1405)	
JBA2196	<input type="checkbox"/>	Lange armpad (375 mm)	NC: 2132, 2198	
JBA2197	<input type="checkbox"/>	Ergonomische armpad (397 mm)	NC: 2132, 2198, 2230, 2247	60,00
JBA2199	<input type="checkbox"/>	Zachte armpad (397 mm) (met 10way switch komt deze aan de andere kant)	NC: 2198, 2179	60,00
<b>HEUPONDERSTEUNING</b>				
JBA2184	<input type="checkbox"/>	Heupsteun links; 140 mmX100 mm		<b>164,95</b>
JBA2186	<input type="checkbox"/>	Heupsteun links; 230 mmX100 mm	NC: 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706,	<b>164,95</b>
JBA2188	<input type="checkbox"/>	Heupsteun links; 330 mmX100 mm		<b>164,95</b>
JBA2185	<input type="checkbox"/>	Heupsteun rechts; 140 mmX100 mm	(2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556);	<b>164,95</b>
JBA2187	<input type="checkbox"/>	Heupsteun rechts; 230 mmX100 mm	(2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	<b>164,95</b>
JBA2189	<input type="checkbox"/>	Heupsteun rechts; 330 mmX100 mm		<b>164,95</b>
JBA2164	<input type="checkbox"/>	Bevestiging voor heupsteun (155 mm)		80,00
JBA2165	<input type="checkbox"/>	Bevestiging voor heupsteun (206 mm)		80,00
<b>HOOFD- EN NEKSTEUN</b>				
JBA1350	<input type="checkbox"/>	Neksteun, instelbaar in diepte		<b>223,22</b>
JBA1432	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteun, zijwaarts instelbaar	NC: 2230, 2247, 1288, 1289	<b>223,22</b>
JBA1427	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteun met wangondersteuning (Dartex)		<b>223,22</b>
JBA2324	<input type="checkbox"/>	Elan Standaard Pad 255 mm / 10" breed met standaard hoesbekleding (ESP26) compleet met Elan Hoofdsteun Hardware (MEHW)		<b>223,22</b>
JBA2325	<input type="checkbox"/>	Elan Occipitale Pad 230x180 mm / afmetingen 9"x7" met standaard cover (EOP23) compleet met Elan Hoofdsteun Hardware (MEHW)	NC: 2230, 2247, 2170	500,00
JBA2327	<input type="checkbox"/>	Elan 4 Punts Hoofdsteun Pad 280x255 mm / afmetingen 11"x10" met standaard cover compleet met Elan Hoofdsteun Hardware (MEHW)		650,00
JBA1445	<input type="checkbox"/>	Zijpelotten (paar) (Dartex) met verlengde arm en multi instelbare pad	NC: 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194	<b>241,10</b>
<b>ZITVERSTELLINGEN VOOR MODULITE</b>				
JBA1091	<input type="checkbox"/>	Manueel instelbare zitkanteling (0°-12°)	NC: 1401, 2054	
JBA1092	<input type="checkbox"/>	Elektrische zitkanteling (0°-20°)	NC: 1401, 2054, 2201	<b>1.413,84</b>
JBA1093	<input type="checkbox"/>	Elektrische zitkanteling (0°-30°) met schuifcompensatie (ZH 460 mm)	NC: 1401, 2201, (0975+2273)	<b>1.413,84</b>
JBA1094	<input type="checkbox"/>	Elektrische zitlift (30cm; 30°) (ZH 460 mm)	NC: 1494, (2054+0556/0589), 2201, 2220, (0975+2273)	<b>3.274,15</b>
JBA2052	<input type="checkbox"/>	Elektrische zitkanteling (0°-50°) met schuifcompensatie (tot 136kg max gebruikersgewicht)	NC: 1401, 2201, 2171	<b>1.413,84</b>
JBA2053	<input type="checkbox"/>	Elektrische zitlift (30cm; 45°) met schuifcompensatie (tot 136kg max gebruikersgewicht)	NC: 1494, 2201, 2220, 1910, 1912, 2171	<b>3.274,15</b>
JBA0975	<input type="checkbox"/>	Manueel instelbare rughoek		
JBA097A	<input type="checkbox"/>	Schuifcompensatie voor elektrische rug		<b>316,72</b>
JBA0977	<input type="checkbox"/>	Elektrische rughoekverstelling	NC: 2161, 2201	<b>1.413,84</b>
JBX2054	<input type="checkbox"/>	5° voorwaartse kanteling, stahulp (verminderd de achterwaartse kanteling met 5°)		150,00
<b>ZITHOOGTE ENKEL VOOR OPTIES 1091 EN 1092</b>				
JBA2857	<input type="checkbox"/>	435 mm		
JBA2858	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC: 2054 (t.b.c.)	
JBA2859	<input type="checkbox"/>	485 mm	NC: 2054 (t.b.c.)	
<b>BEENSTEUNEN / VOETSTEUNEN</b>				
<b>CENTRAAL GEMONTEERDE BEENSTEUN</b>				
JBA0556	<input type="checkbox"/>	Hoekinstelbaar (lengte: 280 - 385 mm)	NC: 2105, (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189), (1094+2054), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189), 2366, 0517, 1244	<b>297,63</b>
JBA0589	<input type="checkbox"/>	LNx Elektrische centrale beensteun (lengte: 340 - 410 mm)	NC: 2105, (1094+2054), 2201, 1244	<b>1.488,23</b>
JBA2855	<input type="checkbox"/>	Zonder hanger		
<b>VOETPLATEN/VOETENPLAAT VOOR CENTRALE BEENSTEUN</b>				
JBA2365	<input type="checkbox"/>	Hoek en breedte instelbare voetplaten S (127 W x 190 mm D / 5"x7.5")		<b>133,95</b>

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
JBA0559	<input type="checkbox"/>	Hoek en breedte instelbare voetplaten M (140 W x 240 mm D / 5.5"x9.5")		<b>133,95</b>
JBA0516	<input type="checkbox"/>	Hoek en breedte instelbare voetplaten L (150 W x 290 mm D / 6"x11.5)		<b>133,95</b>
JBA0517	<input type="checkbox"/>	Hoek instelbare voetenplaat M (305 W x 275 mm D / 12"x10.75")	NC: 0556	<b>133,95</b>
<b>INDIVIDUELE BEENSTEUN LINKS</b>				
JBA0565	<input checked="" type="checkbox"/>	Standaard voetsteun 80° vast; links	NC: 0546, 0547, 0548, 0549, 0509, 0596	
JBA0555	<input type="checkbox"/>	Amputatiesteun Links	NC: 0505, 0509, 0511, 0549, 0546, 0547, 0548, 0596	125,00
JBA0536	<input type="checkbox"/>	Beensteun, Vari F (zonder kuitpad), hoek instelbaar 0°-70°; links	NC: 0566, 0554	<b>148,82</b>
JBA0537	<input type="checkbox"/>	Beensteun, Vari A (met kuitpad), hoekverstelbaar 0°-70°; links	NC: 0505, 0566, 0554	<b>171,15</b>
JBA0539	<input type="checkbox"/>	Hanger ADE Elektrisch hoekverstelbaar 0° - 80° links	NC: 0505, 0566, 0554, 2201, 0596	<b>744,12</b>
JBA0535	<input type="checkbox"/>	Zonder voetsteun links	NC: 0505, 0509, 0511, 0596	
<b>INDIVIDUELE BEENSTEUN RECHTS</b>				
JBA0566	<input checked="" type="checkbox"/>	Standaard voetsteun 80° vast; rechts	NC: 0536, 0537, 0538, 0539, 0506, 0596	
JBA0554	<input type="checkbox"/>	Amputatiesteun Rechts	NC: 0502, 0506, 0508, 0539, 0536, 0537, 0538, 0596	125,00
JBA0546	<input type="checkbox"/>	Beensteun, Vari F (zonder kuitpad), hoek instelbaar 0°-70°; rechts	NC: 0565, 0555	<b>148,82</b>
JBA0547	<input type="checkbox"/>	Beensteun, Vari A (met kuitpad), hoekverstelbaar 0°-70°; rechts	NC: 0502, 0565, 0555	<b>171,15</b>
JBA0549	<input type="checkbox"/>	Hanger ADE Elektrisch hoekverstelbaar 0° - 80° rechts	NC: 0502, 0565, 0555, 2201, 0596	<b>744,12</b>
JBA0545	<input type="checkbox"/>	Zonder voetsteun rechts	NC: 0502, 0506, 0508, 0596	
<b>INDIVIDUELE VOETPLATEN LINKS</b>				
JBA0505	<input checked="" type="checkbox"/>	Vaste voetplaat, links	NC: 0555, 0535, 0537, 0538, 0539	
JBA0509	<input type="checkbox"/>	Hoekinstelbare voetplaat links	NC: 0535, 0565, 0555	
JBA0511	<input type="checkbox"/>	Hoek- en diepteverstelbare voetplaat links	NC: 0555, 0535	<b>66,97</b>
<b>INDIVIDUELE VOETPLATEN RECHTS</b>				
JBA0502	<input checked="" type="checkbox"/>	Vaste voetplaat, rechts	NC: 0544, 0545, 0547, 0548, 0549	
JBA0506	<input type="checkbox"/>	Hoekinstelbare voetplaat rechts	NC: 0545, 0566, 0554	
JBA0508	<input type="checkbox"/>	Hoek- en diepteverstelbare voetplaat rechts	NC: 0544, 0545	<b>66,97</b>
<b>BEENSTEUNEN PER PAAR</b>				
JBA0526	<input type="checkbox"/>	Standaard voetsteunen 80°	NC: 0504, 0522	
JBA0503	<input type="checkbox"/>	Beensteun, Vari F (zonder kuitpad), hoek instelbaar 0°-70°		<b>297,63</b>
JBA0533	<input type="checkbox"/>	Beensteun, Vari A (met kuitpad), hoekverstelbaar 0°-70°	NC: 0512	<b>342,29</b>
JBA0531	<input type="checkbox"/>	Hanger ADE Elektrisch hoekverstelbaar 0° - 80°	NC: 0512, 2201, 0522	<b>1.488,23</b>
JBA0501	<input type="checkbox"/>	Zonder hangers	NC: 0512, 0504, 0513, 0522	
<b>VOETPLATEN PER PAAR</b>				
JBA0512	<input type="checkbox"/>	Vaste voetplaten	NC: 0501, 0533, 0532, 0531	
JBA0504	<input type="checkbox"/>	Hoekverstelbare voetplaten, paar	NC: 0501, 0526	
JBA0513	<input type="checkbox"/>	Hoek- en diepteverstelbare voetplaten, paar	NC: 0501	<b>133,95</b>
<b>LINX BEDIENING</b>				
<b>STUURKASTEN</b>				
JBA2203	<input type="checkbox"/>	REM211: LiNX bediening met 3 rijprofielen; zonder lichten	NC: 2837, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272, 2258, 0077, 0053, 0042, 0088, 0057, 0066, 0084, 1908, 1909	
JBA2204	<input checked="" type="checkbox"/>	REM216: LiNX bediening met 3 rijprofielen; met lichten	NC: 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272, 2258	
JBA2205	<input type="checkbox"/>	REM400: LiNX bediening met touch-screen interface, geïntegreerde bluetooth en configureerbare jack sockets	NC: 0047, 0077, 0041, 0042, 0048, 0088, 0089, 0066, 0038, 0084, 2220	250,00
JBA2206	<input type="checkbox"/>	REM500: LiNX bediening zonder joystick met touch-screen interface, geïntegreerde bluetooth en configureerbare jack sockets	NC: 1709, 1710, 2220, 2270	1.860,00
<b>REM400 MET TOGGLE SWITCHES</b>				
JBA2270	<input type="checkbox"/>	Toewijsbare Toggle Switch Module voor REM400 (DLX-SW400TGL) vooringesteld met links: ON/OFF, en rechts: snelheidsregelaar	NC: 2201, 2203, 2204, 2206	100,00

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
<b>MONTAGE</b>				
JBA1207	<input type="checkbox"/>	Standaard beugel rechts gemonteerd	NC: 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	
JBA1208	<input type="checkbox"/>	Standaard beugel links gemonteerd	NC: 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	
JBA1707	◆	Beugel wegzwenkbaar rechts gemonteerd	NC: 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	
JBA1708	<input type="checkbox"/>	Beugel wegzwenkbaar links gemonteerd	NC: 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	
JBA1709	<input type="checkbox"/>	Matrx Resolve Swing in/out bracket rechts	NC: 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	200,00
JBA1710	<input type="checkbox"/>	Matrx Resolve Swing in/out bracket links	NC: 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	200,00
JBA2209	<input type="checkbox"/>	Beugel wegzwenkbaar, multi instelbaar rechts gemonteerd	NC: 2201, 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	
JBA2210	<input type="checkbox"/>	Beugel wegzwenkbaar, multi instelbaar links gemonteerd	NC: 2201, 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405	
JBA2213	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts (Nucleus)	NC: 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	738,17
JBA2214	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd, swing-away naar links (Nucleus)	NC: 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	738,17
JBA2227	<input type="checkbox"/>	Beugel rechts, gemonteerd voor de begeleider	NC: 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	60,00
JBA2228	<input type="checkbox"/>	Beugel links, gemonteerd voor de begeleider	NC: 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	60,00
JBAXXXX	<input type="checkbox"/>	Werkbladbesturing wegklapbaar in het blad	Special	2.306,79
JBX2239	<input type="checkbox"/>	Individuele bevestiging per verzoek (Special) - MEER INFO VEREIST		Op aanvraag
<b>DUBBELE BEDIENING: BEGELEIDERSBEDIENING + MONTAGE</b>				
JBA2220	<input type="checkbox"/>	Begeleidersbediening: REM050	NC: 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, (2201+1283/1223/1224), 2227, 2228	805,25
JBA2219	<input type="checkbox"/>	Begeleidersbediening: Compact Dual Control LiNX (DLX-ACU200)	NC: 2201, 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	874,24
JBA2245	<input type="checkbox"/>	Invacare LiNX IDC Dual control	NC: 2201, 2108, 2259, 2260	1.236,80
JBA2259	<input type="checkbox"/>	Standaard beugel begeleider rechts gemonteerd	NC: 1287, 2291, 2245, 1312	
JBA2260	<input type="checkbox"/>	Standaard beugel begeleider links gemonteerd	NC: 1286, 2292, 2245, 1363	
JBA1221	<input type="checkbox"/>	Afneembare beugel rechts	NC: 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	60,00
JBA1222	<input type="checkbox"/>	Afneembare beugel links	NC: 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	60,00
<b>DUBBELE BEDIENING: COMPACTE BEDIENINGEN + MONTAGE</b>				
<b>Altijd stuurkast REM400/500 aanduiden</b>				
JBA2231	<input type="checkbox"/>	Proportionele Compact Remote DLX-CR400	NC: 2201, 2203, 2204	834,23
JBA2232	<input type="checkbox"/>	Proportionele Compact Remote Low Force DLX-CR-400LF	NC: 2201, 2203, 2204	954,47
JBA2207	<input type="checkbox"/>	Rechts gemonteerd	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	
JBA2208	<input type="checkbox"/>	Links gemonteerd	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	
JBA2265	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts (Nucleus)	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	738,17
JBA2266	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd, swing-away naar links (Nucleus)	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	738,17
JBX2215	<input type="checkbox"/>	Individuele bevestiging per verzoek (Special) - MEER INFO VEREIST		Op aanvraag
<b>DUBBELE BEDIENING: ALTERNATIEVE JOYSTICKS OF INPUT + MONTAGE</b>				
<b>Altijd stuurkast REM400/500 aanduiden</b>				
<b>HOOFDBESTURING ATOM TECHNOLOGY</b>				
JBA2230	<input type="checkbox"/>	Hoofdbediening met ultrasone proximity sensoren (ATOM, ASL104) en standaard wings M3	NC: 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350, 1432, 1427	5.049,07
JBA2247	<input type="checkbox"/>	Hoofdbediening met ultrasone proximity sensoren (PROTON, ASL104P) en PROTON wings		5.319,55
<b>FOUR-SWITCH PROXIMITY TAFEL</b>				
JBA2257	<input type="checkbox"/>	Four-Switch Proximity Tafel (ASL106)	NC: 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128	5.680,20
JBA2275	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts, Nucleus (incl. Eclipse Tafel ASL619, 360x180 mm)	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	738,17

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
JBA2276	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd, swing-away naar links, Nucleus (incl. Eclipse Tafel ASL619, 360x180 mm)	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	<b>738,17</b>
JBX2269	<input type="checkbox"/>	Individueel gemonteerd Special - EXTRA INFO NOODZAKELIJK		
<b>DRAADLOZE ACCESSOIRES VOOR ATOM</b>				
JBA2249	<input type="checkbox"/>	Draadloze Triple Switch Receiver (ASL557-3)		<b>650,00</b>
JBA2250	<input type="checkbox"/>	Draadloze Mouse Emulator (ASL558)		<b>1.352,43</b>
<b>PROPORTIONELE JOYSTICK MET TPI</b>				
JBA2233	<input type="checkbox"/>	MEC Proportionele Joystick (Micro Extremity Control)	NC 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	<b>3.317,28</b>
JBA2240	<input type="checkbox"/>	Proportionele Heavy Duty Joystick met mode switch (ASL133)	NC 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	<b>1.722,09</b>
JBA2285	<input type="checkbox"/>	Gemonteerd in tafeltje Rechts (ASL603, 100x150 mm)	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977)	
JBA2286	<input type="checkbox"/>	Gemonteerd in tafeltje Links (ASL603, 100x150 mm)	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	
JBA2283	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts, Nucleus	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977)	<b>738,17</b>
JBA2284	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd, swing-away naar links, Nucleus	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	<b>738,17</b>
JBA2287	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd in tafeltje, swing-away naar rechts, Nucleus (incl. Tafel ASL603, 100x150 mm)	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977)	<b>750,00</b>
JBA2288	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd in tafeltje, swing-away naar links, Nucleus (incl. Tafel ASL603, 100x150 mm)	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	<b>750,00</b>
JBX2289	<input type="checkbox"/>	Individueel gemonteerd Special - EXTRA INFO NOODZAKELIJK		Op aanvraag
<b>ALTERNatieve BESTURING VAN DE ZITUNIT</b>				
<b>LINX 10-way switch</b>				
In combinatie met alternatieve joystick: enkel aan de andere zijde van de joystick				
JBA2251	<input type="checkbox"/>	10_way switch		
JBA2217	<input type="checkbox"/>	Bevestiging rechts, vooraan	NC: 1415, 2207, 2287, 2283, 2295, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	55,00
JBA2218	<input type="checkbox"/>	Bevestiging links, vooraan	NC: 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	55,00
JBA2291	<input type="checkbox"/>	Bevestiging rechts, achteraan voor begeleider	NC: 2128, 2259, 1221, 1287, 2108	55,00
JBA2292	<input type="checkbox"/>	Bevestiging links, achteraan voor begeleider	NC: 2128, 2260, 1222, 1288, 2108	55,00
JBA2225	<input type="checkbox"/>	Zonder montage		
<b>USB LADER</b>				
JBA2253	<input type="checkbox"/>	USB lader poort DLX-USB02-A	NC: 2110, 1145, (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	189,32
JBA2281	<input type="checkbox"/>	rechts gemonteerd		
JBA2282	<input type="checkbox"/>	Links gemonteerd		
<b>REMOTE STOP SWITCH</b>				
JBA2258	<input type="checkbox"/>	Remote Stop Switch (ASL504)	NC: 2201, 2203, 2204	<b>340,14</b>
<b>INPUT200 MODULE</b>				
JBA2273	<input type="checkbox"/>	Input200 module (jackpoort voor externe aan/uitknop + control inputs via DB9)	NC: (1093/1094+0975), 2220	300,00
<b>LINX ACCESSOIRES (niet gemonteerd!)</b>				
JBA2300	◆	Niet gemonteerd		
JBX2301	<input type="checkbox"/>	Gemonteerd en geprogrammeerd (Special)		Op aanvraag
<b>BUDDY BUTTONS</b>				
JBA1685	<input type="checkbox"/>	ROOD		85,00
JBA1686	<input type="checkbox"/>	GEEL		85,00
JBA1687	<input type="checkbox"/>	GROEN		85,00
JBA1690	<input type="checkbox"/>	BLAUW		85,00
<b>EGG SWITCH</b>				
JBA2254	<input type="checkbox"/>	ZWART		85,00
<b>PIKO BUTTONS</b>				
JBA1711	<input type="checkbox"/>	ROOD		85,00
JBA1712	<input type="checkbox"/>	GEEL		85,00
JBA1713	<input type="checkbox"/>	GROEN		85,00
JBA1714	<input type="checkbox"/>	ORANJE		85,00
JBA1715	<input type="checkbox"/>	BLAUW		85,00
JBA1716	<input type="checkbox"/>	ZWART		85,00
<b>BODYPOINT JOYSTICK KNOPPEN</b>				
JBA2721	<input type="checkbox"/>	3 inch U-vormig joystickknop, Bodypoint PC101A		130,00

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
JBA2722	<input type="checkbox"/>	4 inch U-vormig joystickknop, Bodypoint PC102A		130,00
JBA2723	<input type="checkbox"/>	Rubber, koepelvormige joystickknop, Bodypoint PC107A		130,00
JBA2724	<input type="checkbox"/>	Paddestoelvormige joystickknop, Bodypoint PC110A		130,00
<b>OPTIES ONDERSTEL</b>				
<b>FRAMEKLEUREN</b>				
JBA2871	<input checked="" type="checkbox"/>	ANTRACIET ZWART		
JBA2872	<input type="checkbox"/>	ZILVER		
JBA2873	<input type="checkbox"/>	BENGAALS ROOD		
JBA2874	<input type="checkbox"/>	MERCURY BLAUW		
JBA2875	<input type="checkbox"/>	MIDDERNACHT PAARS		
JBX0299	<input type="checkbox"/>	SPECIAAL KLEUR (RAL NUMMER DOORGEVEN)	Extra levertijd: 15 werkdagen	Op aanvraag
<b>VELGKLEUREN</b>				
JBA2882	<input checked="" type="checkbox"/>	ANTRACIET ZWART		
JBA2883	<input type="checkbox"/>	ZILVER		
JBA2884	<input type="checkbox"/>	BENGAALS ROOD		
JBA2885	<input type="checkbox"/>	MERCURY BLAUW		
JBA2886	<input type="checkbox"/>	MIDDERNACHT PAARS		
JBX2887	<input type="checkbox"/>	SPECIAAL KLEUR (RAL NUMMER DOORGEVEN)	Extra levertijd: 15 werkdagen	Op aanvraag
<b>VOORVORKEN</b>				
JBA2631	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkel zijdige voorvorken	NC: 1490+1416	
JBA2632	<input type="checkbox"/>	Dubbel zijdige voorvorken (geen velgkleur mogelijk + breedte 656mm)		
<b>VOORWIELEN</b>				
JBA0835	<input type="checkbox"/>	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) wiel, pneumatisch		
JBA0836	<input checked="" type="checkbox"/>	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) wiel, puncture proof volle band		
JBA0838	<input type="checkbox"/>	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) wiel, puncture protected		
JBA0828	<input type="checkbox"/>	8" (200 mm) x 2.50-4 (65 mm) wiel, puncture proof volle band	NC: 1224, 1223, 1909	
<b>VOORWIELBLOKKERING</b>				
JBA1490	<input type="checkbox"/>	Voorwielblokkering	NC: 2631+1416	200,00
<b>AANDRIJFWIELEN</b>				
JBA0704	<input type="checkbox"/>	14" (355 mm) x 3" (75 mm), Pneumatisch		
JBA0705	<input checked="" type="checkbox"/>	14" (355 mm) x 3" (75 mm), Solid inlay volle band		
JBA0706	<input type="checkbox"/>	14" (355 mm) x 3" (75 mm), Puncture protected		
<b>REM ACHTERWIELEN</b>				
JBA1206	<input type="checkbox"/>	Parkeerrem, paar		85,00
<b>CTC SUSPENSIE</b>				
JBA2870	<input checked="" type="checkbox"/>	CTC suspensie		
<b>VERING</b>				
JBA1910	<input type="checkbox"/>	Suspensie tot 70 kg gebruikersgewicht	NC: 0002, 0013, 1094	
JBA1912	<input type="checkbox"/>	Suspensie tot 90 kg gebruikersgewicht	NC: 0002, 0013, 1094	
JBA1911	<input type="checkbox"/>	Suspensie tot 110 kg gebruikersgewicht	NC: 0002, 0013	
JBA1915	<input checked="" type="checkbox"/>	Suspensie tot 136 kg gebruikersgewicht	NC: 0002, 0013	
<b>SNELHEID - 4-POLIGE MOTOREN</b>				
JBA1282	<input type="checkbox"/>	6 km/u - 4-pole motor hoofdzakelijk indoor gebruik		
JBA1283	<input checked="" type="checkbox"/>	10 km/u - 4-pole motor hoofdzakelijk outdoor gebruik	NC: (2201+2220)	
JBA1224	<input type="checkbox"/>	12 km/u - 4-pole motor outdoor gebruik	NC: 0000, 0828, 0012, 0015, 0077, 0052, 0053, 0016, 0088, 0089, 0056, 0057, 0066, (2201+2220)	550,00
<b>BATTERIJEN</b>				
JBA1259	<input type="checkbox"/>	Batterijen 60Ah (gel)	NC: 0024, 0025, 0057, 0066, 0038, 0084, 0025, 0077, 0052, 0053, 0016, 0088, 0089, 0056, 1223	
JBA1260	<input checked="" type="checkbox"/>	Batterijen 73,5Ah (gel)	NC: 0024, 0025, 0057, 0066, 0015, 0047, 0077, 0052, 0053, 0041, 0042, 0016, 0048, 0088, 0089, 0056, 1223, 1450	
<b>G-TRAC</b>				
JBA1215	<input type="checkbox"/>	G-trac		650,00
<b>LADER</b>				
JBA1343	<input checked="" type="checkbox"/>	Lader Opticharge 8A		
JBA1313	<input type="checkbox"/>	Lader Opticharge 10A		55,00
<b>ANTI-TIPPER</b>				
JBA1205	<input checked="" type="checkbox"/>	Standaard Antikip		
<b>VERLICHTING</b>				
JBA1437	<input checked="" type="checkbox"/>	LED verlichting met richtingaanwijzers (30 lux)	NC: 2201, 2203, 1908, 1909	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
JBA2837	<input type="checkbox"/>	LED verlichting extra gezichtsveld met richtingaanwijzers (60 lux)	NC: 2201, 2203, 1908, 1909	650,00
JBA1254	<input type="checkbox"/>	Zonder verlichting	NC: 1908, 1909	
<b>STOEPENKLIMMER</b>				
JBA1244	<input type="checkbox"/>	Stoepklimmer	NC: 0522, 0596, 2830, 0556, 0589, 1294	<b>498,56</b>
<b>DAHL DOCKINGSTATION</b>				
JBA1450	<input type="checkbox"/>	Voorbereiding voor Dahl dockingstation (hoofdsteun verplicht)	NC: 1260	510,00
<b>FIXATIE</b>				
JBA1493	◆	4-punts fixatie (voor vervoer zonder gebruiker)	NC: 2894	
JBA1494	<input type="checkbox"/>	4-punts fixatie (voor vervoer met gebruiker, getest volgens ISO 7176-19;2001) <b>(Geschikte hoofdsteun verplicht!)</b>	NC: 1094	
JBA1401	<input type="checkbox"/>	6-punts fixatie (voor vervoer met gebruiker, getest volgens ISO 7176-19;2001) <b>(Geschikte hoofdsteun verplicht!)</b>	NC: 2105, 1091, 1092, 1093	
<b>VEILIGHEIDSGORDEL</b>				
JBA1329	<input type="checkbox"/>	Heupgordel met auto slot		
JBA2113	◆	Heupgordel met auto slot voor Modulite zitunit (railbevestiging)	NC: 2105, (2132+2191/2183/2181)	
<b>BODYPOINT GORDELS (INCL. MONTAGE KIT)</b>				
JBA2701	<input type="checkbox"/>	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Maat L (lengte 620 mm)	NC: 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	240,00
JBA2702	<input type="checkbox"/>	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Maat M (lengte 460 mm)	NC: 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	240,00
JBA2703	<input type="checkbox"/>	2-Punts Heupgordel, Ctr-Pull, Druknop, Cinch-montage Maat L (lengte 620 mm)	NC: 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	240,00
JBA2704	<input type="checkbox"/>	2-Punts Heupgordel, Ctr-Pull, Druknop, Cinch-montage Maat M (lengte 460 mm)	NC: 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	240,00
JBA2705	<input type="checkbox"/>	2-Punts Heupgordel, Dual-Pull, Side-Release knop, Cinch-montage Maat L (lengte 620 mm)	NC: 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	240,00
JBA2706	<input type="checkbox"/>	2-Punts Heupgordel, Dual-Pull, Side-Release knop, Cinch-montage Maat M (lengte 460 mm)	NC: 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	240,00
<b>ACHTERUITKIJKSPIEGEL</b>				
JBA1415	<input type="checkbox"/>	Achteruitkijkspiegel rechts	NC: 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	<b>77,44</b>
JBA1339	<input type="checkbox"/>	Achteruitkijkspiegel links	NC: 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	<b>77,44</b>
<b>ACCESSOIRES</b>				
JBA2128	<input type="checkbox"/>	Rughaken op Modulite zitunit (max laadvermogen tot 6 kg = impact op het max. gebruikersgewicht)	NC: 2105, 2172, 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	155,00
JBA1312	<input type="checkbox"/>	Stokhouder rechts	NC: 1287, 2227, 2259, 1221	65,00
JBA1363	<input type="checkbox"/>	Stokhouder links	NC: 1286, 2228, 2260, 1222	65,00
JBA1416	◆	Spatborden voorwielen	NC: (2631+1490)	
JBA1417	◆	Spatborden achterwielen		
JBA1404	<input type="checkbox"/>	Naar rechts wegklapbare tafel	NC: 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, (2132+2195), 2213, 2214, 2217	<b>238,11</b>
JBA1405	<input type="checkbox"/>	Naar links wegklapbare tafel	NC: 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, (2132+2195), 2213, 2214, 2218	<b>238,11</b>
JBX1379	<input type="checkbox"/>	Urenteller		400,00
JBA1333	<input type="checkbox"/>	Gereedschapskit		25,00