



DHCare NV
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.dhcare.be

Bodypoint® Dynamische hemiplegische armgoot

Aanpasbare hemiplegische steun, te bevestigen op een platte of buisvormige armleuning.
Beschikt over rotatie bij de elleboog en hand voor perfecte ergonomie. 4 verschillende palmaire steunen (“handblok”).

VERPLICHT: Te bevestigen op een in hoogte verstelbare armleuning.

Datum:

Referentie:

Verdeler:

Volledige armgoot

(basis, elleboogbeschermer, onderarmkussen, palmaire ondersteuning)

CODE	AANTAL	OMSCHRIJVING	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
AS201L		Dynamische hemiplegische armgoot, QR sluiting, kleine Flex handblok, links	1.099,00
AS201R		Dynamische hemiplegische armgoot, QR sluiting, kleine Flex handblok, rechts	1.099,00
AS202L		Dynamische hemiplegische armgoot, QR sluiting, grote Flex handblok, links	1.099,00
AS202R		Dynamische hemiplegische armgoot, QR sluiting, grote Flex handblok, rechts	1.099,00



Montagebrackets (vereist)

CODE	AANTAL	OMSCHRIJVING	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
AS119		Montageklem voor armleuning met buis Ø 19 mm (Ø 3/4") Aanbevolen voor in hoogte verstelbare armleuningen voor standaard Action rolstoelen en actieve Küschall Compact rolstoelen	69,00
AS118		Montageklem voor armleuning met buis Ø 22 en 25 mm (Ø 7/8" en 1")	69,00
AS120		Montageklem voor platte armleuningen Aanbevolen voor Rea passieve rolstoelen	105,00




Componenten

CODE	AANTAL	OMSCHRIJVING	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
AS115L		Kleine Flex handblok, links	299,00
AS115R		Kleine Flex handblok, rechts	299,00
AS116L		Grote Flex handblok, links	299,00
AS116R		Grote Flex handblok, rechts	299,00



WELKE MAAT KIEZEN?

§Maat S : $A \leq 10.5 \text{ CM}$ en/of $B \leq 9.0 \text{ CM}$
§Maat L : $A \geq 10.5 \text{ CM}$ en/of $B \geq 11.0 \text{ CM}$



Testkit

CODE	AANTAL	OMSCHRIJVING	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
AS001		Inbegrepen: een basis hemiplegische armgoot met QR ontgrendeling, de 4 handblokken, de 2 maten montageklemmen voor de armleuningen en de montageplaat (voor platte armleuningen)	1.990,00