



Yes, you can.

Invacare NV

Invacare® Kompas

Vouwbare Elektronische rolstoel



Maximaal gebruikersgewicht: 115 kg.
Algemene garantie: 2 jaar; garantie op batterijen en elektronica: 1 jaar
Prijzen in Euro 6% BTW incl.
Prijzen excl recupel en bebat

Datum:

Referentie:

Verdeler:

☐ Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje

☒ Standaard optie

☐ Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
1662630	☒	Kompas		2.595,00

KENMERKEN

- Zitbreedte 460mm
- Zitdiepte 420mm
- Zithoogte 520mm
- Instelbare rughoogte en rughoek
- Volledige lengte 970mm
- Volledige breedte 590mm
- Verwijderbare lithium batterij 11,4Ah
- 1 staps vouwsysteem
- Anti-tippers
- Lichtgewicht 20,9kg zonder batterij

