

Yes, you can.

Invacare NV



Invacare® Küschall Champion 2.0

Manuele Actief Rolstoel met vouwbaar frame en neerklapbare rug



- Maximaal gebruikersgewicht: 120 kg
- Algemene garantie: 1 jaar; garantie op het frame: 5 jaar
- We behouden ons het recht voor om een tolerantie te hebben van +/- 10mm bij levering op: ZB, ZH voor en achter, rughoogte en onderbeenlengte

Küschall
UNLIMIT YOUR WORLD

Datum:

Referentie:

Verdeler:

☐ Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje

☒ Standaard optie

☐ Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
DHA0031	☒	Küschall® Champion 2.0		3.050,00
SPECIALE FABRICATIE				
DHA0000	☐	UNIQUE Speciale constructie	Duidelijke omschrijving en tekeningen bijvoegen!	Op aanvraag
UHA0001	☐	UNIQUE Personalisatie	Selecteer om de Unique opties UHAXXXX te kunnen aanduiden	
ZITOPTIES				
FRAME				
DHA1150	☒	75° tov de zit; Aluminium	(NC : 1350)	
DHA1160	☐	90° tov de zit; Aluminium	(NC : 1350)	
DHA1170	☐	75° tov de zit; Aluminium - adductie frame	(NC : 1250, 1320, 1325, 7000, 7010)	
DHA1180	☐	90° tov de zit; Aluminium - adductie frame	(NC : 1250, 1320, 1325, 7000, 7010)	
SWISS KNIFE FRAME OPTIE				
DHA1250	☐	SK optie; vouwbaar voorframe / niet mogelijk met adductie frame	(NC : 1350, 1924 to 1934, 4190, 8700)	517,00
CHAMPION SL FRAME				
UHA1260	☐	Champion SL: compleet frame met gelaste voor- en achterwielbevestiging - max gebruikersgewicht: 100kg - 800gr lichter	(NC: 3490, 6180)	550,00
ZITBREEDTE (SB)				
DHA1320	☐	360 mm	(NC : 2710, 2742, 2744, 2746, 2748, 7000)	
DHA1325	☐	380 mm	(NC : 2742, 2744, 7000)	
DHA1330	☒	400 mm	(NC : 2744)	
DHA1335	☐	420 mm		
DHA1340	☐	440 mm	(NC : 2740, 2742)	
DHA1345	☐	460 mm	(NC : 2740, 2742, 2744)	
DHA1350	☐	480 mm	Enkel met adductie frame (NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2740, 2742, 2744)	
ZITDIEPTE (ST)				
DHA1405	☐	340 mm	(NC : 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830)	
DHA1415	☐	360 mm	(NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830)	
DHA1425	☐	380 mm	(NC : 2720, 2730, 2744)	
DHA1435	☒	400 mm	(NC : 2744)	
DHA1445	☐	420 mm		
DHA1460	☐	440 mm	(NC : 2740, 2742)	
DHA1470	☐	460 mm	(NC : 2740, 2742, 2744)	
DHA1480	☐	480 mm	(NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748)	
RUGHOOGTE (RH)				
DHA1615	☐	300 mm	(NC : 2200, 2322, 2325, 2330, 2331, 2345, 2350, 2355, 2357, 2400)	
DHA1620	☐	315 mm	(NC : 2200, 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357, 2400)	
DHA1625	☐	330 mm	(NC : 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357)	
DHA1630	☐	345 mm	(NC : 2330, 2331, 2355, 2357)	
DHA1635	☒	360 mm	(NC : 2240)	
DHA1640	☐	375 mm	(NC : 2240)	

Depending on the
configuration, the
footplate may be high
mounted when


FSTF > 500 mm and
LLL < 400mm

OR

FSTF ≤ 500 mm and
LLL ≤ 350 mm


FSTF / Rear wheel size

22": 390 - 440 mm
24": 390 - 460 mm
25": 410 - 480 mm
26": 430 - 490 mm



CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
DHA1645	□	390 mm	(NC : 2240)	
DHA1650	□	405 mm	(NC : 2240)	
DHA1655	□	420 mm	(NC : 2240)	
DHA1660	□	435 mm	(NC : 2240)	
DHA1665	□	450 mm	(NC : 2240)	
DHA1670	□	465 mm	(NC : 2240)	
ZITHOOGTE VOOR (SHv)				
DHA1740	□	450 mm	(NC : 1946 to 1960)	
DHA1745	□	460 mm	(NC : 1948 to 1960)	
DHA1750	□	470 mm	(NC : 1950 to 1960)	
DHA1755	□	480 mm	(NC : 1952 to 1960)	
DHA1760	□	490 mm	(NC : 1954 to 1960)	
DHA1765	◆	500 mm	(NC : 1956 to 1960)	
DHA1770	□	510 mm	(NC : 1958, 1960)	
DHA1775	□	520 mm	(NC : 1960)	
DHA1780	□	530 mm	(NC : 5000)	
DHA1785	□	540 mm	Enkel met 5" voorwielen (NC : 5000, 5050, 5100, 5150, 5200, 5250)	
ZITHOOGTE ACHTER (SHh)				
75° FRAME: 0 <FSTF - RSTF < 70 mm; 90° FRAME: 30 <FSTF - RSTF < 100 mm				
DHA1815	□	390 mm	Enkel met 22" en 24" achterwielen (NC : 6420, 6430)	
DHA1820	□	400 mm	Enkel met 22" en 24" achterwielen (NC : 6420, 6430)	
DHA1825	□	410 mm	(NC: 6430)	
DHA1830	□	420 mm	(NC: 6430)	
DHA1835	□	430 mm		
DHA1840	◆	440 mm		
DHA1845	□	450 mm		
DHA1850	□	460 mm		
DHA1855	□	470 mm	Enkel met 25" en 26" achterwielen (NC : 6410)	
DHA1860	□	480 mm	Enkel met 25" en 26" achterwielen (NC : 6410)	
ONDERBEENLENGTE (UL)				
75° FRAME: LLL ≤ FSTF- 30 mm ; 90° FRAME : LLL ≤ FSTF- 40 mm				
DHA1924	□	320 mm	Niet met SK optie	
DHA1926	□	330 mm	Niet met SK optie	
DHA1928	□	340 mm	Niet met SK optie	
DHA1930	□	350 mm	Niet met SK optie	
DHA1932	□	360 mm	Niet met SK optie	
DHA1934	□	370 mm	Niet met SK optie	
DHA1936	□	380 mm	SK optie enkel als de zitdiepte groter is dan 400 mm	
DHA1938	□	390 mm	SK optie enkel als de zitdiepte groter is dan 380 mm	
DHA1940	□	400 mm		
DHA1942	□	410 mm		
DHA1944	□	420 mm		
DHA1946	◆	430 mm		
DHA1948	□	440 mm		
DHA1950	□	450 mm		
DHA1952	□	460 mm		
DHA1954	□	470 mm		
DHA1956	□	480 mm		
DHA1958	□	490 mm		
DHA1960	□	500 mm		
RUGLEUNING				
RUGBEKLEDING				
DHA2200	□	Licht gepolsterd	Niet met rughoogte < 330mm (NC : 2300 to 2350, 2430)	
DHA2220	◆	Naspanbare rug met klittenband premium zwarte bekleding	(NC : 2300 to 2350)	
DHA2230	□	Aero back, naspanbaar	(NC : 2300 to 2350)	71,50
DHA2240	□	Zonder rugbekleding	Altijd kiezen met Matrx rug (NC : 2430, 2450)	
RUGBEKLEDING KLEUR STIKSEL				
UHA2241	□	NEON GEEL		175,00
UHA2242	□	NEON ROZE		175,00
UHA2243	□	BLAUW		175,00
UHA2244	□	WIT		175,00
UHA2245	□	ROOD		175,00
UHA0002	□	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DHA0000)	Op aanvraag

De UL van de patient moet
verminderd worden met de
dikte van het kussen (SK)



UL = ULpat - SK


De voetplaat wordt
hoog gemonteerd als:


ShV > 500 mm en
UL < 400mm

OF

ShV ≤ 500 mm en
UL ≤ 350 mm

UL < 320 mm moet
aangevraagd worden
via Mykuschall

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
RUGBEKLEDING BORDURING					
UHA2246	☐	Smiley		250,00	
UHA2248	☐	Avonturier		250,00	
UHA2249	☐	Sakura Beauty		250,00	
UHA2250	☐	Funny Cactus		250,00	
UHA2251	☐	Küschall logo		250,00	
UHA0003	☐	Gepersonaliseerde afbeelding - Graag info doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DHA0000)	Op aanvraag	
RUGBEKLEDING FLOCKING					
UHA2253	☐	Smiley		125,00	
UHA2255	☐	Avonturier		125,00	
UHA2256	☐	Sakura Beauty		125,00	
UHA2257	☐	Funny Cactus		125,00	
UHA2259	☐	Verfspatten		125,00	
UHA0004	☐	Gepersonaliseerde afbeelding - Graag info doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DHA0000)	Op aanvraag	
MATRX RUGGEN					
7 dagen extra levertijd					
DCA2300	☐	Matrx MX2, hoogte 150 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372, 3480)	950,00	
DCA2305	☐	Matrx MX2, hoogte 230 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372, 3480)	950,00	
DCA2310	☐	Matrx MX2, hoogte 305 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372, 3480)	950,00	
DCA2315	☐	Matrx MX2, hoogte 405 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372, 3480)	950,00	
DCA2316	☐	Elite Deep E2, hoogte 160 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00	 Matrx MX2
DCA2317	☐	Elite Deep E2, hoogte 210 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00	
DCA2318	☐	Elite Deep E2, hoogte 260 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00	 Elite Deep E2
DCA2320	☐	Elite Deep E2, hoogte 310 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00	
DCA2322	☐	Elite Deep E2, hoogte 360 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00	
DCA2325	☐	Elite Deep E2, hoogte 410 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00	
DCA2330	☐	Elite Deep E2, hoogte 460 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00	
DCA2331	☐	Elite Deep E2, hoogte 510 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00	 Elite E2
DCA2332	☐	Elite E2, hoogte 160 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	750,00	
DCA2334	☐	Elite E2, hoogte 210 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	750,00	
DCA2335	☐	Elite E2, hoogte 260 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	750,00	
DCA2340	☐	Elite E2, hoogte 310 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	750,00	
DCA2345	☐	Elite E2, hoogte 360 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	750,00	
DCA2350	☐	Elite E2, hoogte 410 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)		
DCA2355	☐	Elite E2, hoogte 460 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	750,00	
DCA2357	☐	Elite E2, hoogte 510 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	750,00	
BREEDTE MATRX RUGGEN					
DCA2360	☐	360 mm	Indicatieve borstbreedte: 265 mm		
DCA2362	☐	380 mm	Indicatieve borstbreedte: 290 mm		
DCA2364	☐	410 mm	Indicatieve borstbreedte: 315 mm		
DCA2366	☐	430 mm	Indicatieve borstbreedte: 340 mm		
DCA2368	☐	460 mm	Indicatieve borstbreedte: 370 mm		
DCA2369	☐	480 mm	Indicatieve borstbreedte: 390 mm		
DCA2372	☐	510 mm	Indicatieve borstbreedte: 420 mm		
DUWHANDVATTEN					
DHA2400	◆	Zonder duwhandvatten	Niet met rughoogte < 330 MM		 2430 2450
DHA2410	☐	Vaste duwhandvatten, kort		126,50	
DHA2420	☐	Vaste duwhandvatten, lang	Niet met LIGHT bekleding & MATRX rug	126,50	
DHA2430	☐	Hoogteverstelbare duwhandvatten, opbouw	Niet met MATRX rug ; NC 3480	280,00	
DHA2440	☐	Hoogteverstelbare duwhandvatten, geïntegreerd		280,00	
DHA2450	☐	Inklapbare duwhandvatten		280,00	
RUGHOEK (RW)					
DHA2510	☐	76°			 Backrest angle BA
DHA2530	☐	80.5°			
DHA2550	◆	85°			
DHA2570	☐	89.5°			
DHA2590	☐	94°			
ZITTING					
ZITBEKLEDING					
DHA2600	◆	Standaard			 2600
DHA2601	☐	Zitbekleding met 1 centrale (zachte zijde) en 2 zijdelingse klittenbanden (ruwe zijde)		104,50	
DHA2610	☐	Naspanbare zitbekleding met 1 centrale klittenband		200,00	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
ZITBEKLEDING KLEUR STIKSEL					
UHA2602	☐	NEON GEEL		175,00	 2700
UHA2603	☐	NEON ROZE		175,00	
UHA2604	☐	BLAUW		175,00	
UHA2605	☐	WIT		175,00	
UHA2606	☐	ROOD		175,00	
UHA0005	☐	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DHA0000)	Op aanvraag	
KUSSEN / KUSSENOPTIES					
DHA2700	☐	Standaard zitkussen 60mm met viscotop	(NC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)		 2710
DHA2710	☐	Flotech Lite kussen, 78 mm hoogte	(NC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	125,00	
DHA2720	☐	Matrx Libra kussen, 83 mm hoogte	Niet met zitdiepte < 400 mm ; zitbreedte 360 mm enkel met zitdiepte 400/420 mm	532,04	
OPLEGSTUKKEN LIBRA					
DHA2810	☐	Supplementaire gel zak		15,20	 2720
DHA2820	☐	Hoekwig		15,20	
DHA2830	☐	Abductiekussen		15,20	
DHA2840	☐	Laterale zijwig		15,20	
DHA2850	☐	Voorste wig		15,20	
SEAT RIGIDIZER					
DHA2860	☐	Seat rigidizer		105,00	 2800
ZITOPTIES					
DHA2800	☐	Zittasje, click in, afneembaar	Met fixatie clips (DHA7010)	99,00	
VOETSTEUN					
DHA3240	☐	Opklapbare voetplaat, hoek instelbaar, naar voor gemonteerd			 3240
DHA3250	☒	Opklapbare voetplaat, hoek instelbaar, naar achter gemonteerd			
KUITBAND					
DHA3320	☒	Aan de wielsteun gemonteerd			 3440
DHA3330	☐	Aan het frame gemonteerd		44,00	
KLEDINGBESCHERMERS					
KLEDINGBESCHERMERS / SPATBORDEN					
DHA3405	☒	Plastiek kledijbeschermers, opklapbaar	UNIQUE TRANSPARANT OF NEON KLEUREN MOGELIJK		 3450
DHA3420	☐	Carbon kledijbeschermers, opklapbaar		165,00	
DHA3430	☐	Carbon spatborden, vast	(NC : 3490, 6430)	165,00	
DHA3440	☐	Carbon spatborden, afneembaar	(NC : 3490)	340,00	
DHA3450	☐	Kunststof Spatborden, afneembaar	(NC : 3490, 6430)	165,00	
UNIQUE - KLEUR KLEDIJBESCHERMERS			ENKEL BIJ KUNSTSTOF KLEDIJBESCHERMERS		
UHA3422	☐	TRANSPARANT		650,00	 3480
UHA3423	☐	TRANSPARANT BLAUW		700,00	
UHA3424	☐	NEON GEEL		700,00	
UHA3425	☐	NEON ORANJE		700,00	
UHA3426	☐	NEON ROOD		700,00	
UHA0006	☐	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DHA0000)	700,00	 3490
UHA0007	☐	Gepersonaliseerde afbeelding - Graag info doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DHA0000)	Op aanvraag	
ARMSTEUNEN					
DHA3480	☐	Buisvormige armlegger, hoogteverstelbaar, afneembaar, wegklapbaar, met armpad	Niet met Matrx rug	327,70	 3480
DHA3490	☐	Hoogte verstelbaar, korte armpad (T- arm)	Geen kledijbeschermers inbegrepen ; Niet mogelijk met spatborden (DDC1408)	368,60	
FRAME					
FRAMEKLEUR Niet met carbon (DDC 0204) en titanium frames (DDC0284/0292) (DDC0284/0292)					
DHA4000	☒	SPACE BLACK			
DHA4010	☐	ANTHRACITE GREY			
DHA4020	☐	PURE WHITE			
DHA4030	☐	CARMINE RED			
DHA4040	☐	AZURE BLUE			
DHA4060	☐	FLASHY YELLOW	10 dagen langere levertermijn		
DHA4100	☐	BLACK GLOSSY	10 dagen langere levertermijn		
DHA4130	☐	SILVER GREY	10 dagen langere levertermijn		
DHA4145	☐	PEARL NIGHT BLUE	10 dagen langere levertermijn		
DHA4150	☐	RUBY RED	10 dagen langere levertermijn		
DHA4170	☐	DYNAMITE ORANGE	10 dagen langere levertermijn		
DHA4180	☐	FOREST GREEN	10 dagen langere levertermijn		
UHA4101	☐	DIAMOND SILVER	15 dagen langere levertermijn	750,00	
UHA4102	☐	PASTEL GREEN	15 dagen langere levertermijn	750,00	
UHA4103	☐	SKY BLUE	15 dagen langere levertermijn	750,00	
UHA4104	☐	PLUM PURPLE	15 dagen langere levertermijn	750,00	
UHA4105	☐	SALMON	15 dagen langere levertermijn	750,00	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
UHA0008	☐	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DHA0000)	Op aanvraag
KERAMISCHE VERNIS				
UHA4066	☐	Keramische vernis afwerking		550,00
STYLING				
DHA4190	☐	BOLD	(NC : 4300, 4310)	95,00
DHA4195	◆	TAG	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)	
DHA4197	☐	ZONDER AANDUIDING	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4300, 4310)	
BOLD KLEUREN				
DHA4200	☐	BLACK		
DHA4210	☐	DARK GREY		
DHA4220	☐	LIGHT GREY		
DHA4230	☐	RED		
DHA4240	☐	BLUE		
DHA4250	☐	GOLD		
UHA4252	☐	NEON YELLOW		195,00
UHA4253	☐	NEON GREEN		195,00
UHA4254	☐	NEON ORANGE		195,00
UHA4255	☐	NEON PINK		195,00
UHA4256	☐	NEON RED		195,00
UHA0009	☐	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DHA0000)	Op aanvraag
TAG KLEUREN				
DHA4300	☐	BLACK		
DHA4310	◆	RED		
VOORWIELEN				
DHA5000	☐	3" SUPERSPORT	Niet mogelijk met FSTF 530-540 mm	
DHA5050	☐	4" EVERYDAY wiel met zwarte band	Niet mogelijk met FSTF 540 mm	
DHA5100	☐	4" COMFORT wiel met zwarte band	Niet mogelijk met FSTF 540 mm	
DHA5150	☐	4" STAREC wiel met zwarte hub en zwarte band	Niet mogelijk met FSTF 540 mm	71,50
DHA5200	☐	4" FROGLEGS wiel met zwarte hub en zwarte band	Niet mogelijk met FSTF 540 mm	121,00
DHA5250	☐	4" FROGLEGS wiel met zilver hub en zwarte band	Niet mogelijk met FSTF 540 mm	121,00
DHA5300	☐	5" EVERYDAY wiel met zwarte band		
DHA5350	◆	5" COMFORT wiel met zwarte band		
DHA5400	☐	5" STAREC wiel met zwarte hub, zwarte band		71,50
DHA5450	☐	5" FROGLEGS wiel met zwarte hub en zwarte band		121,00
DHA5500	☐	5" FROGLEGS wiel met zilver hub en zwarte band		121,00
FROGLEGS - VELG KLEUREN				
UHA5502	☐	ROZE		250,00
UHA5504	☐	ORANJE		250,00
UHA5506	☐	BLAUW		250,00
UHA5507	☐	PAARS		250,00
UHA5508	☐	ROOD		250,00
UHA5509	☐	GOUD		250,00
KERAMISCHE LAGER				
UHA5510	☐	Keramische lager		345,00
ACHTERWIELEN				
ACHTERWIELPOSITIE				
DHA6100	☐	1ste positie (meest actieve positie)		
DHA6110	☐	2de positie		
DHA6120	☐	3de positie		
DHA6130	☐	4de positie		
DHA6140	◆	5de positie		
DHA6150	☐	6de positie		
DHA6160	☐	7de positie		
DHA6170	☐	8ste positie		
DHA6180	☐	9de positie (meest passieve positie)		
QUAD RELEASE AS				
DHA6300	☐	Tetra Clip	(NC: 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6950)	132,00
ACHTERWIEL MAAT				
DHA6410	◆	24"		
DHA6420	☐	25"	(NC : 6500, 6510, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950)	55,00
DHA6430	☐	26"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950)	495,00
TYPE WIELEN				
DHA6500	◆	24" ACTIVE WIEL (grijze band en hoepel incl.)	(NC : All Handdrims, 6900, 6910)	



BOLD



TAG



5200 / 5250 /
5450 / 5500



5350



5050 /
5300

COG positie:

Pos 1: 130 mm
Pos 2: 119 mm (-11)
Pos 3: 107 mm (-23)
Pos 4: 96 mm (-34)
Pos 5: 84 mm (-46)
Pos 6: 73 mm (-57)
Pos 7: 61 mm (-69)
Pos 8: 50 mm (-80)
Pos 9: 38 mm (-92)



6300

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
DHA6510	☐	24", 26" KÜSCHALL STAREC, spaken gekruist	Zwarte versie in 24"	
DHA6520	☐	24", 25" HIGH PERFORMANCE WIEL	Zwarte naaf/hub - niet met volle band (NC: 6660)	420,00
DHA6550	☐	24", 25" SPINERGY LXX, HUB IN ZWART	Zwarte naaf/hub en spaken - niet met volle band (NC: 6660, 6910)	750,00
UHA6551	☐	24", 25" Spinergy Lite Extreme LX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC: 6660, 6910)	1.300,00
UHA6552	☐	24", 25" Spinergy Lite Extreme X-laced XLX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC: 6660, 6910)	1.400,00
UHA6553	☐	24", 25" Spinergy LX-laced Sport Lite Extreme X SLX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC: 6660, 6910)	1.450,00
UHA6554	☐	24", 25" Spinergy Carbon Fiber CLX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC: 6660, 6910)	1.600,00
VELG - GEANODISEERD KLEUR				
UHA6557	☐	BLAUW		399,00
UHA6558	☐	GOUD		399,00
UHA6559	☐	GROEN		399,00
UHA6560	☐	ORANJE		399,00
UHA6561	☐	ROOD		399,00
UHA6562	☐	PAARS		399,00
NAAF - GEANODISEERD KLEUR				
UHA6563	☐	BLAUW		399,00
UHA6564	☐	GOUD		399,00
UHA6565	☐	ZILVER		399,00
UHA6566	☐	GROEN		399,00
UHA6567	☐	ORANJE		399,00
UHA6568	☐	ROOD		399,00
UHA6569	☐	PAARS		399,00
SPAKEN - GEANODISEERD KLEUR				
UHA6570	☐	BLAUW		150,00
UHA6571	☐	GROEN		150,00
UHA6572	☐	ORANJE		150,00
UHA6573	☐	ROZE		150,00
UHA6574	☐	ROOD		150,00
UHA6575	☐	PAARS		150,00
UHA6576	☐	WIT		150,00
UHA6577	☐	GEEL		150,00
KERAMISCHE LAGER				
UHA6579	☐	Keramische lager		299,00
TYPE BAND				
DHA6600	☒	24" Maxxis Lite Guard		
DHA6625	☐	24", 25", 26" Maxxis Alpha Protect		100,00
DHA6630	☐	24" MBL Speedlite	V-guard puncture resistant	100,00
DHA6660	☐	24" Volle band, zwart	(NC : 7230)	65,00
HOEPELS (NIET VOOR ACTIVE WIELEN)				
DHA6700	☐	24", 26" Supergripp, afstand 30mm	afstand gemonteerd op 30mm; 30 en 40mm mogelijk	212,84
DHA6710	☐	24", 26" Staal, afstand 30mm	enkel afstand 30mm mogelijk	126,50
DHA6720	☐	24", Titanium, afstand 30mm	enkel afstand 30mm mogelijk	357,50
DHA6740	☐	24" , 25" Carbolife Gekko, afstand 30mm	afstand gemonteerd op 30mm; 30 en 40mm mogelijk	367,80
DHA6750	☐	24", 25" Carbolife Gekko S, afstand 30mm		367,80
DHA6760	☐	24" Carbolife Curve L, afstand 30mm	afstand gemonteerd op 30mm; 30 en 40mm mogelijk	336,34
DHA6770	☐	24" Carbolife Quadro, afstand 30mm		416,46
DHA6775	☐	24" Carbolife Curve L Tetra-grip, afstand 30mm		416,46
DHA6780	☐	24", 25", 26" Light Alu, grijs, afstand 30mm	enkel afstand 30mm mogelijk	
DHA6790	☐	24", 25", 26" Light Alu, zwart, afstand 30mm	enkel afstand 30mm mogelijk	
CAMBER				
DHA6820	☒	0°		
DHA6830	☐	1°	(NC : 6950)	
DHA6840	☐	3°	(NC : 7230)	
SPAAKBESCHERMERS (PER PAAR)				
DHA6900	☐	24", 26" Transparant	Niet met Spinergy LXX	165,00
DHA6910	☐	24", 26" Zwart	Niet met Spinergy LXX	165,00
ALBER ADD ON KIT				
DHA6950	☐	E-Motion & Twion adaptation plate	NC : 7500, 7510, 7520, 8200 2 ALBER antitippers bijgeleverd	800,00
FIXATIE CLIPS				
DHA7000	☐	Fixatie strap		
DHA7010	☐	Fixatie clip		
ONTVOUWHULP				
DHA7100	☒	Ontvouwhulp		



6600 6625



6630 6660



6700 6710



6720



6740



6790 6760



7010

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
VEILIGHEID					
REMMEN					 7250
DHA7200	☐	Trekremmen			
DHA7210	☒	Standaard, gebogen hendel			
DHA7220	☐	Standaard, rechte hendel			
DHA7230	☐	Performance remmen	(NC : 7300, 7810, 7820, 7830)	88,00	
DHA7240	☐	Actieve remmen	(NC : 7300)	60,50	
DHA7250	☐	Light active remmen		132,00	
REMVERLENGERS					
DHA7300	☐	Remverlengers voor standaard rem met rechte hendel		22,78	
UNIQUE - ANODISATIE KIT					
UHA6960	☐	KIT 1: Vorken en vorkdoppen		299,00	
UHA6961	☐	KIT 2: Vorken, vorkdoppen, rugframe, achterwielbevestiging, remklem		599,00	
UNIQUE - PREMIUM ANODISATIE KLEUREN					
UHA6963	☐	ROOD			
UHA6964	☐	PAARS			
UHA6965	☐	KOPER			
UHA6966	☐	GROEN			
UHA6967	☐	ORANJE			
UHA6968	☐	GOUD			
UHA6969	☐	CHAMPAGNE			
UHA6970	☐	FLUO ROZE			
UHA6971	☐	BLAUW			
UHA6972	☐	SPIEGEL GEPOLIJST			
ANTI-KIP					
DHA7500	☐	Antitip rechts	(NC: 8300)	190,83	 7500 / 7520
DHA7510	☐	Antitip links	(NC: 8300)	190,83	
DHA7520	☐	Antitip beide zijden		381,63	
VEILIGHEIDSGORDEL					
DHA7800	☐	Veiligheidsgordel		45,61	Evoflex gordel verstelbaar van 35 mm tot 125 mm naar achteren t.o.v. de voorkant van de stoelbekleding. 6 posities in stappen van 15 mm  7810 / 7820 / 7830
DHA7810	☐	Bodypoint evoflex 2puntsgordel, S, Flat-mount push button		220,00	
DHA7820	☐	Bodypoint evoflex 2puntsgordel, M, Flat-mount push button		220,00	
DHA7830	☐	Bodypoint evoflex 2puntsgordel, L, Flat-mount push button		220,00	
REFLECTOREN					
DHA7900	☐	Gemonteerd		22,00	
DHA7910	☐	Niet gemonteerd		22,00	
OPTIES VOOR BEGELEIDER					
DHA8010	☐	Voorframe beschermers, 2 stuks		49,50	
DHA8100	☐	Trapdop rechts	MAX. 2 ADAPTATIES PER ZIJDE	93,50	
DHA8200	☐	Stokhouder, rechts gemonteerd		121,00	
DHA8300	☐	Transit wielen 3"		522,50	
ACCESSOIRES					
DHA8500	☐	Pomp - NIEUW		27,50	
DHA8550	☐	Tool kit		16,50	
DHA8650	☐	24" wielen zak		104,50	
DHA8680	☐	24" Mountain Bike wielen met zak	Met grijze hoepels en QR-assen	825,00	
DHA8700	☐	Reistas voor Champion; wielen kunnen gemonteerd blijven op de stoel		517,00	
DHA8750	☐	Reistas voor Champion met SK optie		517,00	
DHA8800	☐	Bodypoint kuitband		180,00	
DHA8850	☐	Bodypoint Mobility zak		120,00	

Tabel 1: Montage van de voetplaat in relatie met de zithoek en het

		Voetsteun achteraan gemonteerd						Voetsteun vooraan gemonteerd					
		ST340 - ST380			ST ≥ 400			ST340 - ST380			ST ≥ 400		
Zithoek (verschil tussen SHv en SHh)		3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
Frame 75°	0 mm												
	10 mm												
	20 mm												
	30 mm												
	40 mm												
	50 mm												
	60 mm												
	70 mm												
Frame 90°	30 mm												
	40 mm												
	50 mm												
	60 mm												
	70 mm												
	80 mm												
	90 mm												
	100 mm												

Tabel 2: Zithoogte voor in relatie met de framehoek en de

		Long frame						Short frame					
		ST340 - ST380			ST ≥ 400			ST340 - ST380			ST ≥ 400		
		3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
Frame 75°	SHv												
	540	x	x		x			x	x	x	x	x	x
	530	x						x	x	x	x	x	x
	520							x	x	x	x	x	x
	510							x	x	x	x	x	x
	500							x	x		x		
	490							x	x				
	480												
Frame 90°	470												
	460												
	450												
	540	x	x		x			x	x	x	x	x	x
	530	x						x	x	x	x	x	x
	520							x	x	x	x	x	x
	510							x	x	x	x	x	x
	500							x	x		x		
	490							x					
	480												
	470												
	460												
	450												

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
------	--	--------------	--	--

Tabel 3: Mogelijke breedtes van de Matrix Mx2 / Elite E2 en Elite Deep E2 ruggen afhankelijk van de zitbreedte

	Rugbreedte Matrix Elite E2 / Elite Deep E2 in mm						
Zitbreedte in mm (SB)	360	380	410	430	460	480	510
360							
380							
400							
420							
440							
460							
480							

	Rugbreedte Matrix MX2 in mm						
Zitbreedte in mm (SB)	360	380	410	430	460	480	510
360							
380							
400							
420							
440							
460							
480							