

Yes, you can.


 Invacare NV
 Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

Invacare® Küschall Champion 2.0

Manuele Actief Rolstoel met vouwbaar frame en neerklapbare rug



- Maximaal gebruikersgewicht: 120 kg
 - Algemene garantie: 1 jaar; garantie op het frame: 5 jaar
 - We behouden ons het recht voor om een tolerantie te hebben van +/- 10mm bij levering op: ZB, ZH voor en achter, rughogte en onderbeenlengte

Küschall
 UNLIMIT YOUR WORLD

Datum:

Referentie:

Verdelers:

 Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje Standaard optie Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in € , 6% BTW inbegrepen
DHA0031	<input checked="" type="checkbox"/>	Küschall® Champion 2.0		2.955,42
SPECIALE FABRICATIE				
DHA0000	<input type="checkbox"/>	UNIQUE Speciale constructie	Duidelijke omschrijving en tekeningen bijvoegen!	Op aanvraag
UHA0001	<input type="checkbox"/>	UNIQUE Personalisatie	Selecteer om de Unique opties UHAXXXX te kunnen aanduiden	
ZITOPTIES				
FRAME				
DHA1150	<input checked="" type="checkbox"/>	75° tov de zit;; Aluminium	(NC : 1350)	
DHA1160	<input type="checkbox"/>	90° tov de zit; Aluminium	(NC : 1350)	
DHA1170	<input type="checkbox"/>	75° tov de zit; Aluminium - adductie frame	(NC : 1250, 1320, 1325, 7000, 7010)	
DHA1180	<input type="checkbox"/>	90° tov de zit; Aluminium - adductie frame	(NC : 1250, 1320, 1325, 7000, 7010)	
SWISS KNIFE FRAME OPTIE				
DHA1250	<input type="checkbox"/>	SK optie; vouwbaar voorframe / niet mogelijk met adductie frame	(NC : 1350, 1924 to 1934, 4190, 8700)	517,00
CHAMPION SL FRAME				
UHA1260	<input type="checkbox"/>	Champion SL: compleet frame met gelaste voor- en achterwielbevestiging - max gebruikersgewicht: 100kg - 800gr lichter	(NC: 3490, 6180)	550,00
ZITBREEDTE (SB)				
DHA1320	<input type="checkbox"/>	360 mm	(NC : 2710, 2742, 2744, 2746, 2748, 7000)	
DHA1325	<input type="checkbox"/>	380 mm	(NC : 2742, 2744, 7000)	
DHA1330	<input checked="" type="checkbox"/>	400 mm	(NC : 2744)	
DHA1335	<input type="checkbox"/>	420 mm		
DHA1340	<input type="checkbox"/>	440 mm	(NC : 2740, 2742)	
DHA1345	<input type="checkbox"/>	460 mm	(NC : 2740, 2742, 2744)	
DHA1350	<input type="checkbox"/>	480 mm	Enkel met adductie frame (NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2740, 2742, 2744)	
ZITDIEPTE (ST)				
DHA1405	<input type="checkbox"/>	340 mm	(NC : 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830)	
DHA1415	<input type="checkbox"/>	360 mm	(NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830)	
DHA1425	<input type="checkbox"/>	380 mm	(NC : 2720, 2730, 2744)	
DHA1435	<input checked="" type="checkbox"/>	400 mm	(NC : 2744)	
DHA1445	<input type="checkbox"/>	420 mm		
DHA1460	<input type="checkbox"/>	440 mm	(NC : 2740, 2742)	
DHA1470	<input type="checkbox"/>	460 mm	(NC : 2740, 2742, 2744)	
DHA1480	<input type="checkbox"/>	480 mm	(NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748)	
RUGHOOGTE (RH)				
DHA1615	<input type="checkbox"/>	300 mm	(NC : 2200, 2322, 2325, 2330, 2331, 2345, 2350, 2355, 2357, 2400)	

NIEUW

Depending on the configuration, the footplate may be high mounted when

FSTF > 500 mm and LLL < 400mm

OR

FSTF ≤ 500 mm and LLL ≤ 350 mm

LLL < 320 mm available

FSTF / Rear wheel size






22" : 390 - 440 mm

24" : 390 - 460 mm

25" : 410 - 480 mm

26" : 430 - 490 mm

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in € , 6% BTW inbegrepen		
DHA1620	☐	315 mm	(NC : 2200, 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357, 2400)			
DHA1625	☐	330 mm	(NC : 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357)			
DHA1630	☐	345 mm	(NC : 2330, 2331, 2355, 2357)			
DHA1635	◆	360 mm	(NC : 2240)			
DHA1640	☐	375 mm	(NC : 2240)			
DHA1645	☐	390 mm	(NC : 2240)			
DHA1650	☐	405 mm	(NC : 2240)			
DHA1655	☐	420 mm	(NC : 2240)			
DHA1660	☐	435 mm	(NC : 2240)			
DHA1665	☐	450 mm	(NC : 2240)			
DHA1670	☐	465 mm	(NC : 2240)			
ZITHOOGTE VOOR (SHV)						
DHA1740	☐	450 mm	(NC : 1946 to 1960)			
DHA1745	☐	460 mm	(NC : 1948 to 1960)			
DHA1750	☐	470 mm	(NC : 1950 to 1960)			
DHA1755	☐	480 mm	(NC : 1952 to 1960)			
DHA1760	☐	490 mm	(NC : 1954 to 1960)			
DHA1765	◆	500 mm	(NC : 1956 to 1960)			
DHA1770	☐	510 mm	(NC : 1958, 1960)			
DHA1775	☐	520 mm	(NC : 1960)			
DHA1780	☐	530 mm	(NC : 5000)			
DHA1785	☐	540 mm	Enkel met 5" voorwielen (NC : 5000, 5050, 5100, 5150, 5200, 5250)			
ZITHOOGTE ACHTER (SHh)						
75° FRAME: 0 <FSTF - RSTF < 70 mm; 90° FRAME: 30 <FSTF - RSTF < 100 mm						
DHA1815	☐	390 mm	Enkel met 22" en 24" achterwielen (NC : 6420, 6430)		<p>De UL van de patient moet verminderd worden met de dikte van het kussen (SK)</p> <p>UL = ULpat - SK</p>	
DHA1820	☐	400 mm	Enkel met 22" en 24" achterwielen (NC : 6420, 6430)			
DHA1825	☐	410 mm	(NC : 6430)			
DHA1830	☐	420 mm	(NC : 6430)			
DHA1835	☐	430 mm				
DHA1840	◆	440 mm				
DHA1845	☐	450 mm				
DHA1850	☐	460 mm				
DHA1855	☐	470 mm	Enkel met 25" en 26" achterwielen (NC : 6410)			
DHA1860	☐	480 mm	Enkel met 25" en 26" achterwielen (NC : 6410)			
ONDERBEENLENGTE (UL)						
75° FRAME: LLL ≤ FSTF- 30 mm ; 90° FRAME : LLL ≤ FSTF- 40 mm						
DHA1924	☐	320 mm	Niet met SK optie		<p>De voetplaat wordt hoog gemonteerd als:</p> <p>ShV > 500 mm en UL < 400mm</p> <p>OF</p> <p>ShV ≤ 500 mm en UL ≤ 350 mm</p> <p>UL < 320 mm moet aangevraagd worden via MyküsSchall</p>	
DHA1926	☐	330 mm	Niet met SK optie			
DHA1928	☐	340 mm	Niet met SK optie			
DHA1930	☐	350 mm	Niet met SK optie			
DHA1932	☐	360 mm	Niet met SK optie			
DHA1934	☐	370 mm	Niet met SK optie			
DHA1936	☐	380 mm	SK optie enkel als de zitdiepte groter is dan 400 mm			
DHA1938	☐	390 mm	SK optie enkel als de zitdiepte groter is dan 380 mm			
DHA1940	☐	400 mm				
DHA1942	☐	410 mm				
DHA1944	☐	420 mm				
DHA1946	◆	430 mm				
DHA1948	☐	440 mm				
DHA1950	☐	450 mm				
DHA1952	☐	460 mm				
DHA1954	☐	470 mm				
DHA1956	☐	480 mm				
DHA1958	☐	490 mm				
DHA1960	☐	500 mm				
RUGLEUNING						
RUGBEKLEDING						
DHA2200	☐	Licht gepolsterd	Niet met rughoogte < 330mm (NC : 2300 to 2350, 2430)			
DHA2220	◆	Naspanbare rug met klittenband premium zwarte bekleding	(NC : 2300 to 2350)			

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DHA2230	<input type="checkbox"/>	Aero back, naspanbaar	(NC : 2300 to 2350)	71,50	
DHA2240	<input type="checkbox"/>	Zonder rugbekleding	Altijd kiezen met Matrix rug (NC : 2430, 2450)		
RUGBEKLEDING KLEUR STIKSEL					
UHA2241	<input type="checkbox"/>	NEON GEEL		175,00	
UHA2242	<input type="checkbox"/>	NEON ROZE		175,00	
UHA2243	<input type="checkbox"/>	BLAUW		175,00	
UHA2244	<input type="checkbox"/>	WIT		175,00	
UHA2245	<input type="checkbox"/>	ROOD		175,00	
UHA0002	<input type="checkbox"/>	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DHA0000)	Op aanvraag	
RUGBEKLEDING BORDURING					
UHA2246	<input type="checkbox"/>	Smiley		250,00	
UHA2248	<input type="checkbox"/>	Avonturier		250,00	
UHA2249	<input type="checkbox"/>	Sakura Beauty		250,00	
UHA2250	<input type="checkbox"/>	Funny Cactus		250,00	
UHA2251	<input type="checkbox"/>	Küschall logo		250,00	
UHA0003	<input type="checkbox"/>	Gepersonaliseerde afbeelding - Graag info doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DHA0000)	Op aanvraag	
RUGBEKLEDING FLOCKING					
UHA2253	<input type="checkbox"/>	Smiley		125,00	
UHA2255	<input type="checkbox"/>	Avonturier		125,00	
UHA2256	<input type="checkbox"/>	Sakura Beauty		125,00	
UHA2257	<input type="checkbox"/>	Funny Cactus		125,00	
UHA2259	<input type="checkbox"/>	Verfspatten		125,00	
UHA0004	<input type="checkbox"/>	Gepersonaliseerde afbeelding - Graag info doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DHA0000)	Op aanvraag	
MATRIX RUGGEN					
7 dagen extra levertijd					
DCA2300	<input type="checkbox"/>	Matrix MX2, hoogte 150 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372, 3480)	950,00	
DCA2305	<input type="checkbox"/>	Matrix MX2, hoogte 230 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372, 3480)	950,00	
DCA2310	<input type="checkbox"/>	Matrix MX2, hoogte 305 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372, 3480)	950,00	
DCA2315	<input type="checkbox"/>	Matrix MX2, hoogte 405 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372, 3480)	950,00	
DCA2316	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hoogte 160 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00	 Matrix MX2
DCA2317	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hoogte 210 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00	
DCA2318	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hoogte 260 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00	 Elite Deep E2
DCA2320	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hoogte 310 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00	
DCA2322	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hoogte 360 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00	
DCA2325	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hoogte 410 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00	
DCA2330	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hoogte 460 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00	 Elite E2
DCA2331	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hoogte 510 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00	
DCA2332	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hoogte 160 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	750,00	
DCA2334	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hoogte 210 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	750,00	
DCA2335	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hoogte 260 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	750,00	
DCA2340	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hoogte 310 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	750,00	
DCA2345	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hoogte 360 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	750,00	
DCA2350	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hoogte 410 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)		
DCA2355	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hoogte 460 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	750,00	
DCA2357	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hoogte 510 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	750,00	
BREEDTE MATRIX RUGGEN					
DCA2360	<input type="checkbox"/>	360 mm	Indicatieve borstbreedte: 265 mm		
DCA2362	<input type="checkbox"/>	380 mm	Indicatieve borstbreedte: 290 mm		
DCA2364	<input type="checkbox"/>	410 mm	Indicatieve borstbreedte: 315 mm		
DCA2366	<input type="checkbox"/>	430 mm	Indicatieve borstbreedte: 340 mm		
DCA2368	<input type="checkbox"/>	460 mm	Indicatieve borstbreedte: 370 mm		
DCA2369	<input type="checkbox"/>	480 mm	Indicatieve borstbreedte: 390 mm		
DCA2372	<input type="checkbox"/>	510 mm	Indicatieve borstbreedte: 420 mm		
DUWHANDVATTEN					
DHA2400	◆	Zonder duwhandvatten	Niet met rughoogte < 330 MM		
DHA2410	<input type="checkbox"/>	Vaste duwhandvatten, kort	Niet met MATRIX rug	126,50	 2430
DHA2420	<input type="checkbox"/>	Vaste duwhandvatten, lang	Niet met LIGHT bekleding & MATRIX rug	126,50	
DHA2430	<input type="checkbox"/>	Hoogteverstelbare duwhandvatten, opbouw	Niet met MATRIX rug ; NC 3480	280,00	 2450
DHA2440	<input type="checkbox"/>	Hoogteverstelbare duwhandvatten, geïntegreerd		280,00	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DHA2450	<input type="checkbox"/>	Inklapbare duwhandvatten		280,00	
RUGHOEK (RW)					
DHA2510	<input type="checkbox"/>	76°			
DHA2530	<input type="checkbox"/>	80.5°			
DHA2550	◆	85°			
DHA2570	<input type="checkbox"/>	89.5°			
DHA2590	<input type="checkbox"/>	94°			
ZITTING					
ZITBKLEDING					
DHA2600	◆	Standaard			 2600
DHA2601	<input type="checkbox"/>	Zitbekleding met 1 centrale (zachte zijde) en 2 zijdelingse klittenbanden (ruwe zijde)		104,50	
ZITBEKLEDING KLEUR STIKSEL					
UHA2602	<input type="checkbox"/>	NEON GEEL		175,00	 2700
UHA2603	<input type="checkbox"/>	NEON ROZE		175,00	
UHA2604	<input type="checkbox"/>	BLAUW		175,00	
UHA2605	<input type="checkbox"/>	WIT		175,00	
UHA2606	<input type="checkbox"/>	ROOD		175,00	
UHA0005	<input type="checkbox"/>	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DHA0000)	Op aanvraag	
KUSSEN / KUSSENOPTIES					
DHA2700	<input type="checkbox"/>	Standaard zitkussen 60mm met viscotop	(NC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)		 2710
DHA2710	<input type="checkbox"/>	Flotech Lite kussen, 78 mm hoogte	(NC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	125,00	
DHA2720	<input type="checkbox"/>	Matrx Libra kussen, 83 mm hoogte	Niet met zitdiepte < 400 mm ; zitbreedte 360 mm enkel met zitdiepte 400/420 mm	520,89	
OPLEGSTUKKEN LIBRA					
DHA2810	<input type="checkbox"/>	Supplementaire gel zak		14,88	 2720
DHA2820	<input type="checkbox"/>	Hoekwig		14,88	
DHA2830	<input type="checkbox"/>	Abductiekussen		14,88	
DHA2840	<input type="checkbox"/>	Laterale zijwig		14,88	
DHA2850	<input type="checkbox"/>	Voorste wig		14,88	
SEAT RIGIDIZER					
DHA2860	<input type="checkbox"/>	Seat rigidizer		105,00	 2800
ZITOPTIES					
DHA2800	<input type="checkbox"/>	Zittasje, click in, afneembaar	Met fixatie clips (DHA7010)	99,00	
VOETSTEUN					
DHA3240	<input type="checkbox"/>	Opklapbare voetplaat, hoek instelbaar, naar voor gemonteerd			 3240
DHA3250	◆	Opklapbare voetplaat, hoek instelbaar, naar achter gemonteerd			
KUITBAND					
DHA3320	◆	Aan de wielsteun gemonteerd			 3440
DHA3330	<input type="checkbox"/>	Aan het frame gemonteerd		44,00	
KLEDINGBESCHERMERS					
KLEDINGBESCHERMERS / SPATBORDEN					
DHA3405	◆	Plastiek kledijbeschermers, opklapbaar	UNIQUE TRANSPARANT OF NEON KLEUREN MOGELIJK		 3450
DHA3420	<input type="checkbox"/>	Carbon kledijbeschermers, opklapbaar		165,00	
DHA3430	<input type="checkbox"/>	Carbon spatborden, vast	(NC : 3490, 6430)	165,00	
DHA3440	<input type="checkbox"/>	Carbon spatborden, afneembaar	(NC : 3490)	340,00	
DHA3450	<input type="checkbox"/>	Kunststof Spatborden, afneembaar	(NC : 3490, 6430)	165,00	
UNIQUE - KLEUR KLEDIJBESCHERMERS			ENKEL BIJ KUNSTSTOF KLEDIJBESCHERMERS		
UHA3422	<input type="checkbox"/>	TRANSPARANT		650,00	 3480 3490
UHA3423	<input type="checkbox"/>	TRANSPARANT BLAUW		700,00	
UHA3424	<input type="checkbox"/>	NEON GEEL		700,00	
UHA3425	<input type="checkbox"/>	NEON ORANJE		700,00	
UHA3426	<input type="checkbox"/>	NEON ROOD		700,00	
UHA0006	<input type="checkbox"/>	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DHA0000)	700,00	
UHA0007	<input type="checkbox"/>	Gepersonaliseerde afbeelding - Graag info doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DHA0000)	Op aanvraag	
ARMSTEUNEN					
DHA3480	<input type="checkbox"/>	Buisvormige armlegger, hoogteverstelbaar, afneembaar, wegklapbaar, met armpad	Niet met Matrx rug	327,70	 3480 3490
DHA3490	<input type="checkbox"/>	Hoogte verstelbaar, korte armpad (T- arm)	Geen kledijbeschermers inbegrepen ; Niet mogelijk met spatborden (DDC1408)	360,88	
FRAME					
FRAMEKLEUR Niet met carbon (DDC 0204) en titanium frames (DDC0284/0292) (DDC0284/0292)					
DHA4000	◆	SPACE BLACK			
DHA4010	<input type="checkbox"/>	ANTHRACITE GREY			

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DHA4020	<input type="checkbox"/>	PURE WHITE			
DHA4030	<input type="checkbox"/>	CARMINE RED			
DHA4040	<input type="checkbox"/>	AZURE BLUE			
DHA4060	<input type="checkbox"/>	FLASHY YELLOW	10 dagen langere levertermijn	<i>*gratis</i>	
DHA4100	<input type="checkbox"/>	BLACK GLOSSY	10 dagen langere levertermijn	<i>*gratis</i>	
DHA4130	<input type="checkbox"/>	SILVER GREY	10 dagen langere levertermijn	<i>*gratis</i>	
DHA4145	<input type="checkbox"/>	PEARL NIGHT BLUE	10 dagen langere levertermijn	<i>*gratis</i>	
DHA4150	<input type="checkbox"/>	RUBY RED	10 dagen langere levertermijn	<i>*gratis</i>	
DHA4170	<input type="checkbox"/>	DYNAMITE ORANGE	10 dagen langere levertermijn	<i>*gratis</i>	
DHA4180	<input type="checkbox"/>	FOREST GREEN	10 dagen langere levertermijn	<i>*gratis</i>	
UHA4101	<input type="checkbox"/>	DIAMOND SILVER	15 dagen langere levertermijn	750,00	
UHA4102	<input type="checkbox"/>	SATIN GREY	15 dagen langere levertermijn	750,00	
UHA4103	<input type="checkbox"/>	SKY BLUE	15 dagen langere levertermijn	750,00	
UHA4104	<input type="checkbox"/>	PLUM PURPLE	15 dagen langere levertermijn	750,00	
UHA4105	<input type="checkbox"/>	SALMON	15 dagen langere levertermijn	750,00	
UHA0008	<input type="checkbox"/>	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DHA0000)	Op aanvraag	
KERAMISCHE VERNIS					
UHA4066	<input type="checkbox"/>	Keramische vernis afwerking		550,00	
STYLING					
DHA4190	<input type="checkbox"/>	BOLD	(NC : 4300, 4310)	95,00	
DHA4195	◆	TAG	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)		
DHA4197	<input type="checkbox"/>	ZONDER AANDUIDING	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4300, 4310)		
BOLD KLEUREN					
DHA4200	<input type="checkbox"/>	BLACK			
DHA4210	<input type="checkbox"/>	DARK GREY			
DHA4220	<input type="checkbox"/>	LIGHT GREY			
DHA4230	<input type="checkbox"/>	RED			
DHA4240	<input type="checkbox"/>	BLUE			
DHA4250	<input type="checkbox"/>	GOLD			
UHA4252	<input type="checkbox"/>	NEON YELLOW		195,00	
UHA4253	<input type="checkbox"/>	NEON GREEN		195,00	
UHA4254	<input type="checkbox"/>	NEON ORANGE		195,00	
UHA4255	<input type="checkbox"/>	NEON PINK		195,00	
UHA4256	<input type="checkbox"/>	NEON RED		195,00	
UHA0009	<input type="checkbox"/>	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DHA0000)	Op aanvraag	
TAG KLEUREN					
DHA4300	<input type="checkbox"/>	BLACK			
DHA4310	◆	RED			
VOORWIELEN					
DHA5000	<input type="checkbox"/>	3" SUPERSPORT	Niet mogelijk met FSTF 530-540 mm		
DHA5050	<input type="checkbox"/>	4" EVERYDAY wiel met zwarte band	Niet mogelijk met FSTF 540 mm		
DHA5100	<input type="checkbox"/>	4" COMFORT wiel met zwarte band	Niet mogelijk met FSTF 540 mm		
DHA5150	<input type="checkbox"/>	4" STAREC wiel met zwarte hub en zwarte band	Niet mogelijk met FSTF 540 mm	71,50	
DHA5200	<input type="checkbox"/>	4" FROGLEGS wiel met zwarte hub en zwarte band	Niet mogelijk met FSTF 540 mm	121,00	
DHA5250	<input type="checkbox"/>	4" FROGLEGS wiel met zilver hub en zwarte band	Niet mogelijk met FSTF 540 mm	121,00	
DHA5300	<input type="checkbox"/>	5" EVERYDAY wiel met zwarte band			
DHA5350	◆	5" COMFORT wiel met zwarte band			
DHA5400	<input type="checkbox"/>	5" STAREC wiel met zwarte hub, zwarte band		71,50	
DHA5450	<input type="checkbox"/>	5" FROGLEGS wiel met zwarte hub en zwarte band		121,00	
DHA5500	<input type="checkbox"/>	5" FROGLEGS wiel met zilver hub en zwarte band		121,00	
FROGLEGS - VELG KLEUREN					
UHA5502	<input type="checkbox"/>	ROZE		250,00	
UHA5504	<input type="checkbox"/>	ORANJE		250,00	
UHA5506	<input type="checkbox"/>	BLAUW		250,00	
UHA5507	<input type="checkbox"/>	PAARS		250,00	
UHA5508	<input type="checkbox"/>	ROOD		250,00	
UHA5509	<input type="checkbox"/>	GOUD		250,00	
KERAMISCHE LAGER					
UHA5510	<input type="checkbox"/>	Keramische lager		345,00	
ACHTERWIELEN					
ACHTERWIELPOSITIE					
DHA6100	<input type="checkbox"/>	1ste positie (meest actieve positie)			
DHA6110	<input type="checkbox"/>	2de positie			
DHA6120	<input type="checkbox"/>	3de positie			
DHA6130	<input type="checkbox"/>	4de positie			

*Tot 1 juli 2025 bieden we de premium kleuren gratis aan.



BOLD



TAG

5200 / 5250 / 5450 / 5500




5350

5050 / 5300







CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in € , 6% BTW inbegrepen
DHA6140	<input checked="" type="checkbox"/>	5de positie		
DHA6150	<input type="checkbox"/>	6de positie		
DHA6160	<input type="checkbox"/>	7de positie		
DHA6170	<input type="checkbox"/>	8ste positie		
DHA6180	<input type="checkbox"/>	9de positie (meest passieve positie)		
QUAD RELEASE AS				
DHA6300	<input type="checkbox"/>	Tetra Clip	(NC: 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6950)	132,00
ACHTERWIEL MAAT				
DHA6410	<input checked="" type="checkbox"/>	24"		
DHA6420	<input type="checkbox"/>	25"	(NC : 6500, 6510, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950)	55,00
DHA6430	<input type="checkbox"/>	26"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950)	495,00
TYPE WIELEN				
DHA6500	<input checked="" type="checkbox"/>	24" ACTIVE WIEL (grijze band en hoepel incl.)	(NC : All Handrims, 6900, 6910)	
DHA6510	<input type="checkbox"/>	24", 26" KÜSCHALL STAREC, spaken gekruist	Zwarte versie in 24"	*gratis
DHA6520	<input type="checkbox"/>	24", 25" HIGH PERFORMANCE WIEL	Zwarte naaf/hub - niet met volle band (NC: 6660)	420,00
DHA6550	<input type="checkbox"/>	24", 25" SPINERGY LXX, HUB IN ZWART	Zwarte naaf/hub en spaken - niet met volle band (NC: 6660, 6910)	750,00
UHA6551	<input type="checkbox"/>	24", 25" Spinergy Lite Extreme LX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC: 6660, 6910)	1.300,00
UHA6552	<input type="checkbox"/>	24", 25" Spinergy Lite Extreme X-laced XLX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC: 6660, 6910)	1.400,00
UHA6553	<input type="checkbox"/>	24", 25" Spinergy LX-laced Sport Lite Extreme X SLX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC: 6660, 6910)	1.450,00
UHA6554	<input type="checkbox"/>	24", 25" Spinergy Carbon Fiber CLX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC: 6660, 6910)	1.600,00
VELG - GEANODISEERD KLEUR				
UHA6557	<input type="checkbox"/>	BLAUW		399,00
UHA6558	<input type="checkbox"/>	GOUD		399,00
UHA6559	<input type="checkbox"/>	GROEN		399,00
UHA6560	<input type="checkbox"/>	ORANJE		399,00
UHA6561	<input type="checkbox"/>	ROOD		399,00
UHA6562	<input type="checkbox"/>	PAARS		399,00
NAAF - GEANODISEERD KLEUR				
UHA6563	<input type="checkbox"/>	BLAUW		399,00
UHA6564	<input type="checkbox"/>	GOUD		399,00
UHA6565	<input type="checkbox"/>	ZILVER		399,00
UHA6566	<input type="checkbox"/>	GROEN		399,00
UHA6567	<input type="checkbox"/>	ORANJE		399,00
UHA6568	<input type="checkbox"/>	ROOD		399,00
UHA6569	<input type="checkbox"/>	PAARS		399,00
SPAKEN - GEANODISEERD KLEUR				
UHA6570	<input type="checkbox"/>	BLAUW		150,00
UHA6571	<input type="checkbox"/>	GROEN		150,00
UHA6572	<input type="checkbox"/>	ORANJE		150,00
UHA6573	<input type="checkbox"/>	ROZE		150,00
UHA6574	<input type="checkbox"/>	ROOD		150,00
UHA6575	<input type="checkbox"/>	PAARS		150,00
UHA6576	<input type="checkbox"/>	WIT		150,00
UHA6577	<input type="checkbox"/>	GEEL		150,00
KERAMISCHE LAGER				
UHA6579	<input type="checkbox"/>	Keramische lager		299,00
TYPE BAND				
DHA6600	<input type="checkbox"/>	24" Maxxis Lite Guard		
DHA6625	<input type="checkbox"/>	24" , 25" , 26" Maxxis Alpha Protect		100,00
DHA6630	<input type="checkbox"/>	24" MBL Speedlite	V-guard puncture resistant	100,00
DHA6660	<input type="checkbox"/>	24" Volle band, zwart	(NC : 7230)	65,00
HOEPELS (NIET VOOR ACTIVE WIELEN)				
DHA6700	<input type="checkbox"/>	24", 26" Supergripp, afstand 30mm	afstand gemonteerd op 30mm; 30 en 40mm mogelijk	212,84
DHA6710	<input type="checkbox"/>	24", 26" Staal, afstand 30mm	enkel afstand 30mm mogelijk	126,50
DHA6720	<input type="checkbox"/>	24", Titanium, afstand 30mm	enkel afstand 30mm mogelijk	357,50
DHA6740	<input type="checkbox"/>	24" , 25" Carbolife Gekko, afstand 30mm	afstand gemonteerd op 30mm; 30 en 40mm mogelijk	367,80

COG positie:
 Pos 1: 130 mm
 Pos 2: 119 mm (-11)
 Pos 3: 107 mm (-23)
 Pos 4: 96 mm (-34)
 Pos 5: 84 mm (-46)
 Pos 6: 73 mm (-57)
 Pos 7: 61 mm (-69)
 Pos 8: 50 mm (-80)
 Pos 9: 38 mm (-92)



***Vanaf 1 april 2025 bieden we de Starec wielen gratis aan.**



CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DHA6750	<input type="checkbox"/>	24", 25" Carbolife Gekko S, afstand 30mm		367,80	 6790 6760
DHA6760	<input type="checkbox"/>	24" Carbolife Curve L, afstand 30mm	afstand gemonteerd op 30mm; 30 en 40mm mogelijk	336,34	
DHA6770	<input type="checkbox"/>	24" Carbolife Quadro, afstand 30mm		416,46	
DHA6780	<input type="checkbox"/>	24", 25", 26" Light Alu, grijs, afstand 30mm	enkel afstand 30mm mogelijk		
DHA6790	<input type="checkbox"/>	24", 25", 26" Light Alu, zwart, afstand 30mm	enkel afstand 30mm mogelijk		
CAMBER					
DHA6820	<input checked="" type="checkbox"/>	0°			
DHA6830	<input type="checkbox"/>	1°	(NC : 6950)		
DHA6840	<input type="checkbox"/>	3°	(NC : 7230)		
SPAAKBESCHERMERS (PER PAAR)					
DHA6900	<input type="checkbox"/>	24", 26" Transparant	Niet met Spinergy LXX	165,00	
DHA6910	<input type="checkbox"/>	24", 26" Zwart	Niet met Spinergy LXX	165,00	
ALBER ADD ON KIT					
DHA6950	<input type="checkbox"/>	E-Motion & Twion adaptation plate	NC : 7500, 7510, 7520, 8200 - 2 ALBER antitippers bijgeleverd	800,00	
FIXATIE CLIPS					
DHA7000	<input type="checkbox"/>	Fixatie strap			 7010
DHA7010	<input type="checkbox"/>	Fixatie clip			
ONTVOUWHULP					
DHA7100	<input checked="" type="checkbox"/>	Ontvouwhulp			
VEILIGHEID					
REMMEN					
DHA7200	<input type="checkbox"/>	Trekremmen			 7250
DHA7210	<input checked="" type="checkbox"/>	Standaard, gebogen hendel			
DHA7220	<input type="checkbox"/>	Standaard, rechte hendel			
DHA7230	<input type="checkbox"/>	Performance remmen	(NC : 7300, 7810, 7820, 7830)	88,00	
DHA7240	<input type="checkbox"/>	Actieve remmen	(NC : 7300)	60,50	
DHA7250	<input type="checkbox"/>	Light active remmen		132,00	
REMVERLENGERS					
DHA7300	<input type="checkbox"/>	Remverlengers voor standaard rem met rechte hendel		21,68	
UNIQUE - ANODISATIE KIT					
UHA6960	<input type="checkbox"/>	KIT 1: Vorken en vorkdoppen		299,00	
UHA6961	<input type="checkbox"/>	KIT 2: Vorken, vorkdoppen, rugframe, achterwielbevestiging, remklem		599,00	
UNIQUE - PREMIUM ANODISATIE KLEUREN					
UHA6963	<input type="checkbox"/>	ROOD			
UHA6964	<input type="checkbox"/>	PAARS			
UHA6965	<input type="checkbox"/>	KOPER			
UHA6966	<input type="checkbox"/>	GROEN			
UHA6967	<input type="checkbox"/>	ORANJE			
UHA6968	<input type="checkbox"/>	GOUD			
UHA6969	<input type="checkbox"/>	CHAMPAGNE			
UHA6970	<input type="checkbox"/>	FLUO ROZE			
UHA6971	<input type="checkbox"/>	BLAUW			
UHA6972	<input type="checkbox"/>	SPIEGEL GEPOLIJST			
ANTI-KIP					
DHA7500	<input type="checkbox"/>	Antitip rechts	(NC: 8300)	190,83	 7500 / 7520
DHA7510	<input type="checkbox"/>	Antitip links	(NC: 8300)	190,83	
DHA7520	<input type="checkbox"/>	Antitip beide zijden		381,63	
VEILIGHEIDSGORDEL					
DHA7800	<input type="checkbox"/>	Veiligheidsgordel		44,65	Evoflex gordel verstelbaar van 35 mm tot 125 mm naar achteren t.o.v. de voorkant van de stoelbekleding. 6 posities in stappen van 15 mm
DHA7810	<input type="checkbox"/>	Bodypoint evoflex 2punts gordel, S, Flat-mount push button		220,00	
DHA7820	<input type="checkbox"/>	Bodypoint evoflex 2punts gordel, M, Flat-mount push button		220,00	
DHA7830	<input type="checkbox"/>	Bodypoint evoflex 2punts gordel, L, Flat-mount push button		220,00	
REFLECTOREN					
DHA7900	<input type="checkbox"/>	Gemonteerd		22,00	 7810 / 7820 / 7830
DHA7910	<input type="checkbox"/>	Niet gemonteerd		22,00	
OPTIES VOOR BEGELEIDER					
DHA8010	<input type="checkbox"/>	Voorframe beschermers, 2 stuks		49,50	
DHA8100	<input type="checkbox"/>	Trapdop rechts	MAX. 2 ADAPTATIES PER ZIJDE	93,50	
DHA8200	<input type="checkbox"/>	Stokhouder, rechts gemonteerd		121,00	
DHA8300	<input type="checkbox"/>	Transit wielen 3"		522,50	
ACCESSOIRES					
DHA8500	<input type="checkbox"/>	Pomp - NIEUW		27,50	
DHA8550	<input type="checkbox"/>	Tool kit		16,50	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in € , 6% BTW inbegrepen	
DHA8650	<input type="checkbox"/>	24" wielen zak		104,50	
DHA8680	<input type="checkbox"/>	24" Mountain Bike wielen met zak	Met grijze hoepels en QR-assen	825,00	
DHA8700	<input type="checkbox"/>	Reistas voor Champion; wielen kunnen gemonteerd blijven op de stoel		517,00	
DHA8750	<input type="checkbox"/>	Reistas voor Champion met SK optie		517,00	
DHA8800	<input type="checkbox"/>	Bodypoint kuitband		180,00	
DHA8850	<input type="checkbox"/>	Bodypoint Mobility zak		120,00	

Tabel 1: Montage van de voetplaat in relatie met de zithoek en het voorwiel

	Zithoek (verschil tussen SHv en SHh)	Voetsteun achteraan gemonteerd						Voetsteun vooraan gemonteerd					
		ST340 - ST380			ST ≥ 400			ST340 - ST380			ST ≥ 400		
		3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
Frame 75°	0 mm											x	x
	10 mm												x
	20 mm												x
	30 mm												x
	40 mm												x
	50 mm												x
	60 mm												x
Frame 90°	30 mm			x			x	x	x	x	x	x	x
	40 mm			x			x	x	x	x	x	x	x
	50 mm						x	x	x	x	x	x	x
	60 mm							x	x		x	x	x
	70 mm								x		x	x	x
	80 mm									x		x	x
	90 mm										x		x
	100 mm												x

Tabel 2: Zithoogte voor in relatie met de framehoek en de voorwielen

	SHv	Long frame						Short frame									
		ST340 - ST380			ST ≥ 400			ST340 - ST380			ST ≥ 400						
		3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"				
Frame 75°	540	x	x	x								x	x	x	x	x	x
	530	x										x	x	x	x	x	x
	520											x	x	x	x	x	x
	510											x	x	x	x	x	x
	500											x	x			x	
	490											x					
	480																
Frame 90°	540	x	x	x								x	x	x	x	x	x
	530	x										x	x	x	x	x	x
	520											x	x	x	x	x	x
	510											x	x	x	x	x	x
	500											x	x			x	
	490											x					
	480																

Tabel 3: Mogelijke breedtes van de Matrix Mx2 / Elite E2 en Elite Deep E2 ruggen afhankelijk van de zitbreedte

	Rugbreedte Matrix Elite E2 / Elite Deep E2 in mm						
Zitbreedte in mm (SB)	360	380	410	430	460	480	510
360							
380							
400							
420							
440							
460							
480							

	Rugbreedte Matrix MX2 in mm						
Zitbreedte in mm (SB)	360	380	410	430	460	480	510
360							
380							
400							
420							
440							
460							
480							