



Yes, you can.®



Invacare NV
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

Invacare® Küschall Champion 2.0

Manuele Actief Rolstoel met vouwbaar frame en neerklapbare rug



- Maximaal gebruikersgewicht: 120 kg
- Algemene garantie: 1 jaar; garantie op het frame: 5 jaar
- We behouden ons het recht voor om een tolerantie te hebben van +/- 10mm bij levering op: ZB, ZH voor en achter, rughogte en onderbeenlengte

Küschall
UNLIMIT YOUR WORLD

Datum:

Referentie:

Verdeler:

Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje

◆ Standaard optie

○ Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
DHA0031	◆	Küschall® Champion 2.0		3.050,00
DHA0040	◆	Küschall® Champion Carbon 2.0 NIEUW	(NC : 1150, 1160, 1170, 1180)	3.450,00
SPECIALE FABRICATIE				
DHA0000	<input type="checkbox"/>	UNIQUE Speciale constructie	Duidelijke omschrijving en tekeningen bijvoegen!	Op aanvraag
UHA0001	<input type="checkbox"/>	UNIQUE Personalisatie	Selecteer om de Unique opties UHAXXXX te kunnen aanduiden	
ZITOPTIES				
FRAME				
DHA1150	◆	75° tov de zit; Aluminium	(NC : 1350)	
DHA1160	<input type="checkbox"/>	90° tov de zit; Aluminium	(NC : 1350)	
DHA1170	<input type="checkbox"/>	75° tov de zit; Aluminium - adductie frame	(NC : 1250, 1320, 1325, 7000, 7010)	
DHA1180	<input type="checkbox"/>	90° tov de zit; Aluminium - adductie frame	(NC : 1250, 1320, 1325, 7000, 7010)	
DHA1185	<input type="checkbox"/>	75° tov de zit; Carbon NIEUW	Enkel met TAG ROOD STYLING (NC : 1250, 1260, 1350,)	
DHA1190	<input type="checkbox"/>	90° tov de zit; Carbon NIEUW	Enkel met TAG ROOD STYLING (NC : 1250, 1260, 1350,)	
SWISS KNIFE FRAME OPTIE				
DHA1250	<input type="checkbox"/>	SK optie; vouwbaar voorframe / niet mogelijk met adductie frame	(NC : 1350, 1924 to 1934, 4190, 8700)	517,00
CHAMPION SL FRAME				
UHA1260	<input type="checkbox"/>	Champion SL: compleet frame met gelaste voor- en achterwielbevestiging - max gebruikersgewicht: 100kg - 800gr lichter	(NC: 3490, 6180)	550,00
ZITBREEDTE (SB)				
DHA1320	<input type="checkbox"/>	360 mm	(NC : 2710, 2742, 2744, 2746, 2748, 7000)	
DHA1325	<input type="checkbox"/>	380 mm	(NC : 2742, 2744, 7000)	
DHA1330	◆	400 mm	(NC : 2744)	
DHA1335	<input type="checkbox"/>	420 mm		
DHA1340	<input type="checkbox"/>	440 mm	(NC : 2740, 2742)	
DHA1345	<input type="checkbox"/>	460 mm	(NC : 2740, 2742, 2744)	
DHA1350	<input type="checkbox"/>	480 mm	Enkel met adductie frame (NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2740, 2742, 2744)	
ZITDIEPTE (ST)				
DHA1405	<input type="checkbox"/>	340 mm	(NC : 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830)	
DHA1415	<input type="checkbox"/>	360 mm	(NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830)	
DHA1425	<input type="checkbox"/>	380 mm	(NC : 2720, 2730, 2744)	
DHA1435	◆	400 mm	(NC : 2744)	
DHA1445	<input type="checkbox"/>	420 mm		
DHA1460	<input type="checkbox"/>	440 mm	(NC : 2740, 2742)	
DHA1470	<input type="checkbox"/>	460 mm	(NC : 2740, 2742, 2744)	
DHA1480	<input type="checkbox"/>	480 mm	(NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748)	

Depending on the
configuration, the
footplate may be high
mounted when

FSTF > 500 mm and
LLL < 400mm

OR

FSTF ≤ 500 mm and
LLL ≤ 350 mm

LLL < 320 mm available

FSTF / Rear wheel size

22": 390 - 440 mm
24": 390 - 460 mm
25": 410 - 480 mm
26": 430 - 490 mm

CODE		OMSCHRIJVING	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen		
RUGHOOGTE (RH)					
DHA1615	<input type="checkbox"/>	300 mm	(NC : 2200, 2322, 2325, 2330, 2331, 2345, 2350, 2355, 2357, 2400)		
DHA1620	<input type="checkbox"/>	315 mm	(NC : 2200, 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357, 2400)		
DHA1625	<input type="checkbox"/>	330 mm	(NC : 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357)		
DHA1630	<input type="checkbox"/>	345 mm	(NC : 2330, 2331, 2355, 2357)		
DHA1635	<input checked="" type="checkbox"/>	360 mm	(NC : 2240)		
DHA1640	<input type="checkbox"/>	375 mm	(NC : 2240)		
DHA1645	<input type="checkbox"/>	390 mm	(NC : 2240)		
DHA1650	<input type="checkbox"/>	405 mm	(NC : 2240)		
DHA1655	<input type="checkbox"/>	420 mm	(NC : 2240)		
DHA1660	<input type="checkbox"/>	435 mm	(NC : 2240)		
DHA1665	<input type="checkbox"/>	450 mm	(NC : 2240)		
DHA1670	<input type="checkbox"/>	465 mm	(NC : 2240)		
ZITHOOGTE VOOR (SHv)					
DHA1740	<input type="checkbox"/>	450 mm	(NC : 1946 to 1960)		<p>De UL van de patient moet vermindert worden met de dikte van het kussen (SK)</p> <p>UL = ULpat - SK</p>
DHA1745	<input type="checkbox"/>	460 mm	(NC : 1948 to 1960)		
DHA1750	<input type="checkbox"/>	470 mm	(NC : 1950 to 1960)		
DHA1755	<input type="checkbox"/>	480 mm	(NC : 1952 to 1960)		
DHA1760	<input type="checkbox"/>	490 mm	(NC : 1954 to 1960)		
DHA1765	<input checked="" type="checkbox"/>	500 mm	(NC : 1956 to 1960)		
DHA1770	<input type="checkbox"/>	510 mm	(NC : 1958, 1960)		
DHA1775	<input type="checkbox"/>	520 mm	(NC : 1960)		
DHA1780	<input type="checkbox"/>	530 mm	(NC : 5000)		
DHA1785	<input type="checkbox"/>	540 mm	Enkel met 5" voorwielen (NC : 5000, 5050, 5100, 5200, 5250)		
ZITHOOGTE ACHTER (SHh)					
75° FRAME: 0 <FSTF - RSTF < 70 mm; 90° FRAME: 30 <FSTF - RSTF < 100 mm					
DHA1815	<input type="checkbox"/>	390 mm	Enkel met 22" en 24" achterwielen (NC : 6420, 6430)		
DHA1820	<input type="checkbox"/>	400 mm	Enkel met 22" en 24" achterwielen (NC : 6420, 6430)		
DHA1825	<input type="checkbox"/>	410 mm	(NC: 6430)		
DHA1830	<input type="checkbox"/>	420 mm	(NC: 6430)		
DHA1835	<input type="checkbox"/>	430 mm			
DHA1840	<input checked="" type="checkbox"/>	440 mm			
DHA1845	<input type="checkbox"/>	450 mm			
DHA1850	<input type="checkbox"/>	460 mm			
DHA1855	<input type="checkbox"/>	470 mm	Enkel met 25" en 26" achterwielen (NC : 6410)		
DHA1860	<input type="checkbox"/>	480 mm	Enkel met 25" en 26" achterwielen (NC : 6410)		
ONDERBEENLENGTE (UL)					
75° FRAME: LLL ≤ FSTF- 30 mm ; 90° FRAME : LLL ≤ FSTF- 40 mm					
DHA1924	<input type="checkbox"/>	320 mm	Niet met SK optie	<p>De voetplaat wordt hoog gemonteerd als:</p> <p>ShV > 500 mm en UL < 400mm</p> <p>OF</p> <p>ShV ≤ 500 mm en UL ≤ 350 mm</p> <p>UL < 320 mm moet aangevraagd worden via Mykuschall</p>	
DHA1926	<input type="checkbox"/>	330 mm	Niet met SK optie		
DHA1928	<input type="checkbox"/>	340 mm	Niet met SK optie		
DHA1930	<input type="checkbox"/>	350 mm	Niet met SK optie		
DHA1932	<input type="checkbox"/>	360 mm	Niet met SK optie		
DHA1934	<input type="checkbox"/>	370 mm	Niet met SK optie		
DHA1936	<input type="checkbox"/>	380 mm	SK optie enkel als de zitdiepte groter is dan 400 mm		
DHA1938	<input type="checkbox"/>	390 mm	SK optie enkel als de zitdiepte groter is dan 380 mm		
DHA1940	<input type="checkbox"/>	400 mm			
DHA1942	<input type="checkbox"/>	410 mm			
DHA1944	<input type="checkbox"/>	420 mm			
DHA1946	<input checked="" type="checkbox"/>	430 mm			
DHA1948	<input type="checkbox"/>	440 mm			
DHA1950	<input type="checkbox"/>	450 mm			
DHA1952	<input type="checkbox"/>	460 mm			
DHA1954	<input type="checkbox"/>	470 mm			
DHA1956	<input type="checkbox"/>	480 mm			
DHA1958	<input type="checkbox"/>	490 mm			
DHA1960	<input type="checkbox"/>	500 mm			
RUGLEUNING					
RUGBEKLEDING					
DHA2200	<input type="checkbox"/>	Licht gepolsterd	Niet met rughoogte < 330mm (NC : 2300 to 2350, 2430)		

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
DHA2220	◆	Naspanbare rug met klittenband premium zwarte bekleding	(NC : 2300 to 2350)	
DHA2230	☐	Aero back, naspanbaar	(NC : 2300 to 2350)	71,50
DHA2240	☐	Zonder rugbekleding	Altijd kiezen met Matrx rug (NC : 2430, 2450)	
RUGBEKLEDING KLEUR STIKSEL				
UHA2241	☐	NEON GEEL		175,00
UHA2242	☐	NEON ROZE		175,00
UHA2243	☐	BLAUW		175,00
UHA2244	☐	WIT		175,00
UHA2245	☐	ROOD		175,00
UHA0002	☐	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DHA0000)	Op aanvraag
RUGBEKLEDING BORDURING				
UHA2246	☐	Smiley		250,00
UHA2248	☐	Avonturier		250,00
UHA2249	☐	Sakura Beauty		250,00
UHA2250	☐	Funny Cactus		250,00
UHA2251	☐	Küschall logo		250,00
UHA0003	☐	Gepersonaliseerde afbeelding - Graag info doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DHA0000)	Op aanvraag
RUGBEKLEDING FLOCKING				
UHA2253	☐	Smiley		125,00
UHA2255	☐	Avonturier		125,00
UHA2256	☐	Sakura Beauty		125,00
UHA2257	☐	Funny Cactus		125,00
UHA2259	☐	Verfspatten		125,00
UHA0004	☐	Gepersonaliseerde afbeelding - Graag info doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DHA0000)	Op aanvraag
MATRX RUGGEN				
7 dagen extra levertijd				
DCA2300	☐	Matrx MX2, hoogte 150 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372, 3480)	950,00
DCA2305	☐	Matrx MX2, hoogte 230 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372, 3480)	950,00
DCA2310	☐	Matrx MX2, hoogte 305 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372, 3480)	950,00
DCA2315	☐	Matrx MX2, hoogte 405 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372, 3480)	950,00
DCA2316	☐	Elite Deep E2, hoogte 160 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00
DCA2317	☐	Elite Deep E2, hoogte 210 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00
DCA2318	☐	Elite Deep E2, hoogte 260 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00
DCA2320	☐	Elite Deep E2, hoogte 310 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00
DCA2322	☐	Elite Deep E2, hoogte 360 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00
DCA2325	☐	Elite Deep E2, hoogte 410 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00
DCA2330	☐	Elite Deep E2, hoogte 460 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00
DCA2331	☐	Elite Deep E2, hoogte 510 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00
DCA2332	☐	Elite E2, hoogte 160 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	750,00
DCA2334	☐	Elite E2, hoogte 210 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	750,00
DCA2335	☐	Elite E2, hoogte 260 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	750,00
DCA2340	☐	Elite E2, hoogte 310 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	750,00
DCA2345	☐	Elite E2, hoogte 360 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	750,00
DCA2350	☐	Elite E2, hoogte 410 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	
DCA2355	☐	Elite E2, hoogte 460 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	750,00
DCA2357	☐	Elite E2, hoogte 510 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	750,00
BREEDTE MATRX RUGGEN				
DCA2360	☐	360 mm	Indicatieve borstbreedte: 265 mm	
DCA2362	☐	380 mm	Indicatieve borstbreedte: 290 mm	
DCA2364	☐	410 mm	Indicatieve borstbreedte: 315 mm	
DCA2366	☐	430 mm	Indicatieve borstbreedte: 340 mm	
DCA2368	☐	460 mm	Indicatieve borstbreedte: 370 mm	
DCA2369	☐	480 mm	Indicatieve borstbreedte: 390 mm	
DCA2372	☐	510 mm	Indicatieve borstbreedte: 420 mm	
DUWHANDVATTEN				
DHA2400	◆	Zonder duwhandvatten	Niet met rughoogte < 330 MM	
DHA2410	☐	Vaste duwhandvatten, kort		126,50



Matrx MX2









Elite Deep E2



Elite E2










CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DHA2420	<input type="checkbox"/>	Vaste duwhandvatten, lang	Niet met LIGHT bekleding & MATRX rug	126,50	 2430 2450
DHA2430	<input type="checkbox"/>	Hoogteverstelbare duwhandvatten, opbouw	Niet met MATRX rug ; NC 3480	280,00	
DHA2440	<input type="checkbox"/>	Hoogteverstelbare duwhandvatten, geïntegreerd		280,00	
DHA2450	<input type="checkbox"/>	Inklapbare duwhandvatten		280,00	
RUGHOEK (RW)					
DHA2510	<input type="checkbox"/>	76°			 Backrest angle BA
DHA2530	<input type="checkbox"/>	80.5°			
DHA2550	◆	85°			
DHA2570	<input type="checkbox"/>	89.5°			
DHA2590	<input type="checkbox"/>	94°			
ZITTING					
ZITBKLEDING					
DHA2600	◆	Standaard			 2600
DHA2601	<input type="checkbox"/>	Zitbekleding met 1 centrale (zachte zijde) en 2 zijdelingse klittenbanden (ruwe zijde)		104,50	
DHA2610	<input type="checkbox"/>	Naspanbare zitbekleding met 1 centrale klittenband		200,00	
ZITBEKLEDING KLEUR STIKSEL					
UHA2602	<input type="checkbox"/>	NEON GEEL		175,00	 2700
UHA2603	<input type="checkbox"/>	NEON ROZE		175,00	
UHA2604	<input type="checkbox"/>	BLAUW		175,00	
UHA2605	<input type="checkbox"/>	WIT		175,00	
UHA2606	<input type="checkbox"/>	ROOD		175,00	
UHA0005	<input type="checkbox"/>	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DHA0000)	Op aanvraag	
KUSSEN / KUSSENOPTIES					
DHA2700	<input type="checkbox"/>	Standaard zitkussen 60mm met viscotop	(NC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)		 2710
DHA2710	<input type="checkbox"/>	Flotech Lite kussen, 78 mm hoogte	(NC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	125,00	
DHA2720	<input type="checkbox"/>	Matrx Libra kussen, 83 mm hoogte	Niet met zitdiepte < 400 mm ; zitbreedte 360 mm enkel met zitdiepte 400/420 mm	532,04	
OPLEGSTUKKEN LIBRA					
DHA2810	<input type="checkbox"/>	Supplementaire gel zak		15,20	 2720
DHA2820	<input type="checkbox"/>	Hoekwig		15,20	
DHA2830	<input type="checkbox"/>	Abductiekussen		15,20	
DHA2840	<input type="checkbox"/>	Laterale zijwig		15,20	
DHA2850	<input type="checkbox"/>	Voorste wig		15,20	
SEAT RIGIDIZER					
DHA2860	<input type="checkbox"/>	Seat rigidizer		105,00	 2800
ZITOPTIES					
DHA2800	<input type="checkbox"/>	Zittasje, click in, afneembaar	Met fixatie clips (DHA7010)	99,00	
VOETSTEUN					
DHA3240	<input type="checkbox"/>	Opklapbare voetplaat, hoek instelbaar, naar voor gemonteerd			 3240
DHA3250	◆	Opklapbare voetplaat, hoek instelbaar, naar achter gemonteerd			
KUITBAND					
DHA3320	◆	Aan de wielsteun gemonteerd			 3440
DHA3330	<input type="checkbox"/>	Aan het frame gemonteerd		44,00	
KLEDINGBESCHERMERS					
KLEDINGBESCHERMERS / SPATBORDEN					
DHA3405	◆	Plastiek kledijbeschermers, opklapbaar	UNIQUE TRANSPARANT OF NEON KLEUREN MOGELIJK		 3450
DHA3420	<input type="checkbox"/>	Carbon kledijbeschermers, opklapbaar		165,00	
DHA3430	<input type="checkbox"/>	Carbon spatborden, vast	(NC : 3490, 6430)	165,00	
DHA3440	<input type="checkbox"/>	Carbon spatborden, afneembaar	(NC : 3490)	340,00	
DHA3450	<input type="checkbox"/>	Kunststof Spatborden, afneembaar	(NC : 3490, 6430)	165,00	
UNIQUE - KLEUR KLEDIJBESCHERMERS			ENKEL BIJ KUNSTSTOF KLEDIJBESCHERMERS		
UHA3422	<input type="checkbox"/>	TRANSPARANT		650,00	
UHA3423	<input type="checkbox"/>	TRANSPARANT BLAUW		700,00	
UHA3424	<input type="checkbox"/>	NEON GEEL		700,00	
UHA3425	<input type="checkbox"/>	NEON ORANJE		700,00	
UHA3426	<input type="checkbox"/>	NEON ROOD		700,00	
UHA0006	<input type="checkbox"/>	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DHA0000)	700,00	
UHA0007	<input type="checkbox"/>	Gepersonaliseerde afbeelding - Graag info doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DHA0000)	Op aanvraag	
ARMSTEUNEN					

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DHA3480	<input type="checkbox"/>	Buisvormige armlegger, hoogteverstelbaar, afneembaar, wegklapbaar, met armpad	Niet met Matrix rug	327,70	 3480  3490
DHA3490	<input type="checkbox"/>	Hoogte verstelbaar, korte armpad (T- arm)	Geen kledijbeschermers inbegrepen ; Niet mogelijk met spatborden (DDC1408)	368,60	
FRAME					
FRAMEKLEUR Niet met carbon (DDC 0204) en titanium frames (DDC0284/0292) (DDC0284/0292)					
DHA4000	<input checked="" type="checkbox"/>	SPACE BLACK			
DHA4010	<input type="checkbox"/>	ANTHRACITE GREY			
DHA4020	<input type="checkbox"/>	PURE WHITE			
DHA4030	<input type="checkbox"/>	CARMINE RED			
DHA4040	<input type="checkbox"/>	AZURE BLUE			
DHA4060	<input type="checkbox"/>	FLASHY YELLOW	10 dagen langere levertermijn		
DHA4100	<input type="checkbox"/>	BLACK GLOSSY	10 dagen langere levertermijn		
DHA4130	<input type="checkbox"/>	SILVER GREY	10 dagen langere levertermijn		
DHA4145	<input type="checkbox"/>	PEARL NIGHT BLUE	10 dagen langere levertermijn		
DHA4150	<input type="checkbox"/>	RUBY RED	10 dagen langere levertermijn		
DHA4170	<input type="checkbox"/>	DYNAMITE ORANGE	10 dagen langere levertermijn		
DHA4180	<input type="checkbox"/>	FOREST GREEN	10 dagen langere levertermijn		
DHA4185	<input type="checkbox"/>	CARBON FINISH	NIEUW Carbon frame		
UHA4101	<input type="checkbox"/>	DIAMOND SILVER	15 dagen langere levertermijn	750,00	
UHA4102	<input type="checkbox"/>	PASTEL GREEN	15 dagen langere levertermijn	750,00	
UHA4103	<input type="checkbox"/>	SKY BLUE	15 dagen langere levertermijn	750,00	
UHA4104	<input type="checkbox"/>	PLUM PURPLE	15 dagen langere levertermijn	750,00	
UHA4105	<input type="checkbox"/>	SALMON	15 dagen langere levertermijn	750,00	
UHA0008	<input type="checkbox"/>	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DHA0000)	Op aanvraag	
KERAMISCHE VERNIS					
UHA4066	<input type="checkbox"/>	Keramische vernis afwerking		550,00	
STYLING					
DHA4190	<input type="checkbox"/>	BOLD	(NC : 4300, 4310)	95,00	
DHA4195	<input checked="" type="checkbox"/>	TAG	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)		 BOLD
DHA4197	<input type="checkbox"/>	ZONDER AANDUIDING	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4300, 4310)		
BOLD KLEUREN					
DHA4200	<input type="checkbox"/>	BLACK			
DHA4210	<input type="checkbox"/>	DARK GREY			
DHA4220	<input type="checkbox"/>	LIGHT GREY			
DHA4230	<input type="checkbox"/>	RED			
DHA4240	<input type="checkbox"/>	BLUE			
DHA4250	<input type="checkbox"/>	GOLD			
UHA4252	<input type="checkbox"/>	NEON YELLOW		195,00	
UHA4253	<input type="checkbox"/>	NEON GREEN		195,00	
UHA4254	<input type="checkbox"/>	NEON ORANGE		195,00	
UHA4255	<input type="checkbox"/>	NEON PINK		195,00	
UHA4256	<input type="checkbox"/>	NEON RED		195,00	
UHA0009	<input type="checkbox"/>	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DHA0000)	Op aanvraag	
TAG KLEUREN					
DHA4300	<input type="checkbox"/>	BLACK			
DHA4310	<input checked="" type="checkbox"/>	RED			
VOORWIELEN					
DHA5000	<input type="checkbox"/>	3" SUPERSPORT	Niet mogelijk met FSTF 530-540 mm		 5200 / 5250 / 5450 / 5500  5350  5050 / 5300
DHA5050	<input type="checkbox"/>	4" EVERYDAY wiel met zwarte band	Niet mogelijk met FSTF 540 mm		
DHA5100	<input type="checkbox"/>	4" COMFORT wiel met zwarte band	Niet mogelijk met FSTF 540 mm		
DHA5200	<input type="checkbox"/>	4" FROGLEGS wiel met zwarte hub en zwarte band	Niet mogelijk met FSTF 540 mm	121,00	
DHA5250	<input type="checkbox"/>	4" FROGLEGS wiel met zilver hub en zwarte band	Niet mogelijk met FSTF 540 mm	121,00	
DHA5300	<input type="checkbox"/>	5" EVERYDAY wiel met zwarte band			
DHA5350	<input checked="" type="checkbox"/>	5" COMFORT wiel met zwarte band			
DHA5400	<input type="checkbox"/>	5" STAREC wiel met zwarte hub, zwarte band		71,50	
DHA5450	<input type="checkbox"/>	5" FROGLEGS wiel met zwarte hub en zwarte band		121,00	
DHA5500	<input type="checkbox"/>	5" FROGLEGS wiel met zilver hub en zwarte band		121,00	
FROGLEGS - VELG KLEUREN					
UHA5502	<input type="checkbox"/>	ROZE		250,00	
UHA5504	<input type="checkbox"/>	ORANJE		250,00	
UHA5506	<input type="checkbox"/>	BLAUW		250,00	
UHA5507	<input type="checkbox"/>	PAARS		250,00	
UHA5508	<input type="checkbox"/>	ROOD		250,00	
UHA5509	<input type="checkbox"/>	GOUD		250,00	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
KERAMISCHE LAGER				
UHA5510	<input type="checkbox"/>	Keramische lager		345,00
ACHTERWIELEN				
ACHTERWIELPOSITIE				
DHA6100	<input type="checkbox"/>	1ste positie (meest actieve positie)		
DHA6110	<input type="checkbox"/>	2de positie		
DHA6120	<input type="checkbox"/>	3de positie		
DHA6130	<input type="checkbox"/>	4de positie		
DHA6140	◆	5de positie		
DHA6150	<input type="checkbox"/>	6de positie		
DHA6160	<input type="checkbox"/>	7de positie		
DHA6170	<input type="checkbox"/>	8ste positie		
DHA6180	<input type="checkbox"/>	9de positie (meest passieve positie)		
QUAD RELEASE AS				
DHA6300	<input type="checkbox"/>	Tetra Clip	(NC: 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6950)	132,00
ACHTERWIEL MAAT				
DHA6410	◆	24"		
DHA6420	<input type="checkbox"/>	25"	(NC : 6500, 6510, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950)	55,00
DHA6430	<input type="checkbox"/>	26"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950)	495,00
TYPE WIELEN				
DHA6500	◆	24" ACTIVE WIEL (grijze band en hoepel incl.)	(NC : All Handrims, 6900, 6910)	
DHA6510	<input type="checkbox"/>	24", 26" KÜSCHALL STAREC, spaken gekruist	Zwarte versie in 24"	
DHA6520	<input type="checkbox"/>	24", 25" HIGH PERFORMANCE WIEL	Zwarte naaf/hub - niet met volle band (NC: 6660)	420,00
DHA6550	<input type="checkbox"/>	24", 25" SPINERGY LXX, HUB IN ZWART	Zwarte naaf/hub en spaken - niet met volle band (NC: 6660, 6910)	750,00
UHA6551	<input type="checkbox"/>	24", 25" Spinergy Lite Extreme LX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC: 6660, 6910)	1.300,00
UHA6552	<input type="checkbox"/>	24", 25" Spinergy Lite Extreme X-laced XLX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC: 6660, 6910)	1.400,00
UHA6553	<input type="checkbox"/>	24", 25" Spinergy LX-laced Sport Lite Extreme X SLX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC: 6660, 6910)	1.450,00
UHA6554	<input type="checkbox"/>	24", 25" Spinergy Carbon Fiber CLX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC: 6660, 6910)	1.600,00
VELG - GEANODISEERD KLEUR				
UHA6557	<input type="checkbox"/>	BLAUW		399,00
UHA6558	<input type="checkbox"/>	GOUD		399,00
UHA6559	<input type="checkbox"/>	GROEN		399,00
UHA6560	<input type="checkbox"/>	ORANJE		399,00
UHA6561	<input type="checkbox"/>	ROOD		399,00
UHA6562	<input type="checkbox"/>	PAARS		399,00
NAAF - GEANODISEERD KLEUR				
UHA6563	<input type="checkbox"/>	BLAUW		399,00
UHA6564	<input type="checkbox"/>	GOUD		399,00
UHA6565	<input type="checkbox"/>	ZILVER		399,00
UHA6566	<input type="checkbox"/>	GROEN		399,00
UHA6567	<input type="checkbox"/>	ORANJE		399,00
UHA6568	<input type="checkbox"/>	ROOD		399,00
UHA6569	<input type="checkbox"/>	PAARS		399,00
SPAKEN - GEANODISEERD KLEUR				
UHA6570	<input type="checkbox"/>	BLAUW		150,00
UHA6571	<input type="checkbox"/>	GROEN		150,00
UHA6572	<input type="checkbox"/>	ORANJE		150,00
UHA6573	<input type="checkbox"/>	ROZE		150,00
UHA6574	<input type="checkbox"/>	ROOD		150,00
UHA6575	<input type="checkbox"/>	PAARS		150,00
UHA6576	<input type="checkbox"/>	WIT		150,00
UHA6577	<input type="checkbox"/>	GEEL		150,00
KERAMISCHE LAGER				
UHA6579	<input type="checkbox"/>	Keramische lager		299,00
TYPE BAND				
DHA6600	◆	24" Maxxis Lite Guard		
DHA6625	<input type="checkbox"/>	24", 25", 26" Maxxis Alpha Protect		100,00
DHA6630	<input type="checkbox"/>	24" MBL Speedlite	V-guard puncture resistant	100,00

COG positie:
Pos 1: 130 mm
Pos 2: 119 mm (-11)
Pos 3: 107 mm (-23)
Pos 4: 96 mm (-34)
Pos 5: 84 mm (-46)
Pos 6: 73 mm (-57)
Pos 7: 61 mm (-69)
Pos 8: 50 mm (-80)
Pos 9: 38 mm (-92)



CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DHA6660	<input type="checkbox"/>	24" Volle band, zwart	(NC : 7230)	65,00	
HOEPELS (NIET VOOR ACTIVE WIELEN)					
DHA6700	<input type="checkbox"/>	24", 26" Supergripp, afstand 30mm	afstand gemonteerd op 30mm; 30 en 40mm mogelijk	212,84	 6700 6710
DHA6710	<input type="checkbox"/>	24", 26" Staal, afstand 30mm	enkel afstand 30mm mogelijk	126,50	
DHA6720	<input type="checkbox"/>	24", Titanium, afstand 30mm	enkel afstand 30mm mogelijk	357,50	 6720
DHA6740	<input type="checkbox"/>	24" , 25" Carbolife Gekko, afstand 30mm	afstand gemonteerd op 30mm; 30 en 40mm mogelijk	367,80	
DHA6750	<input type="checkbox"/>	24", 25" Carbolife Gekko S, afstand 30mm		367,80	 6740
DHA6760	<input type="checkbox"/>	24" Carbolife Curve L, afstand 30mm	afstand gemonteerd op 30mm; 30 en 40mm mogelijk	336,34	
DHA6770	<input type="checkbox"/>	24" Carbolife Quadro, afstand 30mm		416,46	 6770 6775
DHA6775	<input type="checkbox"/>	24" Carbolife Curve L Tetra-grip, afstand 30mm		416,46	
DHA6780	<input type="checkbox"/>	24", 25", 26" Light Alu, grijs, afstand 30mm	enkel afstand 30mm mogelijk		
DHA6790	<input type="checkbox"/>	24", 25", 26" Light Alu, zwart, afstand 30mm	enkel afstand 30mm mogelijk		 6790 6760
CAMBER					
DHA6820	<input checked="" type="checkbox"/>	0°			
DHA6830	<input type="checkbox"/>	1°	(NC : 6950)		
DHA6840	<input type="checkbox"/>	3°	(NC : 7230)		
SPAAKBESCHERMERS (PER PAAR)					
DHA6900	<input type="checkbox"/>	24", 26" Transparant	Niet met Spinergy LXX	165,00	
DHA6910	<input type="checkbox"/>	24", 26" Zwart	Niet met Spinergy LXX	165,00	
ALBER ADD ON KIT					
DHA6950	<input type="checkbox"/>	E-Motion & Twion adaptation plate	NC : 7500, 7510, 7520, 8200 2 ALBER antitippers bijgeleverd	800,00	 7010
FIXATIE CLIPS					
DHA7000	<input type="checkbox"/>	Fixatie strap			
DHA7010	<input type="checkbox"/>	Fixatie clip			
ONTVOUWHULP					
DHA7100	<input checked="" type="checkbox"/>	Ontvouwhulp			
VEILIGHEID					
REMMEN					
DHA7200	<input type="checkbox"/>	Trekremmen			
DHA7210	<input checked="" type="checkbox"/>	Standaard, gebogen hendel			
DHA7220	<input type="checkbox"/>	Standaard, rechte hendel			
DHA7230	<input type="checkbox"/>	Performance remmen	(NC : 7300, 7810, 7820, 7830)	88,00	 7250
DHA7240	<input type="checkbox"/>	Actieve remmen	(NC : 7300)	60,50	
DHA7250	<input type="checkbox"/>	Light active remmen		132,00	
REMVERLENGERS					
DHA7300	<input type="checkbox"/>	Remverlengers voor standaard rem met rechte hendel		22,78	
UNIQUE - ANODISATIE KIT					
UHA6960	<input type="checkbox"/>	KIT 1: Vorken en vorkdoppen		299,00	
UHA6961	<input type="checkbox"/>	KIT 2: Vorken, vorkdoppen, rugframe, achterwielbevestiging, remklem		599,00	
UNIQUE - PREMIUM ANODISATIE KLEUREN					
UHA6963	<input type="checkbox"/>	ROOD			
UHA6964	<input type="checkbox"/>	PAARS			
UHA6965	<input type="checkbox"/>	KOPER			
UHA6966	<input type="checkbox"/>	GROEN			
UHA6967	<input type="checkbox"/>	ORANJE			
UHA6968	<input type="checkbox"/>	GOUD			
UHA6969	<input type="checkbox"/>	CHAMPAGNE			
UHA6970	<input type="checkbox"/>	FLUO ROZE			
UHA6971	<input type="checkbox"/>	BLAUW			
UHA6972	<input type="checkbox"/>	SPIEGEL GEPOLIJS			
ANTI-KIP					
DHA7500	<input type="checkbox"/>	Antitip rechts	(NC: 8300)	190,83	 7500 / 7520
DHA7510	<input type="checkbox"/>	Antitip links	(NC: 8300)	190,83	
DHA7520	<input type="checkbox"/>	Antitip beide zijden		381,63	
VEILIGHEIDSGORDEL					
DHA7800	<input type="checkbox"/>	Veiligheidsgordel		45,61	
DHA7810	<input type="checkbox"/>	Bodypoint evoflex 2puntsgordel, S, Flat-mount push button		220,00	 7810 / 7820 / 7830
DHA7820	<input type="checkbox"/>	Bodypoint evoflex 2puntsgordel, M, Flat-mount push button		220,00	
DHA7830	<input type="checkbox"/>	Bodypoint evoflex 2puntsgordel, L, Flat-mount push button		220,00	

CODE	OMSCHRIJVING	Publieke prijs in € 6% BTW inbegrepen
REFLECTOREN		
DHA7900	<input type="checkbox"/> Gemonteerd	22,00
DHA7910	<input type="checkbox"/> Niet gemonteerd	22,00
OPTIES VOOR BEGELEIDER		
DHA8010	<input type="checkbox"/> Voorframe beschermers, 2 stuks	49,50
DHA8100	<input type="checkbox"/> Trapdop rechts	MAX. 2 ADAPTATIES PER ZIJDE 93,50
DHA8200	<input type="checkbox"/> Stokhouder, rechts gemonteerd	121,00
DHA8300	<input type="checkbox"/> Transit wielen 3"	522,50
ACCESSOIRES		
DHA8500	<input type="checkbox"/> Pomp - NIEUW	27,50
DHA8550	<input type="checkbox"/> Tool kit	16,50
DHA8650	<input type="checkbox"/> 24" wielen zak	104,50
DHA8680	<input type="checkbox"/> 24" Mountain Bike wielen met zak	Met grijze hoepels en QR-assen 825,00
DHA8700	<input type="checkbox"/> Reistas voor Champion; wielen kunnen gemonteerd blijven op de stoel	517,00
DHA8750	<input type="checkbox"/> Reistas voor Champion met SK optie	517,00
DHA8800	<input type="checkbox"/> Bodypoint kuitband	180,00
DHA8850	<input type="checkbox"/> Bodypoint Mobility zak	120,00



Tabel 1: Montage van de voetplaat in relatie met de zithoek en het voorwiel

	Zithoek (verschil tussen SHv en SHh)	Voetsteun achteraan gemonteerd						Voetsteun vooraan gemonteerd							
		ST340 - ST380			ST ≥ 400			ST340 - ST380			ST ≥ 400				
		3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"		
Frame 75°	0 mm														
	10 mm														
	20 mm														
	30 mm														
	40 mm														
	50 mm														
	60 mm														
Frame 90°	70 mm														
	30 mm														
	40 mm														
	50 mm														
	60 mm														
	70 mm														
	80 mm														
	90 mm														
	100 mm														

Tabel 2: Zithoogte voor in relatie met de framehoek en de voorwielen

	SHv	Long frame						Short frame							
		ST340 - ST380			ST ≥ 400			ST340 - ST380			ST ≥ 400				
		3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"		
Frame 75°	540	x	x												
	530	x													
	520														
	510														
	500														
	490														
	480														
	470														
	460														
	450														
Frame 90°	540	x	x												
	530	x													
	520														
	510														
	500														
	490														
	480														
	470														
	460														
	450														

Tabel 3: Mogelijke breedtes van de Matrix Mx2 / Elite E2 en Elite Deep E2 ruggen afhankelijk van de zitbreedte

Zitbreedte in mm (SB)	Rugbreedte Matrix Elite E2 / Elite Deep E2 in mm						
	360	380	410	430	460	480	510
360							
380							
400							
420							
440							
460							
480							

Zitbreedte in mm (SB)	Rugbreedte Matrix MX2 in mm						
	360	380	410	430	460	480	510
360							
380							
400							
420							
440							
460							
480							