



DHCare NV
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.dhcare.be

DHCare® Küschall Champion 2.0

Manuele Actief Rolstoel met vouwbaar frame en neerklapbare rug



- Maximaal gebruikersgewicht: 120 kg
- Algemene garantie: 1 jaar; garantie op het frame: 5 jaar
- We behouden ons het recht voor om een tolerantie te hebben van +/- 10mm bij levering op: ZB, ZH voor en achter, rughoogte en onderbeenlengte




Datum:




Referentie:





Verdeler:

☐ Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje ☒ Standaard optie ☐ Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen		
DHA0031	◆	Küschall® Champion 2.0		3.050,00		
DHA0040	◆	Küschall® Champion Carbon 2.0	NIEUW (NC : 1150, 1160, 1170, 1180)	3.450,00		
SPECIALE FABRICATIE						
DHA0000	☐	UNIQUE Speciale constructie	Duidelijke omschrijving en tekeningen bijvoegen!	Op aanvraag		
UHA0001	☐	UNIQUE Personalisatie	Selecteer om de Unique opties UHAXXXX te kunnen aanduiden			
ZITOPTIES						
FRAME						
DHA1150	◆	75° tov de zit; Aluminium	(NC : 1350)			
DHA1160	☐	90° tov de zit; Aluminium	(NC : 1350)			
DHA1170	☐	75° tov de zit; Aluminium - adductie frame	(NC : 1250, 1320, 1325, 7000, 7010)			
DHA1180	☐	90° tov de zit; Aluminium - adductie frame	(NC : 1250, 1320, 1325, 7000, 7010)			
DHA1185	☐	75° tov de zit; Carbon	NIEUW Enkel met TAG ROOD STYLING (NC : 1250, 1260, 1350)			
DHA1190	☐	90° tov de zit; Carbon	NIEUW Enkel met TAG ROOD STYLING (NC : 1250, 1260, 1350)			
SWISS KNIFE FRAME OPTIE						
DHA1250	☐	SK optie; vouwbaar voorframe / niet mogelijk met adductie frame	(NC : 1350, 1924 to 1934, 4190, 8700)	517,00		
CHAMPION SL FRAME						
UHA1260	☐	Champion SL: compleet frame met gelaste voor- en achterwielbevestiging - max gebruikersgewicht: 100kg - 800gr lichter	(NC: 3490, 6180)	550,00		
ZITBREEDTE (SB)						
DHA1320	☐	360 mm	(NC : 2710, 2742, 2744, 2746, 2748, 7000)		Depending on the configuration, the footplate may be high mounted when FSTF > 500 mm and LLL< 400mm OR FSTF ≤ 500 mm and LLL ≤ 350 mm LLL < 320 mm available FSTF / Rear wheel size 22" : 390 - 440 mm 24" : 390 - 460 mm 25" : 410 - 480 mm 26" : 430 - 490 mm	
DHA1325	☐	380 mm	(NC : 2742, 2744, 7000)			
DHA1330	◆	400 mm	(NC : 2744)			
DHA1335	☐	420 mm				
DHA1340	☐	440 mm	(NC : 2740, 2742)			
DHA1345	☐	460 mm	(NC : 2740, 2742, 2744)			
DHA1350	☐	480 mm	Enkel met adductie frame (NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2740, 2742, 2744)			
ZITDIEPTE (ST)						
DHA1405	☐	340 mm	(NC : 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830)			
DHA1415	☐	360 mm	(NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830)			
DHA1425	☐	380 mm	(NC : 2720, 2730, 2744)			
DHA1435	◆	400 mm	(NC : 2744)			
DHA1445	☐	420 mm				
DHA1460	☐	440 mm	(NC : 2740, 2742)			
DHA1470	☐	460 mm	(NC : 2740, 2742, 2744)			
DHA1480	☐	480 mm	(NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748)			
RUGHOOGTE (RH)						
DHA1615	☐	300 mm	(NC : 2200, 2322, 2325, 2330, 2331, 2345, 2350, 2355, 2357, 2400)		85° FSTF RSTF FSTF - RSTF = x Xmin = 30 mm Xmax = 300 mm 75° FSTF RSTF FSTF - RSTF = x Xmin = 0 mm Xmax = 70 mm	
DHA1620	☐	315 mm	(NC : 2200, 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357, 2400)			
DHA1625	☐	330 mm	(NC : 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357)			
DHA1630	☐	345 mm	(NC : 2330, 2331, 2355, 2357)			
DHA1635	◆	360 mm	(NC : 2240)			
DHA1640	☐	375 mm	(NC : 2240)			

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DHA1645	☐	390 mm	(NC : 2240)		
DHA1650	☐	405 mm	(NC : 2240)		
DHA1655	☐	420 mm	(NC : 2240)		
DHA1660	☐	435 mm	(NC : 2240)		
DHA1665	☐	450 mm	(NC : 2240)		
DHA1670	☐	465 mm	(NC : 2240)		
ZITHOOGTE VOOR (SHv)					
DHA1740	☐	450 mm	(NC : 1946 to 1960)		
DHA1745	☐	460 mm	(NC : 1948 to 1960)		
DHA1750	☐	470 mm	(NC : 1950 to 1960)		
DHA1755	☐	480 mm	(NC : 1952 to 1960)		
DHA1760	☐	490 mm	(NC : 1954 to 1960)		
DHA1765	◆	500 mm	(NC : 1956 to 1960)		
DHA1770	☐	510 mm	(NC : 1958, 1960)		
DHA1775	☐	520 mm	(NC : 1960)		
DHA1780	☐	530 mm	(NC : 5000)		
DHA1785	☐	540 mm	Enkel met 5" voorwielen (NC : 5000, 5050, 5100, 5200, 5250)		
ZITHOOGTE ACHTER (SHh)					
75° FRAME: 0 <FSTF - RSTF < 70 mm; 90° FRAME: 30 <FSTF - RSTF < 100 mm					
DHA1815	☐	390 mm	Enkel met 22" en 24" achterwielen (NC : 6420, 6430)	De UL van de patient moet verminderd worden met de dikte van het kussen (SK)  UL = ULpat - SK	
DHA1820	☐	400 mm	Enkel met 22" en 24" achterwielen (NC : 6420, 6430)		
DHA1825	☐	410 mm	(NC: 6430)		
DHA1830	☐	420 mm	(NC: 6430)		
DHA1835	☐	430 mm			
DHA1840	◆	440 mm			
DHA1845	☐	450 mm			
DHA1850	☐	460 mm			
DHA1855	☐	470 mm	Enkel met 25" en 26" achterwielen (NC : 6410)		
DHA1860	☐	480 mm	Enkel met 25" en 26" achterwielen (NC : 6410)		
ONDERBEENLENGTE (UL)					
75° FRAME: LLL ≤ FSTF- 30 mm ; 90° FRAME : LLL ≤ FSTF- 40 mm					
DHA1924	☐	320 mm	Niet met SK optie		De voetplaat wordt hoog gemonteerd als: ShV > 500 mm en UL< 400mm OF ShV ≤ 500 mm en UL ≤ 350 mm UL < 320 mm moet aangevraagd worden via Mykuschall
DHA1926	☐	330 mm	Niet met SK optie		
DHA1928	☐	340 mm	Niet met SK optie		
DHA1930	☐	350 mm	Niet met SK optie		
DHA1932	☐	360 mm	Niet met SK optie		
DHA1934	☐	370 mm	Niet met SK optie		
DHA1936	☐	380 mm	SK optie enkel als de zitdiepte groter is dan 400 mm		
DHA1938	☐	390 mm	SK optie enkel als de zitdiepte groter is dan 380 mm		
DHA1940	☐	400 mm			
DHA1942	☐	410 mm			
DHA1944	☐	420 mm			
DHA1946	◆	430 mm			
DHA1948	☐	440 mm			
DHA1950	☐	450 mm			
DHA1952	☐	460 mm			
DHA1954	☐	470 mm			
DHA1956	☐	480 mm			
DHA1958	☐	490 mm			
DHA1960	☐	500 mm			
RUGLEUNING					
RUGBEKLEDING					
DHA2200	☐	Licht gepolsterd	Niet met rughoogte < 330mm (NC : 2300 to 2350, 2430)		
DHA2220	◆	Naspanbare rug met klittenband premium zwarte bekleding	(NC : 2300 to 2350)		
DHA2230	☐	Aero back, naspanbaar	(NC : 2300 to 2350)	71,50	
DHA2240	☐	Zonder rugbekleding	Altijd kiezen met Matrx rug (NC : 2430, 2450)		
RUGBEKLEDING KLEUR STIKSEL					
UHA2241	☐	NEON GEEL		175,00	
UHA2242	☐	NEON ROZE		175,00	
UHA2243	☐	BLAUW		175,00	
UHA2244	☐	WIT		175,00	
UHA2245	☐	ROOD		175,00	
UHA0002	☐	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DHA0000)	Op aanvraag	
RUGBEKLEDING BORDURING					
UHA2246	☐	Smiley		250,00	
UHA2248	☐	Avonturier		250,00	
UHA2249	☐	Sakura Beauty		250,00	
UHA2250	☐	Funny Cactus		250,00	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
UHA2251	☐	Küschall logo		250,00	
UHA0003	☐	Gepersonaliseerde afbeelding - Graag info doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DHA0000)	Op aanvraag	
RUGBEKLEDING FLOCKING					
UHA2253	☐	Smiley		125,00	
UHA2255	☐	Avonturier		125,00	
UHA2256	☐	Sakura Beauty		125,00	
UHA2257	☐	Funny Cactus		125,00	
UHA2259	☐	Verfspatten		125,00	
UHA0004	☐	Gepersonaliseerde afbeelding - Graag info doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DHA0000)	Op aanvraag	
MATRX RUGGEN					
7 dagen extra levertijd					
DCA2300	☐	Matrx MX2, hoogte 150 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372, 3480)	950,00	 Matrx MX2
DCA2305	☐	Matrx MX2, hoogte 230 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372, 3480)	950,00	
DCA2310	☐	Matrx MX2, hoogte 305 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372, 3480)	950,00	 Elite Deep E2
DCA2315	☐	Matrx MX2, hoogte 405 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372, 3480)	950,00	
DCA2316	☐	Elite Deep E2, hoogte 160 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00	
DCA2317	☐	Elite Deep E2, hoogte 210 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00	
DCA2318	☐	Elite Deep E2, hoogte 260 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00	 Elite E2
DCA2320	☐	Elite Deep E2, hoogte 310 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00	
DCA2322	☐	Elite Deep E2, hoogte 360 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00	
DCA2325	☐	Elite Deep E2, hoogte 410 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00	
DCA2330	☐	Elite Deep E2, hoogte 460 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00	
DCA2331	☐	Elite Deep E2, hoogte 510 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00	
DCA2332	☐	Elite E2, hoogte 160 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	750,00	
DCA2334	☐	Elite E2, hoogte 210 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	750,00	
DCA2335	☐	Elite E2, hoogte 260 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	750,00	
DCA2340	☐	Elite E2, hoogte 310 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	750,00	
DCA2345	☐	Elite E2, hoogte 360 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	750,00	
DCA2350	☐	Elite E2, hoogte 410 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)		
DCA2355	☐	Elite E2, hoogte 460 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	750,00	
DCA2357	☐	Elite E2, hoogte 510 mm met easy-set hardware	(NC : 3480)	750,00	
BREEDTE MATRX RUGGEN					
DCA2360	☐	360 mm	Indicatieve borstbreedte: 265 mm		 2430 2450
DCA2362	☐	380 mm	Indicatieve borstbreedte: 290 mm		
DCA2364	☐	410 mm	Indicatieve borstbreedte: 315 mm		
DCA2366	☐	430 mm	Indicatieve borstbreedte: 340 mm		
DCA2368	☐	460 mm	Indicatieve borstbreedte: 370 mm		
DCA2369	☐	480 mm	Indicatieve borstbreedte: 390 mm		
DCA2372	☐	510 mm	Indicatieve borstbreedte: 420 mm		
DUWHANDVATTEN					
DHA2400	◆	Zonder duwhandvatten	Niet met rughoogte < 330 MM		 2430 2450
DHA2410	☐	Vaste duwhandvatten, kort		126,50	
DHA2420	☐	Vaste duwhandvatten, lang	Niet met LIGHT bekleding & MATRX rug	126,50	
DHA2430	☐	Hoogteverstelbare duwhandvatten, opbouw	Niet met MATRX rug ; NC 3480	280,00	
DHA2440	☐	Hoogteverstelbare duwhandvatten, geïntegreerd		280,00	
DHA2450	☐	Inklapbare duwhandvatten		280,00	
RUGHOEK (RW)					
DHA2510	☐	76°			
DHA2530	☐	80.5°			
DHA2550	◆	85°			
DHA2570	☐	89.5°			
DHA2590	☐	94°			
ZITTING					
ZITBKLEDING					
DHA2600	◆	Standaard			 2600
DHA2601	☐	Zitbekleding met 1 centrale (zachte zijde) en 2 zijdelingse klittenbanden (ruwe zijde)		104,50	
DHA2610	☐	Naspanbare zitbekleding met 1 centrale klittenband		200,00	
ZITBEKLEDING KLEUR STIKSEL					
UHA2602	☐	NEON GEEL		175,00	 2600
UHA2603	☐	NEON ROZE		175,00	
UHA2604	☐	BLAUW		175,00	
UHA2605	☐	WIT		175,00	
UHA2606	☐	ROOD		175,00	
UHA0005	☐	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DHA0000)	Op aanvraag	
KUSSEN / KUSSENOPTIES					

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen		
DHA2700	☐	Standaard zitkussen 60mm met viscotop	(NC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)		 2700	
DHA2710	☐	Flotech Lite kussen, 78 mm hoogte	(NC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	125,00		
DHA2720	☐	Matrx Libra kussen, 83 mm hoogte	Niet met zitdiepte < 400 mm ; zitbreedte 360 mm enkel met zitdiepte 400/420 mm	532,04		 2710
OPLEGSTUKKEN LIBRA						
DHA2810	☐	Supplementaire gel zak		15,20	 2720	
DHA2820	☐	Hoekwig		15,20		
DHA2830	☐	Abductiekussen		15,20		
DHA2840	☐	Laterale zijwig		15,20		
DHA2850	☐	Voorste wig		15,20		
SEAT RIGIDIZER						
DHA2860	☐	Seat rigidizer		105,00	 2800	
ZITOPTIES						
DHA2800	☐	Zittasje, click in, afneembaar	Met fixatie clips (DHA7010)	99,00		
VOETSTEUN						
DHA3240	☐	Opklapbare voetplaat, hoek instelbaar, naar voor gemonteerd			 3240	
DHA3250	☒	Opklapbare voetplaat, hoek instelbaar, naar achter gemonteerd				
KUITBAND						
DHA3320	☒	Aan de wielsteun gemonteerd			 3440	
DHA3330	☐	Aan het frame gemonteerd		44,00		
KLEDINGBESCHERMERS						
KLEDINGBESCHERMERS / SPATBORDEN						
DHA3405	☒	Plastiek kledijbeschermers, opklapbaar	UNIQUE TRANSPARANT OF NEON KLEUREN MOGELIJK		 3450	
DHA3420	☐	Carbon kledijbeschermers, opklapbaar		165,00		
DHA3430	☐	Carbon spatborden, vast	(NC : 3490, 6430)	165,00		
DHA3440	☐	Carbon spatborden, afneembaar	(NC : 3490)	340,00	 3490	
DHA3450	☐	Kunststof Spatborden, afneembaar	(NC : 3490, 6430)	165,00		
UNIQUE - KLEUR KLEDIJBESCHERMERS			ENKEL BIJ KUNSTSTOF KLEDIJBESCHERMERS			
UHA3422	☐	TRANSPARANT		650,00	 3480	
UHA3423	☐	TRANSPARANT BLAUW		700,00		
UHA3424	☐	NEON GEEL		700,00		
UHA3425	☐	NEON ORANJE		700,00		
UHA3426	☐	NEON ROOD		700,00		
UHA0006	☐	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DHA0000)	700,00		
UHA0007	☐	Gepersonaliseerde afbeelding - Graag info doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DHA0000)	Op aanvraag		
ARMSTEUNEN						
DHA3480	☐	Buisvormige armlegger, hoogteverstelbaar, afneembaar, wegklapbaar, met armpad	Niet met Matrx rug	327,70		 3480
DHA3490	☐	Hoogte verstelbaar, korte armpad (T- arm)	Geen kledijbeschermers inbegrepen ; Niet mogelijk met spatborden (DDC1408)	368,60		
FRAME						
FRAMEKLEUR Niet met carbon (DDC 0204) en titanium frames (DDC0284/0292) (DDC0284/0292)						
DHA4000	☒	SPACE BLACK			 3490	
DHA4010	☐	ANTHRACITE GREY				
DHA4020	☐	PURE WHITE				
DHA4030	☐	CARMINE RED				
DHA4040	☐	AZURE BLUE				
DHA4060	☐	FLASHY YELLOW	10 dagen langere levertermijn			
DHA4100	☐	BLACK GLOSSY	10 dagen langere levertermijn			
DHA4130	☐	SILVER GREY	10 dagen langere levertermijn			
DHA4145	☐	PEARL NIGHT BLUE	10 dagen langere levertermijn			
DHA4150	☐	RUBY RED	10 dagen langere levertermijn			
DHA4170	☐	DYNAMITE ORANGE	10 dagen langere levertermijn			
DHA4180	☐	FOREST GREEN	10 dagen langere levertermijn			
DHA4185	☐	CARBON FINISH	Carbon frame			
UHA4101	☐	DIAMOND SILVER	15 dagen langere levertermijn	750,00		
UHA4102	☐	PASTEL GREEN	15 dagen langere levertermijn	750,00		
UHA4103	☐	SKY BLUE	15 dagen langere levertermijn	750,00		
UHA4104	☐	PLUM PURPLE	15 dagen langere levertermijn	750,00		
UHA4105	☐	SALMON	15 dagen langere levertermijn	750,00		
UHA0008	☐	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DHA0000)	Op aanvraag		
KERAMISCHE VERNIS						
UHA4066	☐	Keramische vernis afwerking		550,00		
STYLING						
DHA4190	☐	BOLD	(NC : 4300, 4310)	95,00	 BOLD	
DHA4195	☒	TAG	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)			
DHA4197	☐	ZONDER AANDUIDING	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4300, 4310)			
BOLD KLEUREN						
DHA4200	☐	BLACK				

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DHA4210	☐	DARK GREY			 TAG
DHA4220	☐	LIGHT GREY			
DHA4230	☐	RED			
DHA4240	☐	BLUE			
DHA4250	☐	GOLD			
UHA4252	☐	NEON YELLOW		195,00	
UHA4253	☐	NEON GREEN		195,00	
UHA4254	☐	NEON ORANGE		195,00	
UHA4255	☐	NEON PINK		195,00	
UHA4256	☐	NEON RED		195,00	
UHA0009	☐	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DHA0000)	Op aanvraag	
TAG KLEUREN					
DHA4300	☐	BLACK			
DHA4310	☒	RED			
VOORWIELEN					
DHA5000	☐	3" SUPERSPORT	Niet mogelijk met FSTF 530-540 mm		 5200 / 5250 / 5450 / 5500  5350  5050 / 5300
DHA5050	☐	4" EVERYDAY wiel met zwarte band	Niet mogelijk met FSTF 540 mm		
DHA5100	☐	4" COMFORT wiel met zwarte band	Niet mogelijk met FSTF 540 mm		
DHA5200	☐	4" FROGLEGS wiel met zwarte hub en zwarte band	Niet mogelijk met FSTF 540 mm	121,00	
DHA5250	☐	4" FROGLEGS wiel met zilver hub en zwarte band	Niet mogelijk met FSTF 540 mm	121,00	
DHA5300	☐	5" EVERYDAY wiel met zwarte band			
DHA5350	☒	5" COMFORT wiel met zwarte band			
DHA5450	☐	5" FROGLEGS wiel met zwarte hub en zwarte band		121,00	
DHA5500	☐	5" FROGLEGS wiel met zilver hub en zwarte band		121,00	
FROGLEGS - VELG KLEUREN					
UHA5502	☐	ROZE		250,00	
UHA5504	☐	ORANJE		250,00	
UHA5506	☐	BLAUW		250,00	
UHA5507	☐	PAARS		250,00	
UHA5508	☐	ROOD		250,00	
UHA5509	☐	GOUD		250,00	
KERAMISCHE LAGER					
UHA5510	☐	Keramische lager		345,00	
ACHTERWIELEN					
ACHTERWIELPOSITIE					COG positie: Pos 1: 130 mm Pos 2: 119 mm (-11) Pos 3: 107 mm (-23) Pos 4: 96 mm (-34) Pos 5: 84 mm (-46) Pos 6: 73 mm (-57) Pos 7: 61 mm (-69) Pos 8: 50 mm (-80) Pos 9: 38 mm (-92)  6300
DHA6100	☐	1ste positie (meest actieve positie)			
DHA6110	☐	2de positie			
DHA6120	☐	3de positie			
DHA6130	☐	4de positie			
DHA6140	☒	5de positie			
DHA6150	☐	6de positie			
DHA6160	☐	7de positie			
DHA6170	☐	8ste positie			
DHA6180	☐	9de positie (meest passieve positie)			
QUAD RELEASE AS					
DHA6300	☐	Tetra Clip	(NC: 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6950)	132,00	
ACHTERWIEL MAAT					
DHA6410	☒	24"			
DHA6420	☐	25"	(NC : 6500, 6510, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950)	55,00	
DHA6430	☐	26"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950)	495,00	
TYPE WIELEN					
DHA6500	☒	24" ACTIVE WIEL (grijze band en hoepel incl.)	(NC : All Handrims, 6900, 6910)		
DHA6510	☐	24", 26" KÜSCHALL STAREC, spaken gekruist	Zwarte versie in 24"		
DHA6520	☐	24", 25" HIGH PERFORMANCE WIEL	Zwarte naaf/hub - niet met volle band (NC: 6660)	420,00	
DHA6550	☐	24", 25" SPINERGY LXX, HUB IN ZWART	Zwarte naaf/hub en spaken - niet met volle band (NC: 6660, 6910)	750,00	
UHA6551	☐	24", 25" Spinergy Lite Extreme LX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC: 6660, 6910)	1.300,00	
UHA6552	☐	24", 25" Spinergy Lite Extreme X-laced XLX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC: 6660, 6910)	1.400,00	
UHA6553	☐	24", 25" Spinergy LX-laced Sport Lite Extreme X SLX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC: 6660, 6910)	1.450,00	
UHA6554	☐	24", 25" Spinergy Carbon Fiber CLX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC: 6660, 6910)	1.600,00	
VELG - GEANODISEERD KLEUR					
UHA6557	☐	BLAUW		399,00	
UHA6558	☐	GOUD		399,00	
UHA6559	☐	GROEN		399,00	
UHA6560	☐	ORANJE		399,00	
UHA6561	☐	ROOD		399,00	
UHA6562	☐	PAARS		399,00	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
NAAF - GEANODISEERD KLEUR				
UHA6563	☐	BLAUW		399,00
UHA6564	☐	GOUD		399,00
UHA6565	☐	ZILVER		399,00
UHA6566	☐	GROEN		399,00
UHA6567	☐	ORANJE		399,00
UHA6568	☐	ROOD		399,00
UHA6569	☐	PAARS		399,00
SPAKEN - GEANODISEERD KLEUR				
UHA6570	☐	BLAUW		150,00
UHA6571	☐	GROEN		150,00
UHA6572	☐	ORANJE		150,00
UHA6573	☐	ROZE		150,00
UHA6574	☐	ROOD		150,00
UHA6575	☐	PAARS		150,00
UHA6576	☐	WIT		150,00
UHA6577	☐	GEEL		150,00
KERAMISCHE LAGER				
UHA6579	☐	Keramische lager		299,00
TYPE BAND				
DHA6600	☒	24" Maxxis Lite Guard		
DHA6625	☐	24" , 25" , 26" Maxxis Alpha Protect		100,00
DHA6630	☐	24" MBL Speedlite	V-guard puncture resistant	100,00
DHA6660	☐	24" Volle band, zwart	(NC : 7230)	65,00
HOEPELS (NIET VOOR ACTIVE WIELEN)				
DHA6700	☐	24", 26" Supergripp, afstand 30mm	afstand gemonteerd op 30mm; 30 en 40mm mogelijk	212,84
DHA6710	☐	24", 26" Staal, afstand 30mm	enkel afstand 30mm mogelijk	126,50
DHA6720	☐	24", Titanium, afstand 30mm	enkel afstand 30mm mogelijk	357,50
DHA6740	☐	24" , 25" Carbolife Gekko, afstand 30mm	afstand gemonteerd op 30mm; 30 en 40mm mogelijk	367,80
DHA6750	☐	24", 25" Carbolife Gekko S, afstand 30mm		367,80
DHA6760	☐	24" Carbolife Curve L, afstand 30mm	afstand gemonteerd op 30mm; 30 en 40mm mogelijk	336,34
DHA6770	☐	24" Carbolife Quadro, afstand 30mm		416,46
DHA6775	☐	24" Carbolife Curve L Tetra-grip, afstand 30mm		416,46
DHA6780	☐	24", 25", 26" Light Alu, grijs, afstand 30mm	enkel afstand 30mm mogelijk	
DHA6790	☐	24", 25", 26" Light Alu, zwart, afstand 30mm	enkel afstand 30mm mogelijk	
CAMBER				
DHA6820	☒	0°		
DHA6830	☐	1°	(NC : 6950)	
DHA6840	☐	3°	(NC : 7230)	
SPAAKBESCHERMERS (PER PAAR)				
DHA6900	☐	24", 26" Transparant	Niet met Spinergy LXX	165,00
DHA6910	☐	24", 26" Zwart	Niet met Spinergy LXX	165,00
ALBER ADD ON KIT				
DHA6950	☐	E-Motion & Twion adaptation plate	NC : 7500, 7510, 7520, 8200 2 ALBER antitippers bijgeleverd	800,00
FIXATIE CLIPS				
DHA7000	☐	Fixatie strap		
DHA7010	☐	Fixatie clip		
ONTVOUWHULP				
DHA7100	☒	Ontvouwhulp		



6600



6625



6630



6660



6700



6710



6720



6740




6790



6760



7010



7250

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
UHA6972	☐	SPIEGEL GEPOLIJST			
ANTI-KIP					
DHA7500	☐	Antitip rechts	(NC: 8300)	190,83	 7500 / 7520
DHA7510	☐	Antitip links	(NC: 8300)	190,83	
DHA7520	☐	Antitip beide zijden		381,63	
VEILIGHEIDSGORDEL					
DHA7800	☐	Veiligheidsgordel		45,61	Evoflex gordel verstelbaar van 35 mm tot 125 mm naar achteren t.o.v. de voorkant van de stoelbekleding. 6 posities in stappen van 15 mm  7810 / 7820 / 7830
DHA7810	☐	Bodypoint evoflex 2puntsgordel, S, Flat-mount push button		220,00	
DHA7820	☐	Bodypoint evoflex 2puntsgordel, M, Flat-mount push button		220,00	
DHA7830	☐	Bodypoint evoflex 2puntsgordel, L, Flat-mount push button		220,00	
REFLECTOREN					
DHA7900	☐	Gemonteerd		22,00	
DHA7910	☐	Niet gemonteerd		22,00	
OPTIES VOOR BEGELEIDER					
DHA8010	☐	Voorframe beschermers, 2 stuks		49,50	
DHA8100	☐	Trapdop rechts	MAX. 2 ADAPTATIES PER ZIJDE	93,50	
DHA8200	☐	Stokhouder, rechts gemonteerd		121,00	
DHA8300	☐	Transit wielen 3"		522,50	
ACCESSOIRES					
DHA8500	☐	Pomp - NIEUW		27,50	
DHA8550	☐	Tool kit		16,50	
DHA8650	☐	24" wielen zak		104,50	
DHA8680	☐	24" Mountain Bike wielen met zak	Met grijze hoepels en QR-assen	825,00	
DHA8700	☐	Reistas voor Champion; wielen kunnen gemonteerd blijven op de stoel		517,00	
DHA8750	☐	Reistas voor Champion met SK optie		517,00	
DHA8800	☐	Bodypoint kuitband		180,00	
DHA8850	☐	Bodypoint Mobility zak		120,00	

Tabel 1: Montage van de voetplaat in relatie met de zithoek en het voorwiel

		Voetsteun achteraan gemonteerd						Voetsteun vooraan gemonteerd					
		ST340 - ST380			ST ≥ 400			ST340 - ST380			ST ≥ 400		
	Zithoek (verschil tussen SHv en SHh)	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
Frame 75°	0 mm								x	x		x	x
	10 mm										x		x
	20 mm								x				x
	30 mm								x				x
	40 mm												x
	50 mm												
	60 mm												
	70 mm												
Frame 90°	30 mm			x			x	x	x	x	x	x	x
	40 mm			x			x	x	x	x	x	x	x
	50 mm						x	x	x	x	x	x	x
	60 mm						x	x	x	x	x	x	x
	70 mm							x		x	x	x	x
	80 mm							x		x	x	x	x
	90 mm								x				x
	100 mm												x

Tabel 2: Zithoogte voor in relatie met de framehoek en de voorwielen

		Long frame						Short frame					
		ST340 - ST380			ST ≥ 400			ST340 - ST380			ST ≥ 400		
	SHv	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
Frame 75°	540	x	x		x			x	x	x	x	x	x
	530	x						x	x	x	x	x	x
	520							x	x	x	x	x	x
	510							x	x	x	x	x	x
	500							x	x		x		
	490							x					
	480												
	470												
Frame 90°	540	x	x		x			x	x	x	x	x	x
	530	x						x	x	x	x	x	x
	520							x	x	x	x	x	x
	510							x	x	x	x	x	x
	500							x	x		x		
	490							x					
	480												
	470												

Tabel 3: Mogelijke breedtes van de Matrix Mx2 / Elite E2 en Elite Deep E2 ruggen afhankelijk van de zitbreedte

	Rugbreedte Matrix Elite E2 / Elite Deep E2 in mm						
Zitbreedte in mm (SB)	360	380	410	430	460	480	510
360							
380							
400							
420							
440							
460							
480							

	Rugbreedte Matrix MX2 in mm						
Zitbreedte in mm (SB)	360	380	410	430	460	480	510
360							
380							
400							
420							
440							
460							
480							