



DHCare NV
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.dhcare.be

DHCare® alber® e-motion M25
Elektronische hoepelondersteuning



Max. belastingsgewicht: 150 kg
Garantie: Algemeen: 2 jaar; Accu's: 1 jaar
Prijzen in Euro 6% BTW incl.
Prijzen excl recupel en bebat

Datum:

Referentie:

Verdeler:

☐ Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje ☒ Standaard optie ☐ Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen					
BASISMODEL A								
1592680	◆	alber e-motion M25 24" Right Run wielen	6.445,30					
		Bestaande uit: - 2 aandrijfwielen met motoren - Quick release assen - Schwalbe Right Run banden - RVS hoepels - Max. snelheid van 6 km/h - Acculader - Set van 2 stuks Lithium-ion accu's						
1467178	◆	alber bevestigingsset (bracket)	400,00					
Totaalprijs			6.845,30					
BASISMODEL B								
1592559	◆	alber e-motion M25 24" Right Run wielen incl ECS bediening (op afstand aan/uit, 2 rijstanden, leermodus, terugrolvertraging)	6.850,00					
		Bestaande uit: - 2 aandrijfwielen met motoren - Quick release assen - Schwalbe Right Run banden - RVS hoepels - Max. snelheid van 6 km/h - Acculader - Set van 2 stuks Lithium-ion accu's - ECS bediening die programmatie mogelijk maakt						
1467178	◆	alber bevestigingsset (bracket)	400,00					
Totaalprijs			7.250,00					
BASISMODEL C								
1594428	◆	alber e-motion M25 24" Right Run wielen incl DUODRIVE bediening	7.350,00					
		Bestaande uit: - 2 aandrijfwielen met motoren - Quick release assen - Schwalbe Right Run banden - RVS hoepels - Max. snelheid van 6 km/h - Acculader - Set van 2 stuks Lithium-ion accu's - DUODRIVE bediening						
1467178	◆	alber bevestigingsset (bracket)	400,00					
Totaalprijs			7.750,00					
GEGEVENS OVER UW ROLSTOEL								
Om de e-motion wielen te bevestigen aan de rolstoel, is een bevestigingsbracket nodig. Deze is afhankelijk van de configuratie van de rolstoel. Daarom ALTIJD onderstaande invullen.								
Merk rolstoel:								
Model rolstoel:								
Serienummer DHCare/Küschall rolstoel: (Geen DHCare rolstoel? Gelieve de configuratie mee te sturen van de stoel)								
Zitbreedte (in cm):								
Zithoogte voor (in cm, onderkant van zitting gemeten):								
Maat achterwielen:								
Camberstand:								
OVERIGE UITVOERINGEN (ook hiervoor: rolstoelinformatie vermelden zoals hierboven gevraagd)								
24" uitvoering e-motion M25 (zonder ECS)								
Banden/Hoepel		RVS (standaard)		RVS gecoat tetra (meerprijs: €245,00)		Curve L (meerprijs €490,00)		Quadro (meerprijs €575,00)
Schwalbe Right Run (standaard)	☐	Basismodel A	☐	1592681: €6690,30	☐	1592693: €6935,30	☐	1592685: €7020,30

CODE		OMSCHRIJVING						Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
Schwalbe Marathon Plus (meerprijs: €150)	☐	1592682: €6595,30	☐	1592683: €6840,30	☐	1592694: €7085,30	☐	1592687: €7170,30
Massief 1 3/8" (meerprijs: €185)	☐	1592686: €6630,30	☐	1592684: €6878,30	☐	1592697: €7120,30	☐	1592696: €7205,30
1467178	☐	Alber bevestigingsset (bracket) - steeds bij te bestellen + info ivm de configuratie van de rolstoel						400,00
22" uitvoering e-motion M25 (zonder ECS)								
Banden/Hoepel		RVS (standaard)		RVS gecoat tetra (meerprijs: €245,00)				
Schwalbe Right Run (standaard)	☐	1592698: €6445,30	☐	1592699: €6690,30				
Schwalbe Marathon Plus (meerprijs: €150)			☐	1592701: €6840,30				
Massief 1 3/8" (meerprijs: €185)	☐	1592702: €6630,30	☐	1592703: €6878,30				
1467178	☐	Alber bevestigingsset (bracket) - steeds bij te bestellen + info ivm de configuratie van de rolstoel						400,00
25" uitvoering e-motion M25 (zonder ECS) - meerprijs 157,50 Euro								
Banden/Hoepel		RVS (standaard)		Curve L (meerprijs: €490,00)				
Schwalbe Right Run	☐	1592688: €6602,80	☐	1592704: €7092,80				
Schwalbe Marathon Plus (meerprijs: €150)	☐	1592689: €6752,80	☐	1592705: €7242,80				
1467178	☐	Alber bevestigingsset (bracket) - steeds bij te bestellen + info ivm de configuratie van de rolstoel						400,00
VEILIGHEID								
e-motion M25 moet altijd gecombineerd worden met een anti-tip. Verplicht keuze te maken uit de volgende mogelijkheden								
1593206	☐	Anti-tip systeem met kantelarmen, steunwielen en montage delen (altijd rolstoeltype en zitbreedte opgeven)						420,00
	☐	Rolstoel heeft al een dubbele anti-tip						
	☐	Verdeler monteert dubbele anti-tip						
HOEPELOVERTREKKEN								
1592425	☐	Hoepelovertrek 22" (per stuk)						80,00
1592421	☐	Hoepelovertrek 24" (per stuk)						80,00
1592426	☐	Hoepelovertrek 25" (per stuk)						80,00
SPAAKBESCHERMERS								
1592266	☐	Spaakbeschermer 22“, bedrukking „Comic“ (paar)						170,00
1592268	☐	Spaakbeschermers 24“, bedrukking „Sphere“ (paar)						170,00
1592553	☐	Spaakbeschermers 24“, onbedrukt (paar)						170,00
1592269	☐	Spaakbeschermers 25“, bedrukking „Sphere“ (paar)						170,00
ECS BEDIENING TOEBEHOREN								
1592743	☐	Houder voor ECS bediening op rolstoel						252,00
1592486	☐	ECS bediening, als losse bestelling						630,00
OVERIGE TOEBEHOREN								
1565005	☐	Ombouw set QR assen voor gebruik van de normale wielen op e-motion M25 asbevestiging (alleen nodig als originele wielen een as van 12 mm hebben)						157,50
1467780	☐	Remverbreder set						42,00
1591500	☐	Ergonomische steekas (paar)						131,50
1591362	☐	Transportas						69,00
MONTAGE								
	☐	Montage door de verdeler (Opgelet: verdeler is verantwoordelijk voor de correcte installatie)						
	☐	Montage bij DHCare (nettoprijs)						200,00
ALS ER EEN HOUDER VOOR DE ECS BEDIENING IS BESTELD, WAAR MOETEN DEZE GEMONTEERD WORDEN?								
	☐	Rechts						
	☐	Links						
ACCESSOIRES								
E-MOTION M25 MOBILITY APP								
		Te downloaden voor Android smartphones in de Google Playstore (typ: alber e-motion) en voor Iphones in de Apple App store						GRATIS
		Functies: - Handleiding - Veelgestelde vragen - Serviceinformatie						

CODE		OMSCHRIJVING	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
E-MOTION M25 MOBILITY PLUS PAKKET			
	Te downloaden voor Android smartphones in de Google Playstore (typ: alber e-motion) en voor Iphones in de Apple App store.		Te betalen in de Google Playstore of Apple App Store
	Functies (mogelijk om afzonderlijke te downloaden): - Upgrade de snelheid van 6 km/u naar 8,5 km/u - Cruise modus - Afstandsbediening - ECS bediening - Push counter		De extra functies kunnen als pakket of afzonderlijk aangekocht worden
AANPASSINGEN / OVERIGE OPMERKINGEN			
	Indien er andere speciale aanpassingen moeten worden gedaan, wilt u deze dan a.u.b. hierbij vermelden? / Overige opmerkingen		