



# Alber<sup>®</sup> Smooov<sup>®</sup> ONE



## Assistance électrique à la propulsion


*SMOOV<sup>®</sup> One* 6 ou 10 km/h  
+ télécommande  
+ Kit complet de fixation au choix  
+ sacoche rigide de transport  
prix public TTC de

**4 374,06 €**  
**2 x LPPR**

Prix Public TTC  
**4009,00 €**

# SMOOOV

Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Feu de position arrière et prise de charge USB <span style="float: right;">CE </span>
Référence d'achat :	Compatible sur fauteuil pliant et à cadre rigide
Code client :	Compatible pour le transport aérien
Cachet du distributeur :	Connecté avec bluetooth et application gratuite
	Batterie Lithium 13,8 Ah et chargeur de batterie
	Autonomie jusqu'à 20 km
	Poids maximum de l'utilisateur : 140kg
	Poids : 7,2 kg
	Garantie 2 ans batteries incluses et hors pièces d'usure
	Montage possible par tous prestataires ou Invacare
	Encore plus d'innovation et de fonctionnalités avec l'App Mobilité gratuite et le Pack Mobility Plus !
Commandes	
Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre <b>e-commerce</b> dans votre <b>espace Invacare Pro</b> sur <a href="http://www.invacare.fr">www.invacare.fr</a> , ou commandez par e-mail à : <a href="mailto:commandesfr@invacare.com">commandesfr@invacare.com</a>	

alber® Smoov® ONE			Prix Public		LPPR*	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
<b>SMOOV One 010 ou Pack SMOOV One 010</b>						
1592897	<input type="checkbox"/> <b>SMOOV® One - 6 km/h</b> Télécommande avec support incluse pour contrôle de la vitesse et marche/arrêt	<b>Prise en charge à la LPPR - Code: 4353586</b>	3 800,00	4 009,00	2 187,03	
			+ 1,75€ HT d'éco-participation			
1592898	<input type="checkbox"/> <b>SMOOV® One - 10 km/h</b> Télécommande avec support incluse pour contrôle de la vitesse et marche/arrêt		3 800,00	4 009,00	2 187,03	
			+ 1,75€ HT d'éco-participation			
<b>OPTIONS DE FIXATION</b>						
1592899	<input type="checkbox"/> Kit complet de fixations <b>SMOOV® One</b> - fauteuil roulant à cadre rigide (peut être installé par tout prestataire)		200,00	211,00		
1592900	<input type="checkbox"/> Kit complet de fixations <b>SMOOV® One</b> - fauteuil roulant pliant (Compatible avec un carrossage maximum de 2°) (peut être installé par tout prestataire)		200,00	211,00		
1584856-SM	<input type="checkbox"/> Installation du kit complet de fixation pour <b>SMOOV® One</b> par Invacare ( <b>Non obligatoire</b> ) (frais de transport retour non inclus) <b>Délai moyen de montage : 5 jours ouvrés à réception du fauteuil</b> (Dans le cas d'un fauteuil existant, prévoir un retour sous 10 jours de celui-ci dans nos ateliers).		109,95	116,00		
<b>AUTRES OPTIONS</b>						
1594521	<input type="checkbox"/> Sacoché rigide de transport		146,03	154,06		
<b>App Mobilité</b> - l'application gratuite sur votre smartphone ! Inclus : sélection du mode de conduite, fonction Cockpit, enregistrement des trajets effectués, réglages de la roue et de la télécommande, diagnostic. <b>Disponible sur App Store et Play Store gratuitement</b>						
<b>Pack Mobility Plus - Android et IOS</b> Inclus : une vitesse maximale de 10 km/h, AutoSpeed, mode de conduite Performance <b>Achat directement par l'utilisateur dans l'App Store ou Play Store</b> (application désormais disponible)						
<b>Informations concernant votre fauteuil :</b>						
<b>Numéro de série:</b> <b>Largeur d'assise (en cm) :</b> <b>Hauteur d'assise (en cm) :</b> <b>Distance entre les extrémités des axes à démontage rapide (en cm, pour fauteuil roulant pliant) :</b>						
<b>IMPORTANT - A FAIRE COMPLETER PAR L'UTILISATEUR - IMPORTANT</b>						
<b>Fauteuil roulant déjà équipé de roulettes anti-bascule :</b> <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non						
<input type="checkbox"/> Je souhaite utiliser mon fauteuil roulant équipé de la motorisation <b>alber SMOOV One</b> sans dispositif de roulette anti-bascule. J'ai bien été informé du risque de bascule arrière de mon fauteuil lié à l'utilisation du SMOOV One sans dispositif anti-bascule.						
<b>Nom, Prénom, date et signature de l'utilisateur :</b>						

Testez la compatibilité du fauteuil roulant manuel grâce au DIP sur votre Espace Invacare Pro !