



**Yes, you can.®**

Invacare SA  
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - [www.invacare.be](http://www.invacare.be)

**Invacare® Action®<sup>4</sup><sub>NG</sub> Heavy Duty**

Voiturette manuelle standard avec châssis pliable



Poids max. de l'utilisateur: 160 kg  
Garantie générale: 1 ans; garantie sur châssis: 3 ans




Date :










Référence :

Revendeur :

Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases       Option standard       Option sans supplément

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
CKG0026	<input checked="" type="checkbox"/>	Invacare® Action® <sup>4</sup> <sub>NG</sub> Heavy Duty		<b>975,00</b>
CKGSPEC	<input type="checkbox"/>	Construction spéciale		Sur demande
<b>PROPULSION TYPE</b>				
CKG0100	<input checked="" type="checkbox"/>	Propulsion par cerceaux (axes QR)	Pas avec roues arrière 12"	
CKG0110	<input type="checkbox"/>	Version de Transit	Uniquement avec roues arrière 12", pas avec freins à tirer; rallonge-freins	
<b>ASSISE</b>				
<b>LARGEUR D'ASSISE</b>				
CKG0170	<input checked="" type="checkbox"/>	505 mm (tendeur de dossier incl.)		<b>275,96</b>
CKG0171	<input type="checkbox"/>	555 mm; revêtement d'assise renforcé (option CKG0292), talonnière (CKG0750) et tendeur de dossier	Pas avec tablette et coussin d'assise avec une profondeur de 400 mm	<b>596,68</b>
CKG0172	<input type="checkbox"/>	605 mm; revêtement d'assise renforcé (option CKG0292), talonnière (CKG0750) et tendeur de dossier		<b>596,68</b>
<b>PROFONDEUR D'ASSISE</b>				
CKG0180	<input type="checkbox"/>	400 mm	Pas avec revêtement d'assise renforcé	
CKG0190	<input checked="" type="checkbox"/>	450 mm		
CKG0195	<input type="checkbox"/>	500 mm	Uniquement avec revêtement d'assise renforcé ou à bandes velcro	
CKG0200	<input type="checkbox"/>	Réglable 400 - 450 mm	Uniquement avec toile d'assise à bandes velcro en nylon	
CKG0201	<input type="checkbox"/>	Réglable 450 - 500 mm	Uniquement avec revêtement d'assise renforcé ou à bandes velcro	
<b>HAUTEUR D'ASSISE</b>				
CKG0210	<input checked="" type="checkbox"/>	510 mm	Pas avec roues arrière 22"	
CKG0220	<input type="checkbox"/>	485 mm		
CKG0230	<input type="checkbox"/>	460 mm		
<b>REVÊTEMENT DE L'ASSISE</b>				
CKG0270	<input type="checkbox"/>	Sans revêtement d'assise		
CKG0280	<input type="checkbox"/>	Nylon sans bandes scratch		
CKG0290	<input checked="" type="checkbox"/>	Nylon avec bandes scratch		
CKG0292	<input type="checkbox"/>	Revêtement d'assise renforcé (régl. en tension et en profondeur)	Pas avec coussin d'assise	
CKG0295	<input type="checkbox"/>	Capitonnée		
<b>DOSSIER</b>				
CKG0300	<input checked="" type="checkbox"/>	Fixe, 7°, réglable 380/460 mm, livré à 430 mm, poignées de poussée fixes	Uniquement avec rev. de dossier capitonné ou réglable en tension (7+1)	
CKG0333	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle 0°/30°; (réglable 390/410/430 mm, livré à 430 mm; vérin, poignées de poussée fixes	Uniquement avec position des roues arrière passive, pas avec toile de dossier capitonnée	<b>474,38</b>
<b>REVÊTEMENT DE DOSSIER</b>				
CKG0350	<input type="checkbox"/>	Sans revêtement de dossier	Pas avec largeur d'assise 505 mm	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
CKG0360	◆	Captionné			
CKG0365	□	Réglable en tension (1 strap), capitonné			
CKG0369	□	Réglable en tension (3+1 straps), anatomique, capitonné (tendeur de dossier incl.)		<b>179,00</b>	
CKG0370	□	Tension réglable (7+1 straps), anatomique, capitonné (tendeur de dossier incl.)		<b>179,00</b>	
<b>REPOSE-JAMBES / REPOSE-PIEDS</b>					
CKG0380 CKG0430	□	Sans repose-jambes	Sans repose-pieds		
CKG0390 CKG0440	◆	Repose-pieds 80°			
CKG0400	□	Repose-jambes (0-75°) avec support-mollets, droite	Toujours avec palettes réglables en angle (0490 et 0510), pas avec tube de palette court	<b>171,54</b>	
CKG0450	□	Repose-jambes (0-75°) avec support-mollets, gauche		<b>171,54</b>	
CKG0420	□	Support amputé, droit	Sans repose-pieds	137,50	
CKG0470	□	Support amputé, gauche		137,50	
<b>PALETTES par PAIRE</b>					
CKG0480 CKG0500	◆	Standard, rabattables avec talonnière			
CKG0490 CKG0510	□	Escamotables, réglables en angle et en profondeur avec talonnière		<b>134,25</b>	
CKG0491	□	Monobloc, réglable en angle et en profondeur	Pas avec talonnières, tubes de palette courts	<b>265,30</b>	
<b>REPOSE-BRAS par PAIRE / toujours en noir</b>					
CKG0520 CKG0580	◆	Escamotables, courts, réglables en hauteur (200-280 mm+ protège-vêtements réglable en hauteur et en profondeur avec autolock	Pas avec tablette		
CKG0533 CKG0593	□	Escamotables, courts, réglables en hauteur (210-345mm), protège-vêtements réglable en hauteur avec autolock	Pas avec tablette		
CKG0536 CKG0596	□	Escamotables, longs, réglables en hauteur (210-345mm), protège-vêtements réglable en hauteur avec autolock		<b>359,50</b>	
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>					
CKG0640	□	Sans option d'assise			
<b>COUSSIN D'ASSISE</b>					
CKG0654	◆	Coussin d'assise de 50 mm, nylon avec housse antidérapante			
<b>PROFONDEUR D'ASSISE</b>					
CKG0701	□	400 mm			
CKG0702	◆	450 mm			
CKG0703	□	500 mm			
<b>AUTRES OPTIONS D'ASSISE</b>					
CKG0656	□	Seat rigidizer		105,00	
CKG0716	□	Appui-nuque Dartex, tendeur de dossier incl.		<b>223,75</b>	
CKG0721	□	Coussins de positionnement latéraux (paire)		220,00	
CKG0760	□	Repose-mollets, réglables			
CKG0770	□	Tubes de palette longs (longueur de jambe 450-530 mm)			
CKG0771	□	Tubes de palette courts (longueur de jambe 230-430 mm)	Uniquement avec largeur d'assise 505mm		
<b>COULEUR DE CHÂSSIS</b>					
CKG0801	□	GRIS ARDOISE			 0801 / 0804 / 0806 / 0807
CKG0804	□	BLANC PERLE			
CKG0806	□	VERT ELECTRIQUE			
CKG0807	□	NOIR MAT			
CKG0811	□	ROUGE MAT			 0816 / 0817 / 0811 / 0820
CKG0815	□	BLEU AQUATIQUE			
CKG0816	□	BLEU MARINE			
CKG0817	□	VIOLET FONCE			 0815
CKG0820	◆	NOIR ANTHRACITE			
CKG0821	□	COULEUR SPECIALE		Sur demande	
<b>ROUES AVANT</b>					
CKG0845	□	200 X 32 MM (8" X 1.1/4") - Pneumatiques, noir			
CKG0850	◆	200 X 32 MM (8" X 1.1/4") - à pneus pleins, noir			
CKG0870	□	200 X 45 MM (8" X 2") - à pneus pleins, noir			

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
<b>ROUES ARRIÈRE</b>					
<b>TAILLE</b>					
CKG0942	<input type="checkbox"/>	12" / 305 MM	(NC : 0961, 0962, 0965, 0966, 0974, 0978, 0982, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1150, 1160, 1161, 1162, 1210, 1220)		
CKG0946	<input type="checkbox"/>	22" / 560 MM	(NC : 0964, 0982, 1110)		
CKG0948	<input checked="" type="checkbox"/>	24" / 600 MM	(NC: 1111)		
<b>TYPES ROUES</b>					
CKG0962	<input checked="" type="checkbox"/>	Roue renforcée pour la HD	(NC : 0982, 1130, 1161,1162)		 Composite
CKG0963	<input type="checkbox"/>	Drum brake	(NC : 0982, 1120, 1125, 1150, 1160)		
CKG0964	<input type="checkbox"/>	Roue composite	(NC : 0978, 0982, 1110, 1111, 1130, 1161,1162, 1210)		
<b>TYPE PNEUS</b>					
CKG0972	<input checked="" type="checkbox"/>	Pneus pleins, noir 35 MM (1"3/8)			 1" 1.3/8" 1.3/8"
CKG0974	<input type="checkbox"/>	Pneumatiques profilés, noir 35 MM (1"3/8)			
CKG0978	<input type="checkbox"/>	Pneumatiques (à profil bas), noir 25 MM (1")			
<b>CERCEAUX</b>					
CKG1020	<input checked="" type="checkbox"/>	Aluminium, anodisés			
CKG1030	<input type="checkbox"/>	Cerceaux enduits, anti-dérapants	Pas avec freins à tambour	<b>111,88</b>	
<b>AXES DE ROUES ARRIERE</b>					
CKG1040	<input type="checkbox"/>	Axes des roues arrière fixes			
CKG1050	<input checked="" type="checkbox"/>	Axes des roues arrière Quick Release			
<b>POSITION DES ROUES ARRIERE</b>					
CKG1060	<input checked="" type="checkbox"/>	Standard			
CKG1070	<input type="checkbox"/>	Passive			
<b>OPTION DE CHÂSSIS</b>					
CKG1100	<input checked="" type="checkbox"/>	Sans options			
CKG1101	<input type="checkbox"/>	Extension des roues avant (+50 mm vers l'extérieur)			 1101
CKG1110	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons pour roues 24" - noirs (paire)		154,00	
CKG1111	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons pour roues 20" et 22" - transparents (paire)		154,00	
<b>FREINS</b>					
CKG1120	<input checked="" type="checkbox"/>	Freins à pousser			 1120
CKG1125	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer			
CKG1130	<input type="checkbox"/>	Freins tambour tierce personne (freins à pousser inclus)		192,50	
<b>OPTIONS DE SECURITE</b>					
CKG1170	<input checked="" type="checkbox"/>	Sans options de sécurité			
CKG1090	<input type="checkbox"/>	Avec pompe		22,00	
CKG1175	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (points de fixations)		44,00	 1175
CKG1176	<input type="checkbox"/>	Kit de transport confort (points de fixation + ceinture de sécurité et tendeur de dossier)		88,00	
CKG1190	<input type="checkbox"/>	Ceinture de sécurité		<b>44,75</b>	
CKG1189	<input type="checkbox"/>	Ceinture 2-points Medium BodyPoint		242,00	 1196 1200
CKG1192	<input type="checkbox"/>	Ceinture 2-points Large BodyPoint		242,00	
CKG1193	<input type="checkbox"/>	Ceinture 4-points Medium BodyPoint		264,00	
CKG1194	<input type="checkbox"/>	Ceinture 4-points Medium BodyPoint		264,00	
CKG1195	<input type="checkbox"/>	Anti-basculé droit		<b>74,58</b>	 1193 / 1194
CKG1196	<input type="checkbox"/>	Anti-basculé par paire	Pas avec aide à la bascule	<b>74,58</b>	
CKG1200	<input type="checkbox"/>	Anti-basculé avec aide à la bascule par paire		<b>74,58</b>	
CKG1210	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs (roues et châssis) (uniquement pour roues rayonnées)		33,00	
CKG1220	<input type="checkbox"/>	Rallonge-freins par paire		<b>22,38</b>	
<b>ACCESSOIRES</b>					
CKG1240	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		49,50	 1245
CKG1245	<input checked="" type="checkbox"/>	Aide à la bascule droite			
CKG1246	<input type="checkbox"/>	Aide à la bascule gauche			
CKG1241	<input type="checkbox"/>	Porte-sérum avec kit de fixation (uniquement avec tendeur de dossier)		137,50	
<b>AUTRES D'OPTIONS</b>					
CKG1270	<input type="checkbox"/>	Tablette transparente		<b>238,67</b>	 1270