

Yes, you can.®

Invacare SA

Invacare® Action⁴ NG Heavy Duty

Voiturette manuelle standard avec châssis pliable



Poids max. de l'utilisateur: 160 kg
Garantie générale: 1 ans; garantie sur châssis: 3 ans

Date :

Référence :




Revendeur :

















☐ Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases

◆ Option standard

○ Option sans supplément

☐ Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases					▼ Option standard	○ Option sans supplément
CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse		
CKG0026	◆	Invacare® Action ⁴ NG Heavy Duty		975,00		
CKGSPEC	☐	Construction spéciale		Sur demande		
PROPULSION TYPE						
CKG0100	◆	Propulsion par cerceaux (axes QR)	Pas avec roues arrière 12"			
CKG0110	☐	Version de Transit	Uniquement avec roues arrière 12", pas avec freins à tirer; rallonge-freins			
ASSISE						
LARGEUR D'ASSISE						
CKG0170	◆	505 mm (tendeur de dossier incl.)		281,48		
CKG0171	☐	555 mm; revêtement d'assise renforcé (option CKG0292), talonnière (CKG0750) et tendeur de dossier	Pas avec tablette et coussin d'assise avec une profondeur de 400 mm	608,61		
CKG0172	☐	605 mm; revêtement d'assise renforcé (option CKG0292), talonnière (CKG0750) et tendeur de dossier		608,61		
PROFONDEUR D'ASSISE						
CKG0180	☐	400 mm	Pas avec revêtement d'assise renforcé			
CKG0190	◆	450 mm				
CKG0195	☐	500 mm	Uniquement avec revêtement d'assise renforcé ou à bandes velcro			
CKG0200	☐	Réglable 400 - 450 mm	Uniquement avec toile d'assise à bandes velcro en nylon			
CKG0201	☐	Réglable 450 - 500 mm	Uniquement avec revêtement d'assise renforcé ou à bandes velcro			
HAUTEUR D'ASSISE						
CKG0210	◆	510 mm	Pas avec roues arrière 22"			
CKG0220	☐	485 mm				
CKG0230	☐	460 mm				
REVÊTEMENT DE L'ASSISE						
CKG0270	☐	Sans revêtement d'assise				
CKG0280	☐	Nylon sans bandes scratch				
CKG0290	◆	Nylon avec bandes scratch				
CKG0292	☐	Revêtement d'assise renforcé (régl. en tension et en profondeur)	Pas avec coussin d'assise			
CKG0295	☐	Capitonnée				
DOSSIER						
CKG0330	◆	Fixe, régl. en hauteur 380/460mm	0346, 0348, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0351, 0352, 0326, 0327, 0328, 0329, 0336, 0337, 0353, 0354, 0338, 0364, 0365, 0367, 0368, 0369, 0372, 0374, 0780, 1176			
CKG0333	☐	Réglable en angle 0°/30°; (réglable 390/410/430 mm, livré à 430 mm; vérin, poignées de poussée fixes	Uniquement avec position des roues arrière passive, pas avec toile de dossier capitonnée	483,87		
POIGNEES DE POUSSEE						
CKG0304	◆	Fixe	Pas avec appui-nuque, tendeur de dossier			
REVÊTEMENT DE DOSSIER						

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
CKG0350	<input type="checkbox"/>	Sans revêtement de dossier	Pas avec largeur d'assise 505 mm		
CKG0360	◆	Captionné			
CKG0365	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension (1 strap), capitonné			
CKG0369	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension (3+1 straps), anatomique, capitonné (tendeur de dossier incl.)		182,58	
CKG0370	<input type="checkbox"/>	Tension réglable (7+1 straps), anatomique, capitonné (tendeur de dossier incl.)		182,58	
REPOSE-JAMBES / REPOSE-PIEDS					
CKG0380 CKG0430	<input type="checkbox"/>	Sans repose-jambes	Sans repose-pieds		
CKG0390 CKG0440	◆	Repose-pieds 80°			
CKG0400	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes (0-75°) avec support-mollets, droite	Toujours avec palettes réglables en angle (0490 et 0510), pas avec tube de palette court	174,98	
CKG0450	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes (0-75°) avec support-mollets, gauche		174,98	
CKG0420	<input type="checkbox"/>	Support amputé, droit		119,00	
CKG0470	<input type="checkbox"/>	Support amputé, gauche	Sans repose-pieds	119,00	
PALETTES par PAIRE					
CKG0480 CKG0500	◆	Standard, rabattables avec talonnière			
CKG0490 CKG0510	<input type="checkbox"/>	Escamotables, réglables en angle et en profondeur avec talonnière		136,94	
CKG0491	<input type="checkbox"/>	Monobloc, réglable en angle et en profondeur	Pas avec talonnières, tubes de palette courts	270,61	
REPOSE-BRAS par PAIRE / toujours en noir					
CKG0520 CKG0580	◆	Escamotables, courts, réglables en hauteur (200-280 mm+ protège-vêtements réglable en hauteur et en profondeur avec autolock	Pas avec tablette		
CKG0533 CKG0593	<input type="checkbox"/>	Escamotables, courts, réglables en hauteur (210-345mm), protège-vêtements réglable en hauteur avec autolock	Pas avec tablette		
CKG0536 CKG0596	<input type="checkbox"/>	Escamotables, longs, réglables en hauteur (210-345mm), protège-vêtements réglable en hauteur avec autolock		366,69	
OPTIONS D'ASSISE					
CKG0640	<input type="checkbox"/>	Sans option d'assise			
COUSSIN D'ASSISE					
CKG0654	◆	Coussin d'assise de 50 mm, nylon avec housse antidérapante			
PROFONDEUR D'ASSISE					
CKG0701	<input type="checkbox"/>	400 mm			
CKG0702	◆	450 mm			
CKG0703	<input type="checkbox"/>	500 mm			
AUTRES OPTIONS D'ASSISE					
CKG0656	<input type="checkbox"/>	Seat rigidizer		105,00	
CKG0716	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque Dartex, tendeur de dossier incl.		228,23	
CKG0721	<input type="checkbox"/>	Coussins de positionnement latéraux (paire)		220,00	
CKG0760	<input type="checkbox"/>	Repose-mollets, réglables			
CKG0770	<input type="checkbox"/>	Tubes de palette longs (longueur de jambe 450-530 mm)			
CKG0771	<input type="checkbox"/>	Tubes de palette courts (longueur de jambe 230-430 mm)	Uniquement avec largeur d'assise 505mm		
COULEUR DE CHÂSSIS					
CKG0801	<input type="checkbox"/>	GRIS ARDOISE			 0801 / 0804 / 0806 / 0807
CKG0804	<input type="checkbox"/>	BLANC PERLE			
CKG0806	<input type="checkbox"/>	VERT ELECTRIQUE			
CKG0807	<input type="checkbox"/>	NOIR MAT			
CKG0811	<input type="checkbox"/>	ROUGE MAT			 0816 / 0817 / 0811 / 0820
CKG0815	<input type="checkbox"/>	BLEU AQUATIQUE			
CKG0816	<input type="checkbox"/>	BLEU MARINE			 0815
CKG0817	<input type="checkbox"/>	VIOLET FONCE			
CKG0820	◆	NOIR ANTHRACITE			
CKG0821	<input type="checkbox"/>	COULEUR SPECIALE		Sur demande	
ROUES AVANT					
CKG0845	<input type="checkbox"/>	200 X 32 MM (8" X 1.1/4") - Pneumatiques, noir			
CKG0850	◆	200 X 32 MM (8" X 1.1/4") - à pneus pleins, noir			
CKG0870	<input type="checkbox"/>	200 X 45 MM (8" X 2") - à pneus pleins, noir			
FOURCHES					
CKG0930	<input type="checkbox"/>	Boîtier ajustable en hauteur et en angle	3 positions (std)		

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse		
ROUES ARRIÈRE						
TAILLE						
CKG0942	<input type="checkbox"/>	12" / 305 MM	NC: 0961, 0962, 0965, 0966, 0974, 0978, 0982, 1010, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1150, 1160, 1161, 1162, 1210, 1220		 Composite	
CKG0946	<input type="checkbox"/>	22" / 560 MM	(NC : 0964, 0982, 1110)			
CKG0948	<input checked="" type="checkbox"/>	24" / 600 MM				
TYPES ROUES						
CKG0962	<input checked="" type="checkbox"/>	Roue renforcée pour la HD	(NC : 0982, 1130, 1161,1162)		 1"  1.3/8"  1.3/8"	
CKG0963	<input type="checkbox"/>	Drum brake	(NC : 0982, 1120, 1125, 1150, 1160)			
CKG0964	<input type="checkbox"/>	Roue composite	(NC : 0978, 0982, 1110, 1111, 1130, 1161,1162, 1210)			
TYPE PNEUS						
CKG0972	<input checked="" type="checkbox"/>	Pneus pleins, noir 35 MM (1"3/8)			 1"  1.3/8"  1.3/8"	
CKG0974	<input type="checkbox"/>	Pneumatiques profilés, noir 35 MM (1"3/8)				
CKG0978	<input type="checkbox"/>	Pneumatiques (à profil bas), noir 25 MM (1")				
CERCEAUX						
CKG1020	<input checked="" type="checkbox"/>	Aluminium, anodisés			 1101	
CKG1030	<input type="checkbox"/>	Cerceaux enduits, anti-dérapants	Pas avec freins à tambour	114,11		
AXES DE ROUES ARRIERE						
CKG1040	<input type="checkbox"/>	Axes des roues arrière fixes			 1120	
CKG1050	<input checked="" type="checkbox"/>	Axes des roues arrière Quick Release				
POSITION DES ROUES ARRIERE						
CKG1060	<input checked="" type="checkbox"/>	Standard			 1175	
CKG1070	<input type="checkbox"/>	Passive				
CARROSSAGE						
CKG1077	<input type="checkbox"/>	0°			 1196  1200	
OPTION DE CHÂSSIS						
CKG1100	<input checked="" type="checkbox"/>	Sans options				 1193 / 1194
CKG1101	<input type="checkbox"/>	Extension des roues avant (+50 mm vers l'extérieur)				
CKG1110	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons pour roues 24" - noirs (paire)		154,00		
CKG1111	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons pour roues 20" / 22" / 24"-transparents (paire)		154,00		
FREINS						
CKG1120	<input checked="" type="checkbox"/>	Freins à pousser			 1270	
CKG1125	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer				
CKG1130	<input type="checkbox"/>	Freins tambour tierce personne (freins à pousser inclus)		192,50		
OPTIONS DE SECURITE						
CKG1170	<input checked="" type="checkbox"/>	Sans options de sécurité			 1245	
CKG1090	<input type="checkbox"/>	Avec pompe		22,00		
CKG1175	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (points de fixations)		44,00		
CKG1176	<input type="checkbox"/>	Kit de transport confort (points de fixation + ceinture de sécurité et tendeur de dossier)		88,00		
CKG1190	<input type="checkbox"/>	Ceinture de sécurité		45,65		
CKG1189	<input type="checkbox"/>	Ceinture 2-points Medium BodyPoint		242,00		
CKG1192	<input type="checkbox"/>	Ceinture 2-points Large BodyPoint		242,00		
CKG1193	<input type="checkbox"/>	Ceinture 4-points Medium BodyPoint		264,00		
CKG1194	<input type="checkbox"/>	Ceinture 4-points Medium BodyPoint		264,00		
CKG1195	<input type="checkbox"/>	Anti-bascule droit		76,08		
CKG1196	<input type="checkbox"/>	Anti-bascule par paire	Pas avec aide à la bascule	76,08		
CKG1200	<input type="checkbox"/>	Anti-bascule avec aide à la bascule par paire		76,08		
CKG1210	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs (roues et châssis) (uniquement pour roues rayonnées)		33,00		
CKG1220	<input type="checkbox"/>	Rallonge-freins par paire		22,82		
ACCESSOIRES						
CKG1240	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		49,50	 1245	
CKG1245	<input checked="" type="checkbox"/>	Aide à la bascule droite				
CKG1246	<input type="checkbox"/>	Aide à la bascule gauche				
CKG1241	<input type="checkbox"/>	Porte-sérum avec kit de fixation (uniquement avec tendeur de dossier)		137,50		
AUTRES D'OPTIONS						
CKG1270	<input type="checkbox"/>	Tablette transparente		243,44		