



DHCare SA
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.dhcare.be

DHCare® Action^{®4}_{NG} Heavy Duty
Voiturette manuelle standard avec châssis pliable



Poids max. de l'utilisateur: 160 kg
Garantie générale: 1 ans; garantie sur châssis: 3 ans

Date :

Référence :

Revendeur :

☐ Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases ☒ Option standard ☐ Option sans supplément


CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
CKG0026	◆	DHCare® Action® ⁴ _{NG} Heavy Duty		1.084,35	
CKGSPEC	☐	Construction spéciale		Sur demande	
PROPULSION TYPE					
CKG0100	◆	Propulsion par cerceaux (axes QR)	Pas avec roues arrière 12"		
CKG0110	☐	Version de Transit	Uniquement avec roues arrière 12", pas avec freins à tirer; rallonge-freins		
ASSISE					
LARGEUR D'ASSISE					
CKG0170	◆	505 mm (tendeur de dossier incl.)		292,85	
CKG0171	☐	555 mm; revêtement d'assise renforcé (option CKG0292), talonnière (CKG0750) et tendeur de dossier	Pas avec tablette et coussin d'assise avec une profondeur de 400 mm	633,20	
CKG0172	☐	605 mm; revêtement d'assise renforcé (option CKG0292), talonnière (CKG0750) et tendeur de dossier		633,20	
PROFONDEUR D'ASSISE					
CKG0180	☐	400 mm	Pas avec revêtement d'assise renforcé		
CKG0190	◆	450 mm			
CKG0195	☐	500 mm	Uniquement avec revêtement d'assise renforcé ou à bandes velcro		
CKG0200	☐	Réglable 400 - 450 mm	Uniquement avec toile d'assise à bandes velcro en nylon		
CKG0201	☐	Réglable 450 - 500 mm	Uniquement avec revêtement d'assise renforcé ou à bandes velcro		
HAUTEUR D'ASSISE					
CKG0210	◆	510 mm	Pas avec roues arrière 22"		
CKG0220	☐	485 mm			
CKG0230	☐	460 mm			
REVÊTEMENT DE L'ASSISE					
CKG0270	☐	Sans revêtement d'assise			
CKG0280	☐	Nylon sans bandes scratch			
CKG0290	◆	Nylon avec bandes scratch			
CKG0292	☐	Revêtement d'assise renforcé (régl. en tension et en profondeur)	Pas avec coussin d'assise		
CKG0295	☐	Capitonnée			
DOSSIER					
CKG0330	◆	Fixe, régl. en hauteur 380/460mm	0346, 0348, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0351, 0352, 0326, 0327, 0328, 0329, 0336, 0337, 0353, 0354, 0338, 0364, 0365, 0367, 0368, 0369, 0372, 0374, 0780, 1176		
CKG0333	☐	Réglable en angle 0°/30°; (réglable 390/410/430 mm, livré à 430 mm; vérin, poignées de poussée fixes	Uniquement avec position des roues arrière passive, pas avec toile de dossier capitonnée	503,42	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse		
POIGNEES DE POUSSEE						
CKG0304	◆	Fixe	Pas avec appui-nuque, tendeur de dossier			
REVÊTEMENT DE DOSSIER						
CKG0350	□	Sans revêtement de dossier	Pas avec largeur d'assise 505 mm			
CKG0360	◆	Captionné				
CKG0365	□	Réglable en tension (1 strap), capitonné				
CKG0369	□	Réglable en tension (3+1 straps), anatomique, capitonné (tendeur de dossier incl.)		189,96		
CKG0370	□	Tension réglable (7+1 straps), anatomique, capitonné (tendeur de dossier incl.)		189,96		
REPOSE-JAMBES / REPOSE-PIEDS						
CKG0380 CKG0430	□	Sans repose-jambes	Sans repose-pieds			
CKG0390 CKG0440	◆	Repose-pieds 80°				
CKG0400	□	Repose-jambes (0-75°) avec support-mollets, droite	Toujours avec palettes réglables en angle (0490 et 0510), pas avec tube de palette court	182,04		
CKG0450	□	Repose-jambes (0-75°) avec support-mollets, gauche		182,04		
CKG0420	□	Support amputé, droit	Sans repose-pieds	119,00		
CKG0470	□	Support amputé, gauche		119,00		
PALETTES par PAIRE						
CKG0480 CKG0500	◆	Standard, rabattables avec talonnière				
CKG0490 CKG0510	□	Escamotables, réglables en angle et en profondeur avec talonnière		142,47		
CKG0491	□	Monobloc, réglable en angle et en profondeur	Pas avec talonnières, tubes de palette courts	279,36		
REPOSE-BRAS par PAIRE / toujours en noir						
CKG0520 CKG0580	◆	Escamotables, courts, réglables en hauteur (200-280 mm+ protège-vêtements réglable en hauteur et en profondeur avec autolock	Pas avec tablette			
CKG0533 CKG0593	□	Escamotables, courts, réglables en hauteur (210-345mm), protège-vêtements réglable en hauteur avec autolock	Pas avec tablette			
CKG0536 CKG0596	□	Escamotables, longs, réglables en hauteur (210-345mm), protège-vêtements réglable en hauteur avec autolock		381,50		
OPTIONS D'ASSISE						
CKG0640	□	Sans option d'assise				
COUSSIN D'ASSISE						
CKG0654	◆	Coussin d'assise de 50 mm,nylon avec housse antidérapante				
PROFONDEUR D'ASSISE						
CKG0701	□	400 mm				
CKG0702	◆	450 mm				
CKG0703	□	500 mm				
AUTRES OPTIONS D'ASSISE						
CKG0656	□	Seat rigidizer		105,00		
CKG0716	□	Appui-nuque Dartex, tendeur de dossier incl.		237,45		
CKG0721	□	Coussins de positionnement latéraux (paire)		220,00		
CKG0760	□	Repose-mollets, réglables				
CKG0770	□	Tubes de palette longs (longueur de jambe 450-530 mm)				
CKG0771	□	Tubes de palette courts (longueur de jambe 230-430 mm)	Uniquement avec largeur d'assise 505mm			
COULEUR DE CHÂSSIS						
CKG0801	□	GRIS ARDOISE			0801 / 0804 / 0806 / 0807	
CKG0804	□	BLANC PERLE				
CKG0806	□	VERT ELECTRIQUE				
CKG0807	□	NOIR MAT				
CKG0811	□	ROUGE MAT			0816 / 0817 / 0811 /0820	
CKG0815	□	BLEU AQUATIQUE				
CKG0816	□	BLEU MARINE			0815	
CKG0817	□	VIOLET FONCE				

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
CKG0820	◆	NOIR ANTHRACITE			
CKG0821	☐	COULEUR SPECIALE		Sur demande	
ROUES AVANT					
CKG0845	☐	200 X 32 MM (8" X 1.1/4") - Pneumatiques, noir			
CKG0850	◆	200 X 32 MM (8" X 1.1/4") - à pneus pleins, noir			
CKG0870	☐	200 X 45 MM (8" X 2") - à pneus pleins, noir			
FOURCHES					
CKG0930	☐	Boîtier ajustable en hauteur et en angle	3 positions (std)		
ROUES ARRIÈRE					
TAILLE					
CKG0942	☐	12" / 305 MM	NC: 0961, 0962, 0965, 0966, 0974, 0978, 0982, 1010, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1150, 1160, 1161, 1162, 1210, 1220		
CKG0946	☐	22" / 560 MM	(NC : 0964, 0982, 1110)		
CKG0948	◆	24" / 600 MM			
TYPES ROUES					
CKG0962	◆	Roue renforcée pour la HD	(NC : 0982, 1130, 1161,1162)		
CKG0963	☐	Drum brake	(NC : 0982, 1120, 1125, 1150, 1160)		
CKG0964	☐	Roue composite	(NC : 0978, 0982, 1110, 1111, 1130, 1161,1162, 1210)		
TYPE PNEUS					
CKG0972	◆	Pneus pleins, noir 35 MM (1"3/8)			
CKG0974	☐	Pneumatiques profilés, noir 35 MM (1"3/8)			
CKG0978	☐	Pneumatiques (à profil bas), noir 25 MM (1")			
CERCEAUX					
CKG1020	◆	Aluminium, anodisés			
CKG1030	☐	Cerceaux enduits, anti-dérapants	Pas avec freins à tambour	118,72	
AXES DE ROUES ARRIERE					
CKG1040	☐	Axes des roues arrière fixes			
CKG1050	◆	Axes des roues arrière Quick Release			
POSITION DES ROUES ARRIERE					
CKG1060	◆	Standard			
CKG1070	☐	Passive			
CARROSSAGE					
CKG1077	☐	0°			
OPTION DE CHÂSSIS					
CKG1100	◆	Sans options			
CKG1101	☐	Extension des roues avant (+50 mm vers l'extérieur)			
CKG1110	☐	Protège-rayons pour roues 24" - noirs (paire)		154,00	
CKG1111	☐	Protège-rayons pour roues 20" / 22" / 24"-transparents (paire)		154,00	
FREINS					
CKG1120	◆	Freins à pousser			
CKG1125	☐	Freins à tirer			
CKG1130	☐	Freins tambour tierce personne (freins à pousser inclus)		192,50	
OPTIONS DE SECURITE					
CKG1170	◆	Sans options de sécurité			
CKG1090	☐	Avec pompe		22,00	
CKG1175	☐	Kit de transport (points de fixations)		44,00	
CKG1176	☐	Kit de transport confort (points de fixation + ceinture de sécurité et tendeur de dossier)		88,00	
CKG1190	☐	Ceinture de sécurité		47,49	
CKG1189	☐	Ceinture 2-points Medium BodyPoint		242,00	
CKG1192	☐	Ceinture 2-points Large BodyPoint		242,00	
CKG1193	☐	Ceinture 4-points Medium BodyPoint		264,00	
CKG1194	☐	Ceinture 4-points Medium BodyPoint		264,00	
CKG1195	☐	Anti-basculé droit		79,15	
CKG1196	☐	Anti-basculé par paire	Pas avec aide à la bascule	79,15	
CKG1200	☐	Anti-basculé avec aide à la bascule par paire		79,15	
CKG1210	☐	Kit réflecteurs (roues et châssis) (uniquement pour roues rayonnées)		33,00	
CKG1220	☐	Rallonge-freins par paire		23,74	




Composite



1"



1.3/8"




1.3/8"




1101




1120



1175




1196



1200



1193 / 1194

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
ACCESSOIRES					
CKG1240	☐	Porte-canne		49,50	 1245
CKG1245	☒	Aide à la bascule droite			
CKG1246	☐	Aide à la bascule gauche			
CKG1241	☐	Porte-sérum avec kit de fixation (uniquement avec tendeur de dossier)		137,50	
AUTRES D'OPTIONS					
CKG1270	☐	Tablette transparente		253,28	 1270