

Yes, you can:

Invacare SA

Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.invacare.be

Gouttière hémiplégique Dynamique **Bodypoint®**

Support hémiplégique personnalisable, à fixer sur un accoudoir avec tube ou plat.
Dispose de rotation au niveau du coude et de la main pour une ergonomie parfaite.
4 supports palmaires différents ("bloc à main").

OBLIGATOIRE : A fixer sur un accoudoir réglable en hauteur.

Date :

Référence :

Revendeur :

Gouttière complète

(base, coudière, coussin d'avant-bras, support palmaire)

CODE	QUANTITÉ	DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse
AS201L		Gouttière hémiplégique dynamique, à dégagement rapide, petit bloc de main Flex, gauche	1.099,00
AS201R		Gouttière hémiplégique dynamique, à dégagement rapide, petit bloc de main Flex, droite	1.099,00
AS202L		Gouttière hémiplégique dynamique, à dégagement rapide, grand bloc de main Flex, gauche	1.099,00
AS202R		Gouttière hémiplégique dynamique, à dégagement rapide, grand bloc de main Flex, droite	1.099,00



Fixations de montage (obligatoire)

CODE	QUANTITÉ	DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse
AS119		Pince de montage d'accoudoir avec tube, Ø 19 mm (Ø 3/4") Recommandé pour les accoudoirs réglables en hauteur pour les fauteuils roulants standards Action et actifs Küschall Compact	69,00
AS118		Pince de montage d'accoudoir avec tube, Ø 22 et 25 mm (Ø 7/8" et 1")	69,00
AS120		Plaque de montage d'accoudoir (pour accoudoir plat) Recommandé pour les fauteuils roulants de confort Rea	105,00



Composants


CODE	QUANTITÉ	DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse
AS115L		Petit bloc à main Flex, gauche	299,00
AS115R		Petit bloc à main Flex, droite	299,00
AS116L		Grand bloc à main Flex, gauche	299,00
AS116R		Grand bloc à main Flex, droite	299,00



QUELLE TAILLE CHOISIR ?

§Taille S : A ≤ 10.5 CM et/ou B ≤ 9.0 CM

§Taille L : A ≥ 10.5 CM et/ou B ≥ 11.0 CM



Kit d'essai

CODE	QUANTITÉ	DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse
AS001		Inclus : une base de gouttière hémiplégique à dégagement rapide, les 4 blocs à main, les deux tailles de pinces de montage d'accoudoir et la plaque de montage (pour accoudoir plat)	1.990,00