



Yes, you can.®

Invacare SA
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.invacare.be

Invacare® Kompas

Voiturette électronique pliante



Poids max. de l'utilisateur: 115 kg.
Garantie générale: 2 ans; garantie sur batteries et pièces électroniques: 1 an
Prix en Euro 6% TVA incl.
Prix hors recupel € 0,33 hors TVA

Date :

Référence :

Revendeur :

Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases Option standard Option sans supplément

CODE	DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse
1662630	<input checked="" type="checkbox"/> Kompas	2.595,00

CARACTÉRISTIQUES

- Largeur d'assise 460mm
- Profondeur d'assise 420mm
- Hauteur d'assise 520mm
- Hauteur de dossier et angle de dossier réglable
- Longueur totale 970mm
- Largeur totale 590mm
- Batterie lithium 11,4Ah
- Système de pliage en 1 étape
- Anti-bascules
- Poids léger 20,9kg sans batterie

