

Yes, you can.

Invacare SA



Invacare® Küschall Champion 2.0

Voiturette manuelle active avec châssis pliable et dossier rabattable



- Poids max. de l'utilisateur: 120 kg
- Garantie générale: 1 an; garantie sur le châssis: 5 ans
- Nous nous réservons le droit d'avoir une tolérance de +/- 10 mm sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL

Küschall
UNLIMIT YOUR WORLD

Date :

Référence :

Revendeur :

☐ Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases


☒ Option standard

☐ Option sans supplément


CODE		DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse	
DHA0031	<input checked="" type="checkbox"/>	Küschall® Champion 2.0	3.050,00	
FABRICATION SPÉCIALE				
DHA0000	<input type="checkbox"/>	UNIQUE Construction Spéciale		Sur demande
UHA0001	<input type="checkbox"/>	UNIQUE Personnalisation		
OPTIONS D'ASSISE				
CHÂSSIS				
DHA1150	<input checked="" type="checkbox"/>	75° relatif à l'assise; Aluminium	(NC : 1350)	
DHA1160	<input type="checkbox"/>	90° relatif à l'assise; Aluminium	(NC : 1350)	
DHA1170	<input type="checkbox"/>	75° relatif à l'assise; Aluminium - adduction	(NC : 1250, 1320, 1325, 7000, 7010)	
DHA1180	<input type="checkbox"/>	90° relatif à l'assise; Aluminium - adduction	(NC : 1250, 1320, 1325, 7000, 7010)	
OPTIONS CHÂSSIS SWISS KNIFE				
DHA1250	<input type="checkbox"/>	Option SK; châssis avant pliable / ne pas possible avec adduction	(NC : 1350, 1924 to 1934, 4190, 8700)	517,00
CHAMPION SL CHÂSSIS				
UHA1260	<input type="checkbox"/>	Champion SL: centre de gravité fixe et fourches soudées - poids max. utilisateur : 100kg - Gain de poids : 800g	(NC: 3490, 6180)	550,00
LARGEUR D'ASSISE (SB)				
DHA1320	<input type="checkbox"/>	360 mm	(NC:2710, 2742, 2744, 2746, 2748, 7000)	
DHA1325	<input type="checkbox"/>	380 mm	(NC : 2742, 2744, 7000)	
DHA1330	<input checked="" type="checkbox"/>	400 mm	(NC : 2744)	
DHA1335	<input type="checkbox"/>	420 mm		
DHA1340	<input type="checkbox"/>	440 mm	(NC : 2740, 2742)	
DHA1345	<input type="checkbox"/>	460 mm	(NC : 2740, 2742, 2744)	
DHA1350	<input type="checkbox"/>	480 mm	Uniquement avec châssis d'adduction (NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2740, 2742, 2744)	
PROFONDEUR D'ASSISE (ST)				
DHA1405	<input type="checkbox"/>	340 mm	(NC : 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830)	
DHA1415	<input type="checkbox"/>	360 mm	(NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830)	
DHA1425	<input type="checkbox"/>	380 mm	(NC : 2720, 2730, 2744)	
DHA1435	<input checked="" type="checkbox"/>	400 mm	(NC : 2744)	
DHA1445	<input type="checkbox"/>	420 mm		
DHA1460	<input type="checkbox"/>	440 mm	(NC : 2740, 2742)	
DHA1470	<input type="checkbox"/>	460 mm	(NC : 2740, 2742, 2744)	
DHA1480	<input type="checkbox"/>	480 mm	(NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748)	
HAUTEUR DE DOSSIER (RH)				
DHA1615	<input type="checkbox"/>	300 mm	(NC : 2200, 2322, 2325, 2330, 2331, 2345, 2350, 2355, 2357, 2400)	
DHA1620	<input type="checkbox"/>	315 mm	(NC : 2200, 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357, 2400)	
DHA1625	<input type="checkbox"/>	330 mm	(NC : 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357)	
DHA1630	<input type="checkbox"/>	345 mm	(NC : 2330, 2331, 2355, 2357)	
DHA1635	<input checked="" type="checkbox"/>	360 mm	(NC : 2240)	
DHA1640	<input type="checkbox"/>	375 mm	(NC : 2240)	

Depending on the configuration, the footplate may be high mounted when
FSTF > 500 mm and LLL < 400mm
OR
FSTF ≤ 500 mm and LLL ≤ 350 mm








FSTF / Rear wheel size
22": 390 - 440 mm
24": 390 - 460 mm
25": 410 - 480 mm
26": 430 - 490 mm



CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
DHA1645	☐	390 mm	(NC : 2240)	
DHA1650	☐	405 mm	(NC : 2240)	
DHA1655	☐	420 mm	(NC : 2240)	
DHA1660	☐	435 mm	(NC : 2240)	
DHA1665	☐	450 mm	(NC : 2240)	
DHA1670	☐	465 mm	(NC : 2240)	
HAUTEUR D'ASSISE AVANT (SHv)				
DHA1740	☐	450 mm	(NC : 1946 to 1960)	
DHA1745	☐	460 mm	(NC : 1948 to 1960)	
DHA1750	☐	470 mm	(NC : 1950 to 1960)	
DHA1755	☐	480 mm	(NC : 1952 to 1960)	
DHA1760	☐	490 mm	(NC : 1954 to 1960)	
DHA1765	◆	500 mm	(NC : 1956 to 1960)	
DHA1770	☐	510 mm	(NC : 1958, 1960)	
DHA1775	☐	520 mm	(NC : 1960)	
DHA1780	☐	530 mm	(NC : 5000)	
DHA1785	☐	540 mm	Uniquement avec roues avant 5" (NC : 5000, 5050, 5100, 5150, 5200, 5250)	
HAUTEUR D'ASSISE ARRIÈRE (SHh)				
CHÂSSIS 75°: 0 <FSTF - RSTF < 70 mm; CHÂSSIS 90°: 30 <FSTF - RSTF < 100 mm				
DHA1815	☐	390 mm	Uniquement avec roues arrière 22" et 24" (NC : 6420, 6430)	
DHA1820	☐	400 mm	Uniquement avec roues arrière 22" et 24" (NC : 6420, 6430)	
DHA1825	☐	410 mm	(NC: 6430)	
DHA1830	☐	420 mm	(NC: 6430)	
DHA1835	☐	430 mm		
DHA1840	◆	440 mm		
DHA1845	☐	450 mm		
DHA1850	☐	460 mm		
DHA1855	☐	470 mm	Uniquement avec roues arrière 25" et 26" (NC : 6410)	
DHA1860	☐	480 mm	Uniquement avec roues arrière 25" et 26" (NC : 6410)	
DISTANCE REPOSE-PIEDS GENOUX (UL)				
CHÂSSIS 75°: UL ≤ FSTF- 30 mm ; CHÂSSIS 90°: UL ≤ FSTF- 40 mm				
DHA1924	☐	320 mm	Pas avec option SK	
DHA1926	☐	330 mm	Pas avec option SK	
DHA1928	☐	340 mm	Pas avec option SK	
DHA1930	☐	350 mm	Pas avec option SK	
DHA1932	☐	360 mm	Pas avec option SK	
DHA1934	☐	370 mm	Pas avec option SK	
DHA1936	☐	380 mm	Option SK seulement si la profondeur d'assise est > que 400mm	
DHA1938	☐	390 mm	Option SK seulement si la profondeur d'assise est > que 380mm	
DHA1940	☐	400 mm		
DHA1942	☐	410 mm		
DHA1944	☐	420 mm		
DHA1946	◆	430 mm		
DHA1948	☐	440 mm		
DHA1950	☐	450 mm		
DHA1952	☐	460 mm		
DHA1954	☐	470 mm		
DHA1956	☐	480 mm		
DHA1958	☐	490 mm		
DHA1960	☐	500 mm		
DOSSIER				
REVÊTEMENT DE DOSSIER				
DHA2200	☐	Capitoné légèrement	Pas avec hauteur de dossier < 330mm (NC : 2300 to 2350, 2430)	
DHA2220	◆	Dossier réglable par bandes scratch, revêtement en noir premium	(NC : 2300 to 2350)	
DHA2230	☐	Aero back, réglable en tension par bandes scratch	(NC : 2300 to 2350)	71,50
DHA2240	☐	Sans revêtement de dossier	Toujours choisir avec dossier Matrx (NC : 2430, 2450)	
SURPIQÔRES SUR LA GARNITURE DE DOSSIER				
UHA2241	☐	JAUNE FLUO		175,00
UHA2242	☐	ROSE FLUO		175,00
UHA2243	☐	BLEU		175,00
UHA2244	☐	BLANC		175,00
UHA2245	☐	ROUGE		175,00



CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
UHA0002	<input type="checkbox"/>	AUTRE COULEUR: merci de passer notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DHA0000)	Sur demande	
BRODERIE SUR GARNITURE DE DOSSIER					
UHA2246	<input type="checkbox"/>	Smiley		250,00	
UHA2248	<input type="checkbox"/>	Aventurier		250,00	
UHA2249	<input type="checkbox"/>	Beauté Sakura		250,00	
UHA2250	<input type="checkbox"/>	Cactus Souriant		250,00	
UHA2251	<input type="checkbox"/>	Logo Küschall		250,00	
UHA0003	<input type="checkbox"/>	Autre design: merci de passer par notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DHA0000)	Sur demande	
FLOCAGE SUR GARNITURE DE DOSSIER					
UHA2253	<input type="checkbox"/>	Smiley		125,00	
UHA2255	<input type="checkbox"/>	Aventurier		125,00	
UHA2256	<input type="checkbox"/>	Beauté Sakura		125,00	
UHA2257	<input type="checkbox"/>	Cactus Souriant		125,00	
UHA2259	<input type="checkbox"/>	Explosion de couleurs		125,00	
UHA0004	<input type="checkbox"/>	Autre design: merci de passer par notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DHA0000)	Sur demande	
DOSSIERS MATRX					
Délai de livraison suppl. de 7 jours					
DCA2300	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, hauteur 150 mm avec hardware quick-release	(NC : 2370, 2372, 3480)	950,00	 Matrx MX2
DCA2305	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, hauteur 230 mm avec hardware quick-release	(NC : 2370, 2372, 3480)	950,00	
DCA2310	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, hauteur 305 mm avec hardware quick-release	(NC : 2370, 2372, 3480)	950,00	
DCA2315	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, hauteur 405 mm avec hardware quick-release	(NC : 2370, 2372, 3480)	950,00	
DCA2316	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hauteur 160 mm avec easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00	 Elite Deep E2
DCA2317	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hauteur 210 mm avec easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00	
DCA2318	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hauteur 260 mm avec easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00	
DCA2320	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hauteur 310 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 3480)	850,00	
DCA2322	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hauteur 360 mm avec easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00	 Elite E2
DCA2325	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hauteur 410 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 3480)	850,00	
DCA2330	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hauteur 460 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 3480)	850,00	
DCA2331	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hauteur 510 mm avec easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00	
DCA2332	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hauteur 160 mm avec easy-set hardware	(NC : 3480)	750,00	
DCA2334	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hauteur 210 mm avec easy-set hardware	(NC : 3480)	750,00	
DCA2335	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hauteur 260 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 3480)	750,00	
DCA2340	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hauteur 310 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 3480)	750,00	
DCA2345	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hauteur 360 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 3480)	750,00	
DCA2350	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hauteur 410 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 3480)	750,00	
DCA2355	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hauteur 460 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 3480)	750,00	
DCA2357	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hauteur 510 mm avec easy-set hardware	(NC : 3480)	750,00	
LARGEUR DOSSIERS MATRX					
DCA2360	<input type="checkbox"/>	360 mm	Largeur indicative poitrine: 265 mm		
DCA2362	<input type="checkbox"/>	380 mm	Largeur indicative poitrine: 290 mm		
DCA2364	<input type="checkbox"/>	410 mm	Largeur indicative poitrine: 315 mm		
DCA2366	<input type="checkbox"/>	430 mm	Largeur indicative poitrine: 340 mm		
DCA2368	<input type="checkbox"/>	460 mm	Largeur indicative poitrine: 370 mm		
DCA2369	<input type="checkbox"/>	480 mm	Largeur indicative poitrine: 390 mm		
DCA2372	<input type="checkbox"/>	510 mm	Largeur indicative poitrine: 420 mm		
POIGNÉES DE POUSSÉE					
DHA2400	◆	Sans poignées de poussée	Pas avec hauteur de dossier < 330 mm		 2430
DHA2410	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée fixes, courtes	Pas avec revêtement de dossier capitonné légèrement & dossier Matrx	126,50	
DHA2420	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée fixes, longues	Pas avec dossier Matrx (NC: 3480)	126,50	
DHA2430	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée réglables en hauteur, construction	Pas avec dossier Matrx (NC: 3480)	280,00	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
DHA2440	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée réglables en hauteur, intégrées		280,00	 2450
DHA2450	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée escamotables		280,00	
ANGLE DE DOSSIER (RW)					
DHA2510	<input type="checkbox"/>	76°			
DHA2530	<input type="checkbox"/>	80.5°			
DHA2550	◆	85°			
DHA2570	<input type="checkbox"/>	89.5°			
DHA2590	<input type="checkbox"/>	94°			
ASSISE					
REVÊTEMENT D'ASSISE					 2600
DHA2600	◆	Standard			
DHA2601	<input type="checkbox"/>	Avec une bande scratch centrale (face douce) et deux bandes scratch sur les côtés (face rugueuse)		104,50	
DHA2610	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension avec 1 bande scratch centrale		200,00	
SURPIQÛRES SUR LA GARNITURE D'ASSISE					 2700
UHA2602	<input type="checkbox"/>	JAUNE FLUO		175,00	
UHA2603	<input type="checkbox"/>	ROSE FLUO		175,00	
UHA2604	<input type="checkbox"/>	BLEU		175,00	
UHA2605	<input type="checkbox"/>	BLANC		175,00	
UHA2606	<input type="checkbox"/>	ROUGE		175,00	
UHA0005	<input type="checkbox"/>	AUTRE COULEUR: merci de passer notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DHA0000)	Sur demande	
COUSSIN D'ASSISE ET OPTIONS D'ASSISE					 2710
DHA2700	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise standard 60 mm avec surface en visco	(NC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)		
DHA2710	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flotech Lite, hauteur 78 mm	(NC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	125,00	
DHA2720	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Libra, hauteur 83 mm	Pas avec ST < 400 mm ; SB 360 mm seulement possible avec ST 400/420 mm	532,53	 2720
ACCESSOIRES LIRBA					
DHA2810	<input type="checkbox"/>	Poche de gel fluide supplémentaire		15,22	 2720
DHA2820	<input type="checkbox"/>	Cale angle		15,22	
DHA2830	<input type="checkbox"/>	Coussin d'abduction		15,22	
DHA2840	<input type="checkbox"/>	Cale latérale		15,22	
DHA2850	<input type="checkbox"/>	Cale antérieure		15,22	
SEAT RIGIDIZER					 2800
DHA2860	<input type="checkbox"/>	Seat rigidizer		105,00	
POCHETTE D'ASSISE					
DHA2800	<input type="checkbox"/>	Pochette click-in, amovible	Avec clips de fixation (DHA7010)	99,00	
PALETTE					
DHA3240	<input type="checkbox"/>	Palette escamotable, réglable en angle, montée vers l'avant			 3240
DHA3250	◆	Palette escamotable, réglable en angle, montée vers l'arrière			
SANGLE-MOLLETS					
DHA3320	◆	Montée aux têtes de fourches			
DHA3330	<input type="checkbox"/>	Montée au châssis		44,00	
PROTÈGE-VÊTEMENTS					
PROTÈGE-VÊTEMENTS / GARDE-BOUES					
DHA3405	◆	Protège-vêtements en plastique, rabattables	(NC : 6400 , 6430)		 3440
DHA3420	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements en carbone, rabattables		165,00	
DHA3430	<input type="checkbox"/>	Garde-boues en carbone, fixes	(NC : 3490)	165,00	 3450
DHA3440	<input type="checkbox"/>	Garde-boues en carbone, amovibles	(NC : 3490)	340,00	
DHA3450	<input type="checkbox"/>	Garde-boues amovible, plastique	(NC : 3490, 6430)	165,00	
UNIQUE - COLORIS TRANSPARENTS					
UNIQUEMENT AVEC PROTEGE-VETEMENTS PLASTIQUES					
UHA3422	<input type="checkbox"/>	TRANSPARENT		650,00	 3480
UHA3423	<input type="checkbox"/>	TRANSPARENT BLEU		700,00	
UHA3424	<input type="checkbox"/>	TRANSPARENT JAUNE FLUO		700,00	
UHA3425	<input type="checkbox"/>	TRANSPARENT ORANGE FLUO		700,00	
UHA3426	<input type="checkbox"/>	TRANSPARENT ROUGE FLUO		700,00	
UHA0006	<input type="checkbox"/>	AUTRE COULEUR: merci de passer notre service client		700,00	
UHA0007	<input type="checkbox"/>	AUTRE MOTIF: merci de passer notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DHA0000)	Sur demande	 3490
REPOSE-BRAS					
DHA3480	<input type="checkbox"/>	Accoudoir tubulaire, réglable en hauteur, amovible, rabattable, avec manchette	Pas avec dossier Matrx	327,70	
DHA3490	<input type="checkbox"/>	Réglables en hauteur, manchette courte (T)	Protège-vêtements pas inclus; pas avec garde-boues (DDC1408)	366,69	
CHÂSSIS					
COLORIS DU CHÂSSIS, STD. Pas avec carbone (DDC 0204) et châssis en titane (DDC0284/0292)					
DHA4000	◆	NOIR SPATIAL			

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
DHA4010	<input type="checkbox"/>	GRIS ANTHRACITE			
DHA4020	<input type="checkbox"/>	BLANC ECLATANT			
DHA4030	<input type="checkbox"/>	ROUGE CARMIN			
DHA4040	<input type="checkbox"/>	BLEU AZUR			
DHA4060	<input type="checkbox"/>	FLASHY YELLOW	Délai de livraison suppl. de 10 jours		
DHA4100	<input type="checkbox"/>	NOIR BRILLANT	Délai de livraison suppl. de 10 jours		
DHA4130	<input type="checkbox"/>	GRIS ARGENT	Délai de livraison suppl. de 10 jours		
DHA4145	<input type="checkbox"/>	BLEU NUIT PERLE	Délai de livraison suppl. de 10 jours		
DHA4150	<input type="checkbox"/>	ROUGE RUBIS	Délai de livraison suppl. de 10 jours		
DHA4170	<input type="checkbox"/>	ORANGE DYNAMITE	Délai de livraison suppl. de 10 jours		
DHA4180	<input type="checkbox"/>	VERT FORÊT	Délai de livraison suppl. de 10 jours		
UHA4101	<input type="checkbox"/>	POLI-MIROIR	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00	
UHA4102	<input type="checkbox"/>	VERT PASTEL	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00	
UHA4103	<input type="checkbox"/>	BLEU CIEL	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00	
UHA4104	<input type="checkbox"/>	PRUNE	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00	
UHA4105	<input type="checkbox"/>	SAUMON	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00	
UHA0008	<input type="checkbox"/>	COLORIS SPECIAL - MERCI DE PASSER LE CODE RAL-XXXX PAR NOTRE SERVICE CLIENT		Sur demande	
VERNIS CERAMIQUE					
UHA4066	<input type="checkbox"/>	Vernis céramique	Uniquement pour coloris Unique UHA410*	550,00	
STYLE DE DÉCALCOMANIE					
DHA4190	<input type="checkbox"/>	BOLD	(NC : 4300, 4310)	95,00	
DHA4195	◆	TAG	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)		
DHA4197	<input type="checkbox"/>	SANS MARQUAGE	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4300, 4310)		
COLORIS DE LA DÉCALCOMANIE BOLD					
DHA4200	<input type="checkbox"/>	NOIR			
DHA4210	<input type="checkbox"/>	GRIS FONCE			
DHA4220	<input type="checkbox"/>	GRIS CLAIR			
DHA4230	<input type="checkbox"/>	ROUGE			
DHA4240	<input type="checkbox"/>	BLEU			
DHA4250	<input type="checkbox"/>	DORÉ			
UHA4252	<input type="checkbox"/>	JAUNE FLUO	AUTOCOLLANT POUR DES COULEURS STANDARD (DHA4000 - DHA4180)	195,00	
UHA4253	<input type="checkbox"/>	VERT FLUO	AUTOCOLLANT POUR DES COULEURS STANDARD (DHA4000 - DHA4180)	195,00	
UHA4254	<input type="checkbox"/>	ORANGE FLUO	AUTOCOLLANT POUR DES COULEURS STANDARD (DHA4000 - DHA4180)	195,00	
UHA4255	<input type="checkbox"/>	ROSE FLUO	AUTOCOLLANT POUR DES COULEURS STANDARD (DHA4000 - DHA4180)	195,00	
UHA4256	<input type="checkbox"/>	ROUGE FLUO	AUTOCOLLANT POUR DES COULEURS STANDARD (DHA4000 - DHA4180)	195,00	
UHA0009	<input type="checkbox"/>	AUTRE COULEUR: merci de passer par notre service client		Sur demande	
COLORIS DE LA DÉCALCOMANIE TAG					
DHA4300	<input type="checkbox"/>	NOIR			
DHA4310	◆	ROUGE			
ROUES AVANT					
DHA5000	<input type="checkbox"/>	3" SUPERSPORT	Pas avec SHv 530-540 mm		
DHA5050	<input type="checkbox"/>	4" EVERYDAY - bandage noir	Pas avec SHv 540 mm		
DHA5100	<input type="checkbox"/>	4" CONFORT - bandage noir	Pas avec SHv 540 mm		
DHA5150	<input type="checkbox"/>	4" STAREC - bandage noir, jante noire	Pas avec SHv 540 mm	71,50	
DHA5200	<input type="checkbox"/>	4" FROGLEGS - bandage noir, jante noire	Pas avec SHv 540 mm	121,00	
DHA5250	<input type="checkbox"/>	4" FROGLEGS - bandage noir, jante argente	Pas avec SHv 540 mm	121,00	
DHA5300	<input type="checkbox"/>	5" EVERYDAY - bandage noir			
DHA5350	◆	5" CONFORT - bandage noir			
DHA5400	<input type="checkbox"/>	5" STAREC - bandage noir, jante noire		71,50	
DHA5450	<input type="checkbox"/>	5" FROGLEGS - bandage noir, jante noire		121,00	
DHA5500	<input type="checkbox"/>	5" FROGLEGS - bandage noir, jante argente		121,00	
FROGLEGS - COLORIS DE JANTES ROUES AVANT					
UHA5502	<input type="checkbox"/>	ROSE FLUO		250,00	
UHA5504	<input type="checkbox"/>	ORANGE		250,00	
UHA5506	<input type="checkbox"/>	BLEU		250,00	
UHA5507	<input type="checkbox"/>	VIOLET ATOMIQUE		250,00	
UHA5508	<input type="checkbox"/>	ROUGE		250,00	
UHA5509	<input type="checkbox"/>	DORÉ		250,00	
ROULEMENTS EN CERAMIQUE ROUES AVANT					
UHA5510	<input type="checkbox"/>	Roulements en céramique		345,00	
ROUES ARRIÈRE					
POSITION DES ROUES ARRIÈRE					
DHA6100	<input type="checkbox"/>	1ère position (position la plus active)			
DHA6110	<input type="checkbox"/>	2e position (1ère position Champion 2008)			
DHA6120	<input type="checkbox"/>	3e position			



BOLD



TAG



CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
DHA6130	<input type="checkbox"/>	4e position (2e position Champion 2008)		
DHA6140	<input checked="" type="checkbox"/>	5e position (3e position Champion 2008)		
DHA6150	<input type="checkbox"/>	6e position		
DHA6160	<input type="checkbox"/>	7e position (4e position Champion 2008)		
DHA6170	<input type="checkbox"/>	8e position		
DHA6180	<input type="checkbox"/>	9e position (position la plus passive)		
AXE QUAD RELEASE				
DHA6300	<input type="checkbox"/>	Tetra Clip	(NC: 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6950)	132,00
DIAMÈTRE DES ROUES ARRIÈRE				
DHA6410	<input checked="" type="checkbox"/>	24"		
DHA6420	<input type="checkbox"/>	25"	(NC : 6500, 6510, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950)	55,00
DHA6430	<input type="checkbox"/>	26"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950)	495,00
TYPES DES ROUES				
DHA6500	<input checked="" type="checkbox"/>	Roues Actives 24" (bande grise et cerceau incl.)	(NC : All Handrims, 6900, 6910)	
DHA6510	<input type="checkbox"/>	24", 26" KÜSCHALL STAREC, rayons croisés	Version noir en 24"	
DHA6520	<input type="checkbox"/>	24", 25" HIGH PERFORMANCE	Moyeu Starec noir, jante noire - pas à pneus plein (NC: 6660)	420,00
DHA6550	<input type="checkbox"/>	24", 25" SPINERGY LXX, jante noire	Jante, moyeu et rayonnage radial noir - pas à pneus plein (NC: 6660, 6910)	750,00
UHA6551	<input type="checkbox"/>	24", 25" Spinergy Lite Extreme LX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC: 6660, 6910)	1.300,00
UHA6552	<input type="checkbox"/>	24", 25" Spinergy Lite Extreme X-laced XLX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC: 6660, 6910)	1.400,00
UHA6553	<input type="checkbox"/>	24", 25" Spinergy LX-laced Sport Lite Extreme X SLX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC: 6660, 6910)	1.450,00
UHA6554	<input type="checkbox"/>	24", 25" Spinergy Carbon Fiber CLX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC: 6660, 6910)	1.600,00
ANODISATION JANTES ROUES ARRIERE SPINERGY				
UHA6557	<input type="checkbox"/>	BLEU		399,00
UHA6558	<input type="checkbox"/>	DORÉ		399,00
UHA6559	<input type="checkbox"/>	VERT		399,00
UHA6560	<input type="checkbox"/>	ORANGE		399,00
UHA6561	<input type="checkbox"/>	ROUGE		399,00
UHA6562	<input type="checkbox"/>	VIOLET		399,00
ANODISATION MOYEU ROUES ARRIERE SPINERGY				
UHA6563	<input type="checkbox"/>	BLEU		399,00
UHA6564	<input type="checkbox"/>	DORÉ		399,00
UHA6565	<input type="checkbox"/>	GRIS		399,00
UHA6566	<input type="checkbox"/>	VERT		399,00
UHA6567	<input type="checkbox"/>	ORANGE		399,00
UHA6568	<input type="checkbox"/>	ROUGE		399,00
UHA6569	<input type="checkbox"/>	VIOLET		399,00
ANODISATION RAYONS ROUES ARRIERE SPINERGY				
UHA6570	<input type="checkbox"/>	BLEU		150,00
UHA6571	<input type="checkbox"/>	VERT		150,00
UHA6572	<input type="checkbox"/>	ORANGE		150,00
UHA6573	<input type="checkbox"/>	ROSE FLUO		150,00
UHA6574	<input type="checkbox"/>	ROUGE		150,00
UHA6575	<input type="checkbox"/>	VIOLET		150,00
UHA6576	<input type="checkbox"/>	BLANC		150,00
UHA6577	<input type="checkbox"/>	JAUNE		150,00
ROULEMENTS EN CERAMIQUE ROUES ARRIERE				
UHA6579	<input type="checkbox"/>	Roulements en céramique		299,00
TYPES DES PNEUS				
DHA6600	<input checked="" type="checkbox"/>	24" Maxxis Lite Guard		
DHA6625	<input type="checkbox"/>	22", 24", 25", 26" Maxxis Alpha Protect		100,00
DHA6630	<input type="checkbox"/>	24" MBL Speedlite	Protection anti-crevaisson V-Guard	100,00
DHA6660	<input type="checkbox"/>	24" Pneus pleins, noir	(NC : 7230)	65,00
CERCEAUX (PAS POUR ROUES ACTIVES)				
DHA6700	<input type="checkbox"/>	24", 26" Supergripp, distance 30mm	Livré avec distance 30 mm, réglage à 40 mm	217,88
DHA6710	<input type="checkbox"/>	24", 26" Acier, distance 30mm	Distance 30 mm	126,50
DHA6720	<input type="checkbox"/>	24", Titane, distance 30mm	Distance 30 mm	357,50
DHA6740	<input type="checkbox"/>	24", 25" Carbolife Gekko, distance 30mm	Livré avec distance 30 mm, réglage à 40 mm	335,00
DHA6750	<input type="checkbox"/>	24" 25" Carbolife Gekko S, distance 30mm		335,00

COG position :

Pos 1: 130 mm
Pos 2: 119 mm (-11)
Pos 3: 107 mm (-23)
Pos 4: 96 mm (-34)
Pos 5: 84 mm (-46)
Pos 6: 73 mm (-57)
Pos 7: 61 mm (-69)
Pos 8: 50 mm (-80)
Pos 9: 38 mm (-92)

6300

6600








6625

6630

6660

6700

6710

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
DHA6760	<input type="checkbox"/>	24" Carbolife Curve L, distance 30mm	Livré avec distance 30 mm, réglage à 40 mm	305,00	 6790 6760
DHA6770	<input type="checkbox"/>	24" Carbolife Quadro, distance 30mm		405,00	
DHA6775	<input type="checkbox"/>	24" Carbolife Curve L Tetra-grip, distance 30mm		405,00	
DHA6780	<input type="checkbox"/>	24", 25", 26" Light Alu, gris, distance 30mm	Distance 30 mm		
DHA6790	<input type="checkbox"/>	24", 25", 26" Light Alu, noir, distance 30mm	Distance 30 mm		
CARROSAGE					
DHA6820	<input checked="" type="checkbox"/>	0°			 6720
DHA6830	<input type="checkbox"/>	1°	(NC : 6950)		
DHA6840	<input type="checkbox"/>	3°	(NC : 7230)		
PROTÈGE-RAYONS (LA PAIRE)					
DHA6900	<input type="checkbox"/>	24", 26" Transparent	Pas avec roues Spinergy LXX	165,00	 6740
DHA6910	<input type="checkbox"/>	24", 26" Noir	Pas avec roues Spinergy LXX	165,00	
ALBER ADD ON KIT					
DHA6950	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber twion et e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-basculer alber)	NC : 7500, 7510, 7520, 8200 - inclus 2 roulettes anti-basculer alber	800,00	
CLIPS DE FIXATION					
DHA7000	<input type="checkbox"/>	Sangle de fixation			 7010
DHA7010	<input type="checkbox"/>	Clips de fixation			
AIDE AU DEPLIEMENT					
DHA7100	<input checked="" type="checkbox"/>	Aide au dépliement			
SÉCURITÉ					
FREINS					
DHA7200	<input type="checkbox"/>	A tirer			 7250
DHA7210	<input checked="" type="checkbox"/>	A pousser leviers courbés			
DHA7220	<input type="checkbox"/>	A pousser leviers droits			
DHA7230	<input type="checkbox"/>	Performance	(NC : 7300, 7810, 7820, 7830)	88,00	
DHA7240	<input type="checkbox"/>	Actifs	(NC : 7300)	60,50	
DHA7250	<input type="checkbox"/>	Actifs légers		132,00	
RALLONGE-FREINS					
DHA7300	<input type="checkbox"/>	Leviers de freins rallongés (pour freins leviers droits uniquement)		22,82	
UNIQUE - KITS ANODISATION					
UHA6960	<input type="checkbox"/>	KIT 1: fourches et capuchons de fourches		299,00	
UHA6961	<input type="checkbox"/>	KIT 2: Fourches, cache-roulements, support de palier de roues arrière, brides de frein, supports latéraux		599,00	
UNIQUE - COLORIS PREMIUM ANODISATION					
UHA6963	<input type="checkbox"/>	ROUGE			
UHA6964	<input type="checkbox"/>	VIOLET			
UHA6965	<input type="checkbox"/>	CUIVRE			
UHA6966	<input type="checkbox"/>	VERT			
UHA6967	<input type="checkbox"/>	ORANGE			
UHA6968	<input type="checkbox"/>	DORÉ			
UHA6969	<input type="checkbox"/>	CHAMPAGNE			
UHA6970	<input type="checkbox"/>	ROSE FLUO			
UHA6971	<input type="checkbox"/>	BLEU			
UHA6972	<input type="checkbox"/>	FINITION POLI MIRROIR			
SYSTÈME ANTI-BASCULE					
DHA7500	<input type="checkbox"/>	Anti-basculer droite	(NC: 8300)	208,45	 7500 / 7520
DHA7510	<input type="checkbox"/>	Anti-basculer gauche	(NC: 8300)	208,45	
DHA7520	<input type="checkbox"/>	Anti-basculer aux deux côtés		416,90	
CEINTURE DE SÉCURITÉ					
DHA7800	<input type="checkbox"/>	Ceinture de sécurité		45,65	 7810 / 7820 / 7830
DHA7810	<input type="checkbox"/>	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount		220,00	
DHA7820	<input type="checkbox"/>	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount		220,00	
DHA7830	<input type="checkbox"/>	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Large, Flat-Mount		220,00	
CATADIOPTRES					
DHA7900	<input type="checkbox"/>	Montés		22,00	
DHA7910	<input type="checkbox"/>	Non-montés		22,00	
OPTIONS POUR TIERCE-PERSONNE					
DHA8010	<input type="checkbox"/>	Protections de châssis avant amovibles par scratch, la paire		49,50	
DHA8100	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur droite	Max. 2 adaptations par côté	93,50	
DHA8200	<input type="checkbox"/>	Porte-canne, monté droite		121,00	
DHA8300	<input type="checkbox"/>	Roues de Transit 3"		522,50	


CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
ACCESSOIRES					
DHA8500	<input type="checkbox"/>	Pomp - NOUVEAU		27,50	
DHA8550	<input type="checkbox"/>	Kit d'outils		16,50	
DHA8650	<input type="checkbox"/>	sac de transport pour 24" roues		104,50	
DHA8680	<input type="checkbox"/>	Paire de roues arrière Mountain Bike 24" complètes et sac de transport	Avec cerceaux en gris, axes QR incl.	825,00	
DHA8700	<input type="checkbox"/>	Sac de transport pour fauteuil Champion complet		517,00	
DHA8750	<input type="checkbox"/>	Sac de transport pour fauteuil Champion SK		517,00	
DHA8800	<input type="checkbox"/>	Sangle de mollets rembourrée Bodypoint®		180,00	
DHA8850	<input type="checkbox"/>	Sac Mobility Bodypoint®		120,00	

Tableau 1 : Position palette monobloc selon angle de châssis et taille des roues avant

		Palette 1/3 vers l'arrière					Palette 1/3 vers l'avant				
		SD340 - SD380			SD ≥ 400		SD340 - SD380			SD ≥ 400	
	Angle d'assise (différence entre FSTF et RSTF)	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"
Châssis 75°	0 mm							x	x		x
	10 mm								x		x
	20 mm								x		x
	30 mm								x		x
	40 mm										x
	50 mm										x
	60 mm										x
	70 mm										x
	80 mm										x
	90 mm										x
Châssis 90°	30 mm							x	x	x	x
	40 mm							x	x	x	x
	50 mm							x	x	x	x
	60 mm							x	x	x	x
	70 mm							x	x	x	x
	80 mm							x	x	x	x
	90 mm							x	x	x	x
	100 mm							x	x	x	x

Tableau 2 : Hauteur d'assise avant selon le type de châssis et la taille des roues avant

		Châssis long					Châssis court				
		SD340 - ST380			SD ≥ 400		SD340 - ST380			SD ≥ 400	
	FSTF	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	5"
Châssis 75°	540	x	x		x			x	x	x	x
	530	x						x	x	x	x
	520							x	x	x	x
	510							x	x	x	x
	500							x	x	x	x
	490							x	x	x	x
	480							x	x	x	x
	470										
	460										
	450										
Châssis 90°	540	x	x		x			x	x	x	x
	530	x						x	x	x	x
	520							x	x	x	x
	510							x	x	x	x
	500							x	x	x	x
	490							x	x	x	x
	480										
	470										
	460										
	450										

Tableau 3 : Largeurs possibles des dossier Matrx Mx2 / Elite E2 et Elite Deep E2 en fonction de la largeur d'assise

	Largeur du dossier Matrx MX2 en mm						
Largeur d'assise en mm (SW)	360	380	410	430	460	480	510
360							
380							
400							
420							
440							
460							
480							

	Largeur du dossier Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 en mm						
Largeur d'assise en mm (SW)	360	380	410	430	460	480	510
360							
380							
400							
420							
440							
460							
480							