



Yes, you can.®



Invacare SA
 Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.invacare.be

Invacare® Küschall Champion 2.0

Voiturette manuelle active avec châssis pliable et dossier rabattable



- Poids max. de l'utilisateur: 120 kg
- Garantie générale: 1 an; garantie sur le châssis: 5 ans
- Nous nous réservons le droit d'avoir une tolérance de +/- 10 mm sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l' UL



Date :


Référence :

Revendeur :

☐ Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases
 ☒ Option standard
 ☐ Option sans supplément

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse		
DHA0031	◆	Küschall® Champion 2.0		3.050,00		
FABRICATION SPÉCIALE						
DHA0000	☐	UNIQUE Construction Spéciale	Veuillez ajouter une description claire et détaillée ainsi que des dessins!	Sur demande		
UHA0001	☐	UNIQUE Personnalisation	Options commençant par UHA****			
OPTIONS D'ASSISE						
CHÂSSIS						
DHA1150	◆	75° relatif à l'assise; Aluminium	(NC : 1350)			
DHA1160	☐	90° relatif à l'assise; Aluminium	(NC : 1350)			
DHA1170	☐	75° relatif à l'assise; Aluminium - adduction	(NC : 1250, 1320, 1325, 7000, 7010)			
DHA1180	☐	90° relatif à l'assise; Aluminium - adduction	(NC : 1250, 1320, 1325, 7000, 7010)			
OPTIONS CHÂSSIS SWISS KNIFE						
DHA1250	☐	Option SK; châssis avant pliable / ne pas possible avec adduction	(NC : 1350, 1924 to 1934, 4190, 8700)	517,00		
CHAMPION SL CHÂSSIS						
UHA1260	☐	Champion SL: centre de gravité fixe et fourches soudées - poids max. utilisateur : 100kg - Gain de poids : 800g	(NC: 3490, 6180)	550,00		
LARGEUR D'ASSISE (SB)						
DHA1320	☐	360 mm	(NC:2710, 2742, 2744, 2746, 2748, 7000)		Depending on the configuration, the footplate may be high mounted when FSTF > 500 mm and LLL < 400mm OR FSTF ≤ 500 mm and LLL ≤ 350 mm LLL < 320 mm available FSTF / Rear wheel size 22": 390 - 440 mm 24": 390 - 460 mm 85° FSTF RSTF Xmax FSTF - RSTF = X Xmax = 30 mm Xmax = 100 mm 75° FSTF RSTF Xmax FSTF - RSTF = X Xmax = 0 mm Xmax = 70 mm	
DHA1325	☐	380 mm	(NC : 2742, 2744, 7000)			
DHA1330	◆	400 mm	(NC : 2744)			
DHA1335	☐	420 mm				
DHA1340	☐	440 mm	(NC : 2740, 2742)			
DHA1345	☐	460 mm	(NC : 2740, 2742, 2744)			
DHA1350	☐	480 mm	Uniquement avec châssis d'adduction (NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2740, 2742, 2744)			
PROFONDEUR D'ASSISE (ST)						
DHA1405	☐	340 mm	(NC : 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830)			
DHA1415	☐	360 mm	(NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830)			
DHA1425	☐	380 mm	(NC : 2720, 2730, 2744)			
DHA1435	◆	400 mm	(NC : 2744)			
DHA1445	☐	420 mm				
DHA1460	☐	440 mm	(NC : 2740, 2742)			
DHA1470	☐	460 mm	(NC : 2740, 2742, 2744)			
DHA1480	☐	480 mm	(NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748)			
HAUTEUR DE DOSSIER (RH)						
DHA1615	☐	300 mm	(NC : 2200, 2322, 2325, 2330, 2331, 2345, 2350, 2355, 2357, 2400)			
DHA1620	☐	315 mm	(NC : 2200, 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357, 2400)			
DHA1625	☐	330 mm	(NC : 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357)			

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
DHA1630	☐	345 mm	(NC : 2330, 2331, 2355, 2357)		
DHA1635	◆	360 mm	(NC : 2240)		
DHA1640	☐	375 mm	(NC : 2240)		
DHA1645	☐	390 mm	(NC : 2240)		
DHA1650	☐	405 mm	(NC : 2240)		
DHA1655	☐	420 mm	(NC : 2240)		
DHA1660	☐	435 mm	(NC : 2240)		
DHA1665	☐	450 mm	(NC : 2240)		
DHA1670	☐	465 mm	(NC : 2240)		
HAUTEUR D'ASSISE AVANT (SHv)					
DHA1740	☐	450 mm	(NC : 1946 to 1960)		
DHA1745	☐	460 mm	(NC : 1948 to 1960)		
DHA1750	☐	470 mm	(NC : 1950 to 1960)		
DHA1755	☐	480 mm	(NC : 1952 to 1960)		
DHA1760	☐	490 mm	(NC : 1954 to 1960)		
DHA1765	◆	500 mm	(NC : 1956 to 1960)		
DHA1770	☐	510 mm	(NC : 1958, 1960)		
DHA1775	☐	520 mm	(NC : 1960)		
DHA1780	☐	530 mm	(NC : 5000)		
DHA1785	☐	540 mm	Uniquement avec roues avant 5" (NC : 5000, 5050, 5100, 5150, 5200, 5250)		
HAUTEUR D'ASSISE ARRIÈRE (SHh)					
CHÂSSIS 75°: 0 <FSTF - RSTF < 70 mm; CHÂSSIS 90°: 30 <FSTF - RSTF < 100 mm					
DHA1815	☐	390 mm	Uniquement avec roues arrière 22" et 24" (NC : 6420, 6430)		
DHA1820	☐	400 mm	Uniquement avec roues arrière 22" et 24" (NC : 6420, 6430)		
DHA1825	☐	410 mm	(NC: 6430)		
DHA1830	☐	420 mm	(NC: 6430)		
DHA1835	☐	430 mm			
DHA1840	◆	440 mm			
DHA1845	☐	450 mm			
DHA1850	☐	460 mm			
DHA1855	☐	470 mm	Uniquement avec roues arrière 25" et 26" (NC : 6410)		
DHA1860	☐	480 mm	Uniquement avec roues arrière 25" et 26" (NC : 6410)		
DISTANCE REPOSE-PIEDS GENOUX (UL)					
CHÂSSIS 75°: UL ≤ FSTF- 30 mm ; CHÂSSIS 90°: UL ≤ FSTF- 40 mm					
DHA1924	☐	320 mm	Pas avec option SK		
DHA1926	☐	330 mm	Pas avec option SK		
DHA1928	☐	340 mm	Pas avec option SK		
DHA1930	☐	350 mm	Pas avec option SK		
DHA1932	☐	360 mm	Pas avec option SK		
DHA1934	☐	370 mm	Pas avec option SK		
DHA1936	☐	380 mm	Option SK seulement si la profondeur d'assise est > que 400mm		
DHA1938	☐	390 mm	Option SK seulement si la profondeur d'assise est > que 380mm		
DHA1940	☐	400 mm			
DHA1942	☐	410 mm			
DHA1944	☐	420 mm			
DHA1946	◆	430 mm			
DHA1948	☐	440 mm			
DHA1950	☐	450 mm			
DHA1952	☐	460 mm			
DHA1954	☐	470 mm			
DHA1956	☐	480 mm			
DHA1958	☐	490 mm			
DHA1960	☐	500 mm			
DOSSIER					
REVÊTEMENT DE DOSSIER					
DHA2200	☐	Capitonné légèrement	Pas avec hauteur de dossier < 330mm (NC : 2300 to 2350, 2430)		
DHA2220	◆	Dossier réglable par bandes scratch, revêtement en noir premium	(NC : 2300 to 2350)		
DHA2230	☐	Aero back, réglable en tension par bandes scratch	(NC : 2300 to 2350)	71,50	
DHA2240	☐	Sans revêtement de dossier	Toujours choisir avec dossier MatrX (NC : 2430, 2450)		



CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
SURPIQÔRES SUR LA GARNITURE DE DOSSIER					
UHA2241	☐	JAUNE FLUO		175,00	
UHA2242	☐	ROSE FLUO		175,00	
UHA2243	☐	BLEU		175,00	
UHA2244	☐	BLANC		175,00	
UHA2245	☐	ROUGE		175,00	
UHA0002	☐	AUTRE COULEUR: merci de passer notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DHA0000)	Sur demande	
BRODERIE SUR GARNITURE DE DOSSIER					
UHA2246	☐	Smiley		250,00	
UHA2248	☐	Aventurier		250,00	
UHA2249	☐	Beauté Sakura		250,00	
UHA2250	☐	Cactus Souriant		250,00	
UHA2251	☐	Logo Küschall		250,00	
UHA0003	☐	Autre design: merci de passer par notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DHA0000)	Sur demande	
FLOCAGE SUR GARNITURE DE DOSSIER					
UHA2253	☐	Smiley		125,00	
UHA2255	☐	Aventurier		125,00	
UHA2256	☐	Beauté Sakura		125,00	
UHA2257	☐	Cactus Souriant		125,00	
UHA2259	☐	Explosion de couleurs		125,00	
UHA0004	☐	Autre design: merci de passser par notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DHA0000)	Sur demande	
DOSSIERS MATRX					
Délai de livraison suppl. de 7 jours					
DCA2300	☐	Matrx MX2, hauteur 150 mm avec hardware quick-release	(NC : 2370, 2372, 3480)	950,00	
DCA2305	☐	Matrx MX2, hauteur 230 mm avec hardware quick-release	(NC : 2370, 2372, 3480)	950,00	
DCA2310	☐	Matrx MX2, hauteur 305 mm avec hardware quick-release	(NC : 2370, 2372, 3480)	950,00	
DCA2315	☐	Matrx MX2, hauteur 405 mm avec hardware quick-release	(NC : 2370, 2372, 3480)	950,00	
DCA2316	☐	Elite Deep E2, hauteur 160 mm avec easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00	
DCA2317	☐	Elite Deep E2, hauteur 210 mm avec easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00	
DCA2318	☐	Elite Deep E2, hauteur 260 mm avec easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00	
DCA2320	☐	Elite Deep E2, hauteur 310 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 3480)	850,00	
DCA2322	☐	Elite Deep E2, hauteur 360 mm avec easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00	
DCA2325	☐	Elite Deep E2, hauteur 410 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 3480)	850,00	
DCA2330	☐	Elite Deep E2, hauteur 460 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 3480)	850,00	
DCA2331	☐	Elite Deep E2, hauteur 510 mm avec easy-set hardware	(NC : 3480)	850,00	
DCA2332	☐	Elite E2, hauteur 160 mm avec easy-set hardware	(NC : 3480)	750,00	
DCA2334	☐	Elite E2, hauteur 210 mm avec easy-set hardware	(NC : 3480)	750,00	
DCA2335	☐	Elite E2, hauteur 260 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 3480)	750,00	
DCA2340	☐	Elite E2, hauteur 310 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 3480)	750,00	
DCA2345	☐	Elite E2, hauteur 360 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 3480)	750,00	
DCA2350	☐	Elite E2, hauteur 410 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 3480)	750,00	
DCA2355	☐	Elite E2, hauteur 460 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 3480)	750,00	
DCA2357	☐	Elite E2, hauteur 510 mm avec easy-set hardware	(NC : 3480)	750,00	
LARGEUR DOSSIERS MATRX					
DCA2360	☐	360 mm	Largeur indicative poitrine: 265 mm		
DCA2362	☐	380 mm	Largeur indicative poitrine: 290 mm		
DCA2364	☐	410 mm	Largeur indicative poitrine: 315 mm		
DCA2366	☐	430 mm	Largeur indicative poitrine: 340 mm		
DCA2368	☐	460 mm	Largeur indicative poitrine: 370 mm		
DCA2369	☐	480 mm	Largeur indicative poitrine: 390 mm		








Matrx MX2



Elite Deep E2



Elite E2

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
DCA2372	☐	510 mm	Largeur indicative poitrine: 420 mm		
POIGNÉES DE POUSSÉE					
DHA2400	◆	Sans poignées de poussée	Pas avec hauteur de dossier < 330 mm		 2430
DHA2410	☐	Poignées de poussée fixes, courtes		126,50	
DHA2420	☐	Poignées de poussée fixes, longues	Pas avec revêtement de dossier capitonné légèrement & dossier Matrx	126,50	
DHA2430	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur, construction	Pas avec dossier Matrx (NC: 3480)	280,00	
DHA2440	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur, intégrées		280,00	 2450
DHA2450	☐	Poignées de poussée escamotables		280,00	
ANGLE DE DOSSIER (RW)					
DHA2510	☐	76°			
DHA2530	☐	80.5°			
DHA2550	◆	85°			
DHA2570	☐	89.5°			
DHA2590	☐	94°			
ASSISE					
REVÊTEMENT D'ASSISE					 2600
DHA2600	◆	Standard			
DHA2601	☐	Avec une bande scratch centrale (face douce) et deux bandes scratch sur les côtés (face rugueuse)		104,50	
DHA2610	☐	Réglable en tension avec 1 bande scratch centrale		200,00	
SURPIQÛRES SUR LA GARNITURE D'ASSISE					 2700
UHA2602	☐	JAUNE FLUO		175,00	
UHA2603	☐	ROSE FLUO		175,00	
UHA2604	☐	BLEU		175,00	
UHA2605	☐	BLANC		175,00	
UHA2606	☐	ROUGE		175,00	
UHA0005	☐	AUTRE COULEUR: merci de passer notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DHA0000)	Sur demande	
COUSSIN D'ASSISE ET OPTIONS D'ASSISE					 2710
DHA2700	☐	Coussin d'assise standard 60 mm avec surface en visco	(NC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)		
DHA2710	☐	Coussin d'assise Flotech Lite, hauteur 78 mm	(NC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	125,00	
DHA2720	☐	Coussin d'assise Matrx Libra, hauteur 83 mm	Pas avec ST < 400 mm ; SB 360 mm seulement possible avec ST 400/420 mm	543,18	
ACCESSOIRES LIRBA					 2720
DHA2810	☐	Poche de gel fluide supplémentaire		15,52	
DHA2820	☐	Cale angle		15,52	
DHA2830	☐	Coussin d'abduction		15,52	
DHA2840	☐	Cale latérale		15,52	
DHA2850	☐	Cale antérieure		15,52	
SEAT RIGIDIZER					 2800
DHA2860	☐	Seat rigidizer		105,00	
POCHETTE D'ASSISE					 3240
DHA2800	☐	Pochette click-in, amovible	Avec clips de fixation (DHA7010)	99,00	
PALETTE					
DHA3240	☐	Palette escamotable, réglable en angle, montée vers l'avant			 3240
DHA3250	◆	Palette escamotable, réglable en angle, montée vers l'arrière			
SANGLE-MOLLETS					
DHA3320	◆	Montée aux têtes de fourches			 3440
DHA3330	☐	Montée au châssis		44,00	
PROTÈGE-VÊTEMENTS					
PROTÈGE-VÊTEMENTS / GARDE-BOUES					
DHA3405	◆	Protège-vêtements en plastique, rabattables	(NC : 6400 , 6430)		
DHA3420	☐	Protège-vêtements en carbone, rabattables		165,00	 3450
DHA3430	☐	Garde-boues en carbone, fixes	(NC : 3490)	165,00	
DHA3440	☐	Garde-boues en carbone, amovibles	(NC : 3490)	340,00	
DHA3450	☐	Garde-boues amovible, plastique	(NC : 3490, 6430)	165,00	
UNIQUE - COLORIS TRANSPARENTS					
UNIQUEMENT AVEC PROTEGE-VETEMENTS PLASTIQUES					
UHA3422	☐	TRANSPARENT		650,00	
UHA3423	☐	TRANSPARENT BLEU		700,00	
UHA3424	☐	TRANSPARENT JAUNE FLUO		700,00	
UHA3425	☐	TRANSPARENT ORANGE FLUO		700,00	
UHA3426	☐	TRANSPARENT ROUGE FLUO		700,00	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
UHA0006	☐	AUTRE COULEUR: merci de passer notre service client		700,00	
UHA0007	☐	AUTRE MOTIF: merci de passer notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DHA0000)	Sur demande	
REPOSE-BRAS					
DHA3480	☐	Accoudoir tubulaire, réglable en hauteur, amovible, rabattable, avec manchette	Pas avec dossier Matrx	327,70	 3480
DHA3490	☐	Réglables en hauteur, manchette courte (T)	Protège-vêtements pas inclus; pas avec garde-boues (DDC1408)	374,02	
CHÂSSIS					
COLORIS DU CHÂSSIS, STD. Pas avec carbone (DDC 0204) et châsssis en titane (DDC0284/0292)					
DHA4000	◆	NOIR SPATIAL			
DHA4010	☐	GRIS ANTHRACITE			
DHA4020	☐	BLANC ECLATANT			
DHA4030	☐	ROUGE CARMIN			
DHA4040	☐	BLEU AZUR			
DHA4060	☐	FLASHY YELLOW	Délai de livraison suppl. de 10 jours		
DHA4100	☐	NOIR BRILLANT	Délai de livraison suppl. de 10 jours		
DHA4130	☐	GRIS ARGENT	Délai de livraison suppl. de 10 jours		
DHA4145	☐	BLEU NUIT PERLE	Délai de livraison suppl. de 10 jours		
DHA4150	☐	ROUGE RUBIS	Délai de livraison suppl. de 10 jours		
DHA4170	☐	ORANGE DYNAMITE	Délai de livraison suppl. de 10 jours		
DHA4180	☐	VERT FORÊT	Délai de livraison suppl. de 10 jours		
UHA4101	☐	POLI-MIRROIR	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00	
UHA4102	☐	VERT PASTEL	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00	
UHA4103	☐	BLEU CIEL	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00	
UHA4104	☐	PRUNE	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00	
UHA4105	☐	SAUMON	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00	
UHA0008	☐	COLORIS SPECIAL - MERCI DE PASSER LE CODE RAL-XXXX PAR NOTRE SERVICE CLIENT		Sur demande	
VERNIS CERAMIQUE					
UHA4066	☐	Vernis céramique	Uniquement pour coloris Unique UHA410*	550,00	
STYLE DE DÉCALCOMANIE					
DHA4190	☐	BOLD	(NC : 4300, 4310)	95,00	
DHA4195	◆	TAG	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)		
DHA4197	☐	SANS MARQUAGE	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4300, 4310)		
COLORIS DE LA DÉCALCOMANIE BOLD					
DHA4200	☐	NOIR			
DHA4210	☐	GRIS FONCE			
DHA4220	☐	GRIS CLAIR			
DHA4230	☐	ROUGE			
DHA4240	☐	BLEU			
DHA4250	☐	DORÉ			
UHA4252	☐	JAUNE FLUO	AUTOCOLLANT POUR DES COULEURS STANDARD (DHA4000 - DHA4180)	195,00	 BOLD
UHA4253	☐	VERT FLUO	AUTOCOLLANT POUR DES COULEURS STANDARD (DHA4000 - DHA4180)	195,00	
UHA4254	☐	ORANGE FLUO	AUTOCOLLANT POUR DES COULEURS STANDARD (DHA4000 - DHA4180)	195,00	
UHA4255	☐	ROSE FLUO	AUTOCOLLANT POUR DES COULEURS STANDARD (DHA4000 - DHA4180)	195,00	
UHA4256	☐	ROUGE FLUO	AUTOCOLLANT POUR DES COULEURS STANDARD (DHA4000 - DHA4180)	195,00	
UHA0009	☐	AUTRE COULEUR: merci de passer par notre service client		Sur demande	
COLORIS DE LA DÉCALCOMANIE TAG					
DHA4300	☐	NOIR			
DHA4310	◆	ROUGE			
ROUES AVANT					
DHA5000	☐	3" SUPERSPORT	Pas avec SHv 530-540 mm		
DHA5050	☐	4" EVERYDAY - bandage noir	Pas avec SHv 540 mm		
DHA5100	☐	4" CONFORT - bandage noir	Pas avec SHv 540 mm		
DHA5150	☐	4" STAREC - bandage noir, jante noire	Pas avec SHv 540 mm	71,50	
DHA5200	☐	4" FROGLEGS - bandage noir, jante noire	Pas avec SHv 540 mm	121,00	
DHA5250	☐	4" FROGLEGS - bandage noir, jante argente	Pas avec SHv 540 mm	121,00	
DHA5300	☐	5" EVERYDAY - bandage noir			
DHA5350	◆	5" CONFORT - bandage noir			
DHA5400	☐	5" STAREC - bandage noir, jante noire		71,50	


5200 / 5250 / 5450 / 5500


5350


5050 / 5300

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
DHA5450	☐	5" FROGLEGS - bandage noir, jante noire		121,00
DHA5500	☐	5" FROGLEGS - bandage noir, jante argente		121,00
FROGLEGS - COLORIS DE JANTES ROUES AVANT				
UHA5502	☐	ROSE FLUO		250,00
UHA5504	☐	ORANGE		250,00
UHA5506	☐	BLEU		250,00
UHA5507	☐	VIOLET ATOMIQUE		250,00
UHA5508	☐	ROUGE		250,00
UHA5509	☐	DORÉ		250,00
ROULEMENTS EN CERAMIQUE ROUES AVANT				
UHA5510	☐	Roulements en céramique		345,00

ROUES ARRIÈRE

POSITION DES ROUES ARRIÈRE				COG_position : Pos 1: 130 mm Pos 2: 119 mm (-11) Pos 3: 107 mm (-23) Pos 4: 96 mm (-34) Pos 5: 84 mm (-46) Pos 6: 73 mm (-57) Pos 7: 61 mm (-69) Pos 8: 50 mm (-80) Pos 9: 38 mm (-92)	
DHA6100	☐	1ère position (position la plus active)			
DHA6110	☐	2e position (1ère position Champion 2008)			
DHA6120	☐	3e position			
DHA6130	☐	4e position (2e position Champion 2008)			
DHA6140	◆	5e position (3e position Champion 2008)			
DHA6150	☐	6e position			
DHA6160	☐	7e position (4e position Champion 2008)			
DHA6170	☐	8e position			
DHA6180	☐	9e position (position la plus passive)			
AXE QUAD RELEASE					
DHA6300	☐	Tetra Clip	(NC: 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6950)		132,00
DIAMÈTRE DES ROUES ARRIÈRE					
DHA6410	◆	24"			
DHA6420	☐	25"	(NC : 6500, 6510, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950)	55,00	
DHA6430	☐	26"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950)	495,00	
TYPES DES ROUES					
DHA6500	◆	Roues Actives 24" (bande grise et cerceau incl.)	(NC : All Handdrims, 6900, 6910)		
DHA6510	☐	24", 26" KÜSCHALL STAREC, rayons croisés	Version noir en 24"		
DHA6520	☐	24", 25" HIGH PERFORMANCE	Moyeu Starec noir, jante noire - pas à pneus plein (NC: 6660)	420,00	
DHA6550	☐	24", 25" SPINERGY LXX, jante noire	Jante, moyeu et rayonnage radial noir - pas à pneus plein (NC: 6660, 6910)	750,00	
UHA6551	☐	24", 25" Spinergy Lite Extreme LX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC: 6660, 6910)	1.300,00	
UHA6552	☐	24", 25" Spinergy Lite Extreme X-laced XLX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC: 6660, 6910)	1.400,00	
UHA6553	☐	24", 25" Spinergy LX-laced Sport Lite Extreme X SLX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC: 6660, 6910)	1.450,00	
UHA6554	☐	24", 25" Spinergy Carbon Fiber CLX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC: 6660, 6910)	1.600,00	
ANODISATION JANTES ROUES ARRIERE SPINERGY					
UHA6557	☐	BLEU		399,00	
UHA6558	☐	DORÉ		399,00	
UHA6559	☐	VERT		399,00	
UHA6560	☐	ORANGE		399,00	
UHA6561	☐	ROUGE		399,00	
UHA6562	☐	VIOLET		399,00	
ANODISATION MOYEU ROUES ARRIERE SPINERGY					
UHA6563	☐	BLEU		399,00	
UHA6564	☐	DORÉ		399,00	
UHA6565	☐	GRIS		399,00	
UHA6566	☐	VERT		399,00	
UHA6567	☐	ORANGE		399,00	
UHA6568	☐	ROUGE		399,00	
UHA6569	☐	VIOLET		399,00	
ANODISATION RAYONS ROUES ARRIERE SPINERGY					
UHA6570	☐	BLEU		150,00	
UHA6571	☐	VERT		150,00	
UHA6572	☐	ORANGE		150,00	
UHA6573	☐	ROSE FLUO		150,00	
UHA6574	☐	ROUGE		150,00	



CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
UHA6575	☐	VIOLET		150,00	 6600 6625  6630 6660  6700 6710  6790 6760  6720 6740
UHA6576	☐	BLANC		150,00	
UHA6577	☐	JAUNE		150,00	
ROULEMENTS EN CERAMIQUE ROUES ARRIERE					
UHA6579	☐	Roulements en céramique		299,00	
TYPES DES PNEUS					
DHA6600	☒	24" Maxxis Lite Guard			
DHA6625	☐	22", 24", 25", 26" Maxxis Alpha Protect		100,00	
DHA6630	☐	24" MBL Speedlite	Protection anti-crevaison V-Guard	100,00	
DHA6660	☐	24" Pneus pleins, noir	(NC : 7230)	65,00	
CERCEAUX (PAS POUR ROUES ACTIVES)					
DHA6700	☐	24", 26" Supergripp, distance 30mm	Livré avec distance 30 mm, réglage à 40 mm	222,24	
DHA6710	☐	24", 26" Acier, distance 30mm	Distance 30 mm	126,50	
DHA6720	☐	24", Titane, distance 30mm	Distance 30 mm	357,50	
DHA6740	☐	24",25" Carbolife Gekko, distance 30mm	Livré avec distance 30 mm, réglage à 40 mm	341,70	
DHA6750	☐	24",25" Carbolife Gekko S, distance 30mm		341,70	
DHA6760	☐	24" Carbolife Curve L, distance 30mm	Livré avec distance 30 mm, réglage à 40 mm	311,10	
DHA6770	☐	24" Carbolife Quadro, distance 30mm		413,10	
DHA6775	☐	24" Carbolife Curve L Tetra-grip, distance 30mm		413,10	
DHA6780	☐	24", 25", 26" Light Alu, gris, distance 30mm	Distance 30 mm		
DHA6790	☐	24", 25", 26" Light Alu, noir, distance 30mm	Distance 30 mm		
CARROSAGE					
DHA6820	☒	0°			
DHA6830	☐	1°	(NC : 6950)		
DHA6840	☐	3°	(NC : 7230)		
PROTÈGE-RAYONS (LA PAIRE)					
DHA6900	☐	24", 26" Transparent	Pas avec roues Spinergy L XK	165,00	
DHA6910	☐	24", 26" Noir	Pas avec roues Spinergy L XK	165,00	
ALBER ADD ON KIT					
DHA6950	☐	Fixation pour assistance électrique à la propulsion albertwin et e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-bascule alber)	NC : 7500, 7510, 7520, 8200 - inclus 2 roulettes anti-bascule alber	800,00	
CLIPS DE FIXATION					
DHA7000	☐	Sangle de fixation			
DHA7010	☐	Clips de fixation			
AIDE AU DEPLIEMENT					
DHA7100	☒	Aide au dépliement			
SÉCURITÉ					
FREINS					 6630 6660  6700 6710  6790 6760  6720 6740
DHA7200	☐	A tirer			
DHA7210	☒	A pousser leviers courbés			
DHA7220	☐	A pousser leviers droits			
DHA7230	☐	Performance	(NC : 7300, 7810, 7820, 7830)	88,00	
DHA7240	☐	Actifs	(NC : 7300)	60,50	
DHA7250	☐	Actifs légers		132,00	
RALLONGE-FREINS					
DHA7300	☐	Leviers de freins rallongés (pour freins leviers droits uniquement)		23,28	
UNIQUE - KITS ANODISATION					
UHA6960	☐	KIT 1: fourches et capuchons de fourches		299,00	
UHA6961	☐	KIT 2: Fourches, cache-roulements, support de palier de roues arrière, brides de frein, supports latéraux		599,00	
UNIQUE - COLORIS PREMIUM ANODISATION					
UHA6963	☐	ROUGE			
UHA6964	☐	VIOLET			
UHA6965	☐	CUIVRE			
UHA6966	☐	VERT			
UHA6967	☐	ORANGE			
UHA6968	☐	DORÉ			
UHA6969	☐	CHAMPAGNE			
UHA6970	☐	ROSE FLUO			
UHA6971	☐	BLEU			
UHA6972	☐	FINITION POLI MIRROIR			
SYSTÈME ANTI-BASCULE					
DHA7500	☐	Anti-bascule droite	(NC: 8300)	212,62	



6600 6625




6630 6660




6700 6710




6790 6760



6720 6740



7010



7250



7500 / 7520

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
DHA7510	☐	Anti-bascule gauche	(NC: 8300)	212,62	Ceinture Evoflex réglable de 35 mm à 125 mm vers l'arrière par rapport à l'avant de  7810 / 7820 / 7830
DHA7520	☐	Anti-bascule aux deux côtés		425,24	
CEINTURE DE SÉCURITÉ					
DHA7800	☐	Ceinture de sécurité		46,56	
DHA7810	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount		220,00	
DHA7820	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount		220,00	
DHA7830	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Large, Flat-Mount		220,00	
CATADIOPTRES					
DHA7900	☐	Montés		22,00	
DHA7910	☐	Non-montés		22,00	
OPTIONS POUR TIERCE-PERSONNE					
DHA8010	☐	Protections de châssis avant amovibles par scratch, la paire		49,50	
DHA8100	☐	Tube basculeur droite	Max. 2 adaptations par côté	93,50	
DHA8200	☐	Porte-canne, monté droite		121,00	
DHA8300	☐	Roues de Transit 3"		522,50	
ACCESSOIRES					
DHA8500	☐	Pomp - NOUVEAU		27,50	
DHA8550	☐	Kit d'outils		16,50	
DHA8650	☐	sac de transport pour 24" roues		104,50	
DHA8680	☐	Paire de roues arrière Mountain Bike 24" complètes et sac de transport	Avec cerceaux en gris, axes QR incl.	825,00	
DHA8700	☐	Sac de transport pour fauteuil Champion complet		517,00	
DHA8750	☐	Sac de transport pour fauteuil Champion SK		517,00	
DHA8800	☐	Sangle de mollets rembourrée Bodypoint®		180,00	
DHA8850	☐	Sac Mobility Bodypoint®		120,00	

Tableau 1 : Position palette monobloc selon angle de châssis et taille des roues avant

		Palette 1/3 vers l'arrière						Palette 1/3 vers l'avant					
		SD340 - SD380			SD ≥ 400			SD340 - SD380			SD ≥ 400		
	Angle d'assise (différence entre FSTF et RSTF)	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
Châssis 75°	0 mm								x	x		x	x
	10 mm									x			x
	20 mm									x			x
	30 mm									x			x
	40 mm												x
	50 mm												
	60 mm												
	70 mm												
Châssis 90°	30 mm			x			x	x	x	x	x	x	x
	40 mm			x			x	x	x	x	x	x	x
	50 mm						x		x	x		x	x
	60 mm							x	x		x	x	
	70 mm									x		x	x
	80 mm									x		x	x
	90 mm									x			x
	100 mm												x

Tableau 2 : Hauteur d'assise avant selon le type de châssis et la taille des roues avant

		Châssis long						Châssis court					
		SD340 - ST380			SD ≥ 400			SD340 - ST380			SD ≥ 400		
	FSTF	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
Châssis 75°	540	x	x		x			x	x	x	x	x	x
	530	x						x	x	x	x	x	x
	520							x	x	x	x	x	
	510							x	x	x	x	x	
	500							x	x		x		
	490							x					
	480												
	470												
	460												
	450												
Châssis 90°	540	x	x		x			x	x	x	x	x	x
	530	x			x			x	x	x	x	x	x
	520							x	x	x	x	x	x
	510							x	x	x	x	x	
	500							x	x		x		
	490							x					
	480												
	470												
	460												
	450												

Tableau 3 : Largeurs possibles des dossier Matrx Mx2 / Elite E2 et Elite Deep E2 en fonction de la largeur d'assise

	Largeur du dossier Matrx MX2 en mm						
Largeur d'assise en mm (SW)	360	380	410	430	460	480	510
360							
380							
400							
420							
440							
460							
480							

	Largeur du dossier Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 en mm						
Largeur d'assise en mm (SW)	360	380	410	430	460	480	510
360							
380							
400							
420							
440							
460							
480							