



Yes, you can.®

Invacare B.V. · Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede
Tel: 0318 - 69 57 57 · Fax: 0318 - 69 57 58 - www.invacare.nl

Invacare® **Adapt Spin®X**

CE

Crashtest
ISO 7176-19Transport
gewicht <7,5 KG

125 KG*

GESCHIKT VOOR
HULPAANDRIJVING

Manuele modulaire rolstoel
Maximaal gebruikersgewicht:
135* kg
Garantie: Algemeen: 1 jaar;
frame: 2 jaar

Dealer:

Referentie:

Datum:

◆ Standaardconfiguratie Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

* voor ZB 480 en 505 mm max. geb. gewicht: 135 KG, voor andere ZB: 125 KG

Code		Omschrijving	€
BASISMODEL			
BLA0010	◆	Invacare Adapt SpinX	1924,00
BLA0020	◆	Uitgevoerd met standaard achterwielen, zelfrijder	
BLA0070	◆	Zitbreedte 430 mm	
BLA0120	◆	Zitdiepte 450 mm (instelbaar 400-450 mm)	
BLA0180	◆	Zithoogte 505 mm	
BLA0310	◆	Slappe zitbekleding (zitmat), Jemima bekleding	
BLA0360	◆	Zonder zitkussen	
BLA0210	◆	Rug in hoekinstelbaar (-12° +12°) neerklapbaar (niet i.c.m. rughoogte instelbaar 350-410 mm)	
BLA0740	◆	Rugfixatiestang	
BLA0240	◆	Rughoogte traploos instelbaar 410-490 mm	
BLA0265	◆	Rugbekleding met spanbanden, Jemima bekleding	
BLA0290	◆	Vaste duwhandvatten	
0630&0700	◆	Armsteunen "Rio" hoogte instelbaar, lange armlegger, links en rechts	
BLA0390	◆	Beensteun 80°, Alu 2003, links	
BLA0430	◆	Beensteun 80°, Alu 2003, rechts	
BLA0470	◆	Beensteunkleur zwart	
BLA0510	◆	Voetplaat vaste hoek met lange insteekpijp, links *	
BLA0570	◆	Voetplaat vaste hoek met lange insteekpijp, rechts *	
		* (gekozen i.c.m. 90° beensteunen, dan enkel met 4" of 5" voorwielen)	
BLA0770	◆	Hielbanden, per paar	
BLA0850	◆	Voorwiellagerhuis, in hoek instelbaar (0°-6°)	
BLA0910	◆	Voorwielen 6", 150x32, lucht	
BLA0960	◆	Voorvork	
BLA1140	◆	Camber 3°	
BLA1110	◆	Standaard aspositie	
BLA0980	◆	Achterwielen 24"	
BLA0990	◆	Luchtbanden, visgraatprofiel	
BLA1050	◆	Aluminium hoepels	
	◆	Achterwielbevestiging Quick release	
BLA1160	◆	Drukremmen type "Malta"	
BLA0790	◆	Framekleur blue	
		Totaalprijs standaardconfiguratie	1924,00
OVERIGE UITVOERING			
BLA0020	◆	Uitgevoerd met standaard achterwielen, zelfrijder	
BLA0030	<input type="checkbox"/>	Uitgevoerd met trommelremmen (niet i.c.m. vaste rug, vaste duwhandvatten, 3° camber, laag profiel banden)	472,00
ZITBREEDTE			
BLA0070	◆	Zitbreedte 430 mm	



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaardconfiguratie

BLA0040	<input type="checkbox"/>	Zitbreedte 355 mm (alleen verkrijgbaar als special, circa 4 weken langere lever- tijd!, niet i.c.m. 90° beensteunen, rugbekleding met spanbanden)	102,00
BLA0050	<input type="checkbox"/>	Zitbreedte 380 mm	102,00
BLA0060	<input type="checkbox"/>	Zitbreedte 405 mm (niet i.c.m. 90° active beensteunen)	GM
BLA0080	<input type="checkbox"/>	Zitbreedte 455 mm	102,00
BLA0090	<input type="checkbox"/>	Zitbreedte 480 mm *	204,00
BLA0100	<input type="checkbox"/>	Zitbreedte 505 mm *	204,00
		* Zitbreedte 480 en 505 mm hebben een gebruikersgewicht van maximaal 135 KG	
ZITDIEPTE			
BLA0120	<input checked="" type="checkbox"/>	Zitdiepte 450 mm (instelbaar 400-450 mm)	
BLA0110	<input type="checkbox"/>	Zitdiepte 400 mm (instelbaar 350-400 mm) (niet i.c.m. 8" voorwielen)	36,00
BLA0130	<input type="checkbox"/>	Zitdiepte 500 mm (instelbaar 450-500 mm)	204,00
ZITHOOGTE			
BLA0180	<input checked="" type="checkbox"/>	Zithoogte 505 mm	
BLA0140	<input type="checkbox"/>	Zithoogte 410 mm (alleen mogelijk in combinatie met 4" voorwielen)	61,00
BLA0150	<input type="checkbox"/>	Zithoogte 430 mm (niet i.c.m. voetplaten met lange insteekbuis, enkel mogelijk in combinatie met 4" voorwielen)	61,00
BLA0160	<input type="checkbox"/>	Zithoogte 455 mm (niet i.c.m. 6" voorwielen, 7" voorwielen, 8" voorwielen)	61,00
BLA0170	<input type="checkbox"/>	Zithoogte 480 mm (niet i.c.m. 7" voorwielen, 8" voorwielen)	GM
BLA0190	<input type="checkbox"/>	Zithoogte 530 mm (niet i.c.m. 4" voorwielen, 5" voorwielen, 22" achterwielen)	61,00
ZITTING			
BLA0310	<input checked="" type="checkbox"/>	Slappe zitbekleding (zitmat), Jemima bekleding	
BLA0320	<input type="checkbox"/>	Licht gepolsterde zitmat	28,00
BLA0330	<input type="checkbox"/>	Zitting met spanbanden, naspanbaar	68,00
ZITOPTIES			
BLA0360	<input checked="" type="checkbox"/>	Zonder zitkussen	
BLA0350	<input type="checkbox"/>	Zitkussen 50 mm schuim, zwart Jemima TR18	62,00
SPEC	<input type="checkbox"/>	Zitkussen Matrix Flo-tech Lite (maat als ZB/ZD rolstoel) (Matrix Flo-tech kussen wordt geleverd op separate order tegen de voor zitkussens geldende condities)	146,00
RUGLEUNING			
BLA0210	<input checked="" type="checkbox"/>	Rug in hoekinstelbaar (-12° +12°) neerklapbaar (niet i.c.m. rughoogte instelbaar 350-410 mm)	
BLA0200	<input type="checkbox"/>	Vaste rughoek, niet neerklapbaar en vaste duwhandvatten (niet i.c.m. traploos instelbare rughoogte, opbouw duwhandvatten)	GM
RUGFIXATIE			
BLA0740	<input checked="" type="checkbox"/>	Rugfixatiestang	
RUGHOOGTE			
BLA0240	<input checked="" type="checkbox"/>	Rughoogte traploos instelbaar 410-490 mm	
BLA0220	<input type="checkbox"/>	Rughoogte instelbaar 350-410 mm in stappen van 20 mm	GM
BLA0230	<input type="checkbox"/>	Rughoogte traploos instelbaar 360-400 mm	GM
RUGBEKLEDING			
BLA0265	<input checked="" type="checkbox"/>	Rugbekleding met spanbanden, Jemima bekleding	
BLA0255	<input type="checkbox"/>	Slappe rugmat, Jemima	GM
BLA0280	<input type="checkbox"/>	Gepolsterde rug, uitgevoerd met spanbanden en Mistral 2 rugkussen in Dartex.	242,00
RUGLEUNING - MATRIX			
BLA0212	<input type="checkbox"/>	Matrix Elite rug, inclusief standaard bevestigingssysteem	746,00
BLA0214	<input type="checkbox"/>	Matrix Elite deep rug, inclusief standaard bevestigingssysteem	840,00
BLA0285	<input type="checkbox"/>	Zonder rugbekleding, voorbereid voor MatrX ruggen	GM
BLA0242	<input type="checkbox"/>	Hoogte Matrix rug: 310 mm	GM
BLA0244	<input type="checkbox"/>	Hoogte Matrix rug: 410 mm	GM
BLA0246	<input type="checkbox"/>	Hoogte Matrix rug: 460 mm	GM
		Voor overige Matrix ruggen en Matrix accessoires, zie prijslijst Matrix ruggen	
HOOFD/NEKSTEUNEN, PELOTEN			
Spec.	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteen, instelbaar in hoogte, diepte en hoek	POA

BLA0745	<input type="checkbox"/>	Set wiggen voor positionering (alleen in combinatie met rug met spanbanden)	32,00
DUWHANDVATTEN			
BLA0290	<input checked="" type="checkbox"/>	Vaste duwhandvatten	
BLA0300	<input type="checkbox"/>	Opbouw duwhandvatten in hoogte verstelbaar (+100 mm) met lange duwhandvatten voor trommelremhendelmontage	224,00
BLA0305	<input type="checkbox"/>	Opbouw duwhandvatten in hoogte verstelbaar (+100 mm) met korte duwhandvatten voor standaard remmen	224,00
ARMSTEUNEN PER PAAR			
0630&0700	<input checked="" type="checkbox"/>	Armsteunen "Rio" hoogte instelbaar; lange armlegger; links en rechts	
0620&0690	<input type="checkbox"/>	Rio hoogte instelbaar; korte armlegger (niet i.c.m. werkblad, werkbladvergrendeling)	GM
0600&0670	<input type="checkbox"/>	Opklapbaar; afneembaar; in hoogte instelbaar; korte/smalle armlegger (niet i.c.m. werkblad, werkbladvergrendeling, armsteunvergrendeling)	GM
0610&0680	<input type="checkbox"/>	Opklapbaar; afneembaar; in hoogte instelbaar; lange/smalle armlegger (niet i.c.m. armsteunvergrendeling)	GM
BLA0640	<input type="checkbox"/>	Kledingbeschermer; links (niet i.c.m. werkblad, werkbladvergrendeling)	GM
BLA0710	<input type="checkbox"/>	Kledingbeschermer; rechts (niet i.c.m. werkblad, werkbladvergrendeling)	GM
BLA0650	<input type="checkbox"/>	Spatbord, links (niet i.c.m. werkblad, werkbladvergrendeling, achterasverlenging)	GM
BLA0720	<input type="checkbox"/>	Spatbord, rechts (niet i.c.m. werkblad, werkbladvergrendeling, achterasverlenging)	GM
BLA1220	<input type="checkbox"/>	Armsteunvergrendelset	8,00
BLA0660	<input type="checkbox"/>	Zonder armsteun, links	GM
BLA0730	<input type="checkbox"/>	Zonder armsteun, rechts	GM
BLA0785	<input type="checkbox"/>	Gepolsterde armlegger; zwart plush	36,00
BEENSTEUNEN			
BLA0390	<input checked="" type="checkbox"/>	Beensteun 80°, Alu 2003, links	
BLA0430	<input checked="" type="checkbox"/>	Beensteun 80°, Alu 2003, rechts	
BLA0400	<input type="checkbox"/>	90° Active, Alu 2003, links (niet i.c.m. 6' voorwielen, 7" voorwielen, 8" voorwielen)	114,00
BLA0440	<input type="checkbox"/>	90° Active, Alu 2003, rechts (niet i.c.m. 6' voorwielen, 7" voorwielen, 8" voorwielen)	114,00
BLA0380	<input type="checkbox"/>	Comfort beensteun lengtecompenserend, in hoek verstelbaar 0° 80°, wegzwenkbaar; uitneembaar + kuitplaat links (niet verkrijgbaar in framekleur)	126,00
BLA0420	<input type="checkbox"/>	Comfort beensteun lengtecompenserend, in hoek verstelbaar 0° 80°, wegzwenkbaar; uitneembaar + kuitplaat rechts (niet verkrijgbaar in framekleur)	126,00
BLA0750	<input type="checkbox"/>	Amputatiesteun links	202,00
BLA0760	<input type="checkbox"/>	Amputatiesteun rechts	202,00
BLA0410	<input type="checkbox"/>	Zonder beensteun, links	GM
BLA0450	<input type="checkbox"/>	Zonder beensteun, rechts	GM
BEENSTEUNEN KLEUR			
BLA0470	<input checked="" type="checkbox"/>	Beensteunkleur zwart	
BLA0460	<input type="checkbox"/>	Beensteun in framekleur	44,00
VOETPLATEN			
BLA0510	<input checked="" type="checkbox"/>	Voetplaat vaste hoek met lange insteekpijp, links *	
BLA0570	<input checked="" type="checkbox"/>	Voetplaat vaste hoek met lange insteekpijp, rechts *	
		* (Gekozen i.c.m. 90° beensteunen, dan enkel met 4" of 5" voorwielen)	
BLA0475	<input type="checkbox"/>	Eéndelige voetplaat (niet i.c.m. zitbreedte 355 mm, zithoogte voor 530 mm, hielbanden)	121,00
BLA0480	<input type="checkbox"/>	Vast, korte insteekpijp, links *	GM
BLA0540	<input type="checkbox"/>	Vast, korte insteekpijp, rechts *	GM
		* (Gekozen i.c.m. 90° beensteunen, dan enkel met 4" of 5" voorwielen)	
BLA0490	<input type="checkbox"/>	In diepte en hoek instelbaar; korte insteekbuis, links	38,00
BLA0550	<input type="checkbox"/>	In diepte en hoek instelbaar; korte insteekbuis, rechts	38,00
BLA0520	<input type="checkbox"/>	In diepte en hoek instelbaar; lange insteekbuis, links	38,00
BLA0580	<input type="checkbox"/>	In diepte en hoek instelbaar; lange insteekbuis, rechts	38,00
HIELBANDEN/KUITSTEUN			
BLA0770	<input checked="" type="checkbox"/>	Hielbanden, per paar	
BLA0780	<input type="checkbox"/>	Kuitband	22,00

VOORWIELEN			
BLA0850	◆	Voorwiellagerhuis, in hoek instelbaar (0°-6°)	
BLA0910	◆	Voorwielen 6", 150x32, lucht	
BLA0860	☐	Voorwielen 4", 100x27, massief	GM
BLA0870	☐	Voorwielen 5", 125x27, massief	GM
BLA0880	☐	Voorwielen 5,5", 140x37, foam	GM
BLA0895	☐	Voorwielen 6", 150x30, massief	GM
BLA0900	☐	Voorwielen 6", 150x30, foam	GM
BLA0920	☐	Voorwielen 7", 180x40, foam	GM
BLA0930	☐	Voorwielen 7", 180x40 lucht	GM
BLA0940	☐	Voorwielen 8", 200x27, massief	GM
BLA0950	☐	Voorwielen 8", 200x32, lucht	GM
VOORVORK			
BLA0960	◆	Voorvork	
ACHTERWIELOPTIES			
BLA1140	◆	Camber 3°	
BLA1110	◆	Standaard aspositie	
BLA1130	☐	Camber 0°	GM
BLA1120	☐	Achteras verlenging (niet i.c.m. 3° camber en trommelremmen)	GM
ACHTERWIELEN			
BLA0980	◆	Achterwielen 24"	
BLA0970	☐	Achterwielen 22" (niet i.c.m. laag profiel banden en RVS, foam / black grip hoepels)	34,00
BLA0985	☐	24" Sportwielen (std alleen met low profile banden 24"x1" & aluminium hoepels, niet i.c.m. spaakbeschermers)	120,00
BANDEN			
BLA0990	◆	Luchtbanden, visgraatprofiel	
BLA1000	☐	Luchtbanden, profiel	19,00
BLA1010	☐	Massieve banden	19,00
BLA1020	☐	Banden anti-lek	19,00
HOEPELS			
BLA1050	◆	Aluminium hoepels	
BLA1060	☐	RVS	110,00
BLA1070	☐	Plastic coated	119,00
BLA1080	☐	Foam gecoat (niet i.c.m. 22" achterwielen, 24"sportwielen)	161,00
BLA1090	☐	Black grip (niet i.c.m. 22" achterwielen, 24"sportwielen)	161,00
SPAAKBESCHERMERS			
BLA1150	☐	Spaakbeschermer "Frost"	233,00
ACHTERWIELASSEN			
	◆	Achterwielbevestiging Quick release	
REMMEN/REMVERLENGERS			
BLA1160	◆	Drukremmen type "Malta"	
BLA1170	☐	Remmen voor éénhandsbediening met remverlenger, links (niet i.c.m. remverlengers)	134,00
BLA1180	☐	Remmen voor éénhandsbediening met remverlenger, rechts (niet i.c.m. remverlengers)	134,00
BLA1200	☐	Remverlenger, links	24,00
BLA1210	☐	Remverlenger, rechts	24,00
ANTI-TIP			
BLA1230	☐	Anti-tip, per paar (links en rechts)	65,00
FRAMEKLEUREN			
BLA0790	◆	Framekleur blue	
BLA0800	☐	Framekleur red	GM
BLA0810	☐	Framekleur black	GM
BLA0820	☐	Framekleur grey	GM

BLA0830	<input type="checkbox"/>	Framekleur lime green (speciale bestelling, langere levertijd)	197,00
BLA0840	<input type="checkbox"/>	Framekleur orange (speciale bestelling, langere levertijd)	197,00
OPTIES			
BLA1300	<input type="checkbox"/>	Trapdop	24,00
BLA1190	<input type="checkbox"/>	Veiligheids gordel met gespsluiting	50,00
BLA1290	<input type="checkbox"/>	Stokhouder	21,00
BLA1240	<input type="checkbox"/>	Reflectorskit (wielen en frame)	39,00
BLA1250	<input type="checkbox"/>	Rolstoelwerkblad met montageset	90,00
BLA1280	<input type="checkbox"/>	Pomp	21,00
BLA8000	<input type="checkbox"/>	Special	POA
ALBER AANDRIJFHULPMIDDELEN (voor details zie ALBER hoofdstuk in deze prijslijst)			
	<input type="checkbox"/>	Alber e-fix E35, elektrische hulpaandrijving*	6.995,00
	<input type="checkbox"/>	Alber e-motion M15, elektrische hoepelondersteuning*	5.150,00
	<input type="checkbox"/>	Alber twion M24, elektrische hoepelondersteuning*	5.150,00
	<input type="checkbox"/>	Alber viamobil V14 eco, elektrische duwhulp*	2.305,00
	<input type="checkbox"/>	Alber viamobil V25, elektrische duwhulp*	4.428,00
		*Levering onder condities die gelden voor de Alber producten	
INVACARE UNIQUE			
		Wilt u speciale aanpassingen aan deze rolstoel vul dan het Invacare Unique-formulier in. U vindt dit formulier achteraan in dit hoofdstuk.	



