



Yes, you can.®

matrx®  
SEATING SERIESInvacare nv  
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

## KÜSCHALL COMPACT

CE

Voiturette manuelle active avec châssis et dossier pliables et repose-pieds amovibles et escamotables

Poids max de l'utilisateur : 130 kg

Garantie générale: 1 an; garantie sur le châssis: 5 ans

Nous nous réservons le droit d'avoir une tolérance de +/- 10 mm sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.

Date :

Référence :

Revendeur :

 Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases   
  Option standard   
  Option sans supplément

CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse	
◆ DDP0012	KÜSCHALL COMPACT		<b>2.263,01</b>
DDP0000	MYküschall Construction Spéciale	Veuillez ajouter une description claire et détaillée ainsi que des dessins!	
			Sur demande
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>			
<b>CHÂSSIS AVANT</b>			
◆ DDP0211	Châssis Standard		
DDP0224	Abduction, gauche		
DDP0205	Abduction, droite		
DDP0219	Abduction, gauche et droite		
<b>LARGEUR D'ASSISE (SB)</b>			
DDP0118	280mm	Simple croisillon; pas avec assise MatrX et dossier	
DDP0120	300mm	Simple croisillon; pas avec assise MatrX et dossier	
DDP0122	320mm	Simple croisillon; pas avec assise MatrX et dossier	
DDP0124	340mm	Simple croisillon; pas avec assise MatrX et dossier	
DDP0126	360mm	Simple croisillon; pas avec assise MatrX Vi et dossier	
DDP0128	380mm	Simple croisillon; pas avec assise MatrX Vi	
DDP0130	400mm	Simple croisillon	
◆ DDP0132	420mm	Simple croisillon	
DDP0134	440mm	Double croisillon	
DDP0136	460mm	Double croisillon	
DDP0138	480mm	Double croisillon; NC avec dossier MatrX MX2 et Elite Standard hauteur 360mm	
DDP0140	500mm	Double croisillon; NC avec dossier MatrX MX2 et Elite Standard hauteur 360mm	
<b>PROFONDEUR D'ASSISE (ST)</b>			
DDP0408	320mm	Pas avec coussin MatrX; pas avec angle de dossier réglable DDP0707/0718	
DDP0410	340mm	Pas avec assise MatrX	
DDP0412	360mm	Pas avec assise MatrX	
DDP0415	380mm	Pas avec assise MatrX Vi	
◆ DDP0417	400mm		
DDP0420	420mm		
DDP0422	440mm		
DDP0424	460mm		
DDP0427	480mm		
DDP0429	500mm		
<b>HAUTEUR DE DOSSIER (RH)</b>			
DDP0585	Hauteur de dossier dépend de la position de dossier MatrX	Toujours choisir avec dossier MatrX	
DDP0550	RH 300mm	Pas avec dossier rabattable	
DDP0503	RH 315mm	Pas avec dossier rabattable	



**NOUVEAU:** poids de l'utilisateur de 130 kg pour simple croisillon

CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse	
DDP0506	RH 330mm	Pas avec dossier rabattable	
DDP0509	RH 345mm	Pas avec dossier rabattable en combinaison avec angle de dossier 94° ou 98°	
DDP0512	RH 360mm		
DDP0514	RH 375mm		
DDP0516	RH 390mm		
DDP0518	RH 405mm		
◆	DDP0520	RH 420mm	
	DDP0522	RH 435mm	
	DDP0524	RH 450mm	
	DDP0526	RH 465mm	
	DDP0528	RH 480mm	
	DDP0530	RH 495mm	
	DDP0532	RH 510mm	
<b>HAUTEUR D'ASSISE AVANT (SHv) Vérifiez la compatibilité avec les roues avant sur le diagramme afférent</b>			
	DDP0843	SHv 410mm	
	DDP0844	SHv 420mm	
	DDP0845	SHv 430mm	
	DDP0846	SHv 440mm	
	DDP0847	SHv 450mm	
	DDP0848	SHv 460mm	
	DDP0849	SHv 470mm	
	DDP0850	SHv 480mm	
	DDP0851	SHv 490mm	
◆	DDP0852	SHv 500mm	
	DDP0853	SHv 510mm	
	DDP0854	SHv 520mm	
	DDP0855	SHv 530mm	
<b>HAUTEUR D'ASSISE ARRIERE (SHh)</b>		Repose-pied 70° & 80°: SHh= "SHv-100 mm" jusqu'à "SHv-0 mm"; repose-pied 90°: SHh="SHv-100 mm" jusqu'à "SHv-30 mm"	
	DDP0943	SHh 380mm	◆
	DDP0944	SHh 390mm	DDP0950
	DDP0945	SHh 400mm	SHh 450mm
	DDP0946	SHh 410mm	DDP0951
	DDP0947	SHh 420mm	SHh 460mm
	DDP0948	SHh 430mm	DDP0952
	DDP0949	SHh 440mm	SHh 470mm
			DDP0953
			SHh 480mm
			DDP0954
			SHh 490mm
			DDP0955
			SHh 500mm
<b>DISTANCE REPOSE-PIEDS GENOUX (UL)</b>		Repose-pied 70°: UL max. = "SHv-20 mm / repose-pied 80° et 90°: UL max. = "SHv-30 mm"	
	DDPI662	UL 210mm	DDPI678
	DDPI663	UL 220mm	UL 370mm
	DDPI664	UL 230mm	DDPI679
	DDPI665	UL 240mm	UL 380mm
	DDPI666	UL 250mm	DDPI680
	DDPI667	UL 260mm	UL 390mm
	DDPI668	UL 270mm	DDPI681
	DDPI669	UL 280mm	UL 400mm
	DDPI670	UL 290mm	DDPI682
	DDPI671	UL 300mm	UL 410mm
	DDPI672	UL 310mm	DDPI683
	DDPI673	UL 320mm	UL 420mm
	DDPI674	UL 330mm	DDPI684
			UL 430mm
			DDPI685
			UL 440mm
			DDPI686
			UL 450mm
			DDPI687
			UL 460mm
			DDPI688
			UL 470mm
			DDPI689
			UL 480mm
			DDPI690
			UL 490mm


Roues avant / Fixation des fourches avant	Montée haut	Standard	Montée bas
3"	380* - 470	410 - 500	440 - 530
4"	410 - 480	440 - 510	470 - 530
5"	440 - 490	470 - 520	500 - 530
6"	460 - 510	490 - 530	520 - 530
7"	480 - 520	510 - 530	540 - 550*

\*the measurements can be adjusted, but are not offered

#### SHh / Roues arrière

22" : 38 - 47 cm  
24" : 39 - 49 cm  
26" : 42 - 50 cm

UL est la distance entre les genoux et les talons (ULpat) moins l'épaisseur du coussin (SK)



UL fauteuil  
UL patient - épaisseur coussin

CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse	
DDPI675	UL 340mm	DDPI691	UL 500mm
DDPI676	UL 350mm	DDPI692	UL 510mm
DDPI677	UL 360mm		
<b>DOSSIER</b>			
<b>TUBES DE DOSSIER</b>			
◆ DDP0736	Dossier standard fixe		
DDP0705	Tubes avec courbe lombaire	Pas avec dossier MatrX	
DDP0720	Dossier réglable en angle	Pas avec dossier MatrX	219,65
DDP0734	Dossier rabattable (vers l'avant)	Pas avec RH 300-330 mm et accoudoirs tubulaires/ Pas avec dossier MatrX	338,66
<b>ANGLE DE DOSSIER POUR DOSSIER REGLABLE EN ANGLE ET DOSSIER RABATTABLE</b>			
DDP0707	82°	Pas avec dossier fixe ou courbe lombaire; Pas avec profondeur d'assise 320mm	
DDP0718	86°	Pas avec dossier fixe ou courbe lombaire; Pas avec profondeur d'assise 320mm	
DDP0709	90°	Pas avec dossier fixe ou courbe lombaire	
DDP0719	94°	Pas avec dossier fixe ou courbe lombaire	
DDP0711	98°	Pas avec dossier fixe ou courbe lombaire	
DDP0712	102°	Seulement pour dossier réglable en angle	
<b>REVÊTEMENT DU DOSSIER</b>		<b>Pas avec dossier MatrX</b>	
DDP0700	Standard	Pas avec fixation de dossier; pas avec poignées de poussée réglables en hauteur (à monter)	
DDP0721	"Light"	Pas avec LA 280-320 mm et LA 500 mm; pas avec HD<360; fixation de dossier et poignées de poussée réglables en hauteur (à monter)	108,02
◆ DDP0726	Dossier réglable par bandes velcro, revêtement en noir premium		
DDP0735	Aero back (dossier ventilé), réglable en tension par bandes velcro		60,69
DDP0769	Sans revêtement de dossier	Toujours choisir avec dossier MatrX	
<b>DOSIERS MATRX</b>		<b>Pas possible avec SB&lt;360mm, tube de stabilisation, rug met lumbaal knik ou dossier réglable en angle. Dossier MatrX: l'hauteur = l'hauteur du dossier MatrX (sans montage)</b>	
DDP0764	Matrx MX2, hauteur 150 mm avec hardware QR	Pas pour SB >460mm	€ 939,04
DDP0765	Matrx MX2, hauteur 230 mm avec hardware QR	Pas pour SB >460mm	€ 939,04
DDP0766	Matrx MX2, hauteur 305 mm avec hardware QR	Pas pour SB >460mm	€ 939,04
DDP0767	Matrx MX2, hauteur 405 mm avec hardware QR	Pas pour SB >460mm	€ 939,04
DDP0756	Elite Deep, hauteur 310 mm		€ 774,46
DDP0757	Elite Deep, hauteur 410 mm		€ 774,46
DDP0762	Elite Deep, 460 mm avec hardware easy-set mounting		€ 774,46
DDP0758	Elite Standard, hauteur 260 mm		€ 654,52
DDP0759	Elite Standard, hauteur 310 mm		€ 654,52
DDP0760	Elite Standard, hauteur 360 mm		€ 654,52
DDP0761	Elite Standard, hauteur 410 mm		€ 654,52
DDP0763	Elite Standard, 460 mm avec hardware easy-set mounting		€ 654,52
<b>POIGNÉES DE POUSSÉE</b>			
◆ DDP0702	Poignées de poussée fixes, longues	Dossier MatrX: poignées de poussée à environ 475mm de l'assise	
DDP0750	Poignées de poussée fixes, courtes	Pas avec freins à tambour / dossier MatrX: poignées de poussée à environ 475mm de l'assise	
DDP0751	Sans poignées de poussée	Pas avec freins à tambour	111,08
DDP0703	Poignées de poussée réglables en hauteur, pas intégrées	Pas avec revêtement de dossier standard ou "Light"/ Pas avec dossier rabattable / Pas avec accoudoirs tubulaire	244,52
DDP0704	Poignées de poussée escamotables	Pas avec freins à tambour	244,52
<b>FIXATION DE DOSSIER</b>		Pas avec poignées de poussée escamotables, revêtement de dossier std ou Light, HD 300-390 mm et poignées de poussée réglables en hauteur	



0734



**matrx**  
SEATING SERIES



0705



1491

	CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse
	DDPI491	Tendeur de dossier, escamotable, amovible	130,81
<b>ASSISE</b>			
<b>REVÊTEMENT D'ASSISE</b>			
◆	DDP0611	Revêtement d'assise standard avec 1 bande velcro centrale (face doux)	
	DDP0614	Revêtement d'assise avec 1 bande velcro centrale (face douce) et 2 bandes velcro centrales (face rugueuse)	97,21
<b>COUSSIN D'ASSISE</b>			
	DDP0600	Coussin standard	60 mm double mousse avec surface visco 92,07
	DDP0662	Coussin MatrX Libra	SB 360 seulement possible avec le ST 380/400mm; pas avec le SB < 360 mm, ST 360 mm <b>432,58</b>
	DDP0663	Coussin MatrXVI	Pas avec le SB < 400mm; pas avec le ST < 400mm 418,20
<b>POCHETTE</b>			
	DDP0606	Pochette click-in, amovible	83,61
<b>SAC POUR REVÊTEMENT D'ASSISE</b> A fixer sous l'assise. ST>340 mm			
	DDP0616	Petit	36,65
	DDP0617	Grand	36,65
<b>REPOSE-PIEDS</b>			
<b>REPOSE-PIEDS.</b>			
◆	DDPI540	70°	
	DDPI541	80°	Pas avec roues avant 7"
	DDPI542	90°	Pas avec roues avant 6" et 7"
	DDPI555	Sans repose-pieds	
<b>PALETTES</b>			
◆	DDPI562	2 pcs, plastique, montées vers l'avant	Pas avec SB<340 mm, UL<260 mm; montées haut pour UL<340 mm
	DDPI563	2 pcs, plastique, montées vers l'arrière	Pas avec SB<340 mm, UL<260 mm; montées haut pour UL<340 mm
	DDPI564	2 pcs, plastique, régl. en angle, montées vers l'avant	Pas avec SB<340 mm, UL<340 mm; montées haut pour UL<380 mm <b>111,24</b>
	DDPI565	2 pièces, plastique, réglables en angle, montées vers l'arrière	Pas avec SB<340 mm, UL<340 mm; montées haut pour UL<380 mm <b>111,24</b>
	DDPI578	2 pièces, carbone, montées vers l'avant	Montées haut pour UL<300 mm 356,89
	DDPI579	2 pièces, carbone, montées vers l'arrière	Montées haut pour UL<300 mm 356,89
	DDPI566	1 pièce, escamotable, fixée sur 1 côté en position relevée, montée vers l'avant Pas pour UL<30cm	Pas pour UL<300 mm <b>356,54</b>
	DDPI567	1 pièce, escamotable, fixée sur 1 côté en position relevée, montée vers l'arrière Pas pour UL<30cm	Pas pour UL<300 mm <b>356,54</b>
<b>TALONNIERES / SANGLE-MOLLETS</b>			
◆	DDPI534	Sangle-mollets	
○	DDPI530	Talonnères	Uniquement pour palettes en 2 pièces en plastique!
<b>PROTEGE-VÊTEMENTS</b>			
<b>PROTEGE-VETEMENTS / GARDE-BOUES</b>			
◆	DDPI400	Protège-vêtements fixes, carbone	
	DDPI405	Garde-boues fixes, carbone	Pas avec SHh < 410 mm et rallonge porte-axe! 144,30
	DDPI408	Garde-boues amovibles, carbone	Elargit la chaise avec 20 mm! 306,16
<b>REPOSE-BRAS</b> Avec protège-vêtements. Elargit la chaise avec 20 mm!			
	DDPI416	Réglables en hauteur; amovibles, courts	<b>297,86</b>
	DDPI421	Réglables en hauteur; amovibles, longs	<b>297,86</b>
	DDUI445	repose-bras küschall, contour en noir; réglable en hauteur; swing-away, escamotables	Freins performance ne sont pas possibles en combinaison avec roues-arrière, en position 4/5/6 <b>297,86</b>
	DDUI446	repose-bras küschall, contour en bleu; réglable en hauteur; swing-away, escamotables	Freins performance ne sont pas possibles en combinaison avec roues-arrière, en position 4/5/6 <b>297,86</b>



1562 / 1563

1564 / 1565



1566 / 1567



1530




1400



1405

CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse	
DDU1447	repose-bras küschall, contour en rouge, réglable en hauteur, swing-away, escamotables	Freins performance ne sont pas possibles en combinaison avec roues-arrière, en position 4/5/6	<b>297,86</b>
<b>ACCESSOIRES KUSCHALL REPOSE-BRAS (1445/1446/1447)</b>			
DDU1455	Housses reposer-bras en contour noir		51,04
DDU1456	Housses reposer-bras en contour bleu		51,04
DDU1457	Housses reposer-bras en contour rouge		51,04
<b>REPOSE-BRAS HEMI</b>		Monté sur le reposer-bras Küschall, sauf pour les coloris bleu et rouge mentionnés ici dessus.	
DDP1423	Hemiplegische armsteun, links		<b>297,86</b>
DDP1422	Hemiplegische armsteun, rechts		<b>297,86</b>
<b>REPOSE-BRAS</b>		<b>Pas avec Alber twion/emotion en avec des poignées de pousse, réglable en hauteur</b>	
DDP1411	Tubulaires, régl. en hauteur, amovibles, escamotables, avec manchette		293,89
<b>CHÂSSIS</b>			
<b>COLORIS DU CHÂSSIS, STD.</b>		Pas pour châssis en carbone	
DDP0300	Glossy black	DDP0350	Purple fire
◆ DDP0314	Matt black	DDP0357	Umber glaze
DDP0356	Ivory White	DDP0358	Smokey grey
DDP0354	Night shimmer	DDP0359	Flashy yellow
DDP0302	Royal blue	DDP0315	Silver grey
DDP0303	Royal red		
DDP0365	Mercury Blue	Pas possible avec "en même couleur que le châssis avant"	
DDP0366	Dynamite orange	Pas possible avec "en même couleur que le châssis avant"	
DDP0367	Atomic Violet	Pas possible avec "en même couleur que le châssis avant"	
DDP0368	Nitro Pink	Pas possible avec "en même couleur que le châssis avant"	
<b>CROISSILLON ET CHASSIS ARRIERE - COULEURS</b>			
DDP0398	En même couleur que le châssis avant		
DDP0399	En noir mat		
<b>COLOUR-POWER-SET</b>		Roues Starec 4" of 5" pas incl! De petites différences de couleur sont possibles!	
DDP0330	Colour-Power-Set techno-anthracite		255,18
DDP0339	Colour-Power-Set Champagne		255,18
DDP0340	Colour-Power-Set Olive		255,18
DDP0334	Colour-Power-Set b-blue		255,18
DDP0329	Colour-Power-Set comet red		255,18
DDP0336	Colour-Power-Set arctic blue		255,18
DDP0337	Colour-Power-Set copper glaze		255,18
DDP0338	Colour-Power-Set chrome	Roue arrière Starec: cerceau seulement disponible en noir si CPS chrome est sélectionnée	255,18
<b>FIXATION DES ROUES AVANT</b>			
DDP0864	Montée haut	Le châssis sera 30 mm plus bas!	
◆ DDP0865	Montage std		
DDP0866	Montée bas	Le châssis sera 30 mm plus haut!	
<b>ROUES AVANT</b>			
<b>ROUES AVANT</b>			
DDP0801	4" Roue Everyday avec caouthouc noir (nouveau modèle)		
DDP0860	4" Roue Confort avec caoutchouc noir (nouveau modèle)		
DDP0803	4" Starec techno-anthracite	150,08	
DDP0826	4" Starec olive	150,08	
DDP0825	4" Starec champagne	150,08	
DDP0818	4" Starec comet red	150,08	



0606

**CPS-Set :**



Moyeux Starec, fourches, portes-axes, roues Starec 22" et 24", caches QR pour moyeu Starec, têtes de fourche roues avant

Roues avant / Fixation des fourches avant	Montée haut	Standard	Montée bas
3"	380* - 470	410 - 500	440 - 530
4"	410 - 480	440 - 510	470 - 530
5"	440 - 490	470 - 520	500 - 530
6"	460 - 510	490 - 530	520 - 530
7"	480 - 520	510 - 530	540 - 550*

\*the measurements can be adjusted, but are not offered

CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse	
DDP0861	4" Starec chrome		150,08
DDP0830	4" Starec copper glaze		150,08
DDP0831	4" Starec arctic blue		150,08
DDP0807	4" Starec b-blue		150,08
DDP0809	4" Starec black		150,08
DDP0796	Roues 4" frogleg , jantes en noir alu		255,18
DDP0797	Roues 4" frogleg , jantes argentées		255,18
DDP0810	5" Roue Light		
◆ DDP0863	5" Roue Confort avec caoutchouc noir (nouveau modèle)		
DDP0813	5" Starec techno anthracite		150,08
DDP0827	5" Starec champagne		150,08
DDP0828	5" Starec olive		150,08
DDP0818	5" Starec comet red		150,08
DDP0832	5" Starec arctic blue		150,08
DDP0833	5" Starec copper glaze		150,08
DDP0817	5" Starec b-blue		150,08
DDP0819	5" Starec black		150,08
DDP0862	5" Starec chrome		150,08
DDP0798	Roues 5" frogleg , jantes en noir alu		255,18
DDP0799	Roues 5" frogleg , jantes argentées		255,18
DDP0820	6" Roue Light avec caoutchouc noir (nouveau modèle)	Pas avec repose-jambes 90°	
DDP0821	6" Roue pneumatique	Pas avec repose-jambes 90°	
DDP0822	7" Roue Light avec caoutchouc noir (nouveau modèle)	Pas avec repose-jambes 80° et 90°	
<b>ROUES ARRIERE</b>			
<b>OAD</b>		Uniquement pour ZB 380-500 mm! Pas avec rallonge porte-axe	
DDP1118	Droite (roue light 7bar et cerceaux en aluminium)	Pas avec carrossage 3°/protège-vêtements fixes/freins à tambour/protège-rayons/tetra clip	<b>865,15</b>
DDP1119	Gauche (roue light 7bar et cerceaux en aluminium)	Pas avec carrossage 3°/protège-vêtements fixes/freins à tambour/protège-rayons/tetra clip	<b>865,15</b>
<b>FIXATION DES ROUES ARRIERE</b>			
◆ DDP0250	Fixation std		
DDP0249	Rallonge porte-axe	Toujours livré en couleur noire / pas possible pour 1° position arrière	112,28
<b>POSITION DES ROUES ARRIERE</b>		Position 5 et 6 uniquement avec porte-axes rallongées	
DDP0263	1e position depuis l'avant	Pas avec rallonge porte-axe au carrossage 3°	
DDP0264	2e position depuis l'avant		
◆ DDP0265	3e position depuis l'avant		
DDP0266	4e position depuis l'avant	Pas avec OAD/ Pas avec Alber e-motion/ Twion/ Pas avec repose-bras küschall en combinaison avec les freins performance	
DDP0267	5e position depuis l'avant	Pas avec OAD/ Pas avec Alber e-motion/ Twion/ Pas avec repose-bras küschall en combinaison avec les freins performance	
DDP0268	6e position depuis l'avant	Pas avec OAD/ Pas avec Alber e-motion/ Twion/ Pas avec repose-bras küschall en combinaison avec les freins performance	
<b>AXE QUAD RELEASE</b>			
DDP0909	Tetra Clip	Pas avec freins de moyeu au Spinergy LXX roues	114,04
<b>TAILLE</b>			
DDP0901	22"		
◆ DDP0902	24"		
DDP0903	26"		444,47
<b>CARROSSAGE</b>			

0249




0911

	CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse
◆	DDP0282	0°	
	DDP0283	3° Pas avec roues 26/OAD/première position	
<b>TYPE ROUE ARRIERE</b>			
◆	DDP0915	22", 24", 26" küschall Starec; rayons croisés	Moyeu en CPS si sélectionné
	DDP0908	24" High performance, moyeu Starec	Moyeu en CPS si sélectionné 405,09
	DDP0906	24" Spinergy LXX	Rayons, moyeu et jantes noirs 689,56
<b>ALBER ADD ON KIT</b>		<b>Pas avec Alber twion/e-motion</b>	
	DDP0926	Adaptateur avec 2 anti-basculés d'Alber pour Twion/Emotion	Seulement avec 24"; pas avec carrossage 3° 841,06
<b>PNEUS ARRIERE</b>		Roue 24" High Perf uniquement avec pneu léger; profil ou Marathon Evolution!	
◆	DDP1014	22", 24", 26" Légers 7 bar Schwalbe Rightrun noir/gris	
	DDP1002	22", 24" Profil 7 bar	
	DDP1004	24" Pneus pleins, profil, gris	Pas avec roues High Performance ou Spinergy LXX 58,84
	DDP1006	24" Pneus pleins (Type KIK), noirs	Pas avec roues High Performance ou Spinergy LXX 58,84
	DDP1007	22", 24" Pneus pleins light	Pas avec roues High Performance ou Spinergy LXX 58,84
	DDP1010	24", 26" Pneus "Marathon Plus" de Schwalbe	Smartguard protection anti-crevaison 58,84
	DDP1011	24" Pneus Schwalbe ONE	V-guard anti-crevaison résistant 86,37
<b>ANTI-CREVAISON</b>		Pas possible avec pneus "Marathon Evolution"!	
	DDP1020	Protection anti-crevaison	99,91
<b>CERCEAUX</b>		Avec 24" High Perf. & Spinergy: cerceaux alu light sont montés, titane & Supergrip possibles!	
	DDP1102	22", 24", 26" Supergripp, distance 30 mm ou 40 mm	Pas avec OAD <b>188,83</b>
	DDP1104	24", 26" Acier poli, distance 30 mm	Pas avec OAD 108,00
	DDP1106	24" Titanium, distance 30 mm	Pas avec OAD 318,14
	DDP1107	24" Titanium, distance 40 mm	Pas avec OAD 318,14
◆	DDP1113	22", 24", 26" Light Alu, distance 30 mm, gris	Pas avec OAD
	DDP1114	22", 24", 26" Light Alu, distance 40 mm, gris	
	DDP1117	22", 24", 25", 26" Light Alu, distance 30 mm, noir	133,01
	DDP1122	24" Carbolife Curve, distance 30mm	<b>326,30</b>
	DDP1121	24" Carbolife Gekko, distance 30mm	<b>397,63</b>
<b>PROTEGE-RAYONS</b>			
	DDP1200	22", 24", 26" transparents	146,72
	DDP1202	24" küsch	Pas avec Spinergy LXX 146,72
	DDP1208	24" Transparent avec küschall, lettres en blanc	Pas avec Spinergy LXX 146,72
<b>SECURITE</b>			
<b>FREINS</b>			
	DDP1300	Std., levier courbé	Pas avec abduction; dépend de la config, accoudoirs escamotables, réglables en hauteur; amovibles ou longs
	DDP1301	Std., levier droit	Seulement avec abduction à deux côtés
◆	DDP1306	Freins à tirer	
	DDP1302	Freins de performance	Pas avec carrossage de 3°, pas avec repose-bras küschall en combinaison avec position roues-arrière 4/5/6 76,03
	DDP1303	Freins actifs	Voir tableau pour combinaison avec le 24" 22,84
<b>RALLONGE-FREINS</b>			
	DDP1310	Pour Freins std	Pas pour freins Performance et freins actifs <b>18,54</b>
<b>FREINS A TAMBOUR POUR TIERCE PERSONNE</b>		Pas avec QR, carrossage de 3°, poignées de poussée pliables ou petites! Montés avec roues arrière spécifiques et une plaque d'adaptation noire - Pas possible en première position des roues arrière!	



1202



		Rear wheel position					
		1	2	3	4	5	6
Scissor brake	Seat depth						
	ST32-38						
	ST40						
	ST42						
	ST44						
	ST46						
ST48							
ST50							

