

Action[®] 2_{NG}

TRANSIT LITE



Leicht und kompakt

Ideal auf Reisen



Yes, you can.®

Action[®] und los!

Der neue Action 2 NG Transit Lite ist der neueste Rollstuhl aus unserer preisgekrönten Action-Reihe. Bequem und zuverlässig eröffnet die Action-Serie eine Welt voller Möglichkeiten. Dank der vielen Gleichteile können innerhalb der Action-Familie Zubehör und Optionen nahezu uneingeschränkt ausgetauscht und angebaut werden. Die Action-Reihe ist bekannt dafür, dass man sich auf sie verlassen kann.



Und hier ist er: der Neue Action 2 NG Transit Lite

Der neue Action 2 NG Transit Lite ist leicht, kompakt und super einfach zu handhaben. Durch die reduzierte Rahmengröße ist er noch besser für Reisen geeignet und passt auch in den engsten Stauraum.

Kompatibel mit Teilen des beliebten Action² NG, lässt er sich individuell anpassen um allen Bedürfnissen gerecht zu werden. Er unterstützt Sie in jeder Situation.

[Auf zu neuen Abenteuern.](#)



1



Leicht und kompakt.

Wir haben den Rahmen aufs Wesentliche reduziert, so dass sich der Action² NG Transit Lite besonders leicht schieben lässt. Durch seinen besonders kurzen Radstand ist ein einfaches Manövrieren auch in engen Räumen möglich.

*Ab 10,5 kg Transportgewicht.

2



Extra bequem.

Wir haben eine neue Y-förmige Rückenlehne für zusätzlichen Komfort entwickelt. Die Feststellbremse kann vom Nutzer direkt bedient werden, und hilft dabei, ein hohes Maß an Unabhängigkeit zu bewahren.

3



Faltet sich in Sekundenschnelle

Dank des kompakten, faltbaren Rahmens und der abklappbaren Rückenlehne passt der Action 2 NG Transit Lite auch in den schmalsten Raum. Abnehmbare Beinstützen und Armlehnen lassen sich in Sekundenschnelle entfernen. Einfach zusammenklappen und wieder aufstellen, immer bereit für die nächste Reise.



Trommelbremse

Feststellbremse

Neue, leichtere Vorder- und Hinterräder

Einfacher Transfer
Abschwenkbare und abnehmbare Armlehnen und Beinstützen.

Platzsparende Lagerung

Was ist neu?



Geringeres Gewicht dank reduzierter Rahmengröße



Leicht erreichbare Feststellbremse

Technische Daten

Für weitere Informationen zu diesem Produkt, einschließlich des Benutzerhandbuchs, besuchen Sie bitte unsere Website: www.invacare.de

Action 2 NG Transit Lite	Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzwinkel	Sitzhöhe	Rückenlehnenwinkel	Rückenlehnenhöhe	Beinstützenwinkel	
	405 / 430 / 455 / 480 mm	400 mm	3°	485 / 510 mm	7°	430 mm	80°	
	Action 2 NG Transit Lite	Länge der Fußstützen	Armlehnenhöhe	Gesamtbreite	Gesamtbreite, gefaltet	Gesamtlänge inkl. Fußstützen	Gesamtlänge ohne Fußstützen	Gesamthöhe
		330 / 460 mm	280 mm	Seat width +100 mm	250 mm	995 mm	760 mm	975 mm
		Action 2 NG Transit Lite	Max. sichere Neigung	Wendekreis	Max. Nutzergewicht	Gesamtgewicht	Transportgewicht	
7°			870 mm	125 kg	13.1 kg	10.2 kg		

Rahmenfarbe



Mokka



Entdecken Sie die gesamte Action-Reihe



Invacare GmbH
Am Achener Hof 8
88316 Isny
Deutschland
Telefon +49 7562 700-0
kontakt@invacare.com
www.invacare.de

Invacare Austria GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101
5310 Mondsee
Österreich
Telefon +43 6232 553-50
Fax +43 6232 553-54
info-austria@invacare.com
www.invacare.at

Invacare AG
Neuhofweg 51
4147 Aesch BL
Schweiz
Telefon +41 61 48770-80
Fax +41 61 48770-81
switzerland@invacare.com
www.invacare.ch



Yes, you can.®