

Action[®] 2_{NG}

TRANSIT LITE



Più leggera e più compatta

Viaggiare è ancora più facile



Yes, you can.®

Action[®], si parte

La nostra classica gamma Action si arricchisce del nuovo modello Action2 NG Transit Lite. Robuste e affidabili tutte le Action hanno grandi potenzialità. Ogni modello della famiglia

Action ha un design accattivante e una natura versatile predisposta per svariati accessori che la rendono aderente alle diverse esigenze. La gamma Action è ormai da anni una certezza.



Saluta la nuova nata Action 2 NG Transit Lite

La nuova Action2 NG Transit Lite è ora più leggera, più compatta e si chiude con estrema facilità. Le dimensioni ridotte la rendono ancora più adatta agli spostamenti dato che si può riporre anche in spazi ristretti.

Puoi adattare Action2 NG alle tue esigenze sfruttando la compatibilità con gli optional della famiglia Action. Ovunque andrai Action2 sarà con te.

Pronti per nuove avventure.



1



Più leggera e più compatta

Peso e dimensioni ridotte, ora Action2 NG Transit Lite è ancora più maneggevole. Vanta il telaio più stretto di sempre e un passo corto che la rendono estremamente maneggevole in tutte le situazioni. Facile muoversi con Action2.

*Peso trasportabile da 10,5 Kg

2



Extra comfort

L'imbottitura schienale con cuciture anatomiche garantisce massima comodità. La sterzata fluida e i freni robusti ti faranno viaggiare in sicurezza. Un freno aggiuntivo sulle ruote può essere facilmente attivato/disattivato direttamente dall'utente permettendo alti livelli di autonomia.

3



Si piega in un istante

Il telaio pieghevole e lo schienale semi-abbattibile che si ripiega all'indietro, consentono ad Action2 Transit Lite di adattarsi anche a spazi estremamente ridotti. Le pedane e i braccioli sono estraibili e si sfilano in pochi secondi per facilitare il trasporto senza utente. Facile da configurare, sarà una compagna di viaggio ideale.



Freni per accompagnatore

Facile da trasportare grazie a pedane a braccioli removibili

Occupa poco spazio

Nuovo freno azionabile dall'utente

Nuove ruote anteriori e posteriori più leggere



Novita'



Ingombro e peso ridotti



Freno per utente facilmente azionabile

Dati tecnici

Per gli Accessori/Optional disponibili consultare il sito www.invacare.it

Action 2 NG Transit Lite	Larghezza seduta	Profondità seduta	Angolo della seduta	Altezza seduta	Angolo dello schienale	Altezza schienale	Angolo portapedane	
	405 / 430 / 455 / 480 mm	400 mm	3°	485 / 510 mm	7°	430 mm	80°	
	Action 2 NG Transit Lite	Lunghezza poggiatesta	Altezza braccioli	Ingombro totale	Ingombro totale da piegata	Lunghezza totale pedane incluse	Lunghezza totale senza pedane	Altezza totale
		330 / 460 mm	280 mm	Larghezza seduta +100 mm	250 mm	995 mm	760 mm	975 mm
		Action 2 NG Transit Lite	Pendenza massima superabile	Raggio di sterzata	Peso massimo utente	Peso totale	Peso trasportabile	
7°			870 mm	125 kg	13.1 kg	10.2 kg		

Colore Telaio



Mocha



Scopri tutta la gamma



+39 0445 380059
e-mail: italia@invacare.com
www.invacare.it

Invacare Mecc San s.r.l.
Via dei Pini, 62 - 36016
THIENE (VI) - Italy



Yes, you can.®