


# Essential Touch

Vendbar og trykkavlastende skummadrass

Nøkkelhullsformede utskjæringer i ulike anatomiske soner - for økt komfort og optimal trykkavlastning.



**En komfortabel investering**

For forebygging av trykksår



**Yes, you can.®**

## En komfortabel investering



### Profilering på begge sider

- › Madrassen har tosidig profilering og kan vendes og brukes på begge sider. Dette bidrar til å øke produktets levetid.

1



### Høy komfort

- › Utskjæringene i skummet gjør at brukeren synker godt ned i madrassen som igjen bidrar til økt komfort.
- › De identiske utskjæringene på begge sidene av madrassen gjør at madrassen kan snus inni trekket og brukes på begge sider. Dette bidrar igjen til økt levetid på madrassen.
- › Slitesterkt inkontinestreck med 2 robuste håndtak, samt glidelås på 3 sider, bidrar til enklere håndtering ved bruk, inspeksjon og vask.

2



### Redusert shear og friksjon

- › De unike utskjæringene i skummet bidrar til redusert shear og friksjon ved reposisjonering i seng.
- › Vannresistent inkontinestreck i polyuretan og flerveis stretch bidrar til redusert shear og friksjon, og der igjen økt komfort for bruker.
- › Passer godt for ulike pleiemiljøer.


3



### God trykkfordeling

- › De nøkkelhullsformede utskjæringene gir skumfirkantene som beveger seg uavhengig av hverandre.
- › De unikt utskårede skumfirkantene gjør at brukeren synker godt ned i madrassen og omslutes av det komfortable og trykkfordelende skummet.
- › Ulike anatomiske soner med små utskjæringer i fot- og hodeende, og større skumfirkantener omkring rygg og sete, bidrar til best mulig trykkfordeling- og avlastning for den sengeliggende brukeren.


På anbud med NAV



### Glidelås på tre sider

- › 3-sidig glidelås gjør det enkelt å undersøke madrassen og fjerne trekket for vask. Den gode og kraftige dryppkanten over glidelåsen beskytter i tillegg mot væskeinntrengning.

## Tekniske data ▼



Tilgjengelige størrelser ▼

200 × 83 × 15 cm  
**200 × 88 × 15 cm**  
200 × 90 × 15 cm  
200 × 103 × 15 cm  
200 × 118 × 15 cm

På anbud  
med NAV



Maksimal brukervekt ▼

150 kg




Maksimal vasketemperatur på trekk ▼

95°

Artikkelnummer ▼	HMS-nummer ▼	Størrelse ▼	Beskrivelse ▼
1631831	313849	88 x 200 x 15 cm	Essential Touch skummadrass, med polyuretanbelagt inkotrekk
1631830		83 x 200 x 15 cm	Essential Touch skummadrass, med polyuretanbelagt inkotrekk
1631885		90 x 220 x 15 cm	Essential Touch skummadrass, med polyuretanbelagt inkotrekk

## Maxxcare Pro Evolution hælvavlaster tilgjengelig som tilbehør

På anbud  
med NAV



Maxxcare Pro Evolution hælvavlaster er nå tilgjengelig som tilbehør hos NAV. 100 % avlastning. Enkelt og effektivt.

### Maxxcare®

Artikkelnummer ▼	HMS-numbers ▼	Størrelse ▼	Materiale ▼
060004	301470	S	Luftceller (Vicair SmartCells)
060001	202746	Standard (M-L)	Luftceller (Vicair SmartCells)
060003	269681	XL	Luftceller (Vicair SmartCells)

Manufactured to: BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match and BS EN 7177: Crib Source 5

God sykepleie er essensielt i behandlingen av trykksår. Essential Touch trykkavlastende madrass kan bidra positivt inn i en målrettet behandlingsplan som har til hensikt å forebygge eller behandle trykksår - i kombinasjon med relevant utdanning, kliniske vurderinger og aktive handlinger som alle er grunnleggende faktorer i forebyggingen av trykksår. En rekke ulike vurderingsskalaer kan brukes som formelle metoder for å vurdere risikoen for utviklingen av trykksår, og bør brukes i kombinasjon med en uformell vurdering (sykepleievurdering) som en del av en helhetlig og individualisert plan.

Tlf: 22 57 95 00  
norway@invacare.com  
www.invacare.no

Postadresse:  
Invacare AS  
Postboks 6230 Etterstad  
0603 Oslo

Besøksadresse:  
Invacare AS  
Brynsveien 16  
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:  
Invacare AS  
Østensjøveien 19  
0661 Oslo



Yes, you can.®



© 2025 Invacare International GmbH. All rights reserved. All informasjon er korrekt på trykkesidspunkt. Invacare forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon. NO - 08/25