

# Action<sup>®</sup> 2<sub>NG</sub>

TRANSIT LITE



Léger et compact

Idéal à transporter



Yes, you can.®

# Passez à l'Action.

**Le fauteuil roulant Action 2 NG Transit Lite est le dernier né de la famille Action.** Confortables et solides, les fauteuils de cette gamme ouvrent une multitude de possibilités pour les utilisateurs. Chaque fauteuil a un design polyvalent et des options le rendant personnalisable. Vous pouvez compter sur la gamme Action.



# Découvrez le nouveau Action 2 NG Transit Lite

Le nouvel Action 2 NG Transit Lite est désormais plus léger, plus compact et facile à manier. Son châssis réduit le rend plus facile à transporter et à ranger dans les espaces exigus.

Compatible avec la gamme d'options de l'Action 2 NG, il est facile à configurer et à entretenir pour répondre à vos besoins. Il vous accompagne partout où vous avez besoin d'aller.

En route pour de nouvelles aventures !



1



## Plus léger, plus compact.

Nous avons réduit le poids et la taille du châssis, ce qui rend l'Action 2 NG Transit Lite plus facile à utiliser et à pousser. Il possède le châssis le plus étroit et l'empattement le plus réduit de la gamme. Manoeuvrez sans effort, même dans les endroits les plus exigus. C'est facile !

\*Poids de transport à partir de 10,5 kg.

2



## Très confortable.

Sa nouvelle forme de dossier en Y apporte davantage de confort. Une conduite douce et des freins efficaces offriront à l'utilisateur et à la tierce-personne de voyager en toute confiance. Un nouveau frein, accessible par l'utilisateur, lui permettra de maintenir son niveau d'autonomie.

3



## Plié en quelques secondes.

Le châssis pliant et le dossier pliant à mi-hauteur de l'Action 2 NG Transit Lite lui permettent d'être rangé même dans des espaces réduits. Les accoudoirs et les potences se retirent en un tour de main. Facile à plier et déplier, l'Action 2 NG Transit Lite est toujours prêt pour votre prochain déplacement.



Freins  
tierce-personne

Accroche taxi  
de série

Nouveaux freins  
utilisateur

Nouvelles  
roues avant  
et arrière,  
plus légères

Transferts  
facilités

Accoudoirs  
relevables et  
amovibles et  
repose-jambes  
amovibles.

Facile à  
stocker

### Découvrez!



Taille de châssis et poids réduits



Freins utilisateur accessibles

# Données techniques

Pour plus d'information sur ce produit, veuillez vous référer aux manuels d'utilisation et de maintenance disponibles sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr)

	<b>Largeur d'assise</b>	<b>Profondeur d'assise</b>	<b>Pente d'assise</b>	<b>Hauteur d'assise</b>	<b>Angle de dossier</b>	<b>Hauteur de dossier</b>	<b>Angle des potences</b>
<b>Action 2 NG Transit Lite</b>	405 / 430 / 455 / 480 mm	400 mm	3°	485 / 510 mm	7°	430 mm	80°

	<b>Distance UL</b>	<b>Hauteur des accoudoirs</b>	<b>Largeur hors-tout</b>	<b>Largeur totale, plié</b>	<b>Longueur hors-tout, potences incluses</b>	<b>Longueur hors-tout, sans potences</b>	<b>Hauteur hors-tout</b>
<b>Action 2 NG Transit Lite</b>	330 / 460 mm	280 mm	+100 mm	250 mm	995 mm	760 mm	975 mm

	<b>Pente max. de sécurité</b>	<b>Rayon de giration</b>	<b>Poids max. utilisateur</b>	<b>Poids total</b>	<b>Poids de transport</b>
<b>Action 2 NG Transit Lite</b>	7°	870 mm	125 kg	13.1 kg	10.2 kg

## Coloris de châssis



Moka



**Découvrez toute la gamme Action!**



**Tél : + 33 (0)2 47 62 69 23**  
contactfr@invacare.com  
www.invacare.fr

Invacare Poirier SAS  
Route de Saint Roch  
37230 Fondettes  
France



**Yes, you can.®**