

Guía para elegir su Unidad de Asiento Modulite en 6 pasos

	MÓDULO	OPCIONES	OPCIONES	
Respaldo	6. Opciones de asientos respaldo	<p>Matrx VI Matrx Libra FloTech Lite Matrx PB y Elite</p> <p>Contour Visco</p> <p>matrx</p>	<p>Cójin espuma estándar (5 cm) Matrx PB Matrx Elite</p>	
	5. Carcasas y Tapizados	<p>Respaldo Flex3. Placas o cinchas regulables en anchura y altura. Cojín Laguna</p>	<p>Tapizado ajustable en tensión bicolor</p>	
	4. Respaldo	<p>Soportes resp ajustables en anchura. Regulable en ángulo manual, Desmontable (palomilla). No abatible. Altura 48 o 54 cm (Flex3=54 cm). Puños</p> <p>Soportes resp ajustables en anchura. Regulable en ángulo eléctrico (0°-30°), abatible sobre asiento. No desmontable. Altura 48 o 54 cm (Flex3 = 54 cm). Puños</p>	<p>Respaldo no ajustable en anchura. Altura 48 cm, Regulable en ángulo (0°30°), no abatible, desmontable (palomillas). Barra de empuje</p>	
Brazos	3. Reposabrazos	<p>Reposabrazos en T desmontable. Ajustable en profundidad mediante guías laterales. Reposabrazos abatible con/sin soporte.</p>	<p>Reposabrazos en T desmontable. Regulable en anchura (+ 5 cm). Profundidad asiento regul. 41 cm hasta 51 cm sin intervalos (posición respaldo).</p>	
	2. Asiento rígido (placas)/ Asiento ajustable en tensión (cinchas)	<p>Asiento rígido (3 placas ajustable en anchura desde 38 hasta 53 cm). Respaldo regulable en profundidad desde 41 hasta 51 cm sin intervalos mediante guías</p> <p>Tapizado ajustable en tensión y regulable en anchura desde 38 hasta 53 cm.. Respaldo regulable en profundidad desde 41 hasta 51 cm sin intervalos mediante guías</p>	<p>Placa fija (una sola pieza). Anchura 43 cm. Respaldo regulable en profundidad desde 41 hasta 51 cm sin intervalos mediante guías</p>	
Asiento	1. Chasis (base de asiento)	<p>Telescópico con guías Opción 2111/2112</p>	<p>Fijo (no telescópico) Opción 2110</p>	