

Softform[®]

Premier MaxiGlide

Trykaflastende og shear- og friktionsreducerende madras

Høj kvalitetsmadras til forbedret håndtering
af shearkræfter



Stabilitet og trykaflastning

Til individuelt tilpasset håndtering af tryksår



Yes, you can.®

Effektiv forebyggelse af tryksår

Softform® Premier MaxiGlide er en skummadras af høj kvalitet med en innovativ glidekerne, der reducerer shearkræfter markant, når den anvendes sammen med en elektrisk elevationsseng.

Madrassens patenterede design sikrer en overside, der giver fremragende trykaflastning kombineret med høj komfort og støtte, mens bundkonstruktionen sikrer stabilitet.

Velegnet til personer, der vurderes at være i meget høj risiko for at udvikle tryksår.

Det dybt konturerede øverste skumlag er fremstillet af opskåret skum med nøglehulsformede udskæringer, som bevæger sig uafhængigt for at maksimere kropskontaktfladen og sikre optimal trykaflastning.



Topbetræk



› **Slidstærkt og særdeles åndbart** medicinsk tekstil.



› **Tovejs-strækbart, vandafvisende polyurethanbetræk** reducerer shear- og friktionskræfter.



› **Retningssymbol** sikrer korrekt placering af madrassen i sengen.



› **Fuldt aftageligt topbetræk og forstærket polyurethanbund** beskytter madrassen mod metalsengerammer.

1



Trykaflastning

Designet til at **maksimere nedsynkning og omslutning** for at forebygge tryksår.



2



Reducering af shearkræfter

Opskåret skum kombineret med et **unikkt glidedesign** reducerer **effektivt shear**, især ved justering af sengens position.



› Modulopbygning

muliggør nem udskiftning af alle dele, hvilket forlænger produktets levetid.



› Forebyggelse af tryksår

giver en fremragende trykaflastende overflade.

Tekniske data ▼

For yderligere information om dette produkt, herunder brugervejledningen, se venligst vores hjemmeside: www.invacare.dk



Tilgængelige størrelser ▼



Maks. brugervægt ▼



Maks. rengørings temperatur ▼

Højde 150 mm

2000 x 830 mm
2000 x 880 mm

247 kg

95 °C

Fremstillet i henhold til standarder: Indvendigt skum: BS 5852 (antændelseskilde 5); Betræk: BS 7175 (antændelseskilde 5); Fuld madras: BS 7177 (antændelseskilde 5)

Grundlæggende sygepleje er afgørende i håndteringen af tryksår. Denne madras kan bidrage positivt til resultatet af en forebyggelsesplan, der omfatter uddannelse, klinisk vurdering og handling baseret på sårbarhed – centrale faktorer i forebyggelse af tryksår. Forskellige vurderingsskalaer kan anvendes som formelle metoder til risikovurdering og bør kombineres med en uformel vurdering (informeret sygeplejefagligt skøn) som del af en helhedsorienteret og individuel plan.

Tlf: 3690 0000
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37
2606 brøndby
Danmark



© 2026 Invacare International GmbH. All rights reserved. All information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel. Softform MaxiGlide – DK – 02-2026

Yes, you can.®