



AVIVA RX10

P O W E R S E R I E S



Accesso senza barriere

Carrozzina elettrica ultra-compatta a trazione posteriore



AVIVA RX10

Controllo, sicurezza e indipendenza, ogni giorno.

Scopri AVIVA RX10, la carrozzina elettronica ultracompatta a trazione posteriore, progettata per garantire un controllo agevole in qualsiasi ambiente.

Compatta, intuitiva e sicura da guidare, unisce comfort e prestazioni sempre affidabili.



| AVIVA RX10

Design Tecnologia Prestazioni

La novità della gamma **AVIVA RX**. La base compatta del modello RX10 garantisce prestazioni stabili e controllate, per una guida sicura e confortevole ogni giorno.



539 mm*

Larghezza unità motrice



Design ultracompatto

Con il passo più corto e la struttura più compatta della serie, **AVIVA RX10** si sposta con facilità negli spazi interni. Nel passaggio da una stanza all'altra, negli angoli o nelle rotazioni a 360°, il design ultracompatto rende la manovrabilità semplice anche negli spazi più ristretti.



Comfort e controllo

Ruote motrici da **14"**, una selezione di ruote piroettanti da **8"** o **9"** uniti ad un modulo di potenza da 75A garantiscono sempre comfort e sicurezza alla guida. **RX10** offre una soluzione di mobilità semplice e senza compromessi sia sulle superfici interne che negli ambienti esterni.



Design minimal

Il design minimal di **AVIVA RX10**, che mette la semplicità al centro, è stato appositamente sviluppato per offrire una mobilità discreta e affidabile in ogni situazione.





| AVIVA RX10

Configurazione semplice con i sistemi di seduta *Action*[®]

AVIVA RX10 è stata progettata in combinazione con le opzioni di seduta Action, leader di mercato. Il risultato è un posizionamento e una regolazione individuali rapidi e intuitivi per un comfort ottimale.



0-20°

Inclinazione seduta

Disponibile nella versione elettrica come optional

0-30°

Reclinazione manuale dello schienale

Disponibile nella versione elettrica come optional



Scelta della larghezza della seduta

430 o 480 mm, inoltre ogni misura è regolabile di +25 mm per lato su braccioli e poggiategambe.



Schienale a tensione regolabile

si adatta alla forma individuale per un comfort e un sostegno ottimali.



Cuscino seduta in schiuma da 60 mm

per un maggior comfort.



Poggiategambe ribaltabile a 80° per facilitare il trasferimento

Regolabile in lunghezza da 245 a 370 mm.



Bracciolo regolabile in altezza e profondità

240 - 315 mm di altezza, fino a 90 mm di profondità.



Profondità seduta regolabile

410 - 510 mm.



| AVIVA RX10

Controllo preciso con tecnologia **LiNX**

AVIVA RX10, progettata per garantire facilità d'uso e controllo preciso, è dotata di tecnologia LiNX per rendere più agevoli gli spostamenti quotidiani.



Indicatore LED di carica della batteria

garantisce la sicurezza del livello di carica ovunque si vada.



Selettore della velocità

per un controllo indipendente e personalizzato.



Bracciolo di comando ribaltabile

facilita il posizionamento del joystick e l'avvicinamento a superfici di lavoro.

A seconda della configurazione, RX10 è disponibile con tecnologia LiNX REM060, REM150, REM210 o REM215.



AVIVA RX10

Dati tecnici

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, compreso il manuale d'uso, visitare il nostro sito web www.invacare.it.

Colore



Nero



804 - 809 mm*

Raggio di sterzata
*a seconda della configurazione



Larghezza del sedile

430 - 480 mm



Profondità sedile

410 - 510 mm



Altezza del sedile

451 - 471 mm



Altezza dello schienale

500 mm



Altezza del bracciolo

230 - 320 mm



Lunghezza del poggiatesta

245 - 370 mm



Inclinazione del sedile

0° - 16°
(manual)
0° - 20°
(powered)

+ Regolazione di 25 mm per lato di braccioli e poggiatesta.

Con incrementi di 25 mm.



Inclinazione dello schienale

90° - 120°



Altezza totale

1350 mm



Lunghezza totale, incl. poggiatesta

1035 mm



Lunghezza totale, senza poggiatesta

824 mm



Larghezza unità motrice

539 mm



Peso max. utilizzatore

136 kg



Capacità della batteria

51Ah (Gel)



Massima altezza dell'ostacolo superabile

50 mm



Inclinazione massima di sicurezza

6° (10.5%)



Velocità

6 or 10 km/h



Autonomia di guida

29.2 km (6 km/ h)
25.6 km (10 km/ h)



Peso totale

113.6 kg



Ruote motrici

14"



Ruote anteriori piroettanti

8 or 9"

AVIVA RX
AVIVA FX
TDX SP2
Esprit Action
Kompas
Storm 4

P O W E R S E R I E S

Tel.: +39 0445 380059

italia@invacare.com

www.invacare.it

©2026 Invacare International GmbH. Le immagini e le informazioni relative ai prodotti sono destinate esclusivamente agli operatori professionali del settore e non hanno finalità pubblicitarie, bensì informative. Tutti i diritti riservati. Tutte le informazioni citate sono ritenute corrette al momento della stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. AVIVA RX10_IT-21052026

