

Rea® Clematis® PRO Configurada CE

Silla de posicionamiento con chasis de acero. Equipada con basculación de asiento 25° y reclinación de respaldo 30° mediante pistón neumático. Reposapiernas elevables con paleta ajustable en ángulo, profundidad y anchura como estándar. Respaldo flexible con cojín anatómico Laguna 2. Cojín de asiento Contour Visco NG. Barra de empuje ajustable en ángulo. Reposacabezas simple.

¡Nueva anchura de asiento 540 mm! ▶ NUEVO

Regulación en profundidad de la placa de asiento sin intervalos. Altura asiento: 450 mm. Reposabrazos desmontables, regulables en altura. Nueva almohadilla concava regulable en profundidad. Ruedas de 12" o 24" con aros de aluminio y eje extraíble rápido (QR). Freno tambor disponible en ruedas de 24" sin suplemento de precio.

2 frenos y 2 antivuelcos abatibles. Ensanchadores de reposabrazos (+2 cm) como estándar (desmontables). Color de chasis Beige perla.

Versión configurable con numerosas opciones disponibles: tapizado de respaldo ajustable en tensión, freno tambor, reposacabezas simple o envolvente, taco abductor, soportes de tronco, mesitas, etc.

Peso máximo de usuario : 135 kg. Código Prescripción (provisional): S0023119 (Categoría: SRM 050A).

matrix

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = Kg

Código	Descripción		P.V.P €
MODELO			
SNB0001	<input checked="" type="checkbox"/>	CLEMATIS PRO	1458,00
ESPECIAL			
SNBSPEC		ESPECIAL	
TIPO DE PROPULSIÓN			
SNB0100		Versión autopropulsable (ruedas traseras 24")	<input type="checkbox"/>
		POR FAVOR TENER EN CUENTA QUE LOS REPOSABRAZOS PUEDEN TOCAR LAS LAS RUEDAS TRASERAS, CUANDO LA SILLA ESTÁ CON EL ÁNGULO MÁXIMO DE BASCULACIÓN DE ASIENTO: - Altura de asiento 400 mm: la distancia mínima posible de la placa de asiento al reposabrazos es de 33 cm - Altura de asiento 450 mm: la distancia mínima posible de la placa de asiento al reposabrazos es de 28 cm	(NC : 1500)
SNB0110	<input checked="" type="checkbox"/>	Versión kit transit (ruedas traseras 12")	<input checked="" type="checkbox"/>
TIPO DE CHASIS			
SNB0200	<input checked="" type="checkbox"/>	Chasis fijo	<input checked="" type="checkbox"/>
		Incluye ensanchadores de reposabrazos (+10 mm por lado)	(NC 0330)
SNB0210		Chasis ajustable en anchura (reposapiernas) y profundidad (asiento), sin intervalos ¡SOLO CON ANCHO ASIENTO 540 MM!	<input type="checkbox"/>
		Incluye ensanchadores de reposabrazos (+25 mm por lado) - 2 posiciones de reposabrazos	
ASIENTO			
ANCHURA ASIENTO			
SNB0300		390 MM	<input type="checkbox"/>
SNB0310	<input checked="" type="checkbox"/>	440 MM	<input checked="" type="checkbox"/>
SNB0320		490 MM	<input type="checkbox"/>
SNB0330		540 MM (Solo con opción SNA0210: Chasis ajustable) ▶ NUEVO	<input type="checkbox"/>
		(NC: 0430, 1630, 1640)	
PROFUNDIDAD ASIENTO			
SNB0360	<input checked="" type="checkbox"/>	420 - 480 MM	<input checked="" type="checkbox"/>
SNB0370		430 - 500 MM (sin intervalos)	<input type="checkbox"/>
		Solo con opción SNA0210 (Chasis ajustable) y opción SNB0330 (ancho asiento 540 mm)	
ALTURA ASIENTO			
SNB0380		400 MM	<input type="checkbox"/>
		(NC : 1430 , 1440)	
SNB0390	<input checked="" type="checkbox"/>	450 MM	<input checked="" type="checkbox"/>
COJÍN ASIENTO			
SNB0400		CUSHION MATRX LIBRA	323,15
SNB0410	<input checked="" type="checkbox"/>	Cojín MATRX CONTOUR VISCO NG	<input checked="" type="checkbox"/>
		(NC : 0450, 0455)	
SNB0420		Cojín MISTRAL 2 Tapizado negro suave TR26	<input type="checkbox"/>
		(NC : 0450, 0455)	
SNB0430		Cojín FLO-SHAPE Tapizado negro suave TR26	<input type="checkbox"/>
		(NC : 0450, 0455)	



0210



0200




0410



0420

0430

SNB0440	Sin cojín	(NC : 0450, 0455)	○
PROFUNDIDAD COJÍN MATRX LIBRA			
SNB0450	405 MM		○
SNB0455	455 MM		○
RESPALDO			
TIPO DE RESPALDO			
SNB0500	Placa rígida	(NC : 0540, 580, 1000, 1010)	○
SNB0510	◆ Tapizado flexible anatómico	(NC : 0540,580, 1000)	◆
SNB0520	Respaldo LAGUNA 2 con tapizado ajustable en tensión	Obligatorio pedir puños conectados (NC : 0560, 0570, 1010, 1200, 1210, 1220, 1230)	○
COJÍN DE RESPALDO			
SNB0530	◆ Cojín LAGUNA 2 - Tapizado suave negro TR26		◆
SNB0540	Cojín acolchado con laterales - Tapizado suave negro TR26		○
EMPUÑADURAS			
SNB0560	Puños ajustables en altura		○
SNB0570	◆ Barra de empuje ajustable en ángulo		◆
SNB0580	Puños conectados (obligatorio con tapizado ajustable en tensión)		○
TIPO DE ASIENTO			
BASCULACIÓN ASIENTO Y RECLINACIÓN RESPALDO			
SNB0600	◆ Basculación asiento y reclinación respaldo para el acompañante (pistón de gas)		◆
BLOQUEO BASCULACIÓN			
SNB0630	◆ Bloqueo basculación (ángulo pre ajustado)		◆
REPOSAPIÉS/REPOSAPIERNAS			
SOPORTE REPOSAPIÉS			
SNB0700	◆ Soporte estándar		◆
REPOSAPIÉS/REPOSAPIERNAS IZQ.			
SNB0720	◆ Reposapiernas ajustable en ángulo, incl soporte pantorrilla, izq		◆
SNB0730	Sin reposapiés izq	(NC : 0760, 0770)	○
REPOSAPIÉS/REPOSAPIERNAS DER.			
SNB0740	◆ Reposapiernas ajustable en ángulo, incl soporte pantorrilla, der		◆
SNB0750	Sin reposapiés der	(NC : 0780, 0790)	○
TUBO+PALETA IZQ			
SNB0760	Paleta fija. Incluye talonera, izq	(NC : 1300)	○
SNB0770	◆ Paleta ajustable en ángulo, profundidad, anchura. Incluye taloneras, izq		◆
TUBO+PALETA DER.			
SNB0780	Paleta fija. Incluye talonera, der	(NC : 1300)	○
SNB0790	◆ Paleta ajustable en ángulo, profundidad, anchura. Incluye taloneras, der		◆
REPOSABRAZOS (ajustable en altura, incluye dispositivo cierre)			
REPOSABRAZOS IZQ.			
SNB0800	Almohadilla estándar, ajustable en altura, izq	Ajustable en profundidad	○
SNB0810	◆ Almohadilla „Comfort“ , izq	Ajustable en profundidad con diseño concavo	(NC : 1720) ◆
SNB0820	Reposabrazos hemiplejia ,izq		(NC : 1700, 1710, 1720, 1790) 98,75
SNB0830	Sin reposabrazos, izq		(NC : 1700, 1710, 1720, 1790.) ○
REPOSABRAZOS DER.			
SNB0850	Almohadilla estándar, ajustable en altura, der	Ajustable en profundidad	○
SNB0860	◆ Almohadilla „Comfort“ , der	Ajustable en profundidad con diseño concavo	(NC : 1730) ◆
SNB0870	Reposabrazos hemiplejia ,der		(NC : 1700, 1710, 1730, 1790) 98,75
SNB0880	Sin reposabrazos, der		(NC : 1700, 1710, 1730, 1790) ○
OPCIONES DE ASIENTO			
SNB0900	Acolchado lateral con fijaciones (par)		73,54
SNB0910	Taco abductor		64,48
ENSANCHADORES DE REPOSABRAZOS (PAR)			
SNB0920	◆ Ensanchadores de reposabrazos (+25 mm por lado)	(En lugar de ensanchadores de reposabrazos estándares +10 mm). Siempre incluido con opción de freno tambor	(NC : 1525) ◆
OPCIONES DE RESPALDO			
CINCHAS RESPALDO			
SNB1000	Cincha superior adicional para respaldo Laguna 2 ajustable en tensión		60,00
SNB1010	Cincha adicional para respaldo flexible (consultar disponibilidad)		60,00



REPOSACABEZAS (obligatorio)				
SNB1100		Reposacabezas envolvente		89,25
SNB1110		Reposacabeza envolvente con soporte mejilla ajustable lateralmente	(NC : 1130)	170,00
SNB1120	◆	Reposacabezas simple	(NC : 1130)	◆
FUNDA REPOSACABEZAS				
SNB1130		Funda para reposacabezas envolvente		39,00
SOPORTES DE TRONCO IZQ.				
SNB1200		Soporte lateral de tronco fijo (Tapizado suave negro TR26), izq.		75,00
SNB1210		Soporte lateral de tronco abatible (Tapizado suave negro TR26), izq.		89,30
SOPORTES DE TRONCO DER.				
SNB1220		Soporte lateral de tronco fijo (Tapizado suave negro TR26), der.		75,00
SNB1230		Soporte lateral de tronco abatible (Tapizado suave negro TR26), der.		89,30
OPCIONES REPOSAPIÉS/REPOSAPIERNAS				
SNB1300		Acolchado paleta		52,53
CHASIS				
COLOR DE CHASIS				
SNB1400	◆	Beige perla		◆
FIJACIÓN RUEDAS DELANTERAS				
SNB1410	◆	Fija		◆
RUEDAS DELANTERAS				
SNB1420		150X30 mm, maciza negra		○
SNB1430	◆	200X30 mm, maciza negra		◆
SNB1440		200X45 mm, maciza negra		○
RUEDAS TRASERAS				
SNB1500	◆	12" (305 MM)	Eje extraíble (QR)	(NC : 1530, 1550, 1560, 1600)
SNB1520		24" (610 MM), buje estándar	Eje extraíble (QR)	(NC : 1620)
SNB1525		24" (610 MM), con freno tambor	Eje extraíble (QR)	(NC : 1620)
CUBIERTA RUEDAS TRASERAS				
SNB1530		Neumática Profil, negra		○
SNB1540	◆	Maciza, negra		◆
TIPO DE AROS				
SNB1550		Aros de aluminio		○
PROTECTORES DE RADIOS				
SNB1560		Frost		102,02
SEGURIDAD				
TIPO DE FRENOS				
SNB1600		Frenos estándar accionados por usuario	Solo con rueda de 24"	○
SNB1620	◆	Frenos acompañante accionados con el pie	Solo con ruedas 12"	◆
SNB1630		Freno unilateral por cable izquierdo		250,00
SNB1640		Freno unilateral por cable derecho		250,00
OPCIONES DE SEGURIDAD				
SNB1650		Cinturón postural		34,35
SNB1660	◆	Dispositivo antivuelco	Incluido en el chasis	◆
SNB1680	◆	Kit de transporte (sin cinturón postural) - 4 fijaciones (2 delante / 2 detrás)	Para utilizar la silla en el interior de un vehículo	◆
OPCIONES				
MESITAS				
SNB1700		Mesita extraíble con soporte codos (incluye kit de montaje)	(NC : 1750)	170,00
SNB1710		Mesita extraíble (incluye kit de montaje)	(NC : 1750)	152,25
SNB1720		Media mesita, transparente abatible, izq	Solo con reposabrazos con almohadilla estándar	(NC : 1750)
SNB1730		Media mesita, transparente abatible, der	Solo con reposabrazos con almohadilla estándar	(NC : 1750)
ACOLCHADO PARA MESITA				
SNB1740		Acolchado para mesita		65,00
SNB1750		Acolchado para media mesita		52,00
OTRAS OPCIONES				
SNB1780		Porta suero	Obligatorio pedir reposacabezas	56,36
SNB1790		Dispositivo de bloqueo para mesita		35,00

