

## Rea® Clematis® PRO Configurada CE

Silla de posicionamiento con chasis de acero. Equipada con basculación de asiento 25° y reclinación de respaldo 30° mediante pistón neumático. Reposapiernas elevables con paleta ajustable en ángulo, profundidad y anchura como estándar. Respaldo flexible con cojín anatómico Laguna 2. Cojín de asiento Contour Visco NG. Barra de empuje ajustable en ángulo. Reposacabezas simple.

**¡Nueva anchura de asiento 540 mm!** NUEVO

Regulación en profundidad de la placa de asiento sin intervalos. Altura asiento: 450 mm. Reposabrazos desmontables, regulables en altura. Nueva almohadilla concava regulable en profundidad. Ruedas de 12" o 24" con aros de aluminio y eje extraíble rápido (QR). Freno tambor disponible en ruedas de 24" sin suplemento de precio.

2 frenos y 2 antivuelcos abatibles. Ensanchadores de reposabrazos (+2 cm) como estándar (desmontables). Color de chasis Beige perla.

Versión configurable con numerosas opciones disponibles: tapizado de respaldo ajustable en tensión, freno tambor, reposacabezas simple o envolvente, taco abductor, soportes de tronco, mesitas, etc.

Peso máximo de usuario : 135 kg. Código Prescripción (provisional): S0023119 (Categoría: SRM 050A).

**matrix**

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo

**Peso usuario =**  **Kg**

Código	Descripción		P.V.P €
<b>MODELO</b>			
SNB0001	<input checked="" type="checkbox"/>	CLEMATIS PRO	1458,00
<b>ESPECIAL</b>			
SNBSPEC		ESPECIAL	
<b>TIPO DE PROPULSIÓN</b>			
SNB0100		Versión autopropulsable (ruedas traseras 24" )	<input type="checkbox"/>
		POR FAVOR TENER EN CUENTA QUE LOS REPOSABRAZOS PUEDEN TOCAR LAS LAS RUEDAS TRASERAS, CUANDO LA SILLA ESTÁ CON EL ÁNGULO MÁXIMO DE BASCULACIÓN DE ASIENTO: - Altura de asiento 400 mm: la distancia mínima posible de la placa de asiento al reposabrazos es de 33 cm - Altura de asiento 450 mm: la distancia mínima posible de la placa de asiento al reposabrazos es de 28 cm	(NC : 1500 )
SNB0110	<input checked="" type="checkbox"/>	Versión kit transit (ruedas traseras 12")	(NC : 0380, 1510, 1520 ) <input checked="" type="checkbox"/>
<b>TIPO DE CHASIS</b>			
SNB0200	<input checked="" type="checkbox"/>	Chasis fijo	Incluye ensanchadores de reposabrazos (+10 mm por lado) (NC 0330) <input checked="" type="checkbox"/>
SNB0210		Chasis ajustable en anchura (reposapiernas) y profundidad (asiento), sin intervalos ¡SOLO CON ANCHO ASIENTO 540 MM!	Incluye ensanchadores de reposabrazos (+25 mm por lado) - 2 posiciones de reposabrazos <input type="checkbox"/>
<b>ASIENTO</b>			
<b>ANCHURA ASIENTO</b>			
SNB0300		390 MM	<input type="checkbox"/>
SNB0310	<input checked="" type="checkbox"/>	440 MM	<input checked="" type="checkbox"/>
SNB0320		490 MM	<input type="checkbox"/>
SNB0330		540 MM (Solo con opción SNA0210: Chasis ajustable) <span style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">NUEVO</span>	(NC: 0430, 1630, 1640) <input type="checkbox"/>
<b>PROFUNDIDAD ASIENTO</b>			
SNB0360	<input checked="" type="checkbox"/>	420 - 480 MM	<input checked="" type="checkbox"/>
SNB0370		430 - 500 MM (sin intervalos)	Solo con opción SNA0210 (Chasis ajustable) y opción SNB0330 (ancho asiento 540 mm) <input type="checkbox"/>
<b>ALTURA ASIENTO</b>			
SNB0380		400 MM	(NC : 1430 , 1440) <input type="checkbox"/>
SNB0390	<input checked="" type="checkbox"/>	450 MM	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>COJÍN ASIENTO</b>			
SNB0400		CUSHION MATRX LIBRA	323,15
SNB0410	<input checked="" type="checkbox"/>	Cojín MATRX CONTOUR VISCO NG	(NC : 0450, 0455 ) <input checked="" type="checkbox"/>
SNB0420		Cojín MISTRAL 2 Tapizado negro suave TR26	(NC : 0450, 0455 ) <input type="checkbox"/>
SNB0430		Cojín FLO-SHAPE Tapizado negro suave TR26	(NC : 0450, 0455 ) <input type="checkbox"/>



0210



0200




0410



0420

0430

SNB0440	Sin cojín	(NC : 0450, 0455 )	○
<b>PROFUNDIDAD COJÍN MATRX LIBRA</b>			
SNB0450	405 MM		○
SNB0455	455 MM		○
<b>RESPALDO</b>			
<b>TIPO DE RESPALDO</b>			
SNB0500	Placa rígida	(NC : 0540, 580, 1000, 1010 )	○
SNB0510	◆ Tapizado flexible anatómico	(NC : 0540,580, 1000 )	◆
SNB0520	Respaldo LAGUNA 2 con tapizado ajustable en tensión	Obligatorio pedir puños conectados (NC : 0560, 0570, 1010, 1200, 1210, 1220, 1230 )	○
<b>COJÍN DE RESPALDO</b>			
SNB0530	◆ Cojín LAGUNA 2 - Tapizado suave negro TR26		◆
SNB0540	Cojín acolchado con laterales - Tapizado suave negro TR26		○
<b>EMPUÑADURAS</b>			
SNB0560	Puños ajustables en altura		○
SNB0570	◆ Barra de empuje ajustable en ángulo		◆
SNB0580	Puños conectados (obligatorio con tapizado ajustable en tensión)		○
<b>TIPO DE ASIENTO</b>			
<b>BASCULACIÓN ASIENTO Y RECLINACIÓN RESPALDO</b>			
SNB0600	◆ Basculación asiento y reclinación respaldo para el acompañante (pistón de gas)		◆
<b>BLOQUEO BASCULACIÓN</b>			
SNB0630	◆ Bloqueo basculación (ángulo pre ajustado)		◆
<b>REPOSAPIÉS/REPOSAPIERNAS</b>			
<b>SOPORTE REPOSAPIÉS</b>			
SNB0700	◆ Soporte estándar		◆
<b>REPOSAPIÉS/REPOSAPIERNAS IZQ.</b>			
SNB0720	◆ Reposapiernas ajustable en ángulo, incl soporte pantorrilla, izq		◆
SNB0730	Sin reposapiés izq	(NC : 0760, 0770 )	○
<b>REPOSAPIÉS/REPOSAPIERNAS DER.</b>			
SNB0740	◆ Reposapiernas ajustable en ángulo, incl soporte pantorrilla, der		◆
SNB0750	Sin reposapiés der	(NC : 0780, 0790 )	○
<b>TUBO+PALETA IZQ</b>			
SNB0760	Paleta fija. Incluye talonera, izq	(NC : 1300 )	○
SNB0770	◆ Paleta ajustable en ángulo, profundidad, anchura. Incluye taloneras, izq		◆
<b>TUBO+PALETA DER.</b>			
SNB0780	Paleta fija. Incluye talonera, der	(NC : 1300)	○
SNB0790	◆ Paleta ajustable en ángulo, profundidad, anchura. Incluye taloneras, der		◆
<b>REPOSABRAZOS (ajustable en altura, incluye dispositivo cierre)</b>			
<b>REPOSABRAZOS IZQ.</b>			
SNB0800	Almohadilla estándar, ajustable en altura, izq	Ajustable en profundidad	○
SNB0810	◆ Almohadilla „Comfort“ , izq	Ajustable en profundidad con diseño concavo	(NC : 1720 ) ◆
SNB0820	Reposabrazos hemiplejia ,izq		(NC : 1700, 1710, 1720, 1790 ) 98,75
SNB0830	Sin reposabrazos, izq		(NC : 1700, 1710, 1720, 1790.) ○
<b>REPOSABRAZOS DER.</b>			
SNB0850	Almohadilla estándar, ajustable en altura, der	Ajustable en profundidad	○
SNB0860	◆ Almohadilla „Comfort“ , der	Ajustable en profundidad con diseño concavo	(NC : 1730 ) ◆
SNB0870	Reposabrazos hemiplejia ,der		(NC : 1700, 1710, 1730, 1790 ) 98,75
SNB0880	Sin reposabrazos, der		(NC : 1700, 1710, 1730, 1790 ) ○
<b>OPCIONES DE ASIENTO</b>			
SNB0900	Acolchado lateral con fijaciones (par)		73,54
SNB0910	Taco abductor		64,48
<b>ENSANCHADORES DE REPOSABRAZOS (PAR)</b>			
SNB0920	◆ Ensanchadores de reposabrazos (+25 mm por lado)	(En lugar de ensanchadores de reposabrazos estándares +10 mm). Siempre incluido con opción de freno tambor	(NC : 1525 ) ○
<b>OPCIONES DE RESPALDO</b>			
<b>CINCHAS RESPALDO</b>			
SNB1000	Cincha superior adicional para respaldo Laguna 2 ajustable en tensión		60,00
SNB1010	Cincha adicional para respaldo flexible (consultar disponibilidad)		60,00



<b>REPOSACABEZAS (obligatorio)</b>				
SNB1100		Reposacabezas envolvente		89,25
SNB1110		Reposacabeza envolvente con soporte mejilla ajustable lateralmente	(NC : 1130 )	170,00
SNB1120	◆	Reposacabezas simple	(NC : 1130 )	◆
<b>FUNDA REPOSACABEZAS</b>				
SNB1130		Funda para reposacabezas envolvente		39,00
<b>SOPORTES DE TRONCO IZQ.</b>				
SNB1200		Soporte lateral de tronco fijo (Tapizado suave negro TR26), izq.		75,00
SNB1210		Soporte lateral de tronco abatible (Tapizado suave negro TR26), izq.		89,30
<b>SOPORTES DE TRONCO DER.</b>				
SNB1220		Soporte lateral de tronco fijo (Tapizado suave negro TR26), der.		75,00
SNB1230		Soporte lateral de tronco abatible (Tapizado suave negro TR26), der.		89,30
<b>OPCIONES REPOSAPIÉS/REPOSAPIERNAS</b>				
SNB1300		Acolchado paleta		52,53
<b>CHASIS</b>				
<b>COLOR DE CHASIS</b>				
SNB1400	◆	Beige perla		◆
<b>FIJACIÓN RUEDAS DELANTERAS</b>				
SNB1410	◆	Fija		◆
<b>RUEDAS DELANTERAS</b>				
SNB1420		150X30 mm, maciza negra		○
SNB1430	◆	200X30 mm, maciza negra		◆
SNB1440		200X45 mm, maciza negra		○
<b>RUEDAS TRASERAS</b>				
SNB1500	◆	12" (305 MM)	Eje extraíble (QR)	(NC : 1530, 1550, 1560, 1600)
SNB1520		24" (610 MM), <b>buje estándar</b>	Eje extraíble (QR)	(NC : 1620)
SNB1525		24" (610 MM), <b>con freno tambor</b>	Eje extraíble (QR)	(NC : 1620)
<b>CUBIERTA RUEDAS TRASERAS</b>				
SNB1530		Neumática Profil, negra		○
SNB1540	◆	Maciza, negra		◆
<b>TIPO DE AROS</b>				
SNB1550		Aros de aluminio		○
<b>PROTECTORES DE RADIOS</b>				
SNB1560		Frost		102,02
<b>SEGURIDAD</b>				
<b>TIPO DE FRENOS</b>				
SNB1600		Frenos estándar accionados por usuario	Solo con rueda de 24"	○
SNB1620	◆	Frenos acompañante accionados con el pie	Solo con ruedas 12"	◆
SNB1630		Freno unilateral por cable izquierdo		250,00
SNB1640		Freno unilateral por cable derecho		250,00
<b>OPCIONES DE SEGURIDAD</b>				
SNB1650		Cinturón postural		34,35
SNB1660	◆	Dispositivo antivuelco	Incluido en el chasis	◆
SNB1680	◆	Kit de transporte (sin cinturón postural) - 4 fijaciones (2 delante / 2 detrás)	Para utilizar la silla en el interior de un vehículo	◆
<b>OPCIONES</b>				
<b>MESITAS</b>				
SNB1700		Mesita extraíble con soporte codos (incluye kit de montaje)	(NC : 1750)	170,00
SNB1710		Mesita extraíble (incluye kit de montaje)	(NC : 1750)	152,25
SNB1720		Media mesita, transparente abatible, izq	Solo con reposabrazos con almohadilla estándar	(NC : 1750)
SNB1730		Media mesita, transparente abatible, der	Solo con reposabrazos con almohadilla estándar	(NC : 1750)
<b>ACOLCHADO PARA MESITA</b>				
SNB1740		Acolchado para mesita		65,00
SNB1750		Acolchado para media mesita		52,00
<b>OTRAS OPCIONES</b>				
SNB1780		Porta suero	Obligatorio pedir reposacabezas	56,36
SNB1790		Dispositivo de bloqueo para mesita		35,00

