

## Rea® Azalea® Minor



Silla de posicionamiento especialmente diseñada para usuarios de talla pequeña (inferior a 170 cm).  
Ancho de asiento : 34 cm.  
Respaldo reclinable y basculación de asiento con transferencia de peso: +1° a +24° (ángulo asiento negativo -1 a +23° como opción).  
Cojín de respaldo Laguna y cojín de asiento Flo-Shape (funda tapizado suave negro TR26).  
Ruedas traseras : 16", 22" O 24".  
Asiento ajustable en ancho y profundidad.  
Reposapiernas elevables, soportes de tronco, reposacabezas y taco abductor como opción.  
Peso de la silla: a partir de 32 kg  
Peso máximo del usuario : 75 kg  
**Rea Azalea SR-20C:** Código provisional Prescripción: S0008896 (Categoría: SRM 020C).

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :


Cantidad pedido :

Fecha pedido :


Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo

Peso usuario =                      Kg


Código	Descripción	P.V.P €
BNC0014	◆ Rea Azalea Minor	1.951,63
BNC8000	◆ Especial	
<b>PROPULSIÓN</b>		
BNC0020	◆ Kit transit: ruedas 16" con frenos tambor	1095; 1055, 1062, 1072, 1074, 1100;1120
BNC0025	Autopropulsables: ruedas 24"/ 22" con frenos manuales	0075;0605;0635, 1047, 1076
BNC0030	Autopropulsables y acompañante: ruedas 24"/ 22" con frenos tambor	0075;0605;0635;1095, 1047, 1072, 1074
<b>DIMENSIONES ASIENTOS</b>		
<b>ASIENTOS</b>		
BNC0037	◆ Minor ( -50 mm. profundidad y -30 mm. largo chasis)	◆
<b>ANCHURA ASIENTO</b>		
BNC0038	◆ 340 mm (Minor)	◆
<b>EXTENSIÓN ANCHURA ASIENTO (AJUSTABLE)</b>		
BNC0065	◆ + 50 mm	◆
BNC0075	+ 100 mm. ( solo ruedas traseras 16")	0110
BNC0085	Sin extensión asiento	○
<b>PROFUNDIDAD ASIENTO</b>		
BNC0095	◆ 380-450 mm (Azalea Minor)	◆
<b>ALTURA ASIENTO</b>		
BNC0110	400 mm. No para combinar con ruedas 200 mm. y tubos largos.	0510;0520;0570;0580;0590;1020; 1062; 1065; 1265;1266
BNC0120	◆ 450 mm.	1055
<b>ÁNGULO ASIENTO</b>		
BNC0127	Ángulo asiento negativo -1 a +23° (std +1 a +25°)	○
<b>ASIENTO</b>		
BNC0130	◆ Profundidad ajustable	◆
<b>COJÍN ASIENTO</b>		
BNC0165	◆ Cojín Flosshape	◆
<b>TAPIZADO ASIENTO</b>		
BNC0191	Terciopelo negro TR35	○
BNC0201	◆ Tapizado suave negro TR26	◆
BNC0202	Tejido microventilado negro TR36 (solo con opción BNC0085 „sin extensión de asiento")	○
<b>RESPALDO</b>		
<b>EXTENSIÓN ANCHURA RESPALDO (AJUSTABLE)</b>		
BNC0207	◆ Sin extensión anchura respaldo	◆
<b>RESPALDO</b>		
BNC0218	◆ Respaldo FLEX 2 (placa rígida, no ajustable, Azalea Minor)	0233;0234;0240;0343;0771
<b>COJÍN RESPALDO</b>		
BNC0250	◆ Cojín Laguna (soporte lateral)	◆
BNC0260	Cojín Mistral 2(soporte cintura)	NC 0322
<b>TAPIZADO RESPALDO</b>		
BNC0311	Terciopelo negro TR35	○
BNC0321	◆ Tapizado suave negro TR26	◆
BNC322	Tejido microventilado negro TR36	○
<b>PUÑOS RESPALDO</b>		
BNC0340	◆ Puños	◆



Código	Descripción	P.V.P €
BNC0345	Barra de empuje ajustable en ángulo	120,00
<b>ASIENTO</b>		
<b>BASCULACIÓN ASIENTO Y RESPALDO</b>		
BNC0350	Basculación asiento y respaldo por pistones de gas.	◆
<b>BLOQUEO BASCULACIÓN</b>		
BNC1263	◆ Bloqueo basculación (bloqueo pre ajustado)	◆
<b>REPOSAPIÉS / REPOSAPIERNAS</b>		
<b>AJUSTE REPOSAPIÉS / REPOSAPIERNAS</b>		
BNC0375	Posición baja, estándar	○
<b>REPOSAPIÉS IZQUIERDO</b>		
BNC0380	Pescante ajustable en ángulo - izq. Incluye acolchado rodilla y pantorrillas	0942 142,69
BNC0390	◆ Pescante fijo 80°, abatible interior y exterior - alu 2003, izq.	◆
BNC0410	Acolchado amputado - alu 2008 izq.	0475;0477;0480;0490;0510; 0520;0941;0942 144,23
<b>REPOSAPIÉS DERECHO</b>		
BNC0430	Pescante ajustable en ángulo - der. Incluye acolchado rodilla y pantorrillas	0942 142,69
BNC0440	◆ Pescante fijo 80°, abatible interior y exterior - alu 2003, der.	◆
BNC0460	Acolchado amputado - alu 2008 der.	0475;0477;0540;0550;0570;0580;0941;0942 144,23
<b>PALETA MONOBLOC</b>		
BNC0475	Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad tubo corto	0477;0480;0490;0510;0520;0540; 0550; 0570;0580;0930; 0942 147,08
<b>REPOSAPIÉS RÍGIDO CON SOPORTES LATERALES, ACOLCHADO</b>		
BNC0477	Reposapiés rígido con soportes laterales, tubo corto	0480;0490;0510;0520;0540;0550;0570; 0580;0930;0940;0941;0942 472,77
<b>TUBO + PALETA IZQUIERDA</b>		
BNC0480	Tubo corto + paleta fija y talonera izq.	0941 ○
BNC0490	Tubo corto + paleta ajust. ángulo y profundidad y talonera izq.	○
BNC0510	Tubo largo + paleta fija y talonera izq.	0941 ○
BNC0520	◆ Tubo largo + paleta ajust. ángulo y profundidad y talonera izq.	◆
<b>TUBO + PALETA DERECHA</b>		
BNC0540	Tubo corto + paleta fija y talonera der.	0941 ○
BNC0550	Tubo corto + paleta ajust. ángulo y profundidad y talonera der.	○
BNC0570	Tubo largo + paleta fija y talonera der.	0941 ○
BNC0580	◆ Tubo largo + paleta ajust. ángulo y profundidad y talonera der.	◆
<b>REPOSABRAZOS</b>		
<b>REPOSABRAZOS IZQUIERDO</b>		
BNC0600	Reposabrazos ajustable altura, acolchado estándar izq.(incl.dispos.cierre reposabrazos)	1233 ○
BNC0605	◆ Reposabrazos ajustable altura, acolchado ancho izq. (para combinar con ruedas traseras 16", inc.dispos.cierre reposabrazos)	1233 ◆
BNC0606	Ajustable en altura, almohadilla concava, izquierda	(NC : 1232 ) ○
BNC0607	Reposabrazos ajust.altura reforzado acolchado ancho, izq.(incl.dispos.cierre reposabrazos)	1233; 1230; 1231 15,76
BNC0610	Reposabrazos ajustable altura acolchado, izq. (incl.dispos.cierre reposabrazos)	1230;1231;1233;0680;0690 73,54
BNC0611	Reposabrazos bajo, izq. (cierre reposabrazos incluido)	1233;1240 42,02
BNC0612	Reposabrazos profundidad ajustable, izq (cierre reposabrazos incluido)	1233 ○
BNC0615	Reposabrazos hemiplejía izq. ( incl.dispos. cierre reposabrazos)	0695;1240;1230; 1231 98,75
BNC0620	Sin reposabrazos izquierdo	0680;0690;0695;1230;1231;1240; 1245; 1250 ○
<b>REPOSABRAZOS DERECHO</b>		
BNC0630	Reposabrazos ajustable altura, acolchado estándar der.(incl.dispos.cierre reposabrazos)	1232 ○
BNC0635	◆ Reposabrazos ajustable altura, acolchado ancho der. (para combinar con ruedas traseras 16", inc.dispos.cierre reposabrazos)	1232 ◆
BNC0636	Ajustable en altura, almohadilla concava, der.	(NC : 1233) ○
BNC0637	Reposabrazos ajust.altura reforzado acolchado ancho, der.(incl.dispos.cierre reposabrazos)	1232; 1230; 1231 15,76
BNC0640	Reposabrazos ajustable altura acolchado, der. ( incl.dispos.cierre reposabrazos)	0680;0690;1232 73,54
BNC0641	Reposabrazos bajo, der.(cierre reposabrazos incluido)	1240;1232 42,02
BNC0642	Reposabrazos profundidad ajustable, der (cierre reposabrazos incluido)	1232 ○
BNC0645	Reposabrazos hemiplejía der. ( incl.dispos. cierre reposabrazos)	0695;1240;1232 98,75
BNC0650	Sin reposabrazos derecho	0680;0690;0695;1230;1231;1240; 1245; 1250 ○



Código	Descripción	P.V.P €
<b>OPCIONES ASIENTO</b>		
<b>OPCIONES REPOSABRAZOS</b>		
BNC0680	Funda soporte lateral	0695 100,00
BNC0690	Acolchado para funda soporte lateral (debe pedir también funda soporte lateral)	0695 14,71
BNC0695	Acolchado lateral con fijaciones	73,54
<b>OPCIONES ASIENTO</b>		
BNC0710	Funda incontinencia	33,58
BNC0720	Taco abductor	64,48
BNC0725	Goniómetro (mide ángulo basculación) asiento	26,27
<b>OPCIONES RESPALDO</b>		
BNC0730	Reposacabeza envolvente, ajustable lateralmente	0770 136,58
BNC0750	Reposacabeza envolvente con soporte de mejillas, ajustable lateralmente	0770 170,00
<b>OTRAS OPCIONES PARA REPOSACABEZAS</b>		
BNC0740	Funda reposacabezas envolvente	39,00
BNC0770	Reposacabeza simple	77,28
BNC0782	Soporte reposacabeza universal	51,00
<b>SOPORTES DE TRONCO (IZQ)</b>		
BNC0800	Soporte de tronco multiajustable, brazo estándar (izq.)	89,30
BNC0840	Soporte de tronco, brazo estándar (izq)	78,80
BNC0880	Soporte de tronco, brazo abatible (izq.)	89,30
BNC0895	Soporte de tronco multiajustable, brazo abatible (izq.)	99,81
<b>SOPORTES DE TRONCO (DER)</b>		
BNC0810	Soporte de tronco multiajustable, brazo estándar (der.)	89,30
BNA0850	Soporte de tronco, brazo estándar (der)	78,80
BNC0890	Soporte de tronco, brazo abatible (der.)	89,30
BNC0896	Soporte de tronco multiajustable, brazo abatible (der.)	99,81
<b>OPCIONES DE RESPALDO</b>		
BNC0915	Goniómetro( mide ángulo basculación) inclinación respaldo	26,27
BNC0920	kit dos cuñas de posicionamiento (cojín de respaldo)	15,30
<b>OPCIONES REPOSAPIERNAS</b>		
BNC0941	Acolchado paleta	52,53
BNC0942	Cincha reposapiernas acolchada	81,95
BNC0945	Cincha reposapiernas ( para paleta monobloc)	○
<b>CHASIS</b>		
<b>COLOR CHASIS</b>		
BNC0944	◆ Gris perla	◆
BNC0946	Azul	○
BNC0947	Arena	○
BNC0948	Verde eléctrico	○
BNC0949	Rojo	○
<b>HORQUILLAS</b>		
BNC0960	◆ Fixed	◆
<b>RUEDAS DELANTERAS</b>		
BNC0982	140X40 semi maciza - negra	41,37
BNC0992	◆ 150X32 semi maciza - negra	◆
<b>FIJACIÓN RUEDAS TRASERAS</b>		
BNC1040	QR	○
<b>RUEDAS TRASERAS</b>		
<b>DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS</b>		
BNC1047	◆ 16" / 405 MM (eje fijo)	1072, 1074, 1082, 1084, 1086, 1100,1120, 1160 ◆
BNC1055	22" / 560 MM (Eje extraíble / Quick release)	1265, 1266 ○
BNC1062	24" / 600 MM (Eje extraíble / Quick release)	○
<b>TIPO RUEDAS TRASERAS</b>		
BNC1072	Estándar (buje negro, llanta aluminio, radios acero galvanizado )	(NC : 1084, 1110, 1120 ) ○
BNC1074	Reforzada (buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable)	30,00
BNC1076	◆ Freno tambor 22/24" : buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable	(NC: 1086 ) ◆
<b>CUBIERTAS</b>		
BNC1082	Cubierta neumática profile negra 35 mm (1"3/8)	○
BNC1084	Cubierta neumática profile - protección antipinchazo 1.3/8" - negra	26,47



0840/0850




0880/0890



0982



0992



1"

1.3/8"

1.3/8"

1086

1084

1092



1100



1120




1160

Código	Descripción	P.V.P €	
BNC1086	Cubierta neumática perfil bajo gris/negra (lisa) 25 mm (1")	52,53	
BNC1092	◆ Cubierta maciza - negra 1" 3/8	◆	
<b>AROS</b>			
BNC1100	Aluminio	○	
BNC1120	Recubiertos plástico	82,68	
<b>OPCIONES RUEDA</b>			
<b>PROTECTORES RADIOS</b>			
BNC1160	Frost	145,50	
<b>SEGURIDAD</b>			
<b>FRENOS</b>			
BNC1170	Frenos accionados usuario	○	
<b>OPCIONES DE SEGURIDAD</b>			
BNC1200	Cinturón pélvico	34,35	
BNC1220	Kit reflectores (ruedas y chasis)	10,66	
<b>OTRAS OPCIONES DE SEGURIDAD</b>			
BNC1225	Anclajes transporte (delanteros, par)	25,00	
<b>OTRAS OPCIONES</b>			
BNC1230	Mesita (incluye kit de montaje)	1237	152,25
BNC1231	Mesita con soporte codos (incluye kit de montaje)	1237	170,00
BNC1232	Media mesita, transparente, abatible izq (reposabrazos acolchado estrecho incluido)	1235	115,50
BNC1233	Media mesita, transparente, abatible izq (reposabrazos acolchado estrecho incluido)	1235	115,50
BNC1235	Acolchado para mesita	1240, 1245	65,00
BNC1237	Acolchado para media mesita	1240, 1245	65,00
BNC1240	Mesita abatible	1250	174,31
BNC1245	Mesita abatible con soporte codos	1250	199,31
BNC1250	Dispositivo de bloqueo para mesita		35,00
BNC1270	Bomba de hinchado		52,53
BNC1280	Soporte para bastones		12,99
BNC1300	Sujeción arnés (debe elegir reposacabeza simple o envolvente)		42,02
BNC1310	Soportes para utilizar el cinturón pélvico en posición más adelantada		31,52
<b>ESPECIAL</b>			
<b>PRECIO TOTAL</b>			



1225



1280



1235

1235

1232/1233

1237

1240