

Rea® Azalea® Minor



Silla de posicionamiento especialmente diseñada para usuarios de talla pequeña (inferior a 170 cm).
 Ancho de asiento : 34 cm.
 Respaldo reclinable y basculación de asiento con transferencia de peso: +1° a +25° (ángulo asiento negativo -1 a +23° como opción).
 Cojín de respaldo Laguna y cojín de asiento Flo-Shape (funda tapizado suave negro TR26).
 Ruedas traseras : 16", 22" O 24".
 Asiento ajustable en ancho y profundidad.
 Reposapiernas elevables, soportes de tronco, reposacabezas y taco abductor como opción.
 Peso de la silla: a partir de 32 kg
 Peso máximo del usuario : 75 kg
Rea Azalea SR-20C: Código provisional Prescripción: S0008896 (Categoría: SRM 020C).



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :


Fecha pedido :

☐ Por favor marque su elección con una cruz : ☒ Característica estándar ☐ Sin cargo


Peso usuario =

Kg


Código	Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
BNC0014	◆ Rea Azalea Minor		1.951,63
BNC8000	Especial		
PROPULSIÓN			
BNC0020	◆ Kit transit: ruedas 16" con frenos tambor	1095; 1055, 1062, 1072, 1074, 1100;1120	◆
BNC0025	Autopropulsables: ruedas 24"/ 22" con frenos manuales	0075;0605;0635, 1047, 1076	○
BNC0030	Autopropulsables y acompañante: ruedas 24"/ 22" con frenos tambor	0075;0605;0635;1095, 1047, 1072, 1074	○
DIMENSIONES ASIENTOS			
ASIENTOS			
BNC0037	◆ Minor (-50 mm. profundidad y -30 mm. largo chasis)		◆
ANCHURA ASIENTO			
BNC0038	◆ 340 mm (Minor)		◆
EXTENSIÓN ANCHURA ASIENTO (AJUSTABLE)			
BNC0065	◆ + 50 mm		◆
BNC0075	+ 100 mm. (solo ruedas traseras 16")	0110	○
BNC0085	Sin extensión asiento		○
PROFUNDIDAD ASIENTO			
BNC0095	◆ 380-450 mm (Azalea Minor)		◆
ALTURA ASIENTO			
BNC0110	400 mm. No para combinar con ruedas 200 mm. y tubos largos.	0510;0520;0570;0580;0590;1020; 1062; 1065; 1265;1266	○
BNC0120	◆ 450 mm.	1055	◆
ÁNGULO ASIENTO			
BNC0127	Ángulo asiento negativo -1 a +23° (std +1 a +25°)		○
ASIENTO			
BNC0130	◆ Profundidad ajustable		◆
COJÍN ASIENTO			
BNC0165	◆ Cojín Flosshape	NC 0182, 0183	◆
BNC0168	Cojín MATRX LIBRA	0191, 0201, 0202	323,15
BNC0169	Cojín FLO-TECH SOLUTION XTRA	0191, 0201, 0202	616,15
PROFUNDIDAD COJÍN MATRX LIBRA/ FLO TECH SOLUTION XTRA			
BNC0182	Corta (LIBRA : 405 mm/ SOLUTION XTRA 430 mm)		○
BNC0183	Larga (LIBRA : 455 mm / SOLUTION XTRA 455 mm)		○
TAPIZADO ASIENTO			
BNC0191	Terciopelo negro TR35		○
BNC0201	◆ Tapizado suave negro TR26		◆
BNC0202	Tejido microventilado negro TR36 (solo con opción BNC0085 „sin extensión de asiento“)		○
RESPALDO			
EXTENSIÓN ANCHURA RESPALDO (AJUSTABLE)			
BNC0207	◆ Sin extensión anchura respaldo		◆
RESPALDO			
BNC0217	Respaldo FLEX 2 , Ajustable en tensión		○
BNC0218	◆ Respaldo FLEX 2 (placa rígida, no ajustable, Azalea Minor)	0233;0234;0240;0343;0771	◆
COJÍN RESPALDO			
BNC0240	Respaldo acolchado con laterales		○
BNC0250	◆ Cojín Laguna (soporte lateral)		◆



Código	Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
BNC0260	Cojín Mistral 2(soporte cintura)	NC 0322	157,71
TAPIZADO RESPALDO			
BNC0311	Terciopelo negro TR35		○
BNC0321	◆ Tapizado suave negro TR26		◆
BNC322	Tejido microventilado negro TR36		○
PUÑOS RESPALDO			
BNC0340	◆ Puños		◆
BNC0345	Barra de empuje ajustable en ángulo		120,00
ASIENTO			
BASCULACIÓN ASIENTO Y RESPALDO			
BNC0350	Basculación asiento y respaldo por pistones de gas.		◆
BLOQUEO BASCULACIÓN			
BNC1263	◆ Bloqueo basculación (bloqueo pre ajustado)		◆
REPOSAPIÉS / REPOSAPIERNAS			
AJUSTE REPOSAPIÉS / REPOSAPIERNAS			
BNC0375	Posición baja, estándar		○
REPOSAPIÉS IZQUIERDO			
BNC0380	Pescante ajustable en ángulo - izq. Incluye acolchado rodilla y pantorrillas ④	0942	142,69
BNC0390	◆ Pescante fijo 80º, abatible interior y exterior - alu 2003,izq.		◆
BNC0410	Acolchado amputado - alu 2008 izq.	0475;0477;0480;0490;0510; 0520;0941;0942	144,23
REPOSAPIÉS DERECHO			
BNC0430	Pescante ajustable en ángulo - der. Incluye acolchado rodilla y pantorrillas ④	0942	142,69
BNC0440	◆ Pescante fijo 80º, abatible interior y exterior - alu 2003, der.		◆
BNC0460	Acolchado amputado - alu 2008 der.	0475;0477;0540;0550;0570;0580;0941;0942	144,23
PALETA MONOBLOC			
BNC0475	Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad tubo corto	0477;0480;0490;0510;0520;0540; 0550; 0570;0580;0930; 0942	147,08
REPOSAPIÉS RÍGIDO CON SOPORTES LATERALES, ACOLCHADO			
BNC0477	Reposapiés rígido con soportes laterales, tubo corto	0480;0490;0510;0520;0540;0550;0570; 0580;0930;0940;0941;0942	472,77
TUBO + PALETA IZQUIERDA			
BNC0480	Tubo corto + paleta fija y talonera izq.	0941	○
BNC0490	Tubo corto + paleta ajust. ángulo y profundidad y talonera izq.		○
BNC0510	Tubo largo + paleta fija y talonera izq.	0941	○
BNC0520	◆ Tubo largo + paleta ajust. ángulo y profundidad y talonera izq.		◆
TUBO + PALETA DERECHA			
BNC0540	Tubo corto + paleta fija y talonera der.	0941	○
BNC0550	Tubo corto + paleta ajust. ángulo y profundidad y talonera der.		○
BNC0570	Tubo largo + paleta fija y talonera der.	0941	○
BNC0580	◆ Tubo largo + paleta ajust. ángulo y profundidad y talonera der.		◆
REPOSABRAZOS			
REPOSABRAZOS IZQUIERDO			
BNC0600	Reposabrazos ajustable altura, acolchado estándar izq.(incl.dispos.cierre reposabrazos)	1233	○
BNC0605	◆ Reposabrazos ajustable altura, acolchado ancho izq. (para combinar con ruedas traseras 16", inc.dispos.cierre reposabrazos)	1233	◆
BNC0606	Ajustable en altura, almohadilla concava, izquierda	(NC : 1232)	○
BNC0607	Reposabrazos ajust.altura reforzado acolchado ancho, izq.(incl.dispos.cierre reposabrazos)	1233; 1230; 1231	15,76
BNC0610	Reposabrazos ajustable altura acolchado, izq. (incl.dispos.cierre reposabrazos)	1230;1231;1233;0680;0690	73,54
BNC0611	Reposabrazos bajo, izq. (cierre reposabrazos incluido)	1233;1240	42,02
BNC0612	Reposabrazos profundidad ajustable, izq (cierre reposabrazos incluido)	1233	○
BNC0615	Reposabrazos hemiplejia izq. (incl.dispos. cierre reposabrazos) ④	0695;1240;1230; 1231	98,75
BNC0620	Sin reposabrazos izquierdo	0680;0690;0695;1230;1231;1240; 1245; 1250	○
REPOSABRAZOS DERECHO			
BNC0630	Reposabrazos ajustable altura, acolchado estándar der.(incl.dispos.cierre reposabrazos)	1232	○
BNC0635	◆ Reposabrazos ajustable altura, acolchado ancho der. (para combinar con ruedas traseras 16", inc.dispos.cierre reposabrazos)	1232	◆
BNC0636	Ajustable en altura, almohadilla concava, der.	(NC : 1233)	○
BNC0637	Reposabrazos ajust.altura reforzado acolchado ancho, der.(incl.dispos.cierre reposabrazos)	1232; 1230; 1231	15,76
BNC0640	Reposabrazos ajustable altura acolchado, der. (incl.dispos.cierre reposabrazos)	0680;0690;1232	73,54



Código	Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
BNC0641	Reposabrazos bajo, der.(cierre reposabrazos incluido)	1240;1232	42,02
BNC0642	Reposabrazos profundidad ajustable, der (cierre reposabrazos incluido)	1232	○
BNC0645	Reposabrazos hemiplejia der. (incl.dispos. cierre reposabrazos) 	0695;1240;1232	98,75
BNC0650	Sin reposabrazos derecho	0680;0690;0695;1230;1231;1240; 1245; 1250	○
OPCIONES ASIENTO			
OPCIONES REPOSABRAZOS			
BNC0680	Funda soporte lateral	0695	100,00
BNC0690	Acolchado para funda soporte lateral (debe pedir también funda soporte lateral)	0695	14,71
BNC0695	Acolchado lateral con fijaciones		73,54
OPCIONES ASIENTO			
BNC0710	Funda incontinencia		33,58
BNC0720	Taco abductor 		64,48
BNC0725	Goniómetro (mide ángulo basculación) asiento		26,27
OPCIONES RESPALDO			
BNC0730	Reposacabeza envolvente, ajustable lateralmente 	0770	136,58
BNC0750	Reposacabeza envolvente con soporte de mejillas, ajustable lateralmente 	0770	170,00
OTRAS OPCIONES PARA REPOSACABEZAS			
BNC0740	Funda reposacabezas envolvente		39,00
BNC0770	Reposacabeza simple		77,28
BNC0782	Soporte reposacabeza universal		51,00
SOPORTES DE TRONCO (IZQ)			
BNC0800	Soporte de tronco multiajustable, brazo estándar (izq.)		89,30
BNC0840	Soporte de tronco, brazo estándar (izq)		78,80
BNC0880	Soporte de tronco, brazo abatible (izq.)		89,30
BNC0895	Soporte de tronco multiajustable, brazo abatible (izq.)		99,81
SOPORTES DE TRONCO (DER)			
BNC0810	Soporte de tronco multiajustable, brazo estándar (der.)		89,30
BNA0850	Soporte de tronco, brazo estándar (der)		78,80
BNC0890	Soporte de tronco, brazo abatible (der.)		89,30
BNC0896	Soporte de tronco multiajustable, brazo abatible (der.)		99,81
OPCIONES DE RESPALDO			
BNC0915	Goniómetro(mide ángulo basculación) inclinación respaldo		26,27
BNC0920	kit dos cuñas de posicionamiento (cojín de respaldo)		15,30
OPCIONES REPOSAPIERNAS			
BNC0941	Acolchado paleta		52,53
BNC0942	Cincha reposapiernas acolchada		81,95
BNC0945	Cincha reposapiernas (para paleta monobloc)		○
CHASIS			
COLOR CHASIS			
BNC0944	◆ Gris perla		◆
BNC0946	Azul		○
BNC0947	Arena		○
BNC0948	Verde eléctrico		○
BNC0949	Rojo		○
HORQUILLAS			
BNC0960	◆ Fixed		◆
RUEDAS DELANTERAS			
BNC0982	140X40 semi maciza - negra		41,37
BNC0992	◆ 150X32 semi maciza - negra		◆
FIJACIÓN RUEDAS TRASERAS			
BNC1040	QR		○
RUEDAS TRASERAS			
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS			
BNC1047	◆ 16" / 405 MM (eje fijo)	1072, 1074, 1082, 1084, 1086, 1100,1120, 1160	◆
BNC1055	22" / 560 MM (Eje extraíble / Quick release)	1265, 1266	○
BNC1062	24" / 600 MM (Eje extraíble / Quick release)		○
TIPO RUEDAS TRASERAS			
BNC1072	Estándar (buje negro, llanta aluminio, radios acero galvanizado)	(NC : 1084, 1110, 1120)	○
BNC1074	Reforzada (bujes aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable)		30,00



Código	Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
BNC1076	◆ Freno tambor 22/24" : buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable	(NC: 1086)	◆
CUBIERTAS			
BNC1082	Cubierta neumática profile negra 35 mm (1"3/8)		○
BNC1084	Cubierta neumática profile - protección antipinchazo 1.3/8" - negra		26,47
BNC1086	Cubierta neumática perfil bajo gris/negra (lisa) 25 mm (1")		52,53
BNC1092	◆ Cubierta maciza - negra 1" 3/8		◆
AROS			
BNC1100	Aluminio		○
BNC1120	Recubiertos plástico		82,68
OPCIONES RUEDA			
PROTECTORES RADIOS			
BNC1160	Frost		145,50
SEGURIDAD			
FRENOS			
BNC1170	Frenos accionados usuario		○
OPCIONES DE SEGURIDAD			
BNC1200	Cinturón pélvico		34,35
BNC1220	Kit reflectores (ruedas y chasis)		10,66
OTRAS OPCIONES DE SEGURIDAD			
BNC1225	Anclajes transporte (delanteros, par)		25,00
OTRAS OPCIONES			
BNC1230	Mesita (incluye kit de montaje)	1237	152,25
BNC1231	Mesita con soporte codos (incluye kit de montaje)	1237	170,00
BNC1232	Media mesita, transparente, abatible izq (reposabrazos acolchado estrecho incluido)	1235	115,50
BNC1233	Media mesita, transparente, abatible izq (reposabrazos acolchado estrecho incluido)	1235	115,50
BNC1235	Acolchado para mesita	1240, 1245	65,00
BNC1237	Acolchado para media mesita	1240, 1245	65,00
BNC1240	Mesita abatible	1250	174,31
BNC1245	Mesita abatible con soporte codos	1250	199,31
BNC1250	Dispositivo de bloqueo para mesita		35,00
BNC1270	Bomba de hinchado		52,53
BNC1280	Soporte para bastones		12,99
BNC1300	Sujeción arnés (debe elegir reposacabeza simple o envolvente)		42,02
BNC1310	Soportes para utilizar el cinturón pélvico en posición más adelantada		31,52
ESPECIAL			
PRECIO TOTAL			

