

Rea® Azalea® Minor



Silla de posicionamiento especialmente diseñada para usuarios de talla pequeña (inferior a 170 cm).
Ancho de asiento : 34 cm.
Respaldo reclinable y basculación de asiento con transferencia de peso: +1º a +24º (ángulo asiento negativo -1 a +23º como opción).
Cojín de respaldo Laguna y cojín de asiento Flo-Shape (funda tapizado suave negro TR26).
Ruedas traseras : 16", 22" O 24".
Asiento ajustable en ancho y profundidad.
Reposapiernas elevables, soportes de tronco, reposacabezas y taco abductor como opción.
Peso de la silla: a partir de 32 kg
Peso máximo del usuario : 75 kg
Rea Azalea SR-20C: Código provisional Prescripción: S0008896 (Categoría: SRM 020C).

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :


Cantidad pedido :

Fecha pedido :


Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = Kg



Código	Descripción	P.V.P €
BNC0014	◆ Rea Azalea Minor	1.951,63
BNC8000	◆ Especial	
PROPULSIÓN		
BNC0020	◆ Kit transit: ruedas 16" con frenos tambor	1095; 1055, 1062, 1072, 1074, 1100;1120
BNC0025	Autopropulsables: ruedas 24"/ 22" con frenos manuales	0075;0605;0635, 1047, 1076
BNC0030	Autopropulsables y acompañante: ruedas 24"/ 22" con frenos tambor	0075;0605;0635;1095, 1047, 1072, 1074
DIMENSIONES ASIENTOS		
ASIENTOS		
BNC0037	◆ Minor (-50 mm. profundidad y -30 mm. largo chasis)	◆
ANCHURA ASIENTO		
BNC0038	◆ 340 mm (Minor)	◆
EXTENSIÓN ANCHURA ASIENTO (AJUSTABLE)		
BNC0065	◆ + 50 mm	◆
BNC0075	+ 100 mm. (solo ruedas traseras 16")	0110
BNC0085	Sin extensión asiento	○
PROFUNDIDAD ASIENTO		
BNC0095	◆ 380-450 mm (Azalea Minor)	◆
ALTURA ASIENTO		
BNC0110	400 mm. No para combinar con ruedas 200 mm. y tubos largos.	0510;0520;0570;0580;0590;1020; 1062; 1065; 1265;1266
BNC0120	◆ 450 mm.	1055
ÁNGULO ASIENTO		
BNC0127	Ángulo asiento negativo -1 a +23º (std +1 a +25º)	○
ASIENTO		
BNC0130	◆ Profundidad ajustable	◆
COJÍN ASIENTO		
BNC0165	◆ Cojín Flosshape	◆
TAPIZADO ASIENTO		
BNC0191	Terciopelo negro TR35	○
BNC0201	◆ Tapizado suave negro TR26	◆
BNC0202	Tejido microventilado negro TR36 (solo con opción BNC0085 „sin extensión de asiento“)	○
RESPALDO		
EXTENSIÓN ANCHURA RESPALDO (AJUSTABLE)		
BNC0207	◆ Sin extensión anchura respaldo	◆
RESPALDO		
BNC0218	◆ Respaldo FLEX 2 (placa rígida, no ajustable, Azalea Minor)	0233;0234;0240;0343;0771
COJÍN RESPALDO		
BNC0250	◆ Cojín Laguna (soporte lateral)	◆
BNC0260	Cojín Mistral 2(soporte cintura)	NC 0322
TAPIZADO RESPALDO		
BNC0311	Terciopelo negro TR35	○
BNC0321	◆ Tapizado suave negro TR26	◆
BNC322	Tejido microventilado negro TR36	○
PUÑOS RESPALDO		
BNC0340	◆ Puños	◆




Código	Descripción	P.V.P €
BNC0345	Barra de empuje ajustable en ángulo	120,00
ASIENTO		
BASCULACIÓN ASIENTO Y RESPALDO		
BNC0350	Basculación asiento y respaldo por pistones de gas.	◆
BLOQUEO BASCULACIÓN		
BNC1263	◆ Bloqueo basculación (bloqueo pre ajustado)	◆
REPOSAPIÉS / REPOSAPIERNAS		
AJUSTE REPOSAPIÉS / REPOSAPIERNAS		
BNC0375	Posición baja, estándar	○
REPOSAPIÉS IZQUIERDO		
BNC0380	Pescante ajustable en ángulo - izq. Incluye acolchado rodilla y pantorrillas	0942 142,69
BNC0390	◆ Pescante fijo 80°, abatible interior y exterior - alu 2003, izq.	◆
BNC0410	Acolchado amputado - alu 2008 izq.	0475;0477;0480;0490;0510; 0520;0941;0942 144,23
REPOSAPIÉS DERECHO		
BNC0430	Pescante ajustable en ángulo - der. Incluye acolchado rodilla y pantorrillas	0942 142,69
BNC0440	◆ Pescante fijo 80°, abatible interior y exterior - alu 2003, der.	◆
BNC0460	Acolchado amputado - alu 2008 der.	0475;0477;0540;0550;0570;0580;0941;0942 144,23
PALETA MONOBLOC		
BNC0475	Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad tubo corto	0477;0480;0490;0510;0520;0540; 0550; 0570;0580;0930; 0942 147,08
REPOSAPIÉS RÍGIDO CON SOPORTES LATERALES, ACOLCHADO		
BNC0477	Reposapiés rígido con soportes laterales, tubo corto	0480;0490;0510;0520;0540;0550;0570; 0580;0930;0940;0941;0942 472,77
TUBO + PALETA IZQUIERDA		
BNC0480	Tubo corto + paleta fija y talonera izq.	0941 ○
BNC0490	Tubo corto + paleta ajust. ángulo y profundidad y talonera izq.	○
BNC0510	Tubo largo + paleta fija y talonera izq.	0941 ○
BNC0520	◆ Tubo largo + paleta ajust. ángulo y profundidad y talonera izq.	◆
TUBO + PALETA DERECHA		
BNC0540	Tubo corto + paleta fija y talonera der.	0941 ○
BNC0550	Tubo corto + paleta ajust. ángulo y profundidad y talonera der.	○
BNC0570	Tubo largo + paleta fija y talonera der.	0941 ○
BNC0580	◆ Tubo largo + paleta ajust. ángulo y profundidad y talonera der.	◆
REPOSABRAZOS		
REPOSABRAZOS IZQUIERDO		
BNC0600	Reposabrazos ajustable altura, acolchado estándar izq.(incl.dispos.cierre reposabrazos)	1233 ○
BNC0605	◆ Reposabrazos ajustable altura, acolchado ancho izq. (para combinar con ruedas traseras 16", inc.dispos.cierre reposabrazos)	1233 ◆
BNC0606	Ajustable en altura, almohadilla concava, izquierda	(NC : 1232) ○
BNC0607	Reposabrazos ajust.altura reforzado acolchado ancho, izq.(incl.dispos.cierre reposabrazos)	1233; 1230; 1231 15,76
BNC0610	Reposabrazos ajustable altura acolchado, izq. (incl.dispos.cierre reposabrazos)	1230;1231;1233;0680;0690 73,54
BNC0611	Reposabrazos bajo, izq. (cierre reposabrazos incluido)	1233;1240 42,02
BNC0612	Reposabrazos profundidad ajustable, izq (cierre reposabrazos incluido)	1233 ○
BNC0615	Reposabrazos hemiplejia izq. (incl.dispos. cierre reposabrazos)	0695;1240;1230; 1231 98,75
BNC0620	Sin reposabrazos izquierdo	0680;0690;0695;1230;1231;1240; 1245; 1250 ○
REPOSABRAZOS DERECHO		
BNC0630	Reposabrazos ajustable altura, acolchado estándar der.(incl.dispos.cierre reposabrazos)	1232 ○
BNC0635	◆ Reposabrazos ajustable altura, acolchado ancho der. (para combinar con ruedas traseras 16", inc.dispos.cierre reposabrazos)	1232 ◆
BNC0636	Ajustable en altura, almohadilla concava, der.	(NC : 1233) ○
BNC0637	Reposabrazos ajust.altura reforzado acolchado ancho, der.(incl.dispos.cierre reposabrazos)	1232; 1230; 1231 15,76
BNC0640	Reposabrazos ajustable altura acolchado, der. (incl.dispos.cierre reposabrazos)	0680;0690;1232 73,54
BNC0641	Reposabrazos bajo, der.(cierre reposabrazos incluido)	1240;1232 42,02
BNC0642	Reposabrazos profundidad ajustable, der (cierre reposabrazos incluido)	1232 ○
BNC0645	Reposabrazos hemiplejia der. (incl.dispos. cierre reposabrazos)	0695;1240;1232 98,75
BNC0650	Sin reposabrazos derecho	0680;0690;0695;1230;1231;1240; 1245; 1250 ○



Código	Descripción	P.V.P €
OPCIONES ASIENTO		
OPCIONES REPOSABRAZOS		
BNC0680	Funda soporte lateral	100,00
BNC0690	Acolchado para funda soporte lateral (debe pedir también funda soporte lateral)	14,71
BNC0695	Acolchado lateral con fijaciones	73,54
OPCIONES ASIENTO		
BNC0710	Funda incontinencia	33,58
BNC0720	Taco abductor	64,48
BNC0725	Goniómetro (mide ángulo basculación) asiento	26,27
OPCIONES RESPALDO		
BNC0730	Reposacabeza envolvente, ajustable lateralmente	136,58
BNC0740	Funda reposacabezas envolvente	39,00
BNC0750	Reposacabeza envolvente con soporte de mejillas, ajustable lateralmente	170,00
BNC0770	Reposacabeza simple	77,28
BNC0780	Funda reposacabezas simple	29,00
BNC0782	Soporte reposacabeza universal	51,00
BNC0800	Soporte de tronco multiajustable (izq.)	89,30
BNC0810	Soporte de tronco multiajustable (der.)	89,30
BNC0880	Soporte de tronco abatible (izq.)	89,30
BNC0890	Soporte de tronco abatible (der.)	89,30
BNC0895	Soporte de tronco multiajustable abatible (izq.)	99,81
BNC0896	Soporte de tronco multiajustable abatible (der.)	99,81
BNC0915	Goniómetro(mide ángulo basculación) reclinación respaldo	26,27
BNC0920	kit dos cuñas de posicionamiento (cojín de respaldo)	15,30
BNC0925	Acolchado intermedio asiento-respaldo	23,11
OPCIONES REPOSAPIERNAS		
BNC0941	Acolchado paleta	52,53
BNC0942	Cincha reposapiernas acolchada	81,95
BNC0945	Cincha reposapiernas (para paleta monobloc)	○
CHASIS		
COLOR CHASIS		
BNC0944	◆ Gris perla	◆
BNC0946	○ Azul	○
BNC0947	○ Arena	○
BNC0948	○ Verde eléctrico	○
BNC0949	○ Rojo	○
HORQUILLAS		
BNC0960	◆ Fixed	◆
RUEDAS DELANTERAS		
BNC0982	140X40 semi maciza - negra	41,37
BNC0992	◆ 150X32 semi maciza - negra	◆
FIJACIÓN RUEDAS TRASERAS		
BNC1040	QR	○
RUEDAS TRASERAS		
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS		
BNC1047	◆ 16" / 405 MM (eje fijo)	1072, 1074, 1082, 1084, 1086, 1100,1120, 1160
BNC1055	○ 22" / 560 MM (Eje extraíble / Quick release)	1265, 1266
BNC1062	○ 24" / 600 MM (Eje extraíble / Quick release)	
TIPO RUEDAS TRASERAS		
BNC1072	Estándar (buje negro, llanta aluminio, radios acero galvanizado)	(NC : 1084, 1110, 1120)
BNC1074	Reforzada (buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable)	30,00
BNC1076	◆ Freno tambor 22/24" : buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable	(NC: 1086)
CUBIERTAS		
BNC1082	Cubierta neumática profile negra 35 mm (1"3/8)	○
BNC1084	Cubierta neumática profile - protección antipinchazo 1.3/8" - negra	26,47
BNC1086	Cubierta neumática perfil bajo gris/negra (lisa) 25 mm (1")	52,53
BNC1092	◆ Cubierta maciza - negra 1" 3/8	◆
AROS		
BNC1100	Aluminio	○
BNC1120	Recubiertos plástico	82,68
OPCIONES RUEDA		
PROTECTORES RADIOS		
BNC1160	Frost	102,02



Código	Descripción	P.V.P €	
SEGURIDAD			
FRENOS			
BNC1170	Frenos accionados usuario	○	
OPCIONES DE SEGURIDAD			
BNC1200	Cinturón pélvico 	34,35	
BNC1220	Kit reflectores (ruedas y chasis)	10,66	
OTRAS OPCIONES DE SEGURIDAD			
BNC1225	Anclajes transporte (delanteros, par)	25,00	
OTRAS OPCIONES			
BNC1230	Mesita (incluye kit de montaje)	1237	152,25
BNC1231	Mesita con soporte codos (incluye kit de montaje)	1237	170,00
BNC1232	Media mesita, transparente, abatible izq (reposabrazos acolchado estrecho incluido)	1235	86,00
BNC1233	Media mesita, transparente, abatible izq (reposabrazos acolchado estrecho incluido)	1235	86,00
BNC1235	Acolchado para mesita	1240, 1245	65,00
BNC1237	Acolchado para media mesita	1240, 1245	52,00
BNC1240	Mesita abatible	1250	174,31
BNC1245	Mesita abatible con soporte codos	1250	199,31
BNC1250	Dispositivo de bloqueo para mesita		35,00
BNC1270	Bomba de hinchado		52,53
BNC1280	Soporte para bastones		12,99
BNC1300	Sujeción arnés (debe elegir reposacabeza simple o envolvente)		42,02
BNC1310	Soportes para utilizar el cinturón pélvico en posición más adelantada		31,52
ESPECIAL			
PRECIO TOTAL			



1225

