

## Rea® Azalea® Max



Silla de posicionamiento especialmente diseñada para usuarios de peso elevado (hasta 180 Kg) Reposabrazos y reposapiernas reforzados. respaldo reclinable y basculación de asiento con transferencia de peso (+1 a 20°). Distintas opciones de respaldos disponibles.

Ruedas traseras: 16", 22" o 24"

Asiento ajustable en ancho y profundidad. Largo total del chasis: + 10 cm.

Reposapiernas elevables como estándar.

Soportes de tronco, reposacabezas y taco abductor como opción.

Peso máximo del usuario: 180 Kg

**Rea Azalea Max SR-50C:** Código provisional Prescripción (comunicado): S0009078

Seleccionar reposacabezas, soportes de tronco, reposapiés elevables.  
(Categoría: SRM 050C).



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :





Fecha pedido :

☐ Por favor marque su elección con una cruz : ☒ Característica estándar ☐ Sin cargo

Peso usuario =

Kg

Código	Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
BSA0010	◆ Rea Azalea Max		4.730,00
BSA8000	Especial		○
<b>PROPULSIÓN</b>			
BSA0020	◆ Kit transit: ruedas 16" con frenos tambor	0100;0514, 0516, 0522, 0540;0545;0550; 0561	◆
BSA0030	Autopropulsables: ruedas 24/22" con frenos manuales	0080;0512, 0524, 0545	○
BSA0040	Autopropulsables y acompañante: ruedas 24/22" con frenos tambor	0080, 0512, 0522	○
<b>DIMENSIONES ASIENTO</b>			
<b>ANCHURA ASIENTO</b>			
BSA0050	◆ 550 mm		◆
BSA0060	610 mm		○
<b>EXTENSIÓN ANCHURA ASIENTO (AJUSTABLE)</b>			
BSA0070	+ 50 mm		○
BSA0080	◆ + 100 mm ( solo para ruedas traseras 16")	0100;0561	◆
BSA0085	Sin extensión asiento		○
<b>PROFUNDIDAD ASIENTO</b>			
BSA0090	◆ 530-600 mm		◆
<b>ALTURA ASIENTO</b>			
BSA0100	400 mm	0290; 0495, 0512, 0516, 0520	○
BSA0110	◆ 450 mm	0470;0510, 0514	◆
<b>ASIENTO</b>			
BSA0120	◆ Profundidad ajustable		◆
<b>COJÍN ASIENTO</b>			
BSA0130	◆ Cojín asiento Max		◆
BSA0135	Sin cojín asiento	0145,0155	○
<b>TAPIZADO ASIENTO</b>			
BSA0145	Terciopelo negro TR35		○
BSA0155	◆ Tapizado suave negro TR26		◆
<b>RESPALDO</b>			
<b>RESPALDO</b>			
BSA0160	◆ Tapizado respaldo ajustable en tensión		◆
<b>TAPIZADO / COJÍN RESPALDO</b>			
BSA0170	Respaldo acolchado con laterales		154,63
BSA0180	◆ Respaldo Laguna (soporte lateral)	NC 0217	◆
<b>TAPIZADO RESPALDO</b>			
BSA0205	Terciopelo negro TR35		○
BSA0215	◆ Tapizado suave negro TR26		◆
BSA0217	Tejido microventilado negro TR36		○
<b>PUÑOS EMPUJE</b>			
BSA0220	◆ Puños		◆
BSA0230	Barra de empuje		○
<b>ASIENTO</b>			
<b>BASCULACIÓN ASIENTO Y RESPALDO</b>			
BSA0240	◆ Basculación asiento y respaldo por pistones de gas accionados acompañante		◆
BSA0250	Basculación eléctrica asiento y respaldo (consultar disponibilidad)	0450, 0605	600,46
<b>BLOQUEO BASCULACIÓN</b>			
BSA0605	◆ Bloqueo basculación (bloqueo pre establecido)		◆
<b>REPOSAPIERNAS</b>			
<b>REPOSAPIERNAS</b>			
BSA0260	◆ Reposapiernas ajustable en ángulo- alu 2008, con protector rodilla y refuerzo, acolchado pantorrillas (par)		◆



Código	Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
<b>TUBO + PALETAS</b>			
BSA0280	Tubos porta paleta cortos, ajustables en ángulo y profundidad. Incluye pieza convertora de paleta monobloc (par)		○
BSA0290	Tubos porta paleta largos, ajustables en ángulo y profundidad. Incluye pieza convertora de paleta monobloc (par)		◆
<b>OPCIONES REPOSAPIÉS</b>			
BSA0291	Acolchado amputado , izq		144,23
BSA0292	Acolchado amputado, der.		144,23
BSA0293	Taloneras		○
<b>REPOSABRAZOS</b>			
<b>REPOSABRAZOS IZQUIERDO</b>			
BSA0300	Reposabrazos izquierdo ajustable en altura reforzado, acolchado ancho incluye cierre reposabrazos		◆
BSA0305	Reposabrazos bajo, izq. (incluye cierre reposabrazos)	0600	42,02
<b>REPOSABRAZOS DERECHO</b>			
BSA0320	Reposabrazos derecho ajustable en altura reforzado acolchado ancho incluye cierre reposabrazos		◆
BSA0325	Reposabrazos bajo, der (incluye cierre reposabrazos)	0600	42,02
<b>OPCIONES ASIENTO</b>			
<b>OPCIONES REPOSABRAZOS</b>			
BSA0340	Funda soporte lateral		100,00
BSA0350	Acolchado para funda soporte lateral		14,71
<b>OPCIONES ASIENTO</b>			
BSA0360	Funda incontinencia		33,58
BSA0365	Goniómetro (mide ángulo basculación)		26,27
<b>OPCIONES RESPALDO</b>			
BSA0370	Reposacabeza envolvente, ajustable lateralmente	0400	136,58
BSA0390	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla, ajustable lateralmente	0400	170,00
BSA0400	Reposacabeza simple		77,28
BSA0411	Soporte tronco fijo , izq.		89,30
BSA0412	Soporte tronco fijo, der.		89,30
BSA0413	Soporte tronco multiajustable , izq.		99,81
BSA0414	Soporte tronco multiajustable , der.		99,81
<b>CHASIS</b>			
<b>COLOR CHASIS</b>			
BSA0441	Gris perla		◆
BSA0442	Azul		○
BSA0443	Arena		○
BSA0444	Verde eléctrico		○
BSA0445	Rojo		○
<b>SEGURIDAD CHASIS</b>			
BSA0450	Prolongador chasis, desplaza las ruedas 50 mm. hacia delante		71,56
<b>HORQUILLAS</b>			
BSA0460	Fijas		◆
<b>RUEDAS DELANTERAS</b>			
BSA0480	140X45 blanda - negra		41,37
BSA0495	200X45 Maciza negra		◆
<b>DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS</b>			
BSA0512	16" / 405 MM (eje fijo)	(NC: 0522, 0540, 0545, 0550, 0561 )	◆
BSA0514	22" / 560 MM (Eje extraíble / Quick release)		○
BSA0516	24" / 600 MM (Eje extraíble / Quick release)		○
<b>TIPO RUEDAS TRASERAS</b>			
BSA0522	Reforzada (buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable)		○
BSA0524	Freno tambor 22/24" : buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable		◆
<b>CUBIERTAS</b>			
BSA0535	Maciza negra 1" 3/8		◆
<b>AROS</b>			
BSA0540	Aluminio		○
BSA0545	Recubiertos plástico		82,68
<b>OPCIONES RUEDAS</b>			
<b>PROTECTORES RADIOS</b>			
BSA0550	Frost		145,50
<b>SEGURIDAD</b>			
<b>FRENOS</b>			
BSA0560	Frenos manuales accionados por el usuario		○
BSA0561	Frenos manuales accionados por el usuario prolongados		18,18
<b>OPCIONES SEGURIDAD</b>			
BSA0570	Cinturón pélvico		34,35
BSA0590	Kit reflectores (ruedas y chasis)		10,66
BSA0595	Anclajes transporte (delanteros, par)		25,00
<b>OTRAS OPCIONES</b>			
BSA0600	Mesita		152,25
<b>ESPECIAL</b>			
<b>PRECIO TOTAL</b>			

