

INVACARE S.A
www.invacare.es



Rea® Azalea® Base



Chasis con basculación de asiento preparado para acoplar un asiento a medida (MatrX, asiento moldeado, etc...).

Desplazamiento de la Unidad de asiento hacia delante durante la fase de basculación para mantener una estabilidad óptima. Respaldo con ángulo ajustable mediante husillo como estándar (pistón de gas opcional).

Ancho de asiento desde 34 hasta 49 cm (+5/+10 cm)

Distintos tipos de soportes de asientos disponibles (soportes en H, placa rígida con o sin cuña).

Ruedas traseras : 16", 22" ó 24".

Reposapiés, reposabrazos, reposacabezas como opción.

Peso: a partir de 20 kg.

Peso máximo de usuario : 135 kg

Rea Azalea base SR-50A: Código provisional Prescripción: S0009006 (Categoría: SRM 050A).

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

☐ Por favor marque su elección con una cruz : ☒ Característica estándar ☐ Sin cargo

Peso usuario = Kg

Código	Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
BQA0010	Rea Azalea Base		1.292,50
BQA8000	Especial		
PROPULSIÓN			
BQA0020	Transit: ruedas 16" con frenos tambor	0705, 0715, 0722, 0724, 0810	☒
BQA0030	Autopropulsable:ruedas 24"/22" con frenos manuales	0100;0430;0480, 0702, 0726	☐
BQA0040	Autopropulsable y acompañante: ruedas 24"/ 22" con frenos tambor	0100;0430;0480;0702, 0724	☐
ASIENTO			
ANCHURA ASIENTO			
BQA0050	340 mm (chasis extra pequeño)	0120;0169;0176;0168;0173;0180; 0210; 0260;0600;0665, 0670; 0672, 0675, 0935; 0900;0905; 0980;0186	☐
BQA0060	390 mm (chasis pequeño)	0110;0171	☐
BQA0070	440 mm (chasis mediano)	0110;0171	☒
BQA0080	490 mm (chasis grande)	0110;0171	☐
EXTENSIÓN ANCHURA ASIENTO (AJUSTABLE)			
BQA0090	+ 50 mm		☐
BQA0100	+ 100 mm (solo ruedas traseras 16")		☐
BQA0105	Sin extensión asiento		☐
PROFUNDIDAD ASIENTO			
BQA0110	380-450 mm (solo con asiento anchura 340)		☐
BQA0120	430-500 mm		☒
ALTURA ASIENTO			
BQA0130	400 mm. No para combinar con ruedas 24", ruedas 200 mm. y tubos porta paleta largos.	0180;0330;0340;0390;0400; 0665, 0675, 0670;0672, 0715; 0935;	☐
BQA0140	450 mm. No para combinar con ruedas de 22"	0705	☒
ÁNGULO ASIENTO			
BNA0145	Ángulo asiento positivo de +1 a +24° (std -1 to +23°)	0360	☐
APATADOR ASIENTO			
BQA0150	Placa asiento estándar		46,81
BQA0155	Placa asiento con cuña (ángulo asiento +/- 5°)		178,60
BQA0157	Soporte en H	0159;0162;0163	36,77
BQA0170	Sin soportes		☒
COJÍN ASIENTO			
BQA0159	Cojín Flosshape		105,43
TAPIZADO COJÍN			
BQA0162	Terciopelo negro TR35		☐
BQA0163	Tapizado suave negro TR26		☐
RESPALDO			
AJUSTE RESPALDO			
BQA0160	Respaldo reclinable accionado por pistón de gas		199,61
BQA0161	Respaldo regulable mediante husillo		☒
SISTEMA BASCULACIÓN (característica estándar)			
BQA0932	Basculación asiento mediante pistón de gas (posibilidad de bloquear un ángulo predeterminado)		☒
TIPO RESPALDO			
BQA0164	MatrX Elite deep E2 (anclajes montados en tubos de respaldo, respaldo sin montar)		770,00
BQA0168	MatrX Elite E2 (anclajes montados en tubos de respaldo, respaldo sin montar)		770,00



Código	Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
BQA0169	MatrX Posture Back (anclajes montados en tubos de respaldo, respaldo sin montar) 		770,00
BQA0167	Sin respaldo MatrX	0567	○
ALTURA RESPALDO			
BQA0172	410 mm		○
BQA0173	510 mm		○
PUÑOS EMPUJE			
BQA0174	◆ Puños conectados, incluye soporte reposacabezas REA		◆
BQA0176	Barra de empuje ajustable en ángulo	0540, 0550, 0560, 0567, 0570	120,00
REPOSAPIÉS / REPOSAPIERNAS			
REPOSAPIÉS CENTRAL			
BQA0180	Reposapiés central, inc. cincha y tubo porta paleta. No para combinar con paletas individuales, taco abductor, extensión de paleta.	0185;0190;0200;0210;0220;0230;0240;0250;0260;0270;0280;0290;0295;0300;0310;0330;0340;0360;0370;0390;0400;0580;0590;0186	422,38
POSICIÓN REPOSAPIÉS			
BQA0185	◆ Posición baja, estándar		◆
BQA0186	Posición alta para piernas largas		○
REPOSAPIÉS IZQUIERDO			
BQA0190	Pescante ajustable en ángulo - alu 2008 izq. con acolchado rodillas y acolchado pantorrillas 	0300, 0310, 0595	142,69
BQA0200	Pescante fijo 80°, abatible interior y exterior - alu 2003, izq.	0580	42,02
BQA0210	Pescante fijo 90°, abatible interior y exterior - alu 2003, izq.	0300;0330;0340;0580;0600; 0665, 0670; 0672, 0675	52,53
BQA0220	Acolchado amputado - alu 2008 izq.	0290;0295;0300;0310;0330;0340; 0580	144,23
BQA0230	◆ Sin reposapiés , izq.	0290;0295;0300;0310;0330;0340; 0580	◆
REPOSAPIÉS DERECHO			
BQA0240	Pescante ajustable en ángulo - alu 2008 der. con acolchado rodillas y acolchado pantorrillas 	0360, 0370, 0595	142,69
BQA0250	Pescante fijo 80°, abatible interior y exterior - alu 2003, der.	0580	42,02
BQA0260	Pescante fijo 90°, abatible interior y exterior - alu 2003, der.	0360;0390;0400;0590;0600; 0665, 0670; 0672; 0675	52,53
BQA0270	Acolchado amputado - alu 2008 der.	0290;0295;0360;0370;0390;0400;0590	144,23
BQA0280	◆ Sin reposapiés , der.	0290;0295;0360;0370;0390;0400;0590	◆
PALETA MONOBLOC			
BQA0290	Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad	0295;0300;0310;0330;0340;0360;0370; 0390;0400;0410;0580;0590	147,08
REPOSAPIÉS RÍGIDO CON SOPORTES LATERALES,ALCOCHADO			
BQA0295	Reposapiés rígido son soportes laterales, tubo corto	0300;0310;0330;0340;0360;0370;0390;0400;0580; 0590;0595	472,77
TUBO + PALETA IZQUIERDA			
BQA0300	Tubo corto + paleta izquierda y talonera. No para combinar con extensión de paleta	0580;0980	○
BQA0310	Tubo corto + paleta ajustable en ángulo y profundidad con talonera izq.		○
BQA0330	Tubo largo + paleta izquierda y talonera. No para combinar con extensión de paleta	0580	○
BQA0340	Tubo largo + paleta ajustable en ángulo y profundidad con talonera izq.		○
TUBO + PALETA DERECHA			
BQA0360	Tubo corto + paleta derecha y talonera. No para combinar con extensión de paleta	0590	○
BQA0370	Tubo corto + paleta ajustable en ángulo y profundidad con talonera der.		○
BQA0390	Tubo largo + paleta derecha y talonera, der. No para combinar con extensión de paleta.	0590	○
BQA0400	Tubo largo + paleta ajustable en ángulo y profundidad con talonera der.		○
REPOSABRAZOS			
REPOSABRAZOS IZQ.			
BQA0420	Ajustable en altura, acolchado estándar, izq. (incluye cierre reposabrazos)	0903	36,77
BQA0425	Ajustable en altura, almohadilla concava, izquierda	NC : 0903	○
BQA0430	Ajustable en altura, acolchado ancho, izq. (solo para combinar con ruedas traseras 16", incluye cierre reposabrazos)	0903	63,04
BQA0435	Ajustable en altura reforzado, acolchado ancho, izq.(incluye cierre reposabrazos)	0900;0903	68,29
BQA0440	Ajustable en altura acolchado envolvente, izq. No posible combinar con mesita estándar.(Incluye cierre reposabrazos)	(NC : 0520, 0530, 0900, 0902, 0903, 0920, 0930)	73,54
BQA0450	Reposabrazos hemiplejía, izq. (Incl. cierre reposabrazos) 	(NC : 0900 , 0902, 0903, 0910, 0915, 0920, 0930)	98,75
BQA0460	◆ Sin reposabrazos, izq.	(NC : 0520, 0530, 0900, 0902, 0910, 0915, 0920, 0930)	◆
REPOSABRAZOS DER.			
BQA0470	Ajustable en altura, acolchado estándar, der. (incluye cierre reposabrazos)	0904	36,77
BQA0475	Ajustable en altura, almohadilla concava, derecha	NC : 0904	○


0174



0176



0180



0190

0240



0200



0220




0310

0290



0475/0425

Código	Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
BQA0480	Ajustable en altura, acolchado ancho der. (para combinar con ruedas traseras 16" , incluye cierre reposabrazos)	0904	63,04
BQA0485	Ajustable en altura y reforzado, acolchado ancho der. (incluye cierre reposabrazos)	(NC ; 0900, 0902, 0904, 0930)	68,29
BQA0490	Ajustable en altura acolchado, der. No posible combinar con mesita estándar.(Incl. cierre reposabrazos)	(NC : 0520, 0530, 0900, 0902, 0904, 0930)	73,54
BQA0500	Reposabrazos hemiplejia, der.(incl. cierre reposabrazos) 	(NC : 0900, 0902, 0904, 0910, 0915, 0930)	98,75
BQA0510	◆ Sin reposabrazos der.	(NC : 0520, 0530, 0900, 0902, 0910, 0915, 0930)	◆
OPCIONES ASIENTOS			
OPCIONES REPOSABRAZOS			
BQA0520	Funda soporte lateral		100,00
BQA0530	Acolchado para funda soporte lateral		14,71
OPCIONES REPOSACABEZAS			
BQA0540	Reposacabeza envolvente ajustable lateralmente - Tapizado suave negro TR26 	0560	136,58
BQA0550	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla ajustable lateralmente - Tapizado suave negro TR26 	0560	170,00
BQA0560	Reposacabeza simple Tapizado suave negro TR26 		77,28
BQA0567	Reposacabeza MATRX ,250MM acolchado suave 		298,00
OPCIONES REPOSAPIÉS			
BQA0580	Extensión paleta izq.		10,85
BQA0590	Extensión paleta der.		10,85
BQA0595	Cincha (para paleta monobloc)		○
CHASIS			
COLOR CHASIS			
BQA0591	◆ Gris perla		◆
BQA0592	Azul		○
BQA0593	Arena		○
BQA0594	Verde eléctrico		○
BQA0596	Rojo		○
CHASIS SEGURIDAD			
BQA0600	Extensión chasis, desplaza las ruedas 50 mm. hacia delante.		71,56
HORQUILLAS			
BQA0610	Fijas		○
RUEDASA DELANTERAS			
BQA0638	140X40 semi maciza - negra		41,37
BQA0645	150X30 semi maciza negra		41,37
BQA0665	◆ 200X30 maciza negra		◆
BQA0672	200X32 neumática - negra		41,37
BQA0675	200X45 maciza negra		41,37
RUEDAS TRASERAS			
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS			
BQA0702	◆ 16" / 405 MM (eje fijo)	(NC : 0722, 0724, 0745, 0755, 0785, 0790, 0810, 0850)	◆
BQA0705	22" / 560 MM (Eje extraíble / Quick release)		○
BQA0715	24" / 600 MM (Eje extraíble / Quick release)		○
TIPO DE RUEDAS TRASERAS			
BQA0722	Estándar (bujes negro, llanta aluminio, radios acero galvanizado)	(NC: 0755, 0810)	○
BQA0724	Reforzada (bujes aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable)		30,00
BQA0726	Freno tambor 22/24" : bujes aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable	(NC: 0785)	○
CUBIERTAS			
BQA0745	Cubierta neumática perfil negro 35 mm (1"3/8)		○
BQA0775	◆ Maciza negra		◆
BQA0785	Cubierta neumática perfil bajo negro (lisa) 25 mm (1")		52,53
AROS			
BQA0790	Aluminio		○
BQA0810	Recubiertos plástico		82,68
OPCIONES RUEDAS			
PROTECTORES RADIOS			
BQA0850	Frost		145,50
SEGURIDAD			
FRENOS			
BQA0860	Frenos accionados usuario		○
OPCIONES SEGURIDAD			
BQA0870	Cinturón pélvico 		34,35



Código	Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
BQA0875	Kit etiquetas sujeción		10,51
BQA0895	Anclajes transporte (delanteros, par)		25,00
OTRAS OPCIONES			
BQA0900	Mesita incluye kit montaje (para pedir dispositivo de bloqueo, seleccionar opción BQA0920)	0907	152,25
BQA0902	Mesita con soporte codos (incluye kit de montaje)	0907	170,00
BQA0903	Media mesita, transparente, abatible, izq (reposabrazos acolchado estrecho incluidos.)	0905	115,50
BQA0904	Media mesita, transparente, abatible, der (reposabrazos acolchado estrecho incluidos.)	0905	115,50
BQA0905	Acolchado mesita		65,00
BQA0907	Acolchado media mesita		65,00
BQA0920	Dispositivo de bloqueo para mesita		35,00
BQA0970	Fijación arnés (obligatorio pedir reposacabezas)		42,02
BQA0980	Porta Suero 		56,36
ESPECIAL			
PRECIO TOTAL			



0895



0902

0900 +
0905

0903



0907



0920



0970