

Rea® Dahlia® 45°

Silla de posicionamiento con respaldo reclinable (hasta 30°)* y basculación de asiento con transferencia de peso (hasta 45°)*

Versión autopropulsable (ruedas 20", 22", 24") o kit transit (16")

Anchura total reducida (ancho de asiento +16 cm con ruedas de 16" y +18 cm con ruedas 24" sin freno tambor).

Reposabrazos y reposapiernas regulables en anchura.

Respaldo rígido Flex3 regulable en anchura mediante placas (+5 o +10 cm), en altura (+9 cm) o con tapizado ajustable en tensión

Distintos tipos de cojines de asiento y respaldo disponibles.

5 colores de chasis disponibles (bandas reflectantes)

Reposapiernas elevables, soportes de tronco, reposacabezas y taco abductor como opción.

2 ruedas antivuelcos abatibles como estándar.

Peso máximo del usuario : 135 kg

* Ver tabla de compatibilidades al final de esta tarifa. La silla Rea Dahlia ofrece un gran número de regulaciones y opciones, por lo que pueden existir algunas limitaciones en cuanto a los ángulos de asiento y respaldo máximos que se puedan conseguir según la configuración elegida.

Rea Dahlia 45° SR-50C. Código provisional Prescripción (comunicado: S0009062)

Seleccionar reposacabezas, soportes de tronco, reposapiés elevables (Categoría: SRM 050C).



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :



Cantidad pedido :

Fecha pedido :





☐ Por favor marque su elección con una cruz : ☒ Característica estándar ☐ Sin cargo

Peso usuario = Kg




Código	Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
BXA0015	◆ Invacare Dahlia 45 °		1.965,00
BXA8000	Especial		
PROPULSIÓN			
BXA0020	◆ Kit transit: ruedas 16" con frenos tambor	(NC : 0140, 0150, 0160, 1515, 1525, 1535, 1542, 1544, 1548, 1565, 1575, 1595, 1610, 1620, 1630, 1670, 1685, 1687)	◆
BXA0035	Autopropulsable : ruedas 24"/ 22" /20"	(NC : 0090, 0180, 0430, 1505, 1548)	○
BXA0042	Doble aro DERECHO (eje extraíble)	(NC : 0120, 0140, 0180, 0430, 0595, 1505, 1515, 1542, 1544, 1546)	570,00
BXA0044	Doble aro IZQUIERDO (eje extraíble)	(NC : 0120, 0140, 0180, 0430, 0595, 1505, 1515, 1542, 1544, 1546)	570,00
DIMENSIONES ASIENTO			
ANCHURA ASIENTO			
BXA0050	390 mm (chasis pequeño)		○
BXA0060	◆ 440 mm (chasis mediano)		◆
BXA0070	490 mm (chasis grande)		○
EXTENSIÓN ANCHURA ASIENTO (AJUSTABLE)			
BXA0080	◆ + 50 mm		◆
BXA0090	+ 100 mm	1687	○
BXA0100	Sin extensión anchura asiento	0420;0430	○
PROFUNDIDAD ASIENTO			
BXA0110	430-500 mm		○
ALTURA ASIENTO			
BXA0120	350 mm/ 14"; (20" y 16")	(NC : 0630, 1400, 1415, 1435, 1455, 1460, 1465, 1475, 1525, 1535)	○
BXA0130	380 mm/ 15"; (22", 20" y 16")	(NC : 0630, 1395,, 1415, , 1435, , 1455, 1460, 1465, 1475, 1535)	○
BXA0140	400 mm/ 16"; (20")	(NC : 0630, 1395, 1400, 1455, 1460, 1465, 1475, 1505, 1525, 1535)	○
BXA0150	430 mm/ 17"; (20" y 22")	(NC : 0630, 1395, 1400, , 1455, 1460, 1465, 1475, 1505, 1535)	○
BXA0160	450 mm/ 18"; (24" y 22")	(NC : 1395, 1400 1455, 1460, 1465, 1475, 1505, 1515)	○
BXA0170	◆ 480 mm/ 19"; (24" y 16")	(NC : 1395, 1400, 1515, 1525)	◆
BXA0180	500 mm/ 20"; (16")	(NC : 0680, 0730, 1395, 1400, 1415, 1435, 1515, 1525, 1535, 1687)	○
LIMITACIONES ANGULO ASIENTO			
BXA0190	Basculación reducida: ángulo asiento positivo 30 °		○
BXA0200	◆ Basculación completa: ángulo asiento positivo 45 °		◆
LIMITACIONES ANGULO RECLINACIÓN			
BXA0203	Reclinación reducida: ángulo 10 grados		○
BXA0205	Reclinación reducida : ángulo 20 grados		○
BXA0207	◆ Reclinación completa: ángulo 30 grados		◆
ASIENTO			
BXA0210	◆ Profundidad ajustable 430-500 mm		◆
COJÍN ASIENTO			
BXA0220	Cojín Mistral 2	0290; 0305, 0324, 0325	○
BXA0230	◆ Cojín Flosshape	0324, 0325	◆
BXA0240	Cojín Contour Visco NG Tapizado suave negro TR26	0290;0300; 0305, 0324, 0325	105,43



Código	Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
BXA0243	Cojín MATRX LIBRA		323,15
BXA0246	Cojín FLO-TECH SOLUTION XTRA		616,15
BXA0280	Sin cojin (solo placa asiento)	0305	○
PROFUNDIDAD CÓJIN MATRX LIBRA/ FLO TECH SOLUTION XTRA			
BXA0324	Corta (LIBRA : 405 mm/ SOLUTION XTRA 430 mm)		○
BXA0325	Larga (LIBRA : 455 mm / SOLUTION XTRA 455 mm)		○
TAPIZADO ASIENTO			
BXA0290	Terciopelo negro TR35		○
BXA0300	◆ Tapizado suave negro TR26		◆
BXA0305	Tejido microventilado negro TR36		○
RESPALDO			
TUBO RESPALDO			
BXA0320	◆ Recto (Flex 3 y Matrx)		◆
EXTENSIÓN ANCHURA RESPALDO (AJUSTABLE)			
BXA0330	+ 50 mm	0430; 0595	○
BXA0340	◆ Sin extensión anchura respaldo		◆
TIPO DE RESPALDO			
BXA0350	Matrx Elite E2 (anclajes montados en tubos de respaldo, respaldo sin montar) Plazo de entrega adicional : + 10 días	0420;0430;0450;0460;0470;0480;0490;0500;0510;0520;0530; 0535; 1100;0110;1140;1150;1180;1190;1200;1210;1230; 1240;1250	770,00
BXA0360	Matrx Elite Deep E2 (anclajes montados en tubos de respaldo, respaldo sin montar) Plazo de entrega adicional : + 10 días	0420;0430;0450;0460;0470;0480;0490; 0500;0510;0520;0530; 0535;1100;1110;1120;1130;1140;1150;1180;1190;1200;1210;1230;1240;1250	770,00
BXA0390	◆ Respaldo Flex 3 , placa anchura ajustable	0413;0417;0450;0570;1072	◆
BXA0400	Respaldo Flex 3 , ajustable en tensión, ajustable anchura	0413;0417;0430;0570;1072;1250	○
BXA0410	Tubos respaldo sin acolchado	0413;0417;0420;0430;0450;0460;0470;0480;0490;0500;0520;0530; 0540, 0550, 0570; 0535; 1072;1100; 1110;1130;1140;1150;1180;1190;1200;1210;1230;1240;1250	○
ALTURA RESPALDO MATRX			
BXA0413	Altura 41 cm		○
BXA0415	Altura 46 cm		○
BXA0417	Altura 51 cm		○
ANCHURA RESPALDOS MATRX			
BXA0421	380 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 290 MM	○
BXA0422	410 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 315 MM	○
BXA0423	430 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 340 MM	○
BXA0424	460 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 370 MM	○
BXA0425	480 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 390 MM	○
BXA0426	510 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 420 MM	○
AJUSTE RESPALDO FLEX 3			
BXA0420	◆ Flex 3 + 50 mm		◆
BXA0430	Flex 3 + 100 mm	NC1687	○
BXA0440	Sin extensión anchura respaldo		○
RESPALDO			
BXA0450	Respaldo acolchado con laterales		○
BXA0460	Respaldo Laguna (soporte lateral)		○
BXA0470	Respaldo Mistral 2 (soporte cintura)	0535	157,71
BXA0480	◆ Respaldo Passad 2 (Soporte hombros)		◆
BXA0510	Sin tapizado respaldo	0520;0530; 0535	○
TAPIZADO RESPALDO			
BXA0520	Terciopelo negro TR35		○
BXA0530	◆ Tapizado suave negro TR26		◆
BXA0535	Tejido microventilado negro TR36		○
PUÑOS			
BXA0540	Barra de empuje ajustable en ángulo		120,00
BXA0550	◆ Puños divididos		◆
BXA0560	Puños conectados sin fijación reposacabeza		○
BXA0570	Puños conectados, con fijación reposacabeza	1072	○
ASIENTO			
BASCULACIÓN ASIENTO			
BXA0580	◆ Basculación asiento por pistón accionado con la mano		◆
BXA0595	Basculación eléctrica respaldo y asiento (consultar disponibilidad)		600,46
RECLINACIÓN RESPALDO			
BXA0600	◆ Reclinación respaldo mediante pistón gas accionado por acompañante		◆
BXA0620	Respaldo fijo regulable en ángulo por husillo		○
REPOSAPIÉS / TUBOS + PALETA			
REPOSAPIÉS CENTRAL			







Código	Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
BXA0630	Reposapiés central, incluye acolchado pantorrillas y tubos porta paleta. No para combinar con tubos porta paleta individuales, taco abductor , extensión paletas y kit palomillas.	0640;0650;0660;0670;0680;0690;0700 ; 0710;0720;0730;0740;0750;0760;0770 ; 0780;0790;0800;0810;0820;0830;0840; 0850;1270;1280;1300;1310;1000	422,38
POSICIÓN REPOSAPIÉS			
BXA0640	◆ Posición baja, estándar		◆
BXA0650	Posición alta, para piernas largas, 50mm más alta		○
REPOSAPIÉS IZQ.			
BXA0660	Pescante ajustable en ángulo - izq. Con acolchado rodilla y soporte pantorrillas	(NC : 0760, 0780, 0790; 1290	142,69
BXA0670	◆ Pescante fijo 80 °, abatible hacia interior y exterior - alu 2003, izq	1245	◆
BXA0680	Pescante fijo 90 °, abatible hacia interior y exterior - alu 2003, izq	0780;0800;0810;1270; 1460; 1465, 1470; 1475)	52,53
BXA0690	Acolchado amputado - alu 2008 izq.	0760;0770;0780;0790;0800;0810;1270; 1280;1290;1300;1310	144,23
BXA0700	Sin reposapiés , Izq	0760;0770;0780;0790;0800;0810;1270; 1280;1290;1300;1310	○
REPOSAPIÉS DER.			
BXA0710	Pescante ajustable en ángulo - der. Con acolchado rodilla y soporte pantorrilla	(NC : 0760, 0820, 0830, 1290)	142,69
BXA0720	◆ Pescante fijo 80°, abatible hacia interior exterior - alu 2003, der	1280	◆
BXA0730	Pescante fijo 90°, abatible hacia interior exterior - alu 2003, der	0820;0840;0850;1270;1455, 1460; 1475)	52,53
BXA0740	Acolchado amputado - alu 2008 der	0760;0770;0820;0830;0840;0850;1270; 1280;1290;1300;1310	144,23
BXA0750	Sin reposapiés, der	0760;0770;0820;0830;0840;0850;1270; 1280;1290;1300;1310	○
PALETA MONOBLOC			
BXA0760	Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad tubo corto.	0780;0790;0800;0810;0820;0830;0840; 0850;1270;1280	147,08
BXA0770	Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad tubo largo	0780;0790;0800;0810;0820;0830;0840; 0850;1270;1280	147,08
TUBO + PALETA IZQ.			
BXA0780	Tubo corto + paleta fija y talonera, izq. No para combinar con extensión paleta.	1270;1290;1300	○
BXA0790	Tubo corto+ paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera izq.	1290	○
BXA0800	Tubo largo + paleta fija y talonera, izq. No para combinar con extensión paleta.	1270;1290;1300	○
BXA0810	◆ Tubo largo+ paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera izq.	1290	◆
TUBO + PALETA DER.			
BXA0820	Tubo corto + paleta fija y talonera, der. No para combinar con extensión paleta.	1280;1290;1300	○
BXA0830	Tubo corto+ paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera der.	1290	○
BXA0840	Tubo largo + paleta fija y talonera, der. No para combinar con extensión paleta.	1280;1290;1300	○
BXA0850	◆ Tubo largo+ paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera der.	1290	◆
REPOSABRAZOS (Cierre bloqueo incluido)			
REPOSABRAZOS IZQUIERDO			
BXA0860	Acolchado estrecho, goma negra tipo action izq (cierre bloqueo incluido)	1716	○
BXA0870	Ajustable en altura, goma clematis, izq (cierre bloqueo incluido) 230 à 320 m	0985;1716	○
BXA0875	Reposabrazos alto (+55 mm) - Goma clematis , izq (cierre bloqueo incluido)	0985;1716	○
BXA0880	◆ Ajustable en altura, acolchado ancho , izq	0985;1716	◆
BXA0885	Ajustable en altura, almohadilla concava, izq.	(NC : 0985, 1716)	○
BXA0890	Reposabrazos hemiplejía , izq. No para combinar con accesorios mesita.	0980;0985;1710;1715;1720;1730; 1735;1740; 1716	98,75
BXA0910	Sin reposabrazos izquierdo	0975; 0980;0985;1710;1715;1720;1730;1735 ; 1740	○
REPOSABRAZOS DERECHO			
BXA0920	Acolchado estrecho, goma negra tipo action der (cierre bloqueo incluido)	1717	○
BXA0930	Ajustable en altura, goma clematis, der (cierre bloqueo incluido) 230 à 320 m	0985; 1717	○
BXA0935	Reposabrazos alto (+55 mm) - Goma clematis , der (cierre bloqueo incluido)	0985; 1717	○
BXA0940	◆ Ajustable en altura, acolchado ancho der	0985; 1717	◆
BXA0945	Ajustable en altura, almohadilla concava, der.	(NC : 0985, 1717)	○
BXA0950	Reposabrazos hemiplejía , der. No para combinar con accesorios mesita (cierre reposabrazos incluido)	0980;0985;1710;1715; 1720;1730; 1735;1740; 1717	98,75



Código	Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
BXA0970	Sin reposabrazos derecho	0975; 0980;0985;1710;1715;1720;1730;1735 ; 1740	○
OPCIONES ASIENTO			
OPCIONES REPOSABRAZOS			
BXA0975	Protectores de ropa reforzados		60,00
BXA0980	Acolchado lateral reposabrazos		73,54
BXA0985	Funda acolchado reposabrazos , terciopelo negro TR35	1710;1715;1720;1730; 1735; 1740;1716;1717;1725	31,52
OPCIONES ASIENTO			
BXA0990	Funda incontinencia		33,58
BXA1000	Taco abductor	1020	64,48
BXA1010	Extensión placa de asiento en anchura , hacia delante, hacia atrás o asimétrica (con kit, 2 placas)		52,53
BXA1020	Incremento placa de asiento 2 cm + alta		63,04
BXA1030	Goniómetro, asiento		26,27
OPCIONES RESPALDO			
REPOSACABEZAS			
BXA1040	Reposacabeza envolvente, ajustable lateralmente	(NC : 1047, 1048, 1049, 1070)	136,58
BXA1060	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla, ajustable lateralmente.	(NC : 1047, 1048, 1049, 1050; 1070)	170,00
BXA1041	Reposacabeza ELAN, almohadilla estándar (254 mm / 10")	(NC : 1050, 1070)	178,00
BXA1042	Reposacabeza ELAN, almohadilla estándar (355 mm / 14")	(NC : 1050, 1070)	178,00
BXA1043	Reposacabeza ELAN, almohadilla occipital (229 mm / 9")	(NC : 1050, 1070)	188,50
BXA1044	Reposacabeza ELAN, almohadilla occipital (305 mm / 12")	(NC : 1050, 1070)	188,50
BXA1045	Reposacabezas Elan, almohadilla 4 puntos (anchura 229 x altura 177 mm / 9" x 7")	(NC : 1050, 1070)	325,50
BXA1046	Reposacabezas Elan, almohadilla 4 puntos (anchura 280 x altura 254 mm / 11" x 10")	(NC : 1050, 1070)	325,50
SOPORTE REPOSACABEZAS ELAN			
BXA1047	Soporte Matrx Elan adulto	NUEVO	234,50
BXA1048	Soporte Matrx Elan adulto Prolongado		295,00
BXA1049	Soporte Matrx LOXX		210,00
OTRAS OPCIONES DE REPOSACABEZAS			
BXA1050	Funda reposacabezas envolvente	(NC : 1070)	39,00
BXA1070	Reposacabeza simple		77,28
BXA1090	Kit palomillas reposacabezas		25,50
SOPORTES DE TRONCO (IZQ)			
BXA1100	Soporte lateral tronco multiajustable brazo estándar (izq)		89,30
BXA1140	Soporte lateral tronco con brazo estándar (izq)		78,80
BXA1180	Soporte de tronco multiajustable, almohadilla ajustable en profundidad, con brazo abatible (izq.)	NUEVO	99,00
SOPORTES DE TRONCO (DER)			
BXA1110	Soporte lateral tronco multiajustable brazo estándar (der)		89,30
BXA1150	Soporte lateral tronco con brazo estándar (der)		78,80
BXA1190	Soporte de tronco multiajustable, almohadilla ajustable en profundidad, con brazo abatible (der.)	NUEVO	99,00
OPCIONES DE RESPALDO			
BXA1240	Cuñas (par)		15,30
BXA1260	Goniómetro respaldo		26,27
OPCIONES REPOSAPIÉS			
BXA1270	Extensión paleta izq	1300	10,85
BXA1280	Extensión paleta der	1300	10,85
BXA1290	Cincha reposapiernas (para paleta monobloc)		○
BXA1300	Acolchado paleta		52,53
BXA1310	Cincha reposapiernas acolchada		81,95
BXA1311	Cincha de tobillo, cierre hebilla, L (par)	kit de montaje incluido NUEVO	154,00
BXA1312	Cincha de tobillo, cierre hebilla, M (par)	kit de montaje incluido NUEVO	154,00
BXA1313	Cincha de tobillo, cierre hebilla, S (par)	kit de montaje incluido NUEVO	150,70




Código	Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
CHASIS			
BANDAS DE COLOR REFLECTANTES			
BXA1320	Azul		15,76
BXA1330	◆ Plata	◆	◆
BXA1340	Rojo		15,76
BXA1350	Champagne		15,76
BXA1360	Verde petróleo		15,76
BXA1365	Sin bandas de color		○
FIJACIÓN RUEDAS DELANTERAS			
BXA1370	◆ Fijas		◆
BXA1380	QR		54,06
RUEDAS DELANTERAS			
BXA1395	100X30 Semi maciza Softroll negra (4")		41,37
BXA1400	125x27 semi macizas (5") negra		41,37
BXA1415	140X40 blanda negra		41,37
BXA1435	150X30 Semi Maciza negra		41,37
BXA1455	◆ 200X30 Maciza negra	◆	◆
BXA1465	200x32 neumática negra		41,37
BXA1475	200X45 Maciza negra		41,37
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS			
BXA1505	◆ 16" / 405 MM (eje fijo)	(NC : 1542, 1544, 1548, 1565, 1575, 1595, 1610, 1620, 1630, 1670, 1687)	◆
BXA1515	20" / 515 MM (eje extraíble / Quicke Release)	(NC : 1542, 1546, 1548, 1575, 1585, 1595, 1630)	○
BXA1525	22" / 560 MM (eje extraíble / Quicke Release)	(NC : 1630)	○
BXA1535	24" / 600 MM (eje extraíble / Quicke Release)		○
TIPO RUEDAS TRASERAS			
BXA1542	Estándar (buje negro, llanta aluminio, radios acero galvanizado)	(NC : 1575, 1620, 1630)	○
BXA1544	Reforzada (bujes aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable)		30,00
BXA1546	◆ Freno tambor 22/24" : buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable	(NC : 1595)	○
BXA1548	Doble aro (bujes negro & sistema doble aro)	(NC : 1565, 1575, 1610, 1620, 1630, 1670)	○
TIPO CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS			
BXA1565	Cubierta neumática profile negra 35 mm (1"3/8)		○
BXA1585	◆ Macizas negras 1" 3/8		◆
BXA1595	Cubierta neumática perfil bajo gris/negra (lisa) 25 mm (1")		52,53
AROS			
BXA1610	Aluminio 4-p		○
BXA1620	Recubierto plástico 4-p		82,68
BXA1630	Acero		84,05
OPCIONES RUEDAS			
PROTECTORES RADIOS			
BXA1670	Protectores radios Frost		145,50
SEGURIDAD			
FRENOS			
BXA1680	Frenos accionados usuario		○
BXA1685	Freno unilateral izquierdo		65,00
BXA1687	Freno unilateral derecho		65,00
OPCIONES DE SEGURIDAD			
CINTURONES			
BXA1690	Cinturón pélvico		34,35
BXA1691	Cinturón pélvico- 2 puntos M, sistema de fijación Flat-Mount		113,72
BXA1692	Cinturón pélvico- 2 puntos L, sistema de fijación Flat-Mount		113,72
BXA1693	Cinturón pélvico- 4 puntos M, sistema de fijación Flat-Mount		139,23
BXA1694	Cinturón pélvico- 4 puntos L, sistema de fijación Flat-Mount		139,23
ARNESES			



Código	Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
BXA1696	Arnés de hombros PivoFit Dynamic Medium, sistema de fijación Cinch-Mount	Solo con respaldo ELITE E2 /ELITE DEEP E2 o con reposacabezas	152,90
BXA1697	Arnés de hombros PivoFit Dynamic, Large, sistema de fijación Cinch-Mount	Solo con respaldo ELITE E2 /ELITE DEEP E2 o con reposacabezas	161,70
OTRAS OPCIONES			
BXA1710	Mesita (incluye kit de montaje)	NC 1725	152,25
BXA1715	Mesita con soporte codos (incluye kit de montaje)	NC 1725	170,00
BXA1716	Media mesita, transparente, abatible, izq (reposabrazos acolchado estrecho incluidos)	1720;	115,50
BXA1717	Media mesita, transparente, abatible, der (reposabrazos acolchado estrecho incluidos)	1720;	115,50
BXA1720	Acolchado para mesita	1730; 1735	65,00
BXA1725	Acolchado para media mesita	1730; 1735	65,00
BXA1730	Mesita abatible	1740	174,31
BXA1735	Mesita abatible con soporte codos	1740	199,31
BXA1740	Dispositivo de bloqueo para mesita		35,00
BXA1780	Bomba de hinchado		12,99
BXA1790	Soporte para bastones		27,99
BXA1810	Fijación arnés delantera (par)		31,52
BXA1820	Fijación arnés superior		31,52
BXA1850	Anclajes para transporte (con usuario y sin usuario)		45,00
BXA1860	Bandeja respirador 		190,00
BXA1880	Porta suero 		56,36
BXA1890	Kit limitación ángulo		12,24
ESPECIAL			
PRECIO TOTAL			




1696/1697



1716/1717



1810



1850

REA Dahlia 45°

Altura Asiento	Diámetro Rueda trasera	Ángulo asiento (entrega de fábrica)	Ángulo respaldo (entrega de fábrica)
350 mm	16"	45	30
	20"	30	30
380 mm	16"	45	30
	20"	45	10
	22"	30	30
400 mm	20"	45	30
430 mm	20"	45	30
	22"	45	30
450 mm	22"	45	30
	24"	45	30
480 mm	16"	45	30
	24"	45	30
500 mm	16"	45	30