

Adeo



Nuestra generación de soluciones de aseo



Yes, you can.®

Presentamos el cuadro de lavabo Adeo C407A

El Invacare Adeo C407A es un marco de lavabo que se coloca directamente sobre el inodoro. Su función es ofrecer soporte para utilizar el inodoro. Lo pueden usar personas de hasta 100 kg, de manera segura. El Adeo es de aluminio, lo cual lo protege de la corrosión. Es regulable en altura de 640 a 740 mm, esto facilita que se pueda usar con elevadores de inodoro.

Dispone de conteras de caucho que incrementan la seguridad tanto al entrar como al salir del WC. Diseñado para ahorrar espacio y adaptarse a los inodoros y cuartos de baño más pequeños, además de estar libre de corrosión para garantizar su durabilidad a largo plazo.



Características principales:

- > Regulable en altura de 640 a 740 mm.
- > Reposabrazos largos para un mayor confort.
- > Puede utilizarse en combinación con elevadores de inodoro
- > Muy compacto para utilizarse en espacios pequeños

Datos técnicos

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página web www.invacare.es



Rango de ajuste de altura ▼

640 -740 mm



Ancho total ▼

590 mm



Profundidad total ▼

440 mm



Largo de los reposabrazos ▼

330 mm



Peso total del producto ▼

2 kg



Peso máximo usuario ▼

100 kg

Plateado

Color del marco

Gris claro

Color del plástico

Tel. (34) 972 493 214
E-Mail: contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare S.A.
Avenida del Oeste nº50, 11ª
Valencia - CP: 46001
España



Yes, you can.®